

Andador con ruedas • A222

PRECAUCIÓN Lea todas las instrucciones y advertencias antes del ensamblaje y uso.

- Si no entiende estas instrucciones, comuníquese con un profesional de la salud antes de intentar usarlo.
- Antes del uso, revise que no haya daños de envío. Si hay daños de envío: **NO UTILICE EL ARTÍCULO**. Comuníquese con el fabricante para obtener más instrucciones.
- Si hay algún problema con su andador, **NO** intente repararlo usted mismo. Comuníquese con el fabricante por si necesita reemplazar o cambiar alguna pieza.
- Los neumáticos y los frenos son componentes no duraderos que requerirán mantenimiento durante la vida útil del andador.
- Los frenos deben ajustarse para que las ruedas no se muevan mientras se está aplicando el freno. Si los frenos no se pueden ajustar correctamente, **NO** continúe usando el andador, busque reparación o reemplazo.
- Los neumáticos deben inspeccionarse regularmente para detectar daños y desgaste, y deben reemplazarse cuando estén excesivamente desgastados. Los neumáticos pueden desgastarse más rápido si el dispositivo se usa al aire libre en superficies ásperas.
- Compass Health Brands no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño o lesión causado por instalación, ensamblaje o uso incorrecto de este producto

INSTRUCCIONES DE USO Y ADVERTENCIAS

- Este andador tiene un límite de peso de 250 libras. (113.4 kg). **SIEMPRE** observe el límite de peso en el etiquetado de su andador.
- **SIEMPRE INSPECCIONE EL ANDADOR ANTES DE USARLO.** Inspeccionar y mantener adecuadamente su andador puede reducir el riesgo de lesiones. Asegúrese de que todas las piezas estén seguras y en buen estado de funcionamiento. **SIEMPRE** compruebe que los elementos de fijación, las ruedas, los frenos y el asiento se encuentren correctamente ajustados antes de su uso. Asegúrese de que los frenos de estacionamiento funcionen y que las ruedas del andador no giren con los frenos activados. Si el andador no se encuentra en buen estado de funcionamiento o los sujetadores no pueden ajustarse, **DEJE DE UTILIZAR EL ANDADOR.**
- Todas las ruedas y manijas **DEBEN** ajustarse a la misma altura para un uso seguro. **NO** use el andador si las ruedas o las manijas no están alineadas, o si el hardware no está asegurado. Según sea aplicable a su modelo de andador, todas las perillas de mano deben estar firmemente apretadas y los botones de ajuste de altura deben sobresalir completamente a través de los orificios de ajuste de altura con un "clic" audible.
- **NO** use el andador como silla de ruedas.
- **SIEMPRE** active ambos frenos de estacionamiento antes de sentarse en el andador. **NO** se mueva ni se deslice mientras esté sentado en el andador. Los frenos de estacionamiento **DEBEN** permanecer activados en todo momento mientras esté sentado.
- **SIEMPRE** use calzado protector mientras usa el andador. **SIEMPRE** mantenga los cordones de los zapatos, la ropa o los accesorios lejos de las ruedas y los manubrios durante el uso.
- **SIEMPRE** mantenga una buena postura mientras usa el andador. Al caminar con el andador, mantenga sus pies en línea con las ruedas traseras, y **NO** deje que el andador se aleje demasiado de usted.
- Cuando se siente en el andador, mantenga ambos pies en contacto con el piso y **NO** se incline hacia afuera del asiento.
- **NO** utilice el andador para levantarse usted mismo de una silla o de sentado en otra posición. Use los brazos de la silla para soportar su peso mientras se para.
- **NO** intente alcanzar objetos que están fuera de su alcance inmediato mientras esté sentado en el andador. **NO** se incline hacia delante, hacia atrás o hacia los lados mientras está sentado en el andador.
- **NO** use la barra del respaldo para soportar su peso. Inclinarsse hacia atrás mientras está sentado en el andador puede hacer que el dispositivo se incline.
- **SIEMPRE** tenga todas las ruedas en contacto con el piso/suelo mientras usa este dispositivo. No mantener el contacto de las ruedas podría provocar un desequilibrio en el andador y causar lesiones o daños.
- **NO** se siente en el andador si está estacionado en una pendiente. Solo use el asiento en una superficie nivelada.
- **SIEMPRE** asegúrese de que el andador esté completamente abierto y que la barra plegable esté bloqueada en la posición hacia abajo antes del uso.
- **NO** cuelgue nada de las asas o el marco del andador. Los artículos solo se pueden llevar en la bolsa/cesta provista.
- **NO** se trepe, arroddille ni se pare en el andador.
- Esto no es un juguete. **NO** permita que los niños jueguen con el andador.
- **SEA CONSCIENTE** de sus alrededores mientras utiliza el andador. Advierta los peligros y evítelos. Evite las calles y superficies con agua, arena, grava, tierra, hojas y otros desechos. Las superficies húmedas, resbaladizas irregulares o muy rugosas pueden poner en peligro la tracción y propiciar posibles accidentes. Los cables sueltos y las alfombras no aseguradas pueden moverse repentinamente y causar una pérdida de equilibrio. **NO** use el andador en barro, hielo o charcos.
- **NUNCA** lo use cerca de escalones, caminos de entrada inclinados/ colinas con una pendiente pronunciada (nunca más de 15 grados). **NO** camine hacia atrás por una pendiente.
- **NO** use escaleras ni escaleras mecánicas mientras usa el andador. **NO** lo use cerca de áreas de piscinas.
- **SIEMPRE** tenga más cuidado y muévase lentamente cuando pase de una alfombra a pisos de superficie dura o grietas/separaciones en superficies de pasillos; evite baches pronunciados, rejillas de drenaje y cambios superficiales repentinos. El andador puede detenerse bruscamente si una rueda queda atrapada.
- **NO** utilice el freno de mano como herramienta principal de frenado. Puede ser usado si es necesario pero está principalmente diseñado para mantener una posición detenida.
- **NO** lo use bajo la influencia de drogas o alcohol que alteran la mente, ni mientras padece de mareo.
- **NO** almacene este producto bajo la luz solar directa o al aire libre. La exposición a temperaturas extremas (calor, frío, humedad, etc.) puede hacer que las superficies (asiento, agarraderas, etc.) se calienten al tacto, se debiliten o se quiebren. Asegúrese de que las empuñaduras **NO** se tuerzan y de que las superficies de contacto con la piel estén frías al tacto antes de su uso.
- **NO USAR EL SENTIDO COMÚN Y NO PRESTAR ATENCIÓN A LAS ADVERTENCIAS ANTES MENCIONADAS AUMENTA EL RIESGO DE LESIONES GRAVES. UTILICE BAJO SU RESPONSABILIDAD Y PRESTANDO LA DEBIDA ATENCIÓN PARA UN FUNCIONAMIENTO SEGURO. UTILICE CON PRECAUCIÓN.**

COMPASSHEALTH 42-A22200_01 © 2018

Manufactured for / Fabricado por: Compass Health Brands Corp.
Middleburg Heights, OH 44130 • www.compasshealthbrands.com
Phone / Teléfono 800.376.7263 • Made in China / Hecho en China