

LANAFORM

HEALTH



PO-100

PULSE OXIMETER



**OXYGEN
SATURATION**



**PULSE
RATE**



**PERFUSION
INDEX**

La garantie LANAFORM ne couvre pas les dommages causés suite à une usure normale de ce produit. En outre, la garantie sur ce produit LANAFORM ne couvre pas les dommages causés à la suite de toute utilisation abusive ou inappropriée ou encore de tout mauvais usage, accident, fixation de tout accessoire non autorisé, modification apportée au produit ou de toute autre condition, de quelle que nature que ce soit, échappant au contrôle de LANAFORM.

LANAFORM ne sera pas tenue pour responsable de tout type de dommage accessoire, consécutif ou spécial.

Toutes les garanties implicites d'aptitude du produit sont limitées à une période de deux années à compter de la date d'achat initiale pour autant qu'une copie de la preuve d'achat puisse être présentée.

Dès réception, LANAFORM réparera ou remplacera, suivant le cas, votre appareil et vous le renverra. La garantie n'est effectuée que par le biais du Centre Service de

LANAFORM. Toute activité d'entretien de ce produit confiée à toute personne autre que le Centre Service de LANAFORM annule la présente garantie.

21 Conseils relatifs à l'élimination des déchets



L'emballage est entièrement composé de matériaux sans danger pour l'environnement qui peuvent être déposés auprès du centre de tri de votre commune pour être utilisés comme matières secondaires. Le carton peut être placé dans un bac de collecte papier. Les films d'emballage doivent être remis au centre de tri et de recyclage de votre commune.

Lorsque vous ne vous servez plus de l'appareil, éliminez-le de manière respectueuse de l'environnement et conformément aux directives légales.

Retirez préalablement la pile et déposez-la dans une borne de collecte afin qu'elle soit recyclée.

Les piles usées ne doivent en aucune façon être mises aux ordures ménagères.

22 Service après-vente

	Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd. D Building, No. 71, Xintian Road, Fuyong Street, Baoan, Shenzhen, Guangdong, China Tel: +86-755-26696279
	Wellkang Ltd Suite B, 29 Harley Street, London W1G 9QR, UK. Tel: +44(20)3287-6300
	Lanaform SA Rue de la Légende 55, B-4141 Louveigné Belgique Tel: 0032-4-360-92-91

NEDERLANDS

Presentatie

Bedankt dat u hebt gekozen voor de pulsoximeter van LANAFORM.

De pulsoximeter is een niet-invasieve methode die wordt gebruikt om de zuurstofsaturatie in het bloed (SpO_2) te meten via de controle van het percentage hemoglobine dat verzadigd is met zuurstof, evenals de pulsmodulatie-index (PMI) en de meting van de hartslag. Dit procedé wordt al meer dan twintig jaar regelmatig gebruikt. Het blijkt een essentiële controle in de medische praktijk om de handhaving van het zuurstofniveau te verzekeren en ademhalingsproblemen te voorkomen. De waarde van de zuurstofsaturatie kan als gevaarlijk worden beschouwd als ze lager is dan 90% voor arterieel bloed. De normale waarde is 100% in normale weersomstandigheden.

▲ Lees alle instructies voordat u uw product in gebruik neemt, in het bijzonder deze basisveiligheidsvoorschriften.

De foto's en andere voorstellingen van het product in deze handleiding en op de verpakking zijn zo accuraat mogelijk. De kans bestaat echter dat de gelijkenis met het product niet perfect is.

Inhoudsopgave

- 01 Uitpakken
- 02 Inhoud van de verpakking
- 03 Symbolen
- 04 Veiligheidsmaatregelen
- 05 Beschrijving van het product
- 06 Structuur van het product
- 07 Beschrijving van het scherm
- 08 Instellingen
- 09 Gebruiksaanwijzing
- 10 Aflezing van de metingen
- 11 Over de weergave
- 12 Vervanging van de batterijen
- 13 Bevestiging van de Riem
- 14 Reiniging en ontsmetting
- 15 Onderhoud
- 16 Technische eigenschappen

- 17 Veiligheidsklasse
- 18 Opslag en transport
- 19 Richtlijnen en verklaring van de fabrikant - Elektromagnetische emissies
- 20 Garantie
- 21 Afvalverwijdering
- 22 Dienst-na-verkoop

01 Uitpakken

Open de verpakking voorzichtig voordat u het toestel in gebruik neemt. Controleer of alle accessoires aanwezig zijn en of er onderdelen beschadigd zijn geraakt tijdens het transport. Volg de installatie- en gebruiksinstructies van deze handleiding. Neem contact op met de verkoper of rechtstreeks met Lanaform indien het toestel beschadigd is of slecht werkt. Hou het model van het toestel, het serienummer, uw contactgegevens en uw adres bij de hand ingeval u klachten hebt.

02 Inhoud van de verpakking

- 1 pulsoximeter
- 2 x AAA-batterijen (meegeleverd)
- 1 gebruiksaanwijzing
- 1 opbergtas
- 1 snoer voor transport

03 Symbolen

De volgende merken en symbolen kunnen voorkomen in de handleiding, op de PO-100 en zijn accessoires.

SYMBOOL	BESCHRIJVING
	Toegepast onderdeel type BF.
	Oplettendheid vereist.
	Verboden handeling.
	Informatie over de fabrikant.
	Productiedatum.
	De handleiding raadplegen.
CE 0482	Dit product voldoet aan de eisen van richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen.

SYMBOOL	BESCHRIJVING
	Elektriciteitsafval moet naar een gespecialiseerd inzamelpunt worden gebracht, waar het kan worden gerecycleerd.
IP22	Beschermingsgraad tegen de insijpeling van water.
	Een verkeerd gebruik van de apparaat kan het toestel beschadigen of de gebruiker verwonden.
	Een verkeerd gebruik van de apparaat kan het toestel beschadigen of onjuiste resultaten opleveren.
%SpO ₂	Symbool van zuurstofsaturatie
bpmPR	Symbool van polsslag
	Geen SpO ₂ -alarmsignalen.

04 Veiligheidsmaatregelen

Lees aandachtig de volgende voorzorgsmaatregelen voordat u de pulsoximeter gebruikt.

▲ Opgelet

- Probeer de oximeter niet zelf te onderhouden, tenzij u professioneel gekwalificeerd bent hiervoor. Alleen wie professioneel gekwalificeerd is in onderhoud, is gemachtigd om intern onderhoud uit te voeren, indien nodig.
- De oximeter dreigt niet te werken als uw bloedsomloop zwak is. Wrijf over uw vinger om de bloedsomloop te stimuleren of plaats het toestel op een andere vinger.
- Gebruik het apparaat niet langer dan 30 minuten zonder van vinger te veranderen.
- Dit product kan niet worden gebruikt bij het onderzoek van pasgeborenen.
- Zoek tijdig medische hulp indien de gemeten waarde buiten het normale meetbereik valt, en als u er zeker van bent dat het toestel goed werkt.
- Stel uw ogen niet rechtstreeks bloot aan de elektroluminescente onderdelen van de oximeter, want dat zou uw ogen kunnen beschadigen.

- Raadpleeg aandachtig de relevante medische documentatie voor meer details over de klinische limieten en contra-indicaties.
- De volgende factoren kunnen de nauwkeurigheid van het onderzoek verstoren of aantasten:
 - Dit product wordt gebruikt in een omgeving met hoogfrequentieapparaten.
 - De sonde van de oximeter wordt op hetzelfde lichaamsdeel of op hetzelfde deel van ledemaat aangebracht als met de arteriële leiding van de bloeddrukmanchet.
 - De gebruiker heeft last van een lage bloeddruk (hypotensie), ernstige vasculaire atrofie, ernstige anemie of zuurstoftekort.
 - De gebruiker heeft een plotse hartstilstand of is in shock.
 - Nagellak of valse nagels kunnen leiden tot verkeerde aflezingen van de zuurstofsaturatie of polsslag.
- Draag zorg voor de lens van de meetsonde, want die is breekbaar.
- Verwijder voorzichtig de gebruikte batterijen. Het is raadzaam om de gebruikte batterijen naar een daarvoor voorzien inzamelpunt te brengen om het milieu te beschermen.
- Verwijder de batterijen wanneer de oximeter gedurende meer dan twee maanden niet zal worden gebruikt.
- Dompel de oximeter niet onder in water of stelt het toestel niet rechtstreeks bloot aan zonnestralen.
- Stel de oximeter niet bloot aan trillingen of schokken.
- Reinig de sonde van de oximeter na elk gebruik.
- Gebruik de oximeter niet voor doeleinden die niet gespecificeerd zijn in deze handleiding. Volg de instructies van het hoofdstuk 'Gebruiksaanwijzing' en gebruik de oximeter voorzichtig.
- De oximeter is niet waterdicht, dompel het toestel niet onder in water of een andere vloeistof. Reinig en ontsmet de oximeter zoals beschreven in het hoofdstuk 'Reiniging en ontsmetting'.
- Raak het opzetstuk van de meetsonde niet aan.
- Hou de meetsonde schoon om nauwkeurige resultaten te vrijwaren.
- De omgevingstemperatuur mag niet te hoog of te laag zijn. Bewaar de oximeter vóór gebruik meer dan 30 minuten bij omgevingstemperatuur voor nauwkeurige meetresultaten.
- Gebruik de oximeter niet bij een omgevingstemperatuur van meer dan 40°C (104°F) of minder dan 5°C (41°F). Deze temperaturen bevinden zich buiten het werkingsbereik van de oximeter.
- Risico op vervuiling! Het is raadzaam om de gebruikte oximeter te deponeren in een afvalverzamelpunt.
- De 2 batterijen AAA van 1,5V (inbegrepen) zijn de enige vervangbare accessoires van de oximeter. Gebruik geen batterijen met andere spanningen of specificaties.

▲ Waarschuwing

- Gebruik de oximeter niet in een omgeving met ontvlambare gassen, een

ontvlambaar verdovingsmiddel of andere ontvlambare stoffen.

- Gebruik de oximeter niet in de buurt van IRM of CT.
- Gebruik de oximeter niet wanneer het toestel vochtig is, met overloop of condensatie van waterdamp. Verplaats de oximeter niet van een extreem koude naar een zeer warme omgeving.
- Bewaar de oximeter buiten het bereik van kinderen.
- Het gebruik van een oude oximeter zou onjuiste meetresultaten kunnen opleveren.
- De oximeter is niet ontworpen om een gezondheidsprobleem of ziekte te diagnosticeren of te behandelen. De resultaten van de metingen worden louter indicatief meegedeeld.
- Zelfdiagnosen of zelfmedicatie op basis van de verkregen resultaten zijn gevaarlijk. Gelieve een arts te raadplegen.
- Probeer de alkalinebatterijen met droge cellen niet op te laden en gooi ze niet in het vuur. Ze zouden kunnen exploderen.

- Demonteer de oximeter niet en probeer hem niet te herstellen. Het toestel zou definitief beschadigd kunnen geraken.
- Gebruik geen draagbare telefoon of elk ander toestel dat elektromagnetische interferenties zou kunnen veroorzaken, tijdens de meting.

05 Beschrijving van het product

De vingerpulsximometer, gebaseerd op een volledig digitale technologie, meet op niet-invasieve wijze de reële inhoud (zuurstofsaturatie) oxyhemoglobine (HbO₂) in het arteriële bloed met behulp van de optische transmissiemethode.

De vingerpulsximometer meet de zuurstofsaturatie van het bloed en de polsslag van een menselijk lichaam via de slagader van de vinger. Dit toestel kan in veel domeinen worden gebruikt, zowel thuis als in de kliniek. Gebruik dit instrument om voor of na het sporten te meten. Het is niet raadzaam om dit instrument te gebruiken tijdens


sportactiviteiten. Gebruik het niet voor permanente zorgverlening aan patiënten.

06 Structuur van het product 1



- 01 OLED-Scherm
- 02 'Aan/uit'-knop
- 03 Afdekblad batterij
- 04 Vergrendeling van het deksel van de batterij

07 Beschrijving van het scherm 2



- 01 Indicator van het niveau van de batterijen
- 02 Symbool van de polsslag
- 03 Pulsmodulatie-index
- 04 Waarde polsfrequentie
- 05 Symbool voor zuurstofsaturatie
- 06 Waarde van zuurstofsaturatie
- 07 Staafdiagram
- 08 Plethysmogram

08 Instellingen 3

Nadat de oximeter is ingeschakeld, houdt u de aan/uit-knop ongeveer een seconde lang ingedrukt. De oximeter geeft een configuratie-interface weer. Druk de aan/uit-knop in of hou de knop ingedrukt om de overeenkomstige handelingen uit te voeren: hou de knop ingedrukt om een

element te definiëren, of druk één keer op de knop om een optie te wijzigen of de weergavemodus te wijzigen.

Instelling van het alarmsignaal

V2.12	100	+	on	4
Sounds setup	94		off	
SpO2 Alm Hi	130		off	
SpO2 Alm Lo	50		ok	
PR Alm Hi				
PR Alm Lo				
+/-		Exit		
V2.12				Exit
Alm setup				
Alm				
Beep				
Demo				
Restore				
Brightness				

Hou de aan/uit-knop 1 seconde ingedrukt terwijl de oximeter wordt ingeschakeld. De configuratie-interface 1 wordt weergegeven, zoals de figuur toont.

Verplaats '*' naar de overeenkomstige optie door achtereenvolgens op de aan/uit-knop te drukken. Hou de aan/uit-knop 1 seconde ingedrukt om het alarm in of uit

te schakelen: wanneer Alm geactiveerd is en de gemeten waarden van de zuurstofsaturatie in het bloed en de polsslag hoger zijn dan de bovengrens, of lager dan de ondergrens, genereert de oximeter een alarmsignaal. Hou de aan/uit-knop 1 seconde ingedrukt om de biepin of uit te schakelen: wanneer de biepin geactiveerd is, hoort u een tiktakgeluid met de slagen van de polsslag tijdens de meting van de polsfrequentie. Zolang het symbool '*' op de optie Herstellen blijft staan, houdt u de aan/uit-knop 1 seconde ingedrukt om de fabrieksinstellingen te herstellen.

Instelling van de helderheid

In de configuratie-interface 1 drukt u op de aan/uit-knop om de optie helderheid te selecteren, dan houdt u de knop ingedrukt om de helderheid in te stellen op een waarde tussen 1 en 5. Hoe hoger de waarde, hoe groter de helderheid van het scherm.

Instelling van het alarmbereik

In de configuratie-interface 2 (hou de aan/uit-knop 1 seconde ingedrukt wanneer u

zich in de configuratie-interface 1 bevindt en het symbool '**' wordt weergegeven bij Alm Setup), drukt u op de aan/uit-knop om te wisselen tussen de opties. In deze interface kunt u de boven- en ondergrens van het alarm voor de oxygenatiegraad 'SpO₂' definiëren, evenals de boven- en ondergrens van het alarm van de pols 'PR'. Zolang het symbool '**' op de optie +/- blijft, houdt u de aan/uit-knop 1 seconde ingedrukt om de optie in te stellen op + of -. In de modus + selecteert u de overeenkomstige optie en houdt u de aan/uit-knop ingedrukt om de boven- of ondergrens te verhogen; in de modus - houdt u de aan/uit-knop ingedrukt om de boven- of ondergrens te verlagen. Verplaats '**' naar de optie Verlaten en hou de aan/uit-knop ingedrukt om terug te keren naar de surveillance-interface.

09 Gebruiksaanwijzing 4



Plaats een vinger volledig in de meetdelen van de oximeter. Hou het oppervlak van de nagel naar boven en laat de clip los. Druk op de aan/uit-knop om de oximeter in te schakelen.

▲ Waarschuwing

Indien uw vinger niet volledig in de opening is geplaatst, kan het meetresultaat onjuist zijn.

▲ Waarschuwing

Laat uw vinger niet trillen tijdens de meting. Zorg er bij voorkeur voor dat uw lichaam niet beweegt. Zodra de lezingen stabiel geworden zijn, leest u de gemeten waarden voor de zuurstofsaturatie en de polsslag op het scherm.

Opmerking: de oximeter wordt 10 seconden nadat u uw vinger hebt verwijderd, automatisch uitgeschakeld.

10 Aflezing van de metingen

Evaluatie van de zuurstofsaturatie-index

▲ Waarschuwing

De volgende tabel voor de evaluatie van uw resultaten is NIET van toepassing op personen met bepaalde onderliggende aandoeningen (bijv. astma, hartinsufficiëntie, problemen aan de luchtwegen) en bij verblijf op hoogten boven 1.500 meter. Als u al ziek bent, raadpleeg dan altijd uw arts om uw resultaten te evalueren.

RESULTAAT VAN SPO ₂ (ZUURSTOF-SATURATIE) IN%	RANGSCHIK-KING/TE TREFFEN MAATREGEL
99-94	Normaal bereik
94-90	Beperkt bereik: Doktersbezoek aanbevolen
< 90	Kritisch bereik: Dringend een arts raadplegen

Evaluatie van de pulsmodulatie-index

De pulsmodulatie-index (PMI) kan zich tussen 0,3% en 20% bevinden. Deze index varieert naar gelang van de patiënt, het meetpunt en de fysieke toestand. Een zeer lage PMI-waarde kan afbreuk doen aan de metingen.

11 Over de weergave 5



Hou de aan/uit-knop ingedrukt in het surveillanceproces. De bewaakte gegevens en de weergavemodus worden op twee verschillende manieren cyclisch weergegeven op het OLED-scherm (grote lettertypes en plethysmogram) en in vier richtingen, zoals afgebeeld in de figuur.

12 Vervanging van de batterijen 6



Vervang de batterijen wanneer hun vermogen ontoereikend is en het symbool knippert op het scherm. Installeer de twee droge batterijen AAA in het batterijvak volgens de aangeduide polariteit en monteer het deksel van de batterij.

13 Bevestig van de riem



U kunt een riem bevestigen aan het toestel om de oximeter gemakkelijker te vervoeren. Laat het fijne uiteinde van de riem doorheen de drager glijden, zoals afgebeeld. Trek het andere uiteinde van de riem stevig doorheen de lus van het fijne uiteinde.

14 Reiniging en ontsmetting

Reiniging

Schakel het instrument uit en verwijder de batterijen vóór de reiniging. Zorg ervoor dat het instrument proper oogt, vrij van stof en vuil. Reinig de buitenkant van het instrument (ook het OLED-scherm)

met medische alcohol van 75% en een droge, zachte doek.

▲ Zorg ervoor dat er geen vloeistof in het instrument belandt tijdens de reiniging.

▲ Dompel geen enkel onderdeel van het instrument in vloeistof.

Ontsmetting

Veeg het kussen in rubber af met een zachte, droge doek, doordrenkt in medische alcohol van 75%, alvorens te meten met het instrument. Ontsmet de te meten vinger voor en na gebruik met medische alcohol.

▲ Waarschuwing

Ontsmet het instrument niet met een ontsmettingsmiddel bij hoge temperatuur / hoge druk of gas.

15 Onderhoud

- Verwijder de batterijen uit hun behuizing en berg ze correct op als u langere tijd niet van plan bent om het toestel te gebruiken.

- Bewaar de oximeter bij een temperatuur tussen -10°C tot $+50^{\circ}\text{C}$ (14°F en 122°F) en bij vochtigheidsniveaus van 10% - 93%.
- Controleer de oximeter periodiek op schade.
- Gebruik de oximeter niet in een omgeving met ontvlambare gassen of in een omgeving met een buitensporig hoge of lage temperatuur of vochtigheid.
- Controleer de nauwgezetheid van de zuurstofsaturatiemetingen en de polsfrequentie met een geschikt kalibratieapparaat.

16 Technische eigenschappen

- 01** Afmetingen: 62,0 mm (Breedte) × 37,0 mm (Diepte) × 32,0 mm (lengte) Gewicht: 42,5 g (twee droge batterijen AAA inbegrepen)
- 02** Piekgolflengtebereik uitgezonden door de sonde: rood licht 660 nm ±3; infraroodlicht 905 nm ±5.
- 03** Maximaal optisch uitgangsvermogen van de sonde: 1,2 mw voor

het infraroodlicht (905 nm).

04 Productiedatum: zie etiket

05 Normale werkomstandigheden

Bedrijfstemperatuur	5°C tot 40°C (41°F tot 104°F)
Relatieve vochtigheid	15 tot 80%, zonder condensatie
Luchtdruk	70 kPa tot 106 kPa
Nominale spanning	DC 3.0 V

06 Standaardwaarden en alarmvoorwaarden


PARAMETER	WAARDE
Zuurstofsaturatie	Bovengrens: 100 Ondergrens: 94
Hartslag	Bovengrens: 130 Ondergrens: 50
Alarmvoorwaarde	Wanneer de alarmschakelaar wordt geactiveerd en de reële gemeten waarde het voorgedefinieerde bereik van alarmparameters overschrijdt, genereert de oximeter een alarmsignaal.

07 Technische parameters

	PARAMETER	WAARDE
WEERGAVE-BEREIK	Zuurstofsaturatie	35% tot 100%
	Hartslag	25 bpm tot 250 bpm
OPLOSSING	Zuurstofsaturatie	1%
	Hartslag	1 bpm
METPRECISIE	Zuurstofsaturatie	±2% (70% tot 100%) Geen enkele vereiste ($\leq 69\%$)
	Hartslag	±2 bpm
ALAMBEREIK	Zuurstofsaturatie	Bovengrens: 50% tot 100% Ondergrens: 50% tot 100%
	Hartslag	Bovengrens: 25 bpm tot 250 bpm Ondergrens: 25 bpm tot 250 bpm

	PARAMETER	WAARDE
ALARMFOUT	Zuurstofsaturatie	±1% van de voorgedefinieerde waarde
	Hartslag	De hoogste van ±10% van de voorgedefinieerde waarde en van ±5 bpm
PI	PI laag	Min. 0.3%

17 Veiligheidsklasse

- Type bescherming tegen elektrische schokken: uitrusting met interne voeding.
- Beschermingsgraad tegen elektrische schokken:  toegepast onderdeel type BF.
- Beschermingsgraad tegen de insijpeling van water: IP22
- Graad van veiligheid van gebruik in ontvlambare anesthesische mengsels met lucht, zuurstof of stikstofprotoxi-de: niet-AP/APG
- Geen enkel deel van de oximeter verhindert het laadeffect van defibrillatie.
- Geen enkel deel van de oximeter verhindert het uitgangssignaal.

- De oximeter is geen systeem dat permanent wordt geïnstalleerd.

18 Opslag en transport

De oximeter kan worden vervoerd met de gebruikelijke vervoersmiddelen. Vermijd trillingen, schokken of regen tijdens het transport.

De oximeter moet worden verpakt en in een goed verluchte ruimte worden opgeslagen, zonder corrosief gas. De omgevingstemperatuur moet tussen -10°C en +50°C zijn, de relatieve vochtigheid moet tussen 10% en 93% zijn (zonder condensatie) en de luchtdruk moet 50-106 kPa bedragen.

19 Richtlijnen en verklaring van de fabrikant · Elektromagnetische emissies

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant · Elektromagnetische emissies · Voor alle uitrustingen en systemen

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant · Elektromagnetische emissies

De pulsoximeter PO-100 is ontworpen om gebruikt te worden in een elektromagnetische omgeving zoals hieronder gespecificeerd. De klant of de gebruiker van de pulsoximeter PO-100 moet zich ervan vergewissen dat hij de oximeter in dit soort omgeving gebruikt.

Emissie-test Conformiteit	Elektromagnetische omgeving · Richtlijnen
------------------------------	---

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant · Elektromagnetische emissies

RF emissies · CISPR 11	Groep 1	de pulsoximeter PO-100 gebruikt alleen RF-energie voor de interne werking. De RF-emissies zijn dus zeer zwak en veroorzaken meestal geen interferenties met de elektronische apparaten in de nabije omgeving.
RF emissies · CISPR 11	Klasse B	de pulsoximeter PO-100 kan in alle etablissementen worden gebruikt, ook in woonetablissementen en etablissementen die rechtstreeks zijn aangesloten op het openbaar laagspanningsnet dat stroom levert aan gebouwen die als woningen worden gebruikt.

20 Beperkte garantie

LANAFORM garandeert dat dit product geen onderdelen met gebreken en fabricagefouten bevat voor een periode van twee jaar vanaf de aankoopdatum, met uitzondering van de onderstaande gevallen.

LANAFORM dekt geen schade veroorzaakt door een normale slijtage van dit product.

Deze garantie op een product van LANAFORM dekt geen schade, veroorzaakt door een slecht of verkeerd gebruik van het toestel, een ongeluk, het bevestigen van niet-toegestane toebehoren, het aanpassen van het product of om het even welke andere omstandigheid, van welke aard ook, waar LANAFORM geen controle over heeft.

LANAFORM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade, niet-rechtstreekse schade of specifieke schade van welke aard ook.

Alle garanties die impliciet te maken hebben met de geschiktheid van het product zijn beperkt tot een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum in zover een aankoopbewijs voorgelegd kan worden.

Na ontvangst zal LANAFORM het toestel herstellen of vervangen, naargelang het geval, en zal het u nadien ook terugsturen. De garantie wordt enkel uitgeoefend via het LANAFORM Service Center. Elke onderhoudsactiviteit op dit product die wordt

toevertrouwd aan elke andere persoon dan iemand van het LANAFORM Service Center annuleert deze garantie.

21 Advies over afvalverwijdering



De verpakking is volledig samengesteld uit milieuvriendelijke materialen die afgeleverd kunnen worden in het sorteercentrum van uw gemeente om gebruikt te worden als secundaire materialen. Het karton mag in een inzamelingscontainer voor papier geplaatst worden. De verpakkingsfolie kan ingeleverd worden bij het sorteer- en recyclagecentrum van uw gemeente.

Wanneer u het toestel niet langer gebruikt, dient u dit op milieuvriendelijke wijze en overeenkomstig de wettelijke richtlijnen te verwijderen.

Verwijder de batterij en deponeer deze in een inzamelbak zodat deze gerecycled kan worden.


De gebruikte batterijen mogen op geen enkele manier bij het huishoudelijk afval geplaatst worden.

22 Dienst-na-verkoop

	Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd. D Building, No. 71, Xintian Road, Fuyong Street, Baoan, Shenzhen, Guangdong, China Tel: +86-755-26696279
	Wellkang Ltd Suite B, 29 Harley Street, London W1G 9QR, UK. Tel: +44(20)3287-6300
	Lanaform SA Rue de la Légende 55, B-4141 Louveigné Belgique Tel: 0032-4-360-92-91

LANAFORM

C € 0482



PO-100 · Pulse Oximeter · Model LA090403 ·
Lot 202008LA0900403001 · Distributed
by Lanaform, Rue de la Légende 55, 4141
Louveigné, Belgium, Tel: +32 (0)4 360 92 91 ·
Made in P.R.C., 2020, Shenzhen Jumper
Medical Equipment Co. Ltd., D Building, No. 71,
Xintian Road, Fuyong Street, Baoan, Shenzhen,
Guangdong, China, Tel: +86 755 26696279 ·
  Wellkang Ltd. · Suite B, 29 Harley Street,
London, W1G 9QR, UK · Tel: +44 (20) 3287 6300

