

VODIČ I INDIKATOR ISTEZANJA


SIDRO v
NEMA ISTEZANJA

SIDRO v
LAGANO ISTEZANJE

SIDRO v
UMJERENO ISTEZANJE

SIDRO v
NEMOJTE PREVIŠE ISTEZATI

PRO OXYGEN v



1 KAKO SKINUTI PAPIRNATU PODLOGU - KRAJ

Trganje

Zavrnite i povucite za trganje papira 2" (5 cm) od kraja.

Guljenje

Uklonite 2" (5 cm) od papira s kraja.

KAKO UKLONITI PAPIRNU PODLOGU - SREDINA

Trganje

Zavrnite i povucite za trganje papira u sredini.

Guljenje

Odlijepite papir ostavljajući 2" papira na obje strane za rukovanje.

2 KAKO PRIMIJENITI TRAKU - KRAJ

Primjeni

Nakon primjene protrljajte traku za bolje prianjanje.

Primijenite

Primijenite kako je prikazano

3 KAKO SKINUTI TRAKU

A.



SIDRO prvo 2 inča (5 cm) bez istezanja.

B.



Učvrstite prvi 2 inča bez istezanja.

C.




Učvrstite zadnje 2 inča bez istezanja.

D.



Nakon nanošenja, protrljajte traku za dobro prianjanje.

POGLEDAJTE NAŠE KORAK PO KORAK VIDEOZAPISE



KT TAPE.COM/INSTRUCTIONS

KT TAPE.COM

Primijenite po potrebi. Može se nositi do 8 dana.

Pročitajte sva upozorenja na kutiji.

Pogledajte upute za uklanjanje jako ljepljive trake na našoj web stranici

SAVJETI ZA NAJBOLJE REZULTATE

PRIMIJENITE PRIJE AKTIVNOSTI
Primijenite traku jedan sat prije početka aktivnosti za najbolje prianjanje.

PODREŽITE DLAKE
Odrezite višak dlačica za bolje prianjanje.

ČISTA KOŽA
Očistite prljavštinu, ulja i losione s područja alkoholom.

NE TRGAJTE!
Nježno uklonite traku s kože, koristite dječje ulje ako je potrebno i polako uklonite.

NEMOJTE PREVIŠE ISTEZATI
Preterano rastezanje trake može rezultirati iritacijom kože i/ili ogrebotinama.

KRAJ NA KOŽI, NE NA TRACI
Nanесите izravno na kožu kada je to moguće, posebno krajeve.

KAKO IZABRATI KT TRAKU ZA SVAKI TRENUTAK

KLJUČNE PREDNOSTI	IME PROIZVODA	OPORAVAK	PRODUCT NAME
LAGANO SKIDANJE	NJEŽNA	✓	PRO [®]
POTPUNO PRIRODNI PAMUK	PAMUK	✓	TRAKA ZA SPRJEČAVANJE ŽULJEVA
PROZRAČNOST	PRO [®]	✓	GEL ZA OLAKŠAVANJE BOLOVA
VELIKE POVRŠINE	PRO [®] WIDE	✓	PRO [®] EXTREME [®]
VLAŽNI UVJETI	PRO [®] OXYGEN	✓	
POVEĆANA STANIČNA OKSIGENACIJA		✓	

PRIPREMA

Koristite KT proizvode dok trenirate za svoje dugoročne ciljeve, zagrijavate se za vježbe i za svakodnevnu podršku kako bi vaši mišići, tetine i ligamenti bili spremni za rad.

IZVEDBA

Kvalitetni proizvodi iz KT-a pružaju fleksibilnu, laganu potporu koja je potrebna vašem tijelu za rad bez sputavanja.

OPORAVAK

Oporavak je prioritet u bilo kojoj fitness rutini. KT proizvodi pojačavaju proces oporavka vašeg tijela kako biste se mogli usredotočiti na sljedeću sesiju.

VODIČ ZA NOVE KORISNIKE

OPREZ: Nepravilno nanošenje, prekomjerno rastezanje ili nanošenje na područja osjetljive kože, te nepravilno ili brzo uklanjanje može rezultirati iritacijom kože, mjeđuhrićima ili ogrebotinama kože. Nemojte stavljati KT TAPE[®] izravno na posjekotine ili otvorene rane. Jedna ili više komponenti ovog proizvoda je obojeni materijal. Postoji mogućnost da tijekom uporabe dođe do promjene boje. Priložene upute su samo za edukativnu upotrebu. KT TAPE[®] nije zamjena za profesionalnu medicinsku njegu. Jamstva i pravni liječevi ograničeni su na trošak zamjene proizvoda.

SKENIRAJ ZA DRUGE JEZIKE