



STOKO

COLLANT DE SOUTIEN



AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF, VEUILLEZ
LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS
SUIVANTES DANS LEUR INTÉGRALITÉ.

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS?

Nous sommes toujours là pour aider.

hello@stokodesign.com

stokodesign.com

STOKO DESIGN INC.

1535 VENABLES ST
VANCOUVER BC V5L 2G8
CANADA

INSTRUCTION D'UTILISATION RÉVISION ET DATE

REV B - 2023-11-02

Stoko™

COMMENT LES PORTER

Nous sommes ravis que vous soyez enthousiaste à l'idée d'enfiler vos nouveaux collants de soutien STOKO. Faites-nous confiance, ils sont comme rien que vous n'avez porté auparavant ! Voici quelques astuces pour rendre votre première expérience un peu plus facile.

ILS SONT DIFFICILES À METTRE LA PREMIÈRE FOIS

Asseyez-vous et glissez-les lentement comme une combinaison de plongée - ils risquent de se coincer si vous essayez de les enfiler comme un pantalon normal. Il pourrait vous falloir 5 minutes ou plus pour les mettre la première fois, alors suivez les instructions sur la page suivante qui vous guideront à travers les étapes essentielles pour obtenir un ajustement parfait.

ILS ONT BESOIN D'ÊTRE RODÉS

Ils peuvent sembler petits au début ! Étirez la ceinture vers l'extérieur et tirez sur les câbles pour répartir le soutien le long de vos jambes. En bougeant, ils épouseront parfaitement votre corps, donc plus vous bougez, plus les câbles feront leur magie.

LES VÊTEMENTS DE SOUTIEN SE SENTENT DIFFÉRENTS

Contrairement à un appareil traditionnel, votre vêtement de soutien ne se sentira pas rigide ou encombrant. Le système de soutien Stoko est conçu pour imiter vos muscles et vos ligaments, renforçant votre corps et agissant lorsque vous en avez besoin.

MISE EN PLACE










1. Tirez les molettes pour désactiver le système de soutien.
2. Étirez la ceinture pour détendre les câbles.
3. Assis, tirez les collants sur chaque pied et remontez jusqu'au genou. Positionnez les câbles croisés au niveau du milieu du tibia.
4. Continuez à remonter les collants le long de vos jambes et alignez les deux barres gris clair avec le pli de votre genou.
5. Levez-vous et tirez la ceinture sur vos hanches. Cela sera difficile si les barres gris clair ne sont pas positionnées correctement.

RÉGLAGE

6. Poussez les molettes et tournez-les pour activer le soutien - vous les sentirez d'abord se resserrer à votre taille.
7. Pour répartir le soutien sur vos jambes, étirez la ceinture vers l'extérieur et bougez (accroupissement, jogging, etc.).
8. Les collants de soutien STOKO sont réglables et fournissent plus de soutien plus vous serrez. Votre soutien est personnel; ajustez selon le confort ou la recommandation médicale.
9. Vous saurez que vos collants fonctionnent lorsque vous les sentirez se resserrer au niveau de votre taille, de vos cuisses et de vos mollets.

SUPPRESSION

10. Tirez les molettes vers l'extérieur pour désactiver le système de soutien.
11. Tirez la ceinture vers l'extérieur pour libérer les câbles et faites glisser les collants le long de vos jambes pour les retirer.



LE RESTE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

UTILISATION PRÉVUE

Le collant de soutien STOKO est destiné à la stabilisation, au soutien et à la protection du genou.

INDICATIONS D'UTILISATION

Douleur au genou

Instabilité du genou

Instabilités ligamentaires du genou (y compris les ligaments croisés antérieurs, médiaux, latéraux et postérieurs)

Entorses et foulures du genou

Arthrose du genou (OA)

Syndrome de la douleur patello-fémorale (PFPS)

CONTRE-INDICATIONS

Grossesse

Fracture instable ou déplacée de la colonne vertébrale ou des membres inférieurs. Toute condition pouvant être exacerbée par la compression ou la pression.

MISES EN GARDE

Stoko Design Inc. n'assume aucune responsabilité pour les blessures qui pourraient survenir lors de l'utilisation des produits de Stoko Design Inc.

Cet appareil ne préviendra ni ne réduira toutes les blessures. Consultez votre professionnel de la santé pour vous assurer que le collant de soutien stoko vous convient.

Le non-respect du positionnement correct du collant de soutien STOKO et du réglage du soutien avec les molettes, tel que décrit dans les

instructions, compromettra les performances.

Ne pas utiliser le collant de soutien STOKO sur une plaie ouverte.

Dans de rares cas, le collant de soutien stoko peut causer une irritation, un inconfort, des douleurs articulaires ou une constriction des vaisseaux sanguins ou des nerfs. Dans ces cas, cessez immédiatement l'utilisation.

Ce produit ne protège pas contre l'écrasement ou l'hyperextension.

Stoko Design Inc. n'assume aucune responsabilité pour les conséquences de tout ajustement, modification et/ou réparation apporté au collant de soutien stoko par tout utilisateur ou autre tiers.

DESTINÉ À UNE UTILISATION INDIVIDUELLE.

OBLIGATION DE RAPPORTER

Tout incident grave lié au dispositif doit être signalé au fabricant et aux autorités compétentes.

DURÉE D'UTILISATION

Cet appareil peut être utilisé en toute sécurité pendant 5 ans ou jusqu'à ce que vous constatiez des signes significatifs d'usure de l'article.

ENTRETIEN DU PRODUIT

Gardez votre collant de soutien STOKO frais ! Suivez les instructions sur l'étiquette cousue, lavez dans le sac de lavage fourni et suspendez pour sécher. Ne pas exposer le produit à une chaleur directe. catifs d'usure du vêtement.

CONTENU MATÉRIEL

Vêtement : 79% Nylon / 21% Lycra
Système de support : UHMWPE, nylon, polycarbonate, polyoxyméthylène, polyuréthane.