

WeVida® Move

Multifunktionaler Transferstuhl mit elektrischer Hebevorrichtung

WeVida®Move ist speziell für den sicheren Transfer von Personen mit eingeschränkter Mobilität entwickelt worden. Das medizinische Hilfsmittel ermöglicht einen einfachen und sicheren Transfer zwischen Bett und anderen Oberflächen sowie zu Toilette, Dusche oder anderen Bereichen.



Produktspezifikationen

Elektrischer Antrieb	24V 120 W
Akku-Kapazität	2600 mAh
Sitzgröße	48,5 - 39,5 cm
Verstellbare Sitzhöhe	41 - 60,5 cm
Max. Tragfähigkeit	130 kg
Abmessungen	Verstellbare Höhe: 83,5 - 103,5 cm Länge: 83 cm Breite: 52,5 cm
Gewicht	Netto: 28,5 kg Brutto: 33 kg
Rollen	Vorne: feste Rollen, 5 Zoll Hinten: Universal-Rollen, 3 Zoll
Normenkonformität	EN ISO 14971: 2019; EN ISO 15223-1: 2021; EN ISO 20417:2021; EN ISO 10993-1: 2020; EN ISO 10993-5: 2009; EN ISO 10993-10: 2013; EN 60601-1-2:2015+A1:2020; EN 60601-1:2006+A1:2013; EN 12182: 2012
Klassifizierung	MDR (EU) 2017/745 Class I CE/MDR-V080502-02

Lagerung und Verpackung

Artikelnummer	4214093748
UDI	697415392
Verpackung	einzel verpackt, 90,5 x 59,5 x 32,5 cm
Lagerung	

Produktmerkmale



Zertifiziertes Medizinprodukt

gemäß MDR (EU) 2017/745 Class I, DIN EN 12182 und DIN EN 60601-1



Elektrische Hebevorrichtung

flexibel höhenverstellbar für viele Situationen geeignet, einfacher und schonender Transfer des Patienten



180 Großer Öffnungswinkel

Seitenflügel lassen sich um 180 Grad öffnen, der Patient kann mühelos in den Stuhl platziert werden



Feststellbremsen

hochwertige Feststellbremsen für mehr Sicherheit und Stabilität während des Transfers

Garantiebestimmungen

Die WeVida®Move Transferstühle sind auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt. Zusätzlich gewährt WeCare+ eine 3-jährige Garantie auf jeden Stuhl. Für Kunden, die sich noch mehr Sicherheit wünschen, bieten, gibt es die Option zur Verlängerung auf 5 Jahre gegen einen Aufpreis. Bitte beachten Sie jedoch, dass der Akku des Stuhls separat behandelt wird und eine Garantie von 2 Jahren hat. Wir empfehlen, die Handhabung des Akkus sorgfältig zu lesen, um die Lebensdauer zu maximieren.


Zubehör

Der WeVida®Move ist ein vielseitiges Gerät, das durch den Einsatz zusätzlicher Zubehörteile individuell angepasst und verbessert werden kann. Eines dieser Zubehörteile ist das Sitzkissen, das für zusätzlichen Komfort und Unterstützung sorgt.

Für laufende Produktupdates und neues Zubehör, besuchen Sie www.wecareplus.de. Denken Sie daran, nur von WeCare+ genehmigtes Zubehör zu verwenden, um Garantie und Leistung des WeVida®Move zu gewährleisten.

EU-Konfirmitätserklärung unter: www.wecareplus.de/documents

Datenblatt



Lithium-Batterie für Schaltung mit Code C6129

Akku-Spezifikationen:

Modell:	18650
Batteriespannung:	24V 120W
Batteriekapazität:	2600mAh
Batterieleistung:	57.72wh
Ladezeit:	3-4 Stunden
Kapazität einer Ladung:	160 Bewegungen
Lebensdauer:	36 Monate
Empf. Ladezyklus:	alle 3-5 Tage

⚠ Einschränkungen

1) Anwendung: Um den Stuhl sicher und effektiv zu nutzen, ist eine gründliche Einweisung durch qualifiziertes Fachpersonal erforderlich. Es ist wichtig, dass der Benutzer die Funktionsweise des Stuhls, die Sicherheitsmaßnahmen und die korrekte Anwendung versteht, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden. **2) Allgemeine Sicherheit:** Verwenden Sie das Gerät nur, wie in dieser Anleitung beschrieben. Unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen führen. **3) Stromversorgung:** Stellen Sie sicher, dass die Stromquelle den Spezifikationen des Geräts entspricht. Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen. **4) Positionierung:** Platzieren Sie das Gerät auf einer stabilen, ebenen Fläche. Vermeiden Sie den Betrieb in der Nähe von Wasser oder feuchten Bereichen. Dieses Produkt ist kein spezielles Hilfsmittel zum Duschen, bitte übertragen Sie es beim Duschen auf ein spezielles Produkt. **5) Handhabung:** Heben Sie das Gerät nicht an beweglichen Teilen an und ziehen Sie es nicht am Kabel. **6) Wartung und Reinigung:** Reinigen Sie das Gerät regelmäßig gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch. Lassen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten nur von qualifizierten Technikern durchführen. Vor der Reinigung vom Strom trennen. Nur zugelassene Reinigungsmittel verwenden. **7) Zubehör:** Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes oder genehmigtes Zubehör. Die Verwendung von nicht genehmigtem Zubehör kann die Garantie ungültig machen und das Gerät beschädigen. **8) Betriebsbedingungen:** Betreiben Sie das Gerät nur in den vom Hersteller angegebenen Umgebungsbedingungen. Extreme Temperaturen, Feuchtigkeit oder Staub können das Gerät beschädigen. **9) Störung:** Wenn das Gerät nicht wie erwartet funktioniert, schalten Sie es aus und ziehen Sie den Stecker. Kontaktieren Sie den Kundendienst oder einen qualifizierten Techniker. **10) Sicherheit Dritter:** Stellen Sie sicher, dass Dritte, insbesondere Kinder, das Gerät nicht unsachgemäß verwenden oder damit spielen können. **11) Unbeaufsichtigter Betrieb:** Nicht unbeaufsichtigt lassen, während es in Betrieb oder angeschlossen ist. **12) Bewegliche Teile:** Vermeiden Sie Kontakt mit Händen, Haaren und Kleidung. **13) Gewichtslimit:** Empfohlenes Gewichtslimit des Herstellers nicht überschreiten. **14) Zubehör:** Nur vom Hersteller genehmigtes Zubehör verwenden. **15) Wartung:** Achten Sie vor Gebrauch darauf, ob die Schrauben fest angezogen sind, ansonsten kann es zu dauerhaften Verformungen kommen. **16) Notfall:** Bei elektrischen Fehlern, Rauch oder Funken sofort vom Strom trennen und einen Fachmann kontaktieren.

⚠ Warnhinweise zum Akku

1. Verwenden Sie niemals einen beschädigten Akku. Versuchen Sie, ihn nicht zu öffnen oder zu reparieren. **2.** Halten Sie den Akku fern von direktem Sonnenlicht, Hitzequellen und Feuchtigkeit. Verwenden Sie den Akku nicht in der Nähe von Wasser oder anderen Flüssigkeiten. **3.** Wenn der Akku nicht korrekt geladen, entladen oder gehandhabt wird, kann es zu Stromschlägen kommen. **4.** Wenn der Akku beschädigt, überhitzt oder kurzgeschlossen wird, kann er Feuer fangen oder explodieren. **5.** Akkus enthalten Chemikalien, die bei unsachgemäßer Handhabung gefährliche chemische Reaktionen auslösen können, daher kann es zu Verätzungen oder Vergiftungen durch den Kontakt mit dem Akku kommen. **6.** Tragen Sie den Akku nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Halsketten, Haarnadeln, Münzen oder Schrauben in Ihrer Tasche und lagern Sie den Akku nicht zusammen mit den oben genannten Gegenständen. Schließen Sie den Akku nicht kurz, indem Sie den Plus- und Minuspol direkt mit leitenden Materialien wie Metall verbinden. **7.** Stoßen Sie nicht gegen die Batterie, durchbohren Sie sie nicht mit harten Gegenständen, werfen Sie sie nicht und treten Sie nicht auf sie, und legen Sie sie nicht in eine Waschmaschine oder einen Hochdruckbehälter. **8.** Legen Sie den Akku nicht in die Nähe von Wärmequellen wie Feuer, Heizungen usw. Verwenden oder lagern Sie den Akku nicht in der prallen Sonne oder bei Temperaturen über 60°C, da sich der Akku dadurch erhitzen, nicht mehr funktionieren und explodieren kann. **9.** Lassen Sie den Akku nicht nass werden, legen Sie ihn nicht in Wasser oder Seewasser und lagern Sie ihn an einem kühlen und trockenen Ort, wenn Sie ihn eine Zeit lang nicht benutzen. **10.** Wenn Sie beim Benutzen, Testen oder Lagern des Akkus feststellen, dass der Akku heiß wird, Geruch abgibt, sich verfärbt, verformt oder andere Anomalien aufweist, stellen Sie den Gebrauch oder das Testen sofort ein, versuchen Sie, den Akku zu isolieren und halten Sie ihn fern. **11.** Wenn der Akku ausläuft und versehentlich Elektrolyt in Ihre Augen spritzt, reiben Sie sich nicht die Augen, sondern waschen sofort mit klarem Wasser aus oder suchen Sie in schweren Fällen einen Arzt auf.