

# دليل استخدام الرزين

- Dental Modeling Pro
- Surgical Guide
- Dental Gum
- Temporary Crown
- Denture Base
- Dental Casting

## إعدادات الطباعة

Light-off Delay	Motor Speed/ Lifting Speed		Rising Height مسافة الرفع (mm)	Exposure Time وقت التعرض (s)	Initial/Bottom Exposure Time وقت التعرض للطبقات الأولية (s)	Layer Height ارتفاع الطبقة (mm)	نوع الرزين
	فترة الاستراحة (s)	سرعة الرفع mm/sec					
2 ~ 3	3	150	6	2.5 ~ 4.5	20 ~ 30	0.05	Dental Modeling Pro
2 ~ 3	1	80	6	4 ~ 6	20 ~ 30	0.05	Surgical Guide
2 ~ 3	1	80	6	4 ~ 8	20 ~ 30	0.05	Dental Gum
2 ~ 3	1	80	6	3 ~ 6	20 ~ 30	0.05	Temporary Crown
2 ~ 3	1	80	6	3 ~ 6	20 ~ 30	0.05	Denture Base
2 ~ 3	1	80	6	3 ~ 5	30 ~ 50	0.05	Dental Casting

## تنويه

- تم اختبار الإعدادات المذكورة أعلاه على طابعة ثلاثية الأبعاد نوع 3 ELEGOO MARS (شاشة LCD أحادية اللون مقاس 6.6 بوصة، وكثافة الضوء  $4500\sim 3500\mu\text{w}/\text{cm}^2$ )، لذلك يجب تعديل الإعدادات وفقاً لنوع الطابعة ثلاثية الأبعاد المستخدمة وشكل نموذج الطباعة، ويمكن الاحتفاظ بمعظم الإعدادات الافتراضية كما هي.

## بقية الإعدادات

1. عدد الطبقات السفلية (**Bottom Layer Count**) = سمك قاعدة النموذج مقسوم على ارتفاع الطبقة +1، على سبيل المثال، سمك قاعدة النموذج 0.4 ملم، ارتفاع الطبقة 50um، إذا: عدد الطبقات السفلية = 0.4 / 0.05 مم + 1 = 9 طبقات.
2. يجب تعديل وقت التعرض (**Exposure Time**) وفقاً للطاقة الضوئية للطابعة وسمك الطبقة وهيكل النموذج. لو كان ارتفاع الطبقة أقل من 0.05 مم، فيفضل تقليل وقت التعرض لكل طبقة حوالي 0.5 ثانية.
3. إذا أصبحت الطاقة الضوئية للطابعة ضعيفة وتسببت في فشلها، فلا تنس زيادة وقت التعرض الضوئي.
4. عند الطباعة باستخدام فيلم (**FEP/NFEP**) العادي، تكون مسافة الرفع (**Rising Height**) الموصي بها على النحو التالي:
  - حجم الشاشة أقل من 7 بوصات: مسافة الرفع: 6 مم؛ حجم الشاشة
  - 7-10 بوصات، مسافة الرفع: 8-10 مم
  - حجم الشاشة 10.1 بوصة، مسافة الرفع: 11 مم؛
  - حجم الشاشة 13.3 بوصة، مسافة الرفع: 14 مم
  - حجم الشاشة 15 بوصة، مسافة الرفع: 15 ملم
5. أثناء الطباعة باستخدام فيلم الطباعة السريعة (**ACF**)، يمكن تقليل مسافة الرفع بنسبة 30-50%، على سبيل المثال كانت سرعة الرفع 80 (مم/دقيقة) في الفيلم العادي، ويمكنك ضبطها إلى 40-60 (مم/دقيقة) عند استخدام فيلم الطباعة السريعة (**ACF**).




ملاحظات:

- رج العبوة جيداً قبل الاستخدام.
- يرجى زيادة مسافة الرفع (**Rising Height**) بنسبة 20-30% عند الطباعة باستخدام الرزيب Dental Gum.



## المواصفات التقنية

معايير الاختبار	Dental Casting	Denture Base	Temporary Crown	Dental Gum	Surgical Guide	Dental Modeling Pro	المعامل
ASTM D638	133.97 ±10%	25.62 ±10%	30.00 ±10%	1.33 ±10%	26.78 ±10%	25.9 ±10%	قوة الشد (ميغا باسكال) Tensile strength (MPa)
ASTM D638	433.67 ±10%	320.8 ±10%	490.91 ±10%	1.32 ±10%	310.88 ±10%	305.9 ±10%	معامل الشد (MPa) Tensile modulus (MPa)
ASTM D638	6.22 ±10%	5.5 ±10%	6.36 ±10%	40.62 ±10%	6.18 ±10%	5.61 ±10%	الاستطالة عند نقطة الخضوع (%) Elongation at yield point (%)
ASTM D790	811.08 ±10%	693.51 ±10%	927.13 ±10%	--	761.26 ±10%	616.4 ±10%	معامل الانثناء (MPa) Flexural modulus (MPa)
ASTM D790	39.81 ±10%	25.48 ±10%	30.98 ±10%	--	25.19 ±10%	22.2 ±10%	قوة الانثناء (MPa) Flexural strength (MPa)
ASTM D256	113.97 ±10%	118.46 ±10%	32 ±10%	--	31.8 ±10%	192.6 ±10%	قوة التأثير المحززة (J/m) Notched impact strength (J/m)
ASTM D638	1272.9 ±10%	1065.9 ±10%	1248.4 ±10%	55.3 ±10%	1114.04 ±10%	1077.8 ±10%	أقصى قوة سحب (N) Maximum pulling force (N)
ASTM D638	5.04 ±10%	9.99 ±10%	3.56 ±10%	40.62 ±10%	13.87 ±10%	14.47 ±10%	أقصى نقطة قوة للتشوه (مم) Maximum force point of deformation (mm)
ASTM D638	8.85 ±10%	17.65 ±10%	32 ±10%	110.28 ±10%	24.45 ±10%	25.5 ±10%	استطالة عند الكسر (%) Elongation at break (%)
ASTM D2240	85-88 D	80-85 D	80-90 D	50-60 D	80-83 D	80-85 D	الصلابة Hardness (Shore D)
GB/T 4472	50-170	250-450	100-250	350-550 D	120-180	250-450	اللزوجة (MPa.S) Viscosity (MPa.S)
GB/T 22235	1.05-1.25	1.05-1.25	1.05-1.25	1.05-1.25	1.05-1.25	1.05-1.25	الكثافة (جم/سم <sup>3</sup> ) Density (g/cm <sup>3</sup> )


## تعليمات الاستخدام



1. أزل منصة الطبع من الطابعة.
2. رش (كحول مركز <math>< 95\%</math>) لتنظيف بقايا الرزيرين على المطبوعات، امسح الرزيرين بالقماش على المنصة.
3. رش الكحول مرة أخرى، جففه بمسدس الهواء، كرر عدة مرات حتى لا يبقى رزيرين على السطح.
4. قم بإزالة المطبوعات بعناية من المنصة باستخدام مكشطة.



5. كرر الخطوة 3.
6. ضع المطبوعات في وعاء به كحول، بحيث يغطيها الكحول بالكامل.
7. ضع المطبوعات في جهاز الموجات فوق الصوتية، ونظفهم لمدة 1-2 دقيقة.
8. إذا لم يتوفر جهاز التنظيف بالموجات فوق الصوتية، حاول استخدام عصا الموجات فوق الصوتية للتنظيف لمدة 5-10 دقائق.



9. أخرج المطبوعات وجفّفها على الفور باستخدام مسدس هواء أو منفاخ.
10. يُقترح التصليب بعد الغمر في الماء، ويعتمد وقت التصليب على قوة الضوء في جهاز التصليب. كرر الخطوة 9 بعد ذلك.

ملاحظة: بالنسبة للرزيرين القابل للغسل في الماء، فقط قم بتنظيفه بالماء بواسطة جهاز الموجات فوق الصوتية، ولا تنس تجفيفه داخليًا وخارجيًا بعد المعالجة.

## تحذير

1. اغسل اليد والوجه جيدًا عند لمس الرزین.
2. قم بارتداء القفازات الواقية/القناع/الملابس الواقية عند استخدام الرزین.
3. قد تسبب ملامسة العين تهيجًا، اغسل العين فورًا بكمية كبيرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. اطلب المشورة الطبية فورًا إذا لزم الأمر.
4. يجب التخلص من المياه العادمة/النفايات وفقًا للوائح البيئية المحلية.

## الخرن

1. يرجى إغلاق المنتج وتخزينه في غرفة جافة وجيدة التهوية بدون غاز مسبب للتآكل.
2. يخزن في جو بدرجة حرارة 25 ~ 30 درجة مئوية.
3. يجب إبعاد المنتج عن مصدر الحرارة، وإبعاده عن الرطوبة وتجنب تعريضه لأشعة الشمس.
4. مدة الصلاحية 18 شهرًا.