



Ejercitador Respiratorio Triflo

Rehabilitación Pulmonar

Información del Producto

El Ejercitador Respiratorio Triflo es un incentivo inspiratorio para la rehabilitación pulmonar, que ayuda al paciente a mantener el máximo esfuerzo inspiratorio. El Ejercitador utiliza un incentivo visual con 3 esferas de colores que se elevan cuando el paciente inspira o expira y que condiciona el logro de un esfuerzo inspiratorio máximo.

Las tres cámaras del Ejercitador para rehabilitación pulmonar contienen cada una una esfera que se eleva de acuerdo con el flujo generado por el paciente durante la inspiración máxima. El Ejercitador Respiratorio Triflo es libre de látex y debe usarse en un solo paciente.

Además, el Ejercitador Respiratorio está indicado en pacientes a quienes se les realiza una cirugía torácica o abdominal o que tienen periodos de reposo prolongado con desacondicionamiento funcional respiratorio que tienen alto riesgo de desarrollar complicaciones pulmonares como atelectasias, neumonía, etc., que alteran la capacidad funcional residual.

Finalmente, antes y después de su uso es conveniente lavar la boquilla y guardarla en un lugar fresco para una mayor protección higiénica, así como volver a guardar el Ejercitador respiratorio TriFlo en su reservorio de origen hasta su posterior utilización.

Características:

- Ayuda al paciente a recuperar la respiración normal tras una operación torácica o abdominal.
- El ejercitador para rehabilitación ofrece un diseño liviano, compacto y resistente a los golpes.
- El Ejercitador Respiratorio Triflo es fácil de usar.
- 3 cámaras: 600 – 900 – 1200 cc/segundo.
- El Ejercitador TriFlo tiene esfera de diferente color en cada cámara.
- Filtro de polvo y partículas en la cámara.
- Protector de la boquilla anti-gérmenes.

Instrucciones de uso:

- La mejor forma de uso del ejercitador respiratorio se detallan a continuación:
- Inserta el tubo de respiración en la entrada de aire.
- Asegúrate de que está firmemente conectado.
- Luego conecta la boquilla al otro extremo del tubo de respiración.
- A continuación, pon la boquilla en tu boca. Selle sus labios firmemente contra la boquilla.
- Respire lentamente (inhale profundamente) mientras sus labios aún están firmemente sellados alrededor de la boquilla.
- Mantén la respiración durante 3 segundos antes de quitar la boquilla.
- Luego exhala lentamente. Respira y vuelve a comenzar el ciclo.
- Tu objetivo es intentar soplar la bola lo más alto posible. Con la práctica se logra el objetivo final.
- Si te sientes mareado o mareado, deja de hacer ejercicio y descansa primero.