

## Flacons NBF préremplis

### Usage prévu

Les Flacons Préremplis de formol tamponné neutre (NBF) ZERO sont destinés à la conservation et au transport d'échantillons histologiques.

Les Flacons Trajan ZERO (NBF) sont à usage unique, non stériles et destinés au diagnostic in vitro.

Les Flacons Trajan ZERO (NBF) sont conçus pour empêcher l'exposition au liquide et aux vapeurs de formol pendant la collecte et le transport des échantillons.

### Important

#### ⚠ Mention de danger :

- Nocif en cas d'ingestion.
- Peut provoquer une irritation cutanée.
- Peut provoquer une sévère irritation des yeux.
- Peut provoquer une réaction allergique cutanée.
- Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- Peut provoquer le cancer.
- Peut irriter les voies respiratoires.

#### ⚠ Mises en garde :

- Éviter de respirer la fumée/les brouillards/les vapeurs.
- Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon.
- EN CAS D'INHALATION : transporter la personne affectée à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles de contact si possible et continuer à rincer.
- Consulter un médecin si nécessaire.
- Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé.
- Garder le flacon hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé.
- Contient 4 % de formaldéhyde.


### Préparation des échantillons

Pour assurer une fixation adéquate, les échantillons doivent être placés dans une solution de formol immédiatement après le prélèvement dans le flacon de taille appropriée.


Les flacons Trajan ZERO NBF sont disponibles en trois tailles : 60 ml, 150 ml et 500 ml.

### Notice d'utilisation

1. Dévisser le bouchon, retirer l'anneau coloré et le jeter.



2. Placer un ou plusieurs échantillons dans la chambre supérieure du flacon.



- Une fois que l'échantillon est placé dans la chambre supérieure, visser le bouchon sur le flacon.

*Remarque : Le bouchon doit être vissé jusqu'à preuve audible de la fermeture. Cela confirme que le flacon est bien scellé et prêt pour le transport. En vissant fermement le flacon, la chambre supérieure tombera dans le fixateur dans la chambre d'échantillon.*



- Lorsque l'échantillon est prêt à être traité, dévisser le bouchon du flacon.
- Retirer le couvercle de la chambre d'échantillon avec une pince et retirer l'échantillon.



## Conservation et stabilité

Conserver à température ambiante dans un endroit bien ventilé (15-30 °C/59-86 °F).

Les flacons ont une durée de conservation de deux ans à compter de la date de fabrication.

## Dépannage

Si la chambre supérieure ne tombe pas dans le fixateur de la chambre d'échantillon, dévisser le bouchon et le revisser. S'assurer que le bouchon est serré jusqu'à ce qu'une preuve audible de fermeture soit confirmée.


## Mise au rebut

Se référer aux réglementations locales pour l'élimination dans une structure ou un service d'élimination des déchets agréé.

## Informations et assistance

Visiter [www.trajanscimed.com](http://www.trajanscimed.com) ou contacter [techsupport@trajanscimed.com](mailto:techsupport@trajanscimed.com)

*Les spécifications peuvent changer sans notification.*



	Fixation des échantillons histologiques pour le diagnostic in vitro
	Risque biologique en cas de biopsie ou en présence de matière organique
	L'appareil est destiné à un usage unique
	Non stérile

	<b>Trajan Scientific Australia Pty Ltd (Sponsor)</b> 7 Argent Place, Ringwood, VIC 3134, AU Tel: +61 (0) 3 9874 8577
	<b>Axel Semrau GmbH &amp; Co. KG</b> Stefansbecke 42, 45549 Sprockhövel, Germany
	<b>Trajan Scientific Americas Inc</b> 1421 W Wells Branch Parkway, Suite 108, Austin TX 78660, USA Tel: +1 512 837 7190