

Häufig gestellte Fragen

F: Wie lange dauert die Prozedur?

A: Bisweilen kann eine Teilprothese in nur zwei Sitzungen eingepasst werden, im Schnitt sind jedoch vier Sitzungen erforderlich. Also etwa zwei bis sechs Wochen.

F: Ist es schmerzhaft?

A: Aus *tcs® Unbreakable* hergestellte Teilprothesen sind nicht invasiv, weshalb sie nur geringe Unannehmlichkeiten verursachen. Bisweilen sind Präparationen für die Abutment-Zähne erforderlich. Diese Prozedur geht jedoch mit nur geringen Unannehmlichkeiten einher.

F: Wie lange wird meine *tcs® Unbreakable* Teilprothese halten?

A: *tcs® Unbreakable* ist so ausgelegt, dass sie ein Leben lang hält. Sollten im Laufe der Zeit aufgrund von Änderungen in Ihrem Mund Modifizierungen erforderlich sein, wird Ihre *tcs® Unbreakable* in der Regel eher modifiziert als ausgetauscht.

F: Kann ich meine Prothese auch nachts tragen?

A: Bei manchen Teilprothesen empfiehlt es sich nicht, sie nachts zu tragen. Fragen Sie bitte Ihren Zahnarzt.

F: Muss ich meine Prothese in Wasser legen, solange ich sie nicht trage?

A: Damit Ihre *tcs® Unbreakable* Prothese weiterhin wie neu aussieht und sich wie neu anfühlt, empfehlen wir Ihnen, sie in Wasser oder *tcs® konzentrierten Prothesenreiniger* zu legen, solange Sie sie nicht tragen.

F: Werde ich Schwierigkeiten beim Kauen haben?

A: Manche Lebensmittel können mit Prothesen schwierig zu kauen sein, eine ordnungsgemäß konstruierte und angepasste Teilprothese in Kombination mit der Haltbarkeit und ausgezeichneten Adaptation der *tcs® Unbreakable* bietet Ihnen jedoch die beste Kauerfahrung, die mit einer Prothese möglich ist.

F: Werde ich durch die Teilprothese anders sprechen?

A: Manchmal ist es schwierig, mit fehlenden Zähnen deutlich zu sprechen. Deshalb kann die Teilprothese Ihre Aussprache verbessern. Wenn manche Worte schwierig für Sie auszusprechen sind, machen Sie sich keine Sorgen. Mit der Zeit werden Sie sich daran gewöhnen, mit Ihrer *tcs® Unbreakable* Teilprothese deutlich zu sprechen.

F: Kann ich an meiner Teilprothese kleinere Anpassungen vornehmen?

A: Wir empfehlen dringend, dass Sie Ihre Teilprothese in keiner Weise modifizieren. Falls Anpassungen nötig sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Zahnarzt.

F: Wie pflege ich meine *tcs® Unbreakable* Teilprothese?

A: Siehe *Richtige Pflege Ihrer neuen tcs® Unbreakable Prothese*.

Richtige Pflege Ihrer neuen *tcs® Unbreakable* Prothese

tcs® Unbreakable Teilprothesen werden aus biokompatiblen thermoplastischem Nylon hergestellt. Sie sind sehr pflegeleicht. Befolgen Sie diese einfachen Empfehlungen, damit Ihre Restauration weiterhin wie neu aussieht und sich wie neu anfühlt:

1. Putzen Sie Ihre natürlichen Zähne und Ihr Zahnfleisch gemäß den Anweisungen Ihres Zahnarztes.
2. Reinigen Sie Ihre Restauration täglich. Waschen Sie Ihre Restauration etwa 30 Sekunden bis 1 Minute unter warmem Leitungswasser, um jegliche Essensreste zu entfernen, bevor Sie sie in den Prothesenreiniger legen.
3. Putzen Sie Ihre Restauration mit einer sehr weichen Prothesenbürste nur mit Wasser. Spülen Sie sie erneut ab.
4. Legen Sie Ihre Restauration mindestens 30 Minuten pro Tag in *tcs® konzentriertem Prothesenreiniger* (oder einem kompatiblen Reiniger) ein.
5. Legen Sie Ihre Restauration in Wasser oder eine Prothesenlösung ein, solange Sie sie nicht tragen.
6. Verwenden Sie KEINE Bleichmittel, Zahnpasta oder ähnliche Reinigungsprodukte, da diese die Oberfläche Ihrer Restauration verkratzen können.

*Bedenken Sie bitte, dass, obwohl **tcs®** nicht zerbrechlich ist, die Zähne es doch sind. Gehen Sie bitte behutsam mit Ihrer Teilprothese um.*

Empfohlene Produkte:



tcs® Konzentrierter Prothesenreiniger mit professioneller Kraftformel

Zur Pflege von Zahnprothesen zu Hause. Entfernt sicher Kaffee-, Tee-, Tabak-, Frucht- und Eisenflecken, Zahnstein, Plaque und Kalkablagerungen.

Bei der täglichen Verwendung sehen die Prothesen aus wie neu und fühlen sich auch an wie neu!

10 Monate Vorrat!



tcs® Sonic Reiniger

Verwenden Sie für die optimale Pflege zu Hause den *tcs® konzentrierten Prothesenreiniger* in Kombination mit dem *tcs® Sonic Reiniger*. Hilft bei der Entfernung von Zahnstein, Flecken, Bakterien und Essensresten durch periodische Wellen hoher Energie (Schallvibrationen) mit 5800 Wellen pro Minute.

2 AA Batterien im Lieferumfang.

Fragen Sie Ihren Zahnarzt, wo Sie *tcs® Frische* Produkte erwerben können



**the beautiful, comfortable choice
für entnehmbare Teilprothesen**



Entnehmbare Teilprothesen

Informationsbroschüre über entnehmbare *tcs® Unbreakable* Teilprothesen

Vorteile der *tcs*[®] *Unbreakable*

- Durch den natürlichen Farbton simuliert die Prothese echtes Zahnfleisch und Zähne auf authentischere Weise.
- Unansehnliche Metallspangen gehören der Vergangenheit an. *tcs*[®] *Unbreakable* verwendet Spangen in natürlichen dem Gebiss angepassten Farbtönen.
- Das leichte Gewicht von *tcs*[®] *Unbreakable* und ihr äußerst haltbares Material sorgen dafür, dass Ihnen das sperrige Gefühl, das den meisten Prothesenträgern beim Tragen ihrer Prothese Unannehmlichkeiten bereitet, erspart bleibt.
- Ideale vorübergehende Restauration während der Heilungsphase bei Implantaten.
- Keine invasive Behandlung.
- Biokompatibel und ideal für Patienten mit einer Allergie auf Acrylmonomer.
- Geringe Wasserabsorption, weshalb die Teilprothese sich weder verziehen wird noch brüchig wird.
- Kann in Kombination mit Metallrahmen oder Präzisions-Attachments verwendet werden.
- Wie der Name schon besagt, ist *tcs*[®] unzerbrechlich. Es besteht kein Grund zur Sorge, sollte die Prothese ins Waschbecken oder sogar auf einen harten Boden fallen. Und dennoch ist sie viel dünner als konventionelle Prothesen.



In jeder Hinsicht hilft *tcs*[®] *Unbreakable* Ihrem Zahnarzt, natürlich aussehende und komfortable Teilprothesen herzustellen, was sowohl der Ästhetik als auch dem Tragekomfort zugute kommt.

tcs[®] *Unbreakable* ist die schöne, komfortable Entscheidung für Teilprothesen, die nahezu unsichtbar in Ihrem Mund sind.

Wenn Ihnen ein Zahn oder mehrere Zähne fehlen und Sie sich nach Möglichkeiten für einen Ersatz umsehen, haben Sie glücklicherweise eine große Auswahl. Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass eine Teilprothese Ihr Lächeln beeinträchtigen könnte. Heutzutage ermöglichen die bahnbrechenden Entwicklungen in der Zahntechnologie Ihrem Zahnarzt, Ihnen eine Menge anzubieten. Bei der Entscheidung für einen Ersatz spielen viele Faktoren eine Rolle, z. B. die Kosten, das Verfahren, die Ästhetik, etc. Diese Entscheidungen sollten stets in Absprache mit Ihrem Zahnarzt erfolgen. Für viele Patienten jedoch, die keine provisorischen Lösungen wie Flipper möchten, wo man die Teilprothesen leicht an Bestandteilen wie Acryl und Metallspangen erkennt, oder teure Optionen wie Implantate, die hoch invasive chirurgische Eingriffe und lange Heilungsperioden erfordern, können *tcs*[®] *Unbreakable* Teilprothesen die perfekte Lösung sein. Die *tcs*[®] *Unbreakable* Teilprothese ermöglicht Ihrem Zahnarzt, Ihnen leichtgewichtige, flexible Teilprothesen zu bieten, die sich durch außergewöhnlichen Komfort, Schönheit und Verlässlichkeit auszeichnen.

Da *tcs*[®] unsichtbar in Ihrem Mund ist, entscheiden sich sogar jüngere Patienten, die gewöhnlich eher zu festen Restaurationen tendieren, für *tcs*[®] *Unbreakable*.

Geschichten aus dem wahren Leben

NATALIA, 26 JAHRE ALT:

Durch meine Schwangerschaft wurden meine Zähne stark strapaziert. Nachdem ich mein erstes Kind zur Welt gebracht hatte, habe ich 5 Zähne verloren. Ich war ehrlich gesagt am Boden zerstört, vor allem da ich mir keine festen Restaurationen leisten konnte. Auch wenn ich sie mir hätte leisten können, wollte ich keine lange und schmerzhaftes Prozedur über mich ergehen

lassen, da ich für ein Kind zu sorgen hatte. Mein Zahnarzt empfahl mir *tcs*[®] *Unbreakable*. Er sagte mir, dass niemand die Prothese bemerken würde. Und er hatte Recht! Es weiß nicht einmal meine ganze Familie, dass ich eine Teilprothese trage.

CARLOS, 46 JAHRE ALT:

Ich schwankte mehrere Wochen zwischen einer festen Restauration und einer entnehmbaren Teilprothese. Als mein Provisorium nicht

mehr hielt, wusste ich, dass ich eine Entscheidung treffen musste. Es war nicht einfach, aber ich entschied mich für eine entnehmbare Teilprothese. Meine Entscheidung gründete hauptsächlich auf meiner niedrigen Schmerzschwelle. Die Prozedur war schnell und einfach und vor allem schmerzlos. Das Beste ist, dass niemand erkennt, dass ich eine Teilprothese trage. Es ist mein kleines Geheimnis.

- *tcs*[®] *Unbreakable* ist ein hoch resistentes Hochleistungsmaterial; *tcs*[®] Restaurationen passen sich den Konturen Ihres Mundes beim Kauen, Sprechen und Lachen an.
- Ihr Zahnarzt entscheidet sich vielleicht je nach Ihrem Gebiss für die Verwendung von *tcs*[®] *Unbreakable* in Verbindung mit Metall.

