

Preguntas frecuentes

P: ¿Cuánto tiempo tardará el procedimiento?

R: Algunas veces una pieza parcial puede entregarse en apenas dos visitas, pero generalmente la media son 4 visitas. Aproximadamente de dos a seis semanas.

P: ¿Dolerá?

R: Las dentaduras parciales fabricadas con *tcs® Unbreakable* son no invasivas, así que la incomodidad es mínima. Algunas veces es necesario preparar los dientes de apoyo, pero este procedimiento no supone grandes incomodidades.

P: ¿Cuánto durará la dentadura parcial *tcs® Unbreakable*?

R: *tcs® Unbreakable* está diseñado para durar una vida entera. En caso de que se necesiten modificaciones cuando transcurra el tiempo debido a cambios naturales en la boca, generalmente la dentadura parcial *tcs® Unbreakable* podrá ser modificada en lugar de ser sustituida.

P: ¿Puedo llevar la dentadura durante la noche?

R: Algunos diseños de dentaduras parciales es posible que no sean recomendables para llevarlos por la noche. Pregunte a su dentista.

P: ¿Tengo que poner la dentadura en agua cuando no la esté llevando?

R: Para mantener la dentadura parcial *tcs® Unbreakable* como nueva, recomendamos que la mantenga sumergida en agua o en limpiador de dentadura concentrado *tcs®* cuando no la esté llevando.

P: ¿Tendré dificultades al masticar?

R: Algunos alimentos es posible que nunca sean fáciles de masticar con dentaduras, pero una dentadura parcial correctamente diseñada y bien adaptada, en combinación con la durabilidad y la adaptación superior de *tcs® Unbreakable* le dará una mejor experiencia a la hora de masticar que cualquier otro material de dentadura disponible.

P: ¿Cambiará la dentadura parcial la forma en que hablo?

R: Algunas veces es difícil hablar claramente cuando faltan dientes, por lo tanto, la dentadura parcial podrá mejorar la claridad de su habla. Si encuentra difícil pronunciar ciertas palabras, no se preocupe. Con el tiempo podrá acostumbrarse a hablar correctamente con su dentadura parcial *tcs® Unbreakable*.

P: ¿Puedo hacer ajustes menores a la dentadura parcial?

R: Le recomendamos encarecidamente que no altere la dentadura parcial de ninguna forma. Si necesita que se hagan ajustes, por favor consulte con su dentista.

P: ¿Cómo cuido la dentadura parcial *tcs® Unbreakable*?

R: Consulte *Cuidado correcto de la nueva dentadura tcs® Unbreakable*.

Cuidado correcto de la nueva dentadura *tcs® Unbreakable*

Las piezas parciales *tcs® Unbreakable* están fabricadas con un termoplástico de nailon biocompatible. Son muy fáciles de cuidar. Para mantener la dentadura parcial como nueva, por favor siga estas sencillas recomendaciones:

1. Continúe cepillando sus dientes naturales y encías siguiendo las indicaciones de su dentista.
2. Limpie la dentadura parcial a diario. Enjuáguela sencillamente con agua caliente que corra durante aproximadamente 30 segundos a 1 minuto para eliminar las partículas de alimentos antes de sumergirla en el limpiador de dentadura.
3. Con un cepillo de dentadura muy suave, cepille la dentadura parcial usando sólo agua. Enjuague de nuevo.
4. Coloque la dentadura parcial en el limpiador de dentadura concentrado *tcs®* (o limpiador compatible) durante al menos 30 minutos al día.
5. Manténgala en agua o en la solución para dentadura cuando no la esté llevando.
6. NO use blanqueador, pasta de dientes o productos de limpieza similares, porque podrían arañar la superficie de la dentadura parcial.

*Por favor recuerde que aunque *tcs®* es irrompible, los dientes no lo son. Por favor manipule la dentadura parcial con cuidado.*

Productos recomendados:



Limpiador de dentadura concentrado *tcs®* Fuerza profesional

Para el mantenimiento casero de piezas dentales. Elimina manchas de café, té, tabaco, fruta, hierro, sarro, placa, calcio y cálculos.

¡Usado diariamente, mantendrá las piezas como nuevas!

¡Suministro para 10 meses!



Limpiador Sonic *tcs®*

Para un mantenimiento casero óptimo use el limpiador de dentadura concentrado *tcs®* en combinación con el limpiador Sonic *tcs®*. Ayuda a eliminar el sarro, la placa, las manchas, las bacterias y las partículas de alimentos con la ayuda de ondas de ciclo de energía alta (vibraciones sónicas) de 5.800 ondas por minuto.

2 pilas AA incluidas.

Pregunte a su dentista donde puede comprar productos *tcs®* Fresh.



the beautiful, comfortable choice
para piezas parciales extraíbles



Dentaduras parciales extraíbles

Folleto informativo sobre dentaduras parciales extraíbles *tcs® Unbreakable*

Ventajas de *tcs*[®] *Unbreakable*

- El tono natural permite simular encías y dientes naturales más orgánicamente.
- Los poco favorecedores enganches metálicos desaparecen para siempre. *tcs*[®] *Unbreakable* usa enganches del mismo color del tejido, diseñados para mezclarse con la dentadura natural.
- El material ligero y muy duradero de *tcs*[®] *Unbreakable* de nailon hará que no experimente esa pesadez que a veces a las personas que llevan dentaduras les hace sentirse molestas con su apariencia.
- Restauración transicional ideal durante el periodo de curación para los implantes.
- Tratamiento no invasivo.
- Biocompatible e ideal para los pacientes que sean alérgicos al monómero acrílico.
- Reducida absorción de agua, lo que significa que la dentadura parcial no se arqueará ni se volverá frágil.
- Puede usarse en combinación con un marco de metal o fijaciones precisas.
- Como el nombre implica, *tcs*[®] es irrompible. No es necesario que se preocupe si la dentadura se le cae al fregadero o al duro suelo. Y sin embargo, increíblemente, es mucho más delgada que los elementos convencionales.

Si ha perdido uno o más dientes y está buscando opciones de sustitución, afortunadamente tenemos muchas opciones. No tiene que preocuparse de si una dentadura parcial va a comprometer su sonrisa. Hoy en día los adelantos en tecnología dental proporcionan al dentista muchas opciones que ofrecerle.

Cuando se trata de decidirse sobre una sustitución, se consideran muchas cosas, por ejemplo, el coste, la intervención, la estética, etc. Estas decisiones de cuidado dental deberían hacerse siempre consultando a su dentista. Pero muchos pacientes no quieren la poca fiabilidad de elementos temporales como por ejemplo aletas, que revelan piezas parciales, como elementos acrílicos con enganches metálicos u opciones caras, como por ejemplo los implantes que requieren una cirugía altamente invasiva y largos periodos de curación, las dentaduras parciales *tcs*[®] *Unbreakable* pueden ser la perfecta elección.

La dentadura parcial *tcs*[®] *Unbreakable* permite a su dentista ofrecerle dentaduras parciales flexibles y ligeras, muy cómodas, bonitas y fiables.

Ya que *tcs*[®] no se detecta en la boca, incluso los pacientes más jóvenes que normalmente optarían por restauraciones fijas están eligiendo *tcs*[®] *Unbreakable*.

- *tcs*[®] *Unbreakable* es un material de alto rendimiento extremadamente elástico; las restauraciones *tcs*[®] se ajustan y flexionan con los contornos de la boca mientras mastica, habla y sonríe.
- Su dentista podrá optar por usar *tcs*[®] *Unbreakable* en conjunción con metal, dependiendo de sus dientes.



De todas estas formas y muchas más, *tcs*[®] *Unbreakable* ayudará a su dentista a crear dentaduras parciales cómodas y con un aspecto natural para que pueda tener el mejor aspecto y sentirse bien.

tcs[®] *Unbreakable* es la opción cómoda y bonita para las dentaduras parciales que virtualmente desaparecen en la boca.

Casos reales

NATALIA, 26 AÑOS:

Mi embarazo afectó a mi dentadura. Después de tener a mi primer hijo, perdí 5 dientes. Honestamente, me sentía fatal, especialmente porque no me podía permitir conseguir restauraciones fijas. Incluso si hubiera podido permitírmelo, no quería soportar una intervención larga y dolorosa, puesto que

tenía un bebé al que cuidar. Mi dentista me recomendó *tcs*[®] *Unbreakable*. Me dijo que nadie lo notaría nunca. Tenía razón, ni siquiera los miembros de mi familia saben que llevo una dentadura parcial.

CARLOS, 46 AÑOS:

Estuve considerando una restauración fija y una dentadura parcial durante varias semanas. Cuando mis piezas temporales comenzaron a fallar

supe que tenía que tomar una decisión. No fue fácil, pero me decidí por una dentadura parcial extraíble. La razón estaba principalmente motivada por mi reducido umbral frente al dolor. La intervención fue rápida y fácil y lo más importante, indolora. Lo mejor de todo es que nadie se ha dado cuenta de que llevo una dentadura parcial. Es mi pequeño secreto.