



Benutzerhandbuch

Sniff Relief - Benutzerhandbuch

Wir freuen uns, dass Du dich für Sniff Relief entschieden hast!

Bitte lies dieses Benutzerhandbuch aufmerksam durch, bevor das Gerät in Betrieb genommen wird und bewahre es sicher auf.

Über Sniff Relief

Die sich selbst wärmende Gesichtsmaske ist der Schlüssel zur schnellen und effektiven Linderung von Erkältungssymptomen und Sinusitis.

Sniff Relief wurde unter Beachtung des Komforts und der Sicherheit nur für Dich entworfen!

Die Maske kann je nach Wunsch und Bedarf zwischen 37°-60° Celsius eingestellt werden. Sie wärmt bei Anwendung die Nase und umliegenden Gesichtsbereiche.

Mit dem flexiblen Band um den Kopf und dem biegsamen Nasenbereich kann die Größe sowohl für Kinder als auch Erwachsene richtig angepasst werden.

Sniff Relief kann jederzeit in Betrieb genommen werden. Wir empfehlen jedoch, die Maske nicht beim Schlafen mit dem Stromnetz zu verbinden. Außerdem sollte das Gesicht komplett frei von kosmetischen Produkten sein.

Eigenschaften

- Temperaturregelung von 37°-60° C
- Automatische Ausschaltung einstellbar von 1-12 Std.
- Spannung konstant bei 12V
- Schutzschalter zur Sicherheit
- Temperaturregler mit Display
- Wiederverwendbar
- Mehrbenutzbar
- Komfortabel
- flexibles Band für Anpassung am Kopf
- biegsamer Nasenbereich mithilfe von eingesetztem Draht
- aus leichten Materialien
- Netzkabel 1,5m
- USB Kabel 1,5m
- kann durch USB mit Laptop/PC verbunden werden, jedoch mit niedriger Temperatureinstellung
- Nutzung auch für PKW (nur für Beifahrer)

Inhalte

Dein persönliches Sniff Relief Paket besteht aus

- Maske
- Temperaturregler
- Spannungsumformer
- Netzkabel

Montageanleitung

Alle Gegenstände aus der Verpackung nehmen.

Gehe sicher, dass das USB Kabel mit dem Temperaturregler verbunden ist. Schließe den Regler mithilfe des 12V Adapters an eine Steckdose an.

Anleitung Temperaturregler

Einstellungen, die auf dem Display einsehbar sind

- ON/OFF: der digitale Regler kann durch Drücken des „on“ oder „off“ Knopfes jeweils an- oder ausgeschaltet werden
- TEMPERATURE CONTROL: die Plus (+) und Minus (-) Zeichen weisen auf die Temperaturkontrolle hin. Durch drücken der Knöpfe kann von 37°-60°C die Temperatur eingestellt werden.
- TIMER: je nach Bedarf kann hier die Laufzeit (1-12 Stunden) eingestellt werden.

Sniff Relief kann jederzeit und überall je nach Verlangen, aber mit genügend Abständen und Pausen getragen werden.

Passen deine Wunschtemperatur mithilfe des Reglers an, jedoch sollte die Temperatur niemals dein Wohlbefinden übersteigen.

Setze die Maske so auf dein Gesicht, dass Stirn- und Nasenbereiche abgedeckt sind, jedoch die Augen unbedeckt.

Reguliere nun die flexiblen Nasenbereiche.

Sniff Relief ist leicht gewölbt, sodass sogleich die richtige Ausrichtung im Gesicht erfolgen kann.

Sobald du die Sicherheitshinweise korrekt befolgst, sollte es keine Schwierigkeiten mit der Nutzung der Maske geben.

Pflege und Wartung

Wenn Sniff Relief gereinigt wird, sollte man zuvor sichergehen, dass alle Kabel am Gerät ausgesteckt werden.

Folge dann bitte diesen Hinweisen:

1. Bitte nicht in der Waschmaschine waschen oder einem Trockner trocknen
2. Bitte das Gerät nicht ins Wasser tauchen
3. Bitte keine Netzteile der Maske ins Wasser legen
4. Bitte nicht chemisch reinigen
5. Bitte keine Wäschemangel einsetzen
6. Bitte nicht in der Mikrowelle trocknen oder erwärmen
7. Bitte nicht bügeln
8. Bitte keine Sprays o.ä. Mittel auf der Maske anwenden
9. Bitte niemals Nutzen, bevor alles komplett getrocknet ist

Unsere persönliche Empfehlung ist, die Maske regelmäßig mit einem feuchten Handtuch zu reinigen.

Außerdem weisen wir darauf hin, dass als Routine vor und nach jeder Anwendung von dir geprüft wird, ob alles mit dem Gerät in Ordnung ist. Sobald etwas ungewöhnlich oder defekt erscheint, nicht in Benutzung nehmen! (z.B.: Knacken, Bläschenbildung, ausfransende, freiliegende Drähte oder ähnliche Erscheinungen)

Verstau die Maske an einem kühlen und trockenem Ort, solange sie nicht in Benutzung ist. Gehe sicher, dass sie nicht nass wird oder Feuchtigkeit ausgesetzt ist.

Sniff Relief darf nicht an den Netzkabeln aufgehängt werden, es darf kein zusätzliches Gewicht darauf lasten oder etwas unnatürlich verbogen oder zusammengedrückt werden.

Sobald einer der oben genannten Schäden auftritt, kontaktiere bitte unverzüglich einen Mitarbeiter von Sniff Relief.

Wenn eigenhändig repariert wird, ist die Garantie hinfällig.

Sicherheitshinweise

!Wichtig! Um Risiken von Elektroschocks oder Verbrennungen zu reduzieren, folge bitte allen Sicherheitshinweisen und Vorsichtsmaßnahmen! Bitte lese alle Anweisungen vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch.

Bei Verfügung von Implantaten oder Diagnose eines Tumors, kontaktiere bitte vorher einen Arzt.

Bei Infektionen, Diabetes, Blutarmut, Herz-Kreislauf-Problemen, Behinderungen oder ähnliches halte vor Inbetriebnahme Rücksprache mit zuständigen Medizinern (siehe auch FAQ).

Niemals direkt auf offenen Wunden oder bei akuten Verletzungen benutzen!

Nicht für Kleinkinder bestimmt!

Nutzung für Kinder unter 6 Jahren untersagt!

Nutzung für Kinder unter 14 Jahren nur unter Aufsicht Erwachsener!

Niemals die Maske unbeaufsichtigt am Stromnetz angeschlossen lassen, bei Nichtgebrauch sofort ausstecken!

Europa und andere Länder: 230V Steckdose

Für Autos einen universalen Adapter nutzen. Nur als Mitreisender erlaubt! Niemals nutzen, wenn Gesicht mit Cremes, Salben oder wärmebildenden Dermatologika versetzt ist.

Während des Duschens oder Badens ist die Anwendung von Sniff Relief verboten!

Häufig gestellte Fragen:

Die folgenden Fragen und Antworten beinhalten nicht alle individuell gewünschten, sie dienen lediglich als Hilfebeispiele. Zögere nicht und bitte ein Teammitglied von Sniff Relief bei Fragen um Hilfe oder kontaktiere einen Arzt.

Wann kann ich mit Linderung meiner Symptome rechnen?

Menschen sind von Grund auf verschieden. Bei einigen ist unmittelbar nach Beginn ein Ergebnis fühlbar, bei anderen erst nach einigen Anwendungen.

Ist die Gesichtsmaske flexibel?

Ja, sie ist flexibel und passt sich jedem Gesicht individuell an. Der verstellbare Verschluss am Hinterkopf und die biegsame Nasenfläche ermöglichen eine gute Anpassung und einen perfekten Halt.

Wie lange kann ich die Maske nutzen?

Die Maske kann zu jeder Tages- und Nachtzeit genutzt werden. Je nach Bedarf und Symptomen (1-12 Stunden mithilfe des Timers)

Welche Temperatur ist ideal für mich? Jeder Mensch reagiert unterschiedlich empfindlich auf Wärme. Die Maske erreicht niemals eine gefährliche Temperatur, die Verbrennungen verursacht. Du kannst die Temperatur definieren, mit der du dich am besten identifizieren kannst.

Kann Sniff Relief Sinusitis oder Erkältungen lindern? Sniff Relief macht keinerlei Versprechungen in Bezug auf Heilung von Sinusitis, Erkältungen oder Gesichtsverletzungen. Sie kann allgemeine Erkältungs- oder Allergiesymptome lindern oder die Symptome von Sinusitis verringern. Bei starken Erkältungen oder Infektionen kontaktiere bitte sofort einen Arzt!

Sniff Relief
8880 Rio San Diego Dr #800
San Diego, 92108 CA
USA
support@sniffrelief.com
sniffrelief.com

Sniff Relief Europe
Alleinsteiner Weg 14
21465 Reinbek
Germany
team@sniffrelief.de
sniffrelief.de