

mindalive inc

david  
delight



## [ MANUEL D'UTILISATION ]

Utilisation et entretien de votre appareil AVE

---

# AVERTISSEMENT

---

Toutes les personnes qui :

- a) avez des antécédents d'épilepsie, d'épilepsie photique ou de tout trouble convulsif,
- b) souffrez d'un trouble mental ou d'une maladie psychiatrique,
- c) consomment actuellement des drogues (sur ordonnance ou récréatives),
- d) êtes sous l'emprise de l'alcool,
- e) avez eu des blessures à la tête,
- f) avez déjà eu une crise de quelque nature que ce soit,

pas utiliser le DAVID Delight à moins d'être sous la supervision d'un professionnel de la santé qualifié dans la détection sûre des convulsions.

---

## AVIS AUX FOURNISSEURS DE SOINS DE SANTÉ

---

Il est de la responsabilité du fournisseur de soins de santé de remplir une prise appropriée répondant aux préoccupations mentionnées ci-dessus. Mind Alive Inc., ses employés, fournisseurs et distributeurs sont exonérés de toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une crise d'épilepsie ou d'un état psychiatrique pouvant survenir suite à la prescription de cet appareil.

---

**LA RECHERCHE CLINIQUE MONTRE QUE LE DAVID DELIGHT EST EFFICACE POUR RÉDUIRE LE DÉCLIN COGNITIF, LE TDA, LE TAS, L'HUMEUR DÉPRESSIVE, L'INSOMNIE ET L'ANXIÉTÉ.**

---

Le DAVID Delight est un outil non invasif.

Tous les effets qui en résultent sont produits dans le cerveau uniquement par stimulation audio et visuelle.

Tous les droits sont réservés.

Toute reproduction totale ou partielle est interdite sans le consentement écrit exprès de Mind Alive Inc.

Lunettes Tru-Vu Omniscreen protégées par le brevet américain 5,709,645

© 2009-2021

Mind Alive inc.

Edmonton, Alberta, Canada

Version 2, révision 9

avril 2021

# TABLE DES MATIÈRES

AVIS AUX FOURNISSEURS DE SOINS DE SANTÉ .....	VERSO DE LA COUVERTURE
<b>PRÉSENTATION .....</b>	<b>2</b>
LISTE DES COMPOSANTS .....	2
ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES .....	2
<b>CONTRÔLES DE SESSION .....</b>	<b>3</b>
TOME .....	3
INTENSITÉ .....	3
SÉLECTION DE TONALITÉ .....	3
SÉLECTION DE BATTEMENT DE COEUR .....	3
ENREGISTREMENT DES PRÉFÉRENCES .....	3
<b>MODE D'EMPLOI .....</b>	<b>5</b>
CONFIGURATION .....	5
PUISSANCE .....	5
ALLUMER/ÉTEINDRE .....	6
NIVEAU DE BATTERIE .....	6
SÉLECTION D'UNE SESSION .....	6
<b>DÉMARRAGE RAPIDE .....</b>	<b>8</b>
<b>DESCRIPTION DES ICÔNES .....</b>	<b>9</b>
<b>DÉLICE SÉANCES .....</b>	<b>10</b>
<b>SESSIONS DE SYNCHRONISATION SONORE .....</b>	<b>11</b>
TONALITÉS ET RYTHME CARDIAQUE .....	11
<b>AVERTISSEMENTS .....</b>	<b>12</b>
PRÉCAUTIONS .....	12
<b>GARANTIE ET .....</b>	<b>13</b>
RETOUR POUR RÉPARATION .....	13
POUR LES CLIENTS AMÉRICAINS ET INTERNATIONAUX .....	14
ENTRETIEN ET MAINTENANCE .....	14
EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ .....	14
<b>DÉPANNAGE À L' .....</b>	<b>INTÉRIEUR DE LA COUVERTURE ARRIÈRE</b>

## INTRODUCTION

---

Vous avez acheté l'appareil d'entraînement audio-visuel (AVE) le plus innovant et de haute qualité disponible sur le marché aujourd'hui. Le DAVID Delight intègre les principes nécessaires de stimulation audio/visuelle pour guider efficacement et en toute sécurité l'utilisateur vers les états de conscience souhaités et le fonctionnement cérébral maximal. Nous sommes convaincus que l'utilisation du DAVID Delight sera non seulement une expérience agréable et relaxante, mais également bénéfique lorsque vous explorerez des états de conscience et de conscience personnelle accrus.

Le DAVID Delight est non invasif et aucun courant électrique n'est transmis à l'utilisateur. Tous les effets qui en résultent sont produits dans le cerveau uniquement par des stimuli audio-visuels. La portabilité du DAVID Delight se prête à un déplacement facile (les appareils à rayons X de l'aéroport n'endommageront pas le DAVID Delight).

**Afin d'obtenir le maximum de plaisir et d'avantages de votre DAVID Delight, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le guide d'utilisation DAVID AVE qui l'accompagne. Allez en ligne pour consulter le guide de l'utilisateur :**

**[http s ://mindalive.com/ delight /](http://mindalive.com/delight/)**

---

### LISTE DES COMPOSANTS

---

- ✓ DAVID Delight – Numéro de série \_\_\_\_\_
- ✓ Tru-Vu Omniscreen Eyeset (blanc), Eyeset Cord and Carry Case
- ✓ Écouteurs
- ✓ Cordon de raccordement stéréo
- ✓ Sac de transport
- ✓ Pile alcaline de 9 volts
- ✓ Adaptateur d'alimentation CC de 9 volts
- ✓ Manuel de l'opérateur, insert du guide de l'utilisateur DAVID AVE et guide de démarrage rapide

### ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES

---

- Oculaire multicolore Tru-Vu Omniscreen
- Tru-Vu Omniscreen White Viewhole Eyesets - *Pour une utilisation les yeux ouverts*
- Forfait utilisateur supplémentaire
- Éditeur de session DAVID

***Si vous souhaitez plus d'informations sur nos produits et des recherches sur AVE et CES, visitez notre site Web à l'adresse [www.mindalive.com](http://www.mindalive.com). Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, veuillez nous appeler sans frais au 1-800-661-MIND(6463). À l'extérieur du Canada et des États-Unis, veuillez composer le 780-465-6463.***

# CONTRÔLES DE SESSION

## LE VOLUME


Le niveau de volume affecte à la fois les tonalités et le rythme cardiaque. Il y a 30 niveaux de volume. Pour régler le volume, appuyez et relâchez ou appuyez et maintenez les boutons VOL ▲ ou ▼. Le graphique affichera le niveau de volume. Le volume ne peut pas être réglé pendant Soft Off™.

## INTENSITÉ

Le niveau d'intensité affecte la luminosité des lumières dans les yeux. Il y a 15 niveaux d'intensité oculaire. Pour régler l'intensité, appuyez et relâchez ou appuyez et maintenez les ▲ boutons INT ou ▼.

*The volume, intensity, and power buttons are raised to help you find them easily with eyes closed.*

Le graphique affichera le niveau d'intensité. L'intensité ne peut pas être ajustée pendant Soft Off™.



## SÉLECTION DE TONALITÉ

Trois (3) options de tonalité différentes sont disponibles dans le Delight : les tonalités d'impulsion, les battements binauraux et les battements monauraux stéréo. Les tonalités peuvent également être désactivées. Toutes les séances commencent par des tonalités de

pouls. Appuyez brièvement sur le bouton de tonalité (🎵) pour faire défiler les options de tonalité.

## SÉLECTION DE BATTEMENT DE COEUR

Toutes les séances commencent avec le rythme cardiaque activé. Le rythme cardiaque peut être utilisé pour aider à moduler la respiration pour améliorer la VRC (pour plus d'informations sur la VRC, rendez-vous sur : <https://mindalive.com/hrv/>). Pour activer/désactiver le rythme cardiaque, maintenez enfoncé le bouton de tonalité (🎵).

## PRÉFÉRENCES D'ENREGISTREMENT

Vous pouvez enregistrer vos paramètres de volume, d'intensité, de tonalité et de rythme cardiaque préférés pour chaque session. Ajustez les paramètres de volume, d'intensité et de tonalité, puis maintenez enfoncé le bouton du groupe

de sessions actives. Les icônes des groupes de sessions clignoteront. Vous pouvez continuer la session ou la terminer immédiatement et le Delight enregistrera vos paramètres préférés et les utilisera la prochaine fois que vous exécuterez cette session.

## MODE D'EMPLOI

---

### INSTALLER

---

Le casque se connecte à la prise de sortie casque (  ). Lorsque vous utilisez un pack utilisateur supplémentaire ( *vendu séparément* ), connectez le câble répartiteur de 3,5 mm au Delight et connectez chaque jeu d'écouteurs au câble répartiteur. Veuillez vous assurer que vous avez le côté marqué « L » sur votre oreille gauche et le côté marqué « R » sur votre oreille droite. Il est recommandé de débrancher le casque de l'appareil avant de le ranger ou de voyager pour éviter d'endommager accidentellement la prise.

Les lunettes Tru-Vu Omniscreen, Tru-Vu Omniscreen Viewhole ou Tru-Vu Omniscreen Multi-Color Eyeset se connectent à la prise de sortie des lunettes (  ) avec le cordon de raccordement de 2,5 mm inclus. Connectez une extrémité au Delight et l'autre à la prise située en bas à gauche des lunettes. Lorsque vous utilisez un pack utilisateur supplémentaire ( *vendu séparément* ), connectez le câble séparateur de 2,5 mm au Delight et connectez chaque œillet au câble séparateur. Il est recommandé de débrancher le câble de la lunette de l'appareil et de la lunette avant de le ranger ou de voyager pour éviter d'endommager accidentellement les prises.

Une source audio externe (telle qu'un lecteur MP3 ou CD) peut être connectée au Delight afin que de la musique ou d'autres sons puissent être écoutés pendant l'exécution d'une session. Branchez le cordon de raccordement stéréo dans la sortie casque de l'appareil audio et la (  ) prise d'entrée audio ( ) du Delight.

**Remarque : démarrez le Delight et sélectionnez une session avant de lire l'audio, sauf si vous souhaitez exécuter une session de synchronisation du son (voir page 11).**

### DU POUVOIR

---

Le Delight peut être alimenté avec une pile alcaline ou rechargeable de 9 volts, ou avec l'adaptateur 9 volts fourni. Pour installer la batterie, faites glisser le couvercle du compartiment de la batterie à l'arrière de l'appareil. Insérez une pile de 9 volts comme indiqué sur le schéma dans le compartiment à piles. Remettez le couvercle en place. Une pile alcaline de 9 volts fournira environ sept (7) heures de fonctionnement.

Pour utiliser l'adaptateur 9 volts, connectez l'adaptateur à la prise 9 volts (  ) sur le côté de l'appareil. L'adaptateur d'alimentation CC de 9 volts utilise une prise positive centrale de 1,3 mm. Aucune batterie n'est utilisée lorsqu'elle est branchée sur un adaptateur.

# MODE D'EMPLOI

## ALLUMER ETEINDRE

Appuyez sur le bouton d'alimentation (  ) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant d'alimentation s'allume. Le graphique (entre les commandes VOL et INT) affichera le niveau de la batterie lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois ( voir Niveau de la batterie ). Si aucune session n'est sélectionnée dans les deux (2) minutes, le Delight s'éteindra.

À la fin d'une session, les lumières et le son s'estomperont (Soft Off™) et le Delight s'éteindra automatiquement. Pour mettre fin à une session plus tôt, appuyez et relâchez le bouton d'alimentation (  ) pour lancer un court Soft Off™ (30 secondes).

Pour éteindre le Delight à tout moment, appuyez sur le bouton d'alimentation (  ) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. Cela peut prendre jusqu'à trois (3) secondes si une session est en cours.

## NIVEAU DE BATTERIE

Le niveau de la batterie est affiché sur le graphique pendant quelques secondes lorsque le Delight est allumé pour la première fois. Le niveau de la batterie est également surveillé et affiché périodiquement pendant l'exécution de la session.

Lorsque le niveau de la batterie devient faible, le graphique affichera deux (2) barres clignotantes. Il est recommandé de remplacer la batterie avant d'exécuter une session si cet avertissement s'affiche.

Lorsque le niveau de la batterie est extrêmement bas, le graphique affichera une seule (1) barre clignotante. Si cet avertissement s'affiche lorsque vous allumez l'appareil, remplacez la pile. Si cet avertissement se produit pendant une session, la session se terminera plus tôt et l'indicateur de batterie continuera à clignoter pendant une courte période. La pile **doit** être remplacée avant de pouvoir réutiliser l'appareil.

## SÉLECTION D'UNE SESSION

Le Delight a cinq (5) boutons de catégorie de session ( , , , ,  ). Chaque bouton offre deux (2) options de session. **La session 1 est indiquée par la LED de session fixe. La session 2 est indiquée par le clignotement de la LED de session.**

Pour sélectionner une session, appuyez sur le bouton de session. La LED de session

s'allumera. Pour sélectionner la session alternative, appuyez une deuxième fois

*Each session button remembers which option was played last. If you ran Energize 2, the next time you select Energize, the LED will blink for Energize 2.*

sur le bouton de session dans les cinq (5) secondes. Appuyez sur un autre bouton Session pour modifier la sélection actuelle.

La session sélectionnée démarrera après un délai de cinq (5) secondes.

## DÉMARRAGE RAPIDE

---

### **Trouvez un endroit confortable**

Les séances durent en moyenne 30 minutes. Trouvez un endroit où vous ne serez pas dérangé. Les endroits sombres et calmes sont meilleurs.

### **Restez hydraté**

Buvez un verre d'eau au moins 15 minutes avant votre séance. Rester hydraté aidera à prévenir les maux de tête ou la sensation de somnolence.

### **Connecter l'alimentation**

Insérez la pile 9V selon le schéma à l'intérieur du compartiment de la pile. Ou connectez l'adaptateur 9V à la 9V prise jack

### **Branchez l'oeil**

Une extrémité du câble de la lunette se connecte à la prise sur le côté gauche des lunettes, l'autre à la  prise sur l'appareil.

*All the session LEDs are dimly lit before a session is selected, so that they can be easily seen in the dark.*

### **Branchez les écouteurs**

Connectez la fiche du casque à la  prise de l'appareil. Veuillez vous assurer que vous avez le côté marqué « L » sur votre oreille gauche et le côté marqué « R » sur votre oreille droite.

### **Allumez le délice**

Appuyez et maintenez enfoncé  jusqu'à ce que le voyant d'alimentation s'allume.

### **Sélectionnez une séance**

Appuyez sur un bouton de session pour démarrer cette session. Appuyez à nouveau dessus pour sélectionner la session alternative. Voir la liste des sessions pour plus de détails ( page 9).

### **Relaxez vous et profitez**

La session commencera dans 5 secondes. Mettez les écouteurs et les yeux. Fermez les yeux et détendez-vous.

## DESCRIPTION DES ICÔNES

Icône	Contrôler
	<i>Du pouvoir</i> Allumer/éteindre le Delight Lancer le Soft Off™ manuel
	<i>Contrôle de la tonalité/du rythme cardiaque</i> Parcourez les tonalités disponibles Activer/désactiver le rythme cardiaque
<b>VOL</b> 	<i>Contrôle du volume</i> Augmenter ou diminuer le volume des tonalités et des battements de cœur
<b>INT</b> 	<i>Contrôle de l'intensité</i> Augmenter ou diminuer la luminosité des lumières des yeux
Icône	Lien
	Adaptateur d'alimentation CC de 9 volts
	Entrée audio (3,5 mm, stéréo)
	Écouteurs
	Lunettes Tru-Vu Omniscreen
Icône	Groupe de session ( voir page 9 pour les descriptions )
	Dynamiser
	Méditer
	Stimulateur de cerveau
	Dormir
	Se sentir mieux

## SÉANCES DE PLAISIR

### Session 1 – Lumière fixe Session 2 – Lumière clignotante

	<b>Énergiser 1</b> – Énergisant	20 min	19-21Hz
	<b>Energize 2</b> – Super énergisant	18 minutes	20-23Hz
<p>Les séances Energize sont un excellent moyen de démarrer le matin. Utilisez-les comme une bouffée d'énergie sans caféine.</p>			

	<b>Méditez 1</b> – Relaxant Alpha Sain	30 minutes	10Hz
	<b>Méditez 2</b> – Résonance de Schumann	40 minutes	7,8Hz
<p>Les séances de méditation sont un excellent moyen de se détendre et d'atteindre facilement des états méditatifs. Healthy Alpha Relaxer aidera à produire des ondes alpha saines. Schumann Resonance peut être utilisé pour une méditation plus profonde.</p>			

	<b>Brain Booster 1</b> – SMR/bêta	24 minutes	L : 13,5 Hz R : 18 Hz
	<b>Brain Booster 2</b> – Alpha à SMR/Bêta	30 minutes	L : 14-10 Hz R : 19-10 Hz
<p>Les séances de Brain Booster sont utilisées pour améliorer la concentration et la mémoire. SMR/Beta est idéal pour les étudiants et les seniors. Alpha to SMR/Beta est plus stimulant et particulièrement efficace pour les adolescents et les adultes atteints de TDA/TDAH.</p>			

	<b>Sommeil 1</b> – Paradis	45 minutes	7,8-6Hz
	<b>Sommeil 2</b> – Sérénité	40 minutes	14Hz
<p>Les séances de sommeil vous aident à passer d'un état d'éveil agité au sommeil. Le paradis est pour ceux qui ont l'esprit occupé et le <b>corps tendu</b> et aide à réduire l'anxiété et la tension. La sérénité est plus efficace pour les esprits occupés et <b>les corps détendus</b> . Commencez d'abord par Paradise et passez à Serenity si nécessaire.</p>			

	<b>Se sentir mieux 1</b> – Booster d'humeur	30 minutes	L : 10 Hz R : 18 Hz
	<b>Feeling Better 2</b> – Mood Booster avec Med.	42 minutes	L : 10 Hz R : 18 Hz
<p>Les séances Feeling Better calment les pensées négatives tout en stimulant le bonheur. Mood Booster s'utilise de préférence le matin mais peut être utilisé à tout moment. Mood Booster with Meditation a une introduction relaxante pour calmer l'anxiété généralisée.</p>			

## SESSIONS DE SYNCHRONISATION DU SON

Le Delight a la capacité d'utiliser le son pour exécuter une session spéciale pour des effets de relaxation et de rêve lucide. Pour démarrer une session de synchronisation du son, connectez votre appareil audio (par ex. un lecteur CD ou MP3) à la prise d'entrée audio (  ) avec le cordon de raccordement stéréo 3,5 mm fourni.

Allumez le Delight, mais ne sélectionnez pas de session. Démarrez la lecture sur le périphérique audio. Après une courte période (environ 10 secondes), le Delight détectera le son et entrera en mode de synchronisation du son. Le graphique s'activera pour indiquer qu'il y a de l'audio présent et les LED de session clignoteront. Appuyez sur un bouton de session pour commencer la session.

*Sound sync sessions use randomization. The left and right frequencies will vary slightly from the target rate to create a lucid mind-state.*

Une session de synchronisation sonore durera aussi longtemps que l'audio est en cours de lecture. Une fois l'audio terminé, la session sera Soft Off™. Si le son est à nouveau détecté pendant le Soft Off™, les lumières s'estomperont à nouveau et la session se poursuivra.

Session	Fréquences cibles
	20Hz
	7,8Hz
	Stim gauche 14 Hz, Stim droit 20 Hz
	6,5Hz
	Stim gauche 10 Hz, Stim droit 19,5 Hz

## TONALITÉS ET RYTHME CARDIAQUE

Les tonalités et les battements de cœur peuvent être activés pendant toute session de synchronisation sonore. Pour activer les tonalités, appuyez et relâchez le bouton de tonalité (  ). Les tonalités feront défiler les options de tonalité disponibles ( voir page 3 ). Pour activer le rythme cardiaque, maintenez enfoncé le bouton de tonalité (  ). Appuyez  à nouveau sur le bouton de tonalité ( ) et maintenez-le enfoncé pour désactiver le rythme cardiaque.

## AVERTISSEMENTS

---

**Si vous êtes épileptique, épileptique photique ou avez des antécédents de convulsions:** Nous recommandons à toutes les personnes qui ont des antécédents d'épilepsie, d'épilepsie photique ou qui ont déjà eu une crise de quelque nature que ce soit de ne pas utiliser le DAVID Delight, sauf sous la surveillance d'un médecin professionnel de la santé qualifié dans la détection sécuritaire des convulsions.

**Si vous avez subi une lésion cérébrale ou souffrez d'un trouble mental ou d'une maladie psychiatrique:** Nous recommandons aux personnes qui ont subi une lésion cérébrale ou qui ont des antécédents de maladie psychiatrique ou de troubles mentaux de ne pas utiliser le DAVID Delight, sauf sous la supervision d'un professionnel de la santé qualifié, professionnelle de soins.

**Si vous prenez des drogues ou consommez de l'alcool:** Nous recommandons aux personnes qui consomment actuellement des drogues et/ou une consommation excessive d'alcool de ne pas utiliser le DAVID Delight, sauf sous la supervision d'un professionnel de la santé qualifié.

**Si vous utilisez DAVID Delight pour la première fois:** Nous vous conseillons de toujours rester assis ou incliné lorsque vous utilisez DAVID Delight. Nous suggérons également aux nouveaux utilisateurs de commencer les sessions avec une faible luminosité dans les yeux. Si à tout moment au cours d'une séance, vous commencez à ressentir des vertiges, des nausées, de l'euphorie, du déjà-vu, ou une sensation d'instabilité mentale, baissez l'intensité du regard et baissez le volume des tonalités ou interrompez la séance.

---

IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DU FOURNISSEUR DE SOINS DE SANTÉ D'EFFECTUER UN APPORT APPROPRIÉ, EN RÉPONDANT AUX PRÉOCCUPATIONS MENTIONNÉES CI-DESSUS. MIND ALIVE INC., SES EMPLOYÉS, FOURNISSEURS ET DISTRIBUTEURS SONT EXONÉRÉS DE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES RÉSULTANT D'UNE CRISE D'ÉPILEPSIE OU D'UN ÉTAT PSYCHIATRIQUE POUVANT SURVENIR LORS DE L'UTILISATION DE CET APPAREIL.

---

## PRÉCAUTIONS

---

**Expériences d'enfance traumatisantes** Le DAVID Delight peut provoquer la libération de souvenirs supprimés. Si des souvenirs traumatiques refont surface pendant ou après une séance, assurez-vous de rechercher un soutien approprié.

**Choc somnatique** En cas de retour brusque à un état de conscience normal, un léger cas de choc somnatique peut en résulter, laissant l'utilisateur désorienté, nauséux ou souffrant d'un léger mal de tête. Toutes les sessions prédéfinies dans le DAVID Delight sont programmées pour se terminer avec l'extinction des lumières (Soft Off™) pour éviter un choc somnatique.

**Hypotension orthostatique** Parfois, lorsqu'une personne devient très détendue pendant une séance, sa tension artérielle peut chuter de manière significative. Nous conseillons de lever lentement après une séance.

## GARANTIE ET ENTRETIEN

---

Le DAVID Delight est garanti contre les défauts de fabrication ou de matériaux pendant un an à compter de la date d'achat d'origine, selon les conditions énoncées dans les présentes. Si cette unité devient inopérante au cours de la période d'un an, elle sera réparée ou remplacée à notre discrétion, sans frais. Tous les frais d'affranchissement, d'assurance et d'expédition encourus pour retourner le DAVID Delight pour réparation sont à la charge du client.

Cette garantie ne couvre *PAS* :

- dommages d'expédition
- dommages causés par des accidents ou par une utilisation autre que normale
- mauvaise installation de la batterie
- dommages physiques aux cordons des écouteurs et des yeux Omniscreen™
- dommages causés par une exposition à une électricité statique excessive
- les dommages causés par toute personne non autorisée altérant le DAVID Delight.

---

### RETOUR POUR RÉPARATION

---

**Si votre DAVID Delight nécessite des réparations, veuillez nous contacter par e-mail ([info@mindalive.com](mailto:info@mindalive.com)) ou par téléphone pour obtenir un numéro d'autorisation de garantie/réparation et des instructions d'expédition importantes.**

Lorsque vous renvoyez votre appareil pour réparation, assurez-vous d'entourer le DAVID Delight d'au moins un pouce d'emballage serré sur tous les côtés dans un carton solide. Ni Mind Alive Inc., ni les entreprises de messagerie ne paieront les dommages subis par des marchandises mal emballées. Étiquetez le carton « **FRAGILE, À MANIPULER AVEC SOIN** ». Joignez une copie de votre reçu de vente, une brève description écrite du problème et un numéro de contact de jour. Tous les frais de port, d'assurance et d'expédition encourus pour retourner le DAVID Delight pour réparation sont à la charge du client.

# GARANTIE ET ENTRETIEN

---

---

## POUR LES ÉTATS-UNIS ET LES CLIENTS INTERNATIONAUX

---

**Le fait de ne pas recevoir les instructions appropriées sur la façon de remplir les documents de douane et d'expédition peut entraîner des frais de courtage et des frais de douane supplémentaires pour le client.** Certaines entreprises de messagerie n'incluent pas les frais de courtage dans leurs tarifs. Le client est responsable de tous les frais. Le matériel ne sera pas restitué au client tant que ces frais n'auront pas été acquittés. Indiquez sur TOUS les documents d'expédition **"RETOUR AU PAYS D'ORIGINE POUR RÉPARATIONS SOUS GARANTIE"** .

---

## ENTRETIEN ET MAINTENANCE

---

Utilisez un chiffon doux légèrement humidifié (utilisez de l'eau ou un détergent doux) pour nettoyer le DAVID Delight. Ne pas nettoyer avec des solvants. Ne soumettez pas le DAVID Delight à l'électricité statique. Ne placez pas le DAVID Delight à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des conduits d'aération ou à la lumière directe du soleil. Si du liquide pénètre dans le DAVID Delight, éteignez-le immédiatement. Si du liquide pénètre dans l'électronique, nous vous conseillons de faire vérifier le DAVID Delight par un personnel autorisé avant de commencer à l'utiliser.

---

## EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ

---

Mind Alive Inc., ses employés, ses revendeurs et distributeurs autorisés ne peuvent être tenus responsables de toute réclamation, demande, action, cause d'action, responsabilité ou dommages résultant de blessures résultant d'un dysfonctionnement ou d'un défaut du DAVID Delight, qu'ils soient intentionnels ou non. négligence envers la personne ou dommages à la propriété de l'acheteur, des employés de l'acheteur, des personnes désignées par l'acheteur pour la formation à l'utilisation du DAVID Delight, des clients ou des patients de l'acheteur, de toute autre personne désignée par l'acheteur à quelque fin que ce soit, avant ou après l'acceptation, la livraison, l'installation et l'utilisation du DAVID Delight, soit dans les locaux de Mind Alive Inc., soit dans les locaux de ses revendeurs ou distributeurs, soit dans les locaux de l'acheteur.

L'acheteur, les employés de l'acheteur, les clients ou les patients de l'acheteur ou toute autre personne désignée par l'acheteur à quelque fin que ce soit, s'engageant par la présente à renoncer à toute action concernant les conditions susmentionnées comme ci-dessus.

## DÉPANNAGE

Quoi	Essayer
<b>Le graphique clignote une seule barre, puis le Delight s'éteint</b>	Remplacez la batterie ou utilisez un adaptateur d'alimentation CC de 9 volts
<b>Delight ne s'allume pas</b>	Remplacez la batterie ou utilisez un adaptateur d'alimentation CC de 9 volts
<b>Les lumières dans les yeux ne sont actives que du côté gauche</b>	Assurez-vous que le câble de la lunette est complètement branché sur les lunettes et la  prise de la lunette
<b>Les tonalités et/ou les battements de cœur ne sont audibles que du côté gauche</b>	Assurez-vous que le casque est complètement branché dans la  prise casque
<b>Aucun son du périphérique audio externe</b>	Assurez-vous que le cordon de raccordement de 3,5 mm est complètement branché sur la sortie casque de l'appareil audio et la  prise du Delight Vérifiez le niveau de volume de l'appareil audio
<b>Delight n'entrera pas en mode Sound Sync</b>	Assurez-vous que le cordon de raccordement de 3,5 mm est complètement branché dans la sortie casque  de l'appareil audio et dans la prise de l'unité  Delight. Vérifiez que l'appareil audio est en cours de lecture et réglez le niveau de volume (l'audio doit être présent dans les écouteurs lorsqu'ils sont branchés sur le Delight)
<b>Le téléchargement n'est pas reconnu</b>	Assurez-vous que le cordon de raccordement de 3,5 mm est  complètement branché à la source  de téléchargement et à la prise de l'unité Delight. Réglez le volume de la source à un niveau d'écoute modéré (le son doit être présent dans les écouteurs branchés sur le Delight).
<b>La session commence sans lumières et/ou sons</b>	Réglez l'intensité et/ou le niveau de volume Réenregistrer les préférences ( voir page 3)



6716 - 75 St NW  
Edmonton, Alberta  
Canada T6E 6T9

Toll Free: 800.661.MIND(6463)  
Phone: 780.465.MIND(6463)  
E-mail: [info@mindalive.com](mailto:info@mindalive.com)  
Website: [www.mindalive.com](http://www.mindalive.com)