

User Manual

Blood Pressure Monitor

Model: TMB-1872-B

Arm Type



- Thank you very much for selecting RENPHO Blood Pressure Monitor TMB-1872-B.
- Please read the user manual carefully and thoroughly to ensure the safe usage of this product. Keep the manual well for further reference in case you have problems.

Guangdong Transtek Medical Electronics Co., Ltd.
 Zone A, No.105 ,Dongli Road, Torch Development District,
 Zhongshan, 528437, Guangdong, China










EC REP MDSS-Medical Device Safety Service GmbH
 Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany

UK REP MDSS-UK RP Ltd.
 6 Wilmslow Road, Rusholme, Manchester M14 5TP UNITED KINGDOM


CE 0123
 Made in China

Betriebsart	Dauerbetrieb
Produktklassifikation	Batteriebetrieb: Intern gespeistes Gerät Typ ME Netzbetrieb: Klasse II ME
Schutzart	Gerät vom Typ BF
IP Schutzklasse	IP21: Schutz vor festen Fremdkörpern> 12,5 mm Durchmesser. Schutz gegen vertikal fallendes Tropfwasser.
Software Version	A01

WARNUNG: Änderungen am Gerät sind nicht zulässig.

SYMBOL	DESCRIPTION	EXPLANATION
	Bluetooth	Lorsqu'il clignote, cela signifie que Bluetooth communique Lorsqu'il est toujours activé, cela signifie que Bluetooth est connecté à Bluetooth
SYS	Tension artérielle systolique	L'hypertension artérielle
DIA	Pression artérielle diastolique	L'hypotension artérielle
PUL /min	Affichage des impulsions	Pouls en battements par minute
AVG	Valeur moyenne	La valeur moyenne de la pression artérielle
	Mémoire	Indiquez qu'il est en mode mémoire et de quel groupe de mémoire il s'agit.
	Indicateur de mouvement	Le mouvement peut entraîner une mesure inexacte
mmHg	mmHg	Unité de mesure de la pression artérielle (1mmHg=0,133kPa)
	Batterie faible	Les piles sont faibles et doivent être remplacées
	Piles de cœur irréguliers	Le tensiomètre détecte un battement de cœur irrégulier pendant la mesure.
	Indicateur du niveau de pression artérielle	Indiquer le niveau de pression artérielle
D M Y 00/00/00	Heure actuelle	Jour/Mois/Année, Heure/Minute
	Battement de cœur	Le tensiomètre détecte un battement de cœur pendant la mesure.
	Utilisateur 1	Commencer la mesure pour l'utilisateur 1
	Utilisateur 2	Commencer la mesure pour l'utilisateur 2


♥ Composantes du moniteur



Liste des composants

1. Manchette
2. Tuyau d'air
3. PCBA
4. Pompe
5. Valve

COMPARTIMENT DES PILES



♥ Liste


1. Moniteur de pression artérielle(TMB-1872-B)




2. Manchette (partie appliquée de type BF) (22~42cm)



3. 4* Piles AAA



4. Manuel de l'utilisateur



5. Câble USB




6. Sac de transport



Télécharger


1. Recherchez et téléchargez Gennecc APP sur l'Apple Store / Google Play ou scannez le code QR ci-dessous pour télécharger l'application.



Gennecc


2. Ouvrez l'application Gennecc. Pour créer un nouveau compte, appuyez sur Enregistrer. Si vous avez déjà un compte, appuyez sur Connexion.

1. Ajouter un appareil

**Note :**

1. Activez Bluetooth sur le téléphone et ouvrez l'APP, entrez «page d'ajout de périphérique», appuyez sur le bouton Utilisateur pour allumer l'appareil Renpho à coupler avec l'APP. Cochez pour confirmer, choisissez Utilisateur1 ou Utilisateur2, puis cliquez sur «Suivant» pour accéder à la page d'accueil.

2. Ajouter un utilisateur sur la page d'accueil



**Note :**

1. La première fois que vous utilisez l'application, vous devez ajouter un utilisateur. Vous pouvez appuyer sur le bouton Utilisateur de l'appareil pour choisir Utilisateur1 ou Utilisateur2. Après avoir rempli les informations utilisateur, cliquez sur Étape suivante pour enregistrer et accéder au menu principal.
2. User1 ou User2, vous ne pouvez en choisir qu'un.
3. Entrez la hauteur en cm ou en pouces, le poids en kg ou lb.
4. Entrez la circonférence du bras en cm ou en pouces.

3. Relevé des mesures



A: Les données sont affichées sur une base quotidienne, hebdomadaire, mensuelle et annuelle. Sélectionnez la période, le graphique de tendance ci-dessous se remplira automatiquement, la liste du bas contient tous les enregistrements de mesures historiques.
Remarque: les paramètres de date et d'heure de votre appareil se synchroniseront automatiquement avec le smartphone une fois couplé.



B: Cliquez sur n'importe quelle donnée pour passer à la page de remarque de l'enregistrement de la pression: vous pouvez ajouter une remarque, après l'avoir enregistrée avec succès, vous pouvez voir les informations de la remarque sur la page d'affichage de la liste de la pression. Cliquez sur le bouton "Supprimer" de la page des remarques sur la pression pour supprimer les remarques.


C. Toutes les données peuvent être supprimées en faisant glisser la liste de droite à gauche.




D. Cliquez sur l'icône à trois points située à droite du titre pour accéder à l'interface "Plus" afin de consulter les informations sur l'appareil.



- E. Cliquez sur le nom de l'utilisateur pour changer User1 ou User2 (Comme indiqué sur l'image de gauche ci-dessous).




- F. Cliquez sur "En savoir plus" dans la liste, et un message de rythme cardiaque irrégulier apparaîtra. (Comme le montre l'image de droite ci-dessous).



G. La valeur moyenne du graphique est calculée sur la base de l'intervalle de temps indiqué dans le graphique.




4. Calendrier de la pression artérielle




Note:

1. Sélectionnez n'importe quel jour dans le calendrier (comme indiqué dans l'image ci-dessus : 10, déc par exemple), vous pouvez suivre les relevés de la pression de ce jour, et les relevés seront présentés dans la liste suivante.
2. Le petit point bleu indique qu'il y a des données de mesure ce jour-là (comme le montre la figure ci-dessous : 10, déc).
3. Cliquez sur les données de la liste pour passer au menu "Ajouter des remarques sur la pression artérielle".



4. Glissez à gauche dans la liste ci-dessous pour supprimer une seule donnée. Si vous cliquez sur "Select all" dans le coin supérieur droit, les données de la liste peuvent être supprimées par lots.


5. Partager



Note:


1. Cliquez sur " Starting time " pour faire apparaître le contrôle de sélection de la date et sélectionner l'heure de début.
2. Cliquez sur " Ending time " pour faire apparaître le contrôle de sélection de la date et sélectionner l'heure de fin.
3. Cliquez sur " Share " pour partager le fichier CSV. (Comme indiqué ci-dessous)

6. Paramètres

**Note :**


Vous pouvez modifier les informations sur l'utilisateur actuel, ajouter de nouveaux utilisateurs, ajouter manuellement des enregistrements de la pression artérielle et des rappels de temps de mesure, et vous pouvez également consulter la FAQ et les normes de pression artérielle.

7. Modifier les informations de l'utilisateur

**Note :**


1. Unité de hauteur et de circonférence du bras : cm ou pouce, poids unit : kg ou lb.
2. Cliquez sur " Save ", retour pour accéder aux paramètres personnels.

8. Ajouter un utilisateur

**Note:**


1. Chaque APP peut avoir deux utilisateurs, User1 et User2. Si l'utilisateur est lié à User1, il sera grisé par défaut et seul User2 peut être sélectionné.
2. Doit être sous l'état de couplage pour ajouter un nouvel utilisateur, appuyez sur le bouton Utilisateur sur l'appareil pour activer le mode de couplage.

9. Ajouter manuellement les données relatives à la pression artérielle


**Note:**

1. La vérification de la haute pression, de la basse pression et de la fréquence cardiaque doit être une donnée spécifique, et non une plage.
2. Après avoir sauvegardé avec succès, retournez au menu principal de l'enregistrement des mesures.

10. Instructions d'utilisation




11. Rappel du calendrier

**Note :**

1. Cliquez sur le bouton «Ajouter» au milieu de la page pour accéder à l'interface d'ajout de rappel comme illustré à droite.
2. Allumez le commutateur pour utiliser la fonction de rappel de planification. (Comme indiqué ci-dessous)
3. Vous pouvez régler le rappel en fonction de la période de temps.




12. Plus

**Note :**

1. Cliquez sur "Device information" pour entrer dans l'interface d'information sur les appareils.
2. Cliquez sur " Remove Device " (Supprimer l'appareil) pour supprimer l'appareil actuel de la page d'accueil.
3. Une fois que l'appareil a été retiré avec succès, vous reviendrez au menu principal.

♥ Transférer les données existantes




Note :

1. Rappelez vos lectures sur l'écran en appuyant sur le bouton "MEM" de votre appareil.
2. Ensuite, ouvrez l'application Genec, puis entrez dans l'interface Records, les données seront automatiquement transférées.

* Lorsque vous disposez de données de mesure existantes sur le moniteur de tension artérielle intelligent RENPHO et que vous n'êtes pas connecté à l'application Genec lors de la mesure

♥ Le choix de l'alimentation électrique

1. mode d'alimentation à piles:
6VDC 4*AAA batteries
2. Mode d'alimentation par adaptateur secteur: 5V \equiv 1A (non inclus)
Veuillez utiliser l'adaptateur secteur (non inclus) et le câble USB
comme sur l'image suivante:




⚠ ATTENTION

Afin d'obtenir le meilleur effet et de protéger votre moniteur, veuillez utiliser la bonne pile et un adaptateur électrique spécial conforme aux normes de sécurité locales.

♥ Installation et remplacement des piles

- Déposez le couvercle de la pile.
- Installez les piles en respectant la polarité, comme indiqué.
- Remettez le couvercle des piles en place.



Remplacez les piles chaque fois que les situations suivantes se présentent

- L'icône  s'affiche
- L'affichage est faible
- L'écran ne s'allume pas

⚠ ATTENTION

1. N'utilisez pas des piles neuves et usagées ensemble.
2. N'utilisez pas différents types de piles ensemble.
3. Ne pas jeter les piles au feu. Les piles peuvent exploser ou fuir.
4. Retirez les piles si l'appareil n'est pas susceptible d'être utilisé pendant un certain temps.
5. Les piles usagées sont nocives pour l'environnement. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères.
6. Retirez les piles usagées de l'appareil en suivant les directives locales de recyclage.

Avertissement :




Ce symbole sur l'appareil ou son emballage indique : Ne pas jeter les appareils électriques dans les décharges municipales non triées ; utiliser des installations de collecte séparées. Contactez votre autorité locale pour obtenir des informations sur les systèmes de collecte disponibles. Si les appareils électriques sont éliminés dans des décharges ou des dépotoirs, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et se retrouver dans la chaîne alimentaire, ce qui est préjudiciable à votre santé et à votre bien-être. Lors du remplacement d'anciens appareils par de nouveaux, le commerçant est légalement tenu de reprendre votre ancien appareil pour l'éliminer gratuitement.


♥ Fixation de la date et de l'heure

Il est important de régler l'horloge avant d'utiliser votre tensiomètre, afin qu'un horodateur puisse être attribué à chaque enregistrement stocké dans la mémoire. (La plage de réglage de l'année: 2020-2060 heure: 24 H)


1. Lorsque le moniteur est éteint, appuyez sur la touche "START/STOP" pendant 3 secondes pour entrer dans le mode de réglage de l'année.




2. Appuyez sur la touche "USER" ou "MEM" pour changer l'[ANNÉE]. Chaque pression augmente ou diminue le chiffre d'une unité de manière cyclique.




3. Quand vous obtenez les bonnes données année, appuyez sur la touche "START/STOP" pour vous mettre en route et passer à l'étape suivante.



4. Répétez les étapes 2 et 3 pour régler le [MOIS] et le [JOUR].



5. Répétez les étapes 2 et 3 pour régler l'[HEURE] et la [MINUTE].




6. Une fois que la [MINUTE] est réglée, l'écran LCD affiche d'abord "donE", puis tous les réglages que vous avez effectués et enfin il s'éteint.




♥ Sélectionnez l'utilisateur

1. Lorsque le moniteur est éteint, appuyez sur le bouton "USER" pour accéder au mode de réglage de l'utilisateur. L'ID de l'utilisateur clignotera.





2. Ensuite, appuyez à nouveau sur le bouton "USER", sélectionnez l'ID utilisateur entre l'utilisateur 1 et l'utilisateur 2.



3. Après avoir sélectionné l'ID utilisateur approprié, appuyez sur la touche "START/STOP" pour confirmer et la mesure commencera.

♥ Attacher les manchettes


1. Retirez tous les bijoux, tels que les montres et les bracelets, de votre bras gauche. Note: si votre médecin a diagnostiqué une mauvaise circulation dans votre bras gauche, utilisez votre bras droit.
2. Roulez ou poussez votre manche pour exposer la peau. Assurez-vous que votre manche n'est pas trop serrée.
3. Tenez votre bras avec la paume vers le haut et attachez la manchette sur la partie supérieure du bras, puis positionnez le tube excentré vers la partie intérieure du bras, en ligne avec l'auriculaire. Ou positionnez la marque de l'artère sur l'artère principale (à l'intérieur de votre bras).
Note: Localisez l'artère principale en appuyant avec 2 doigts à environ 2 cm au-dessus du pli de votre coude à l'intérieur de votre bras gauche. Identifiez l'endroit où le pouls est le plus fort. C'est votre artère principale.
4. La manchette doit être bien serrée mais pas trop. Vous devez pouvoir insérer un doigt entre le brassard et votre bras.



5. Asseyez-vous confortablement, le bras testé reposant sur une surface plane. Placez votre coude sur une table de manière à ce que la manchette soit au même niveau que votre cœur. Tournez la paume de votre main vers le haut. Asseyez-vous droit sur une chaise et prenez 5-6 respirations profondes.

6. Conseils utiles pour les patients, en particulier pour les patients souffrant d'hypertension:

- Reposez-vous pendant 5 minutes avant la première mesure.
- Attendez au moins 3 minutes entre les mesures. Cela permet à votre circulation sanguine de se rétablir.
- Effectuez la mesure dans une pièce silencieuse.
- Le patient doit se détendre autant que possible et ne pas bouger ni parler pendant la procédure de mesure.
- La manchette doit se maintenir au même niveau que l'oreillette droite du cœur.
- Veuillez vous asseoir confortablement. Ne croisez pas vos jambes et gardez les pieds à plat sur le sol.
- Maintenez votre dos contre le dossier de la chaise.
- Pour une comparaison significative, essayez de mesurer dans des conditions similaires. Par exemple, prenez vos mesures quotidiennes à peu près à la même heure, sur le même bras, ou selon les instructions d'un médecin.




♥ Commencer la mesure


1. Lorsque le moniteur est éteint, appuyez sur la touche "START/STOP" pour l'allumer, et il terminera toute la mesure.


 START
STOP


Affichage LCD




Ajustez le zéro



Gonflement et mesure



Afficher et enregistrer les résultats.




2. Appuyez sur la touche "START/STOP" pour éteindre l'appareil, sinon il s'éteindra dans la minute qui suit.



 START
STOP

♥ Rappeler les records

1. Lorsque le moniteur est éteint, veuillez appuyer sur le bouton "MEM" pour afficher l'enregistrement récent. Si les enregistrements sont inférieurs à 3 groupes, il affichera à la place le dernier enregistrement. Prenez l'utilisateur 1 par exemple.



2. Appuyez sur le bouton "MEM" pour obtenir l'enregistrement que vous souhaitez.



La date et l'heure de l'enregistrement seront indiquées en alternance.



⚠ ATTENTION

L'enregistrement le plus récent (1) est indiqué en premier. Chaque nouvelle mesure est attribuée au premier enregistrement (1). Tous les autres enregistrements sont repoussés d'un chiffre (par exemple, 2 devient 3, et ainsi de suite), et le dernier enregistrement (120) est supprimé de la liste.

♥ Supprimer les enregistrements

Si vous n'avez pas obtenu la bonne mesure, vous pouvez supprimer les résultats en suivant les étapes ci-dessous.

A: Supprimez un enregistrement

- Maintenez la touche "MEM" enfoncée pendant 3 secondes lorsque l'écran est en mode de rappel de mémoire, l'affichage flash "dEL y" s'affiche.
- Appuyez sur la touche "MEM", le flash affiche "dEL n" ou "dEL y".
- Appuyez brièvement sur la touche "START/STOP" pour confirmer la suppression de ce groupe de résultats lorsque "dEL y" s'affiche et que "USER ID + dEL donE" s'affiche, puis l'appareil affiche le dernier enregistrement.



Conseils: Appuyez sur "START/STOP" lorsque "dEL n" s'affiche, l'appareil s'arrête.

START
STOP

GESTION DE DONNÉES

B: Effacer tous les enregistrements

1. Maintenez les touches "MEM" et "USER" enfoncées pendant 3 secondes lorsque le moniteur est en mode de rappel de mémoire, l'affichage flash "USER ID+dELy U5Er" s'affiche.



2. Appuyez sur la touche "USER" ou sur la touche "MEM", le flash affiche "dEL n" ou "dEL y".




3. Appuyez brièvement sur la touche "START/STOP" pour confirmer la suppression de ce groupe de résultats lorsque "dEL y" s'affiche et que "USER ID + dEL donE" s'affiche, puis l'appareil s'éteint.



Conseils: Appuyez sur "START/STOP" quand il affiche "dEL n", il s'éteint.




4. S'il n'y a pas d'enregistrement, l'écran de droite s'affichera.



INFORMATIONS POUR L'UTILISATEUR

♥ Conseils pour la mesure

Les mesures peuvent être inexactes si elles sont prises dans les circonstances suivantes.



Dans l'heure qui suit le dîner ou la consommation d'alcool




Mesure immédiate après le thé, le café, le tabac



Dans les 20 minutes suivant le bain



En parlant ou en bougeant les doigts



Dans un environnement très froid



Quand vous voulez évacuer l'urine



♥ Entretien

Veillez calibrer le tensiomètre dans un institut spécifique une fois tous les deux ans afin de garantir la précision de la mesure. Afin d'obtenir les meilleures performances, veuillez suivre les instructions ci-dessous pour le stockage.



Placez le tensiomètre dans un endroit sec et évitez le soleil.



Évitez les secousses et les collisions intenses



Évitez un environnement poussiéreux et à température instable



Évitez de toucher l'eau, nettoyez-la avec un chiffon sec au cas où.





Évitez un environnement poussiéreux et à température instable



Évitez un environnement poussiéreux et à température instable

♥ Que sont la pression systolique et la pression diastolique?


Lorsque les ventricules se contractent et pompent le sang hors du cœur systolique, la pression sanguine atteint sa valeur maximale dans le cycle, ce que l'on appelle la pression systolique. Lorsque les ventricules se détendent, la pression sanguine atteint sa valeur minimale dans le cycle, appelée pression diastolique.



À PROPOS DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

♥ Quelle est la classification standard de la pression artérielle?

La classification de la pression artérielle publiée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Société internationale d'hypertension artérielle (ISH) en 1999 est la suivante:



⚠ ATTENTION
 Seul un médecin peut déterminer votre tension artérielle normale. Veuillez contacter un médecin si votre résultat de mesure se situe en dehors de cette plage. Veuillez noter que seul un médecin peut dire si votre tension artérielle a atteint un point dangereux

Niveau	Optimal	Normal	Haute-normalité	Doux	Modéré	Sévère
Sang Pression (mm Hg) / SYS	<120	120-129	130-139	140-159	160-179	≥180
DIA	<80	80-84	85-89	90-99	100-109	≥110

À PROPOS DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

♥ Détecteur de battements de cœur irréguliers

Un battement de cœur irrégulier est détecté lorsque le rythme cardiaque varie alors que l'appareil mesure la pression systolique et la pression diastolique. Lors de chaque mesure, le tensiomètre enregistre tous les intervalles de pouls et en calcule la valeur moyenne. S'il y a deux intervalles de pouls ou plus, la différence entre chaque intervalle et la moyenne est supérieure à la valeur moyenne de $\pm 25\%$, ou s'il y a quatre intervalles de pouls ou plus, la différence entre chaque intervalle et la moyenne est supérieure à la valeur moyenne de $\pm 15\%$, le symbole de battement cardiaque irrégulier apparaîtra à l'écran avec le résultat de la mesure.

⚠ ATTENTION
 L'apparition de l'icône IHB indique qu'une irrégularité du pouls correspondant à un battement de cœur irrégulier a été détectée lors de la mesure. En général, cela n'est PAS un motif d'inquiétude. Cependant, si le symbole apparaît souvent, nous vous recommandons de consulter un médecin. Veuillez noter que l'appareil ne remplace pas un examen cardiaque, mais sert à détecter les irrégularités du pouls à un stade précoce.

EN
DE
FR
IT
ES

EN
DE
FR
IT
ES

♥ Pourquoi ma tension artérielle fluctue-t-elle tout au long de la journée?

1. La pression artérielle individuelle varie plusieurs fois par jour. Elle est également influencée par la façon dont vous attachez votre brassard et par la position de votre appareil de mesure, veuillez donc effectuer la mesure dans les mêmes conditions.
2. Si la personne prend des médicaments, la pression variera davantage.
3. Attendez au moins 3 minutes pour une autre mesure.



♥ Pourquoi ma pression artérielle est-elle différente à la maison par rapport à l'hôpital?

La pression artérielle est différente même au cours de la journée en raison du temps, de l'émotion, de l'exercice, etc. Il y a également l'effet "blouse blanche", qui signifie que la pression artérielle augmente généralement dans les milieux cliniques.


Ce à quoi vous devez faire attention lorsque vous mesurez votre pression artérielle à la maison:

Si la manchette est bien attaché. Si la manchette est trop serré ou trop lâche. Si la manchette est noué sur le bras. Si vous vous sentez anxieux. Il est préférable de prendre 2 ou 3 grandes respirations avant de commencer à mesurer.

Conseils: Détendez-vous pendant 4-5 minutes jusqu'à ce que vous vous calmez.


♥ Le résultat est-il le même si la mesure est effectuée sur le bras droit?

Le résultat est le même pour les deux bras, mais les résultats diffèrent selon les personnes. Nous vous suggérons de mesurer le même bras à chaque fois.



♥ Composants autorisés

1. Veuillez utiliser l'adaptateur secteur autorisé par le fabricant (Non inclus)



Adaptateur
Entrée: 100~240V 50~60Hz, 0,2Amax
Sortie: 5V \equiv 1000mA
BLJ06L050100U-U

♥ Informations de contact


N'hésitez pas à nous contacter si nous pouvons de toute façon vous aider. Nous ferons de notre mieux pour améliorer la qualité et le service du produit. Tous les produits sont livrés avec une garantie et une assistance à vie.

Web: www.renpho.com

Email: support-eu@renpho.com

TEL: +44(0)7434 666088(UK)





Monday-Friday 9:00AM-5:00PM(GMT)

PROBLÈME	SYMPTÔME	VÉRIFIE ÇA	REMÈDE
Aucune puissance	Affichage ne s'allume pas..	Les piles sont épuisées.	Remplacez par de nouvelles piles
		Les piles ne sont pas insérées correctement.	Insérez les piles correctement
		L'adaptateur secteur n'est pas inséré correctement.	Insérez fermement l'adaptateur secteur
Piles faibles	L'affichage est faible ou spectacle 	Les piles sont faibles.	Remplacez par de nouvelles piles
Affichage d'erreur ne sera pas message	E 01 montre	Le brassard est trop serré ou trop lâche.	Refixez le brassard, puis mesurez à nouveau.
	E 02 montre	La surveillance de mouvement détecté, parler, ou le pouls est trop pauvre tout en mesurant.	Détendez-vous un instant, puis mesurez à nouveau.
	E 03 montre	Le processus de mesure ne détecte pas le signal d'impulsion.	Desserrer les vêtements sur le bras, puis mesurer à nouveau.
	E 04 montre	Le traitement de la mesure a échoué.	Détendez-vous un instant, puis mesurez à nouveau.
	EExx, s'affiche à l'écran.	Une erreur de calibrage est produit.	Reprenez la mesure. Si le problème persiste à, communiquer avec le détaillant ou notre service à la clientèle pour plus assistance.Refer à la garantie pour obtenir des instructions d'information de contact et de retour.
Message d'alerte	spectacles sur	Hors de la plage de mesure	Détendez-vous un instant. Refixer le brassard puis mesurer à nouveau. Si le problème persiste de, communiquez avec votre médecin.

Source de courant	Mode alimenté par batterie: Piles 6VDC 4 * AAA Mode alimenté par l'adaptateur secteur: 5V= 1A (non inclus) (Veuillez utiliser uniquement le modèle d'adaptateur secteur recommandé.)
Mode d'affichage	Écran LCD numérique V.A.2.36 "X2.91" (60 mm * 74 mm)
Mode de mesure	Mode de test oscillographique
Plage de mesure	Pression nominale du brassard: 0 mmHg ~ 299 mmHg (0 kPa ~ 39,9 kPa) Pression de mesure: SYS: 60 mmHg ~ 230 mmHg (8,0 kPa ~ 30,7 kPa) DIA: 40 mmHg ~ 130 mmHg (5,3 kPa ~ 17,3 kPa) Valeur d'impulsion: (40-199) battement/minute
Précision	Pression: 41°F-104 °F (5°C-40°C) à ± 3 mmHg (0,4 kPa) Valeur d'impulsion: ± 5%
Condition de travail normale	Une plage de température de: 41°F à + 104°F (+ 5°C à + 40°C) Une plage d'humidité relative de 15% à 90%, sans condensation, mais ne nécessitant pas une pression partielle de vapeur d'eau supérieure à 50 hPa Une plage de pression atmosphérique de: 700 hPa à 1060 hPa
Conditions de stockage et de transport	Température: -4°F à + 140°F (-20°C à + 60°C) Une plage d'humidité relative ≤ 93%, sans condensation, à une pression de vapeur d'eau jusqu'à 50 hPa "

Périmètre de mesure du bras supérieur	Environ 8,66 " ~ 16,53" (22 cm ~ 42 cm)
Poids net	Environ 184 g (à l'exclusion des piles)
Dimensions extérieures	Environ 3,66 "X5,12" X1,28 " (93 mm * 130 mm * 32,5 mm)
Attachement	4 * piles AAA, manuel utilisateur, câble USB, Sac de transport Carte de garantie
Mode de fonctionnement	Opération continue
Classification des appareils	Mode alimenté par batterie: équipement ME alimenté en interne Mode d'alimentation de l'adaptateur secteur: équipement ME de classe II
Degré de protection	Pièce appliquée de type BF
Protection contre la pénétration d'eau	IP21 Cela signifie que l'appareil pourrait être protégé contre les corps étrangers solides de 12,5 mm et plus, et protéger contre verticalement gouttes d'eau qui tombent.
Software Version	A01

AVERTISSEMENT: Aucune modification de cet équipement n'est autorisée.

SYMBOL	Beschreibung	Erklärung
	Bluetooth	Quando lampeggia, significa che il Bluetooth sta comunicando Quando è sempre acceso, significa che il Bluetooth è connesso al Bluetooth
SYS	Pressione sanguigna sistolica	Pressione sanguigna alta
DIA	Pressione sanguigna diastolica	Pressione sanguigna bassa
PUL /min	Display delle pulsazioni	Pulsazioni in battiti al minuto
AVG	Valore medio	Il valore medio della pressione sanguigna
	Memoria	Indica che si trova in modalità memoria e in quale gruppo di memoria si trova
	Indicatore di movimento	Il movimento può causare una misurazione imprecisa
mmHg	mmHg	Unità di misura della pressione sanguigna (1mmHg = 0.133kPa)
	Batteria scarica	Le batterie sono scariche e devono essere sostituite
	Battito cardiaco irregolare	Il misuratore di pressione sanguigna, durante la misurazione, rileva un battito cardiaco irregolare.
I	Indicatore di livello della pressione sanguigna	Indica il livello di pressione sanguigna
D M Y 	Ora corrente	Giorno/Mese/Anno, Ore/Minuti
	Battito cardiaco	Il misuratore di pressione sanguigna sta rilevando un battito cardiaco durante la misurazione.
	Utente 1	Avvia misurazione per l'Utente 1
	Utente 2	Avvia misurazione per l'Utente 2