

De NOVAFON behandeling, die al tientallen jaren succesvol is bij mensen, kan ook worden gebruikt bij paarden, honden, katten en andere dieren. De gerichte lokale trillingen verminderen pijn, verlichten spanningen en normaliseren bewegingspatronen die worden veroorzaakt door een rughouding, bijvoorbeeld bij orthopedische of neurologische aandoeningen. Dieren vinden deze zachte vorm van therapie zeer comfortabel en ontspannend.

Gebruik en contra-indicaties

NOVAFON geluidsgolftherapie is een eenvoudige, veilige en effectieve behandeling die ook in een vroeg stadium kan worden gebruikt. NOVAFON toestellen kunnen gebruikt worden bij patiënten vanaf 6 jaar en kunnen ook gebruikt worden bij dieren (vanaf 3kg lichaamsgewicht). Gebruik de toestellen echter NIET zelf (zonder overleg met uw arts) bij patiënten jonger dan 2 jaar. De behandeling van mensen met cognitieve stoornissen mag ook alleen onder toezicht worden uitgevoerd. Let op de volgende contra-indicaties en informatie over bijwerkingen.

GEBRUIK

NOVAFON toestellen en accessoires verlichten pijn en helpen de spieren ontspannen (tonusregulatie). Typische toepassingsgebieden zijn:

- Acute spier- en gewrichtspijn (epicondylitis, tendinitis)
- Chronische pijn aan het bewegingsapparaat (fibromyalgie, complex regionaal pijnsyndroom LMP, myofasciale pijn, craniomandibulaire dysfunctie CMD)
- Neurologische aandoeningen (spasticiteit na een beroerte, spasticiteit bij cerebrale parese, verwaarlozing na een beroerte, sensomotorische stoornissen na een beroerte, gevoeligheidsstoornissen)
- Stem- en sliktherapie (dysfagie, dysfonie, slikstoornissen na beroerte, slikstoornissen bij cerebrale parese)

NOVAFON wordt door veel patiënten en therapeuten met succes gebruikt voor deze indicaties:

- Spierpijn
- Tenniselleboog / Golfelleboog
- Tendonitis
- Fantoempijn
- Fibromyalgie

LOGOPEDIE

- Stemstoornissen
- Slikstoornissen
- Myofunctionele stoornissen
- Spraakstoornissen

ERGOTHERAPIE

- Handtherapie
- Gevoeligheid / waarnemingsstoornissen
- Spasticiteit / verlamming
- Verwaarlozing = ruimtelijke waarnemingsstoornissen
- Gewrichtspijn / zenuwpijn

FYSIOTHERAPIE

- Craniomandibulaire disfunctie (CMD)
- Spasticiteit / verlamming
- Gewrichtspijn / zenuwpijn

WANNEER MAG U NOVAFON NIET GEBRUIKEN?

- Direct op open wonden/ eczeem (in het te behandelen lichaamsdeel)
- In geval van atherosclerose (in het te behandelen lichaamsdeel)
- In geval van recente epileptische aanvallen
- Tijdens de zwangerschap of op veterinair gebied tijdens de zwangerschap
- In geval van implantaten (in het te behandelen lichaamsdeel)
- Voor pacemakers
- Bij trombose (in het te behandelen lichaamsdeel)
- Voor pacemakers in de hersenen
- Voor hartritmestoornissen
- Voor tumoren (kanker en niet-kanker)
- Voor acute ontstekingen (in het te behandelen lichaamsdeel)
- Voor acute episodes van ontstekingsgerelateerde ziekten

BIJ GEBRUIK OP DIEREN

De volgende gebruiksaanwijzingen voor dieren moeten om anatomische redenen in acht worden genomen en mogen alleen worden gebruikt na diergeneeskundig/therapeutisch advies of verduidelijking:

De volgende gebruiksaanwijzingen voor dieren moeten om anatomische redenen in acht worden genomen en mogen alleen worden gebruikt na diergeneeskundig/therapeutisch advies of verduidelijking:

- oorspeekselklier
- halsklierkanaal / halsader
- veulens / puppies zonder klinische bevindingen
- Niet direct op gal behandelen
- Niet direct behandelen op verse breuken / botverwondingen / gewrichtsschilfers
- Niet direct behandelen op oude of genezen verwondingen aan het standbeen/pees
- Onverklaarbare zwelling

- RAO's (terugkerende luchtwegobstructies: COPD, COB, verzwakking)
- Hoofdschudden, rillen, hanetred
- PSSM, EMS
- Laminitis

Het apparaat mag niet worden gebruikt om plotselinge pijn en zwelling van onbekende oorsprong te behandelen. In zo'n geval moet u eerst contact opnemen met uw behandelend arts om de diagnose te verduidelijken.

BIJWERKINGEN

Houd er rekening mee dat de volgende bijwerkingen in zeldzame gevallen kunnen optreden:

- Pijnversterking / onaangenaam gevoel
- Malaise / duizeligheid
- Huidirritaties
- Reflexen / onwillekeurige spiersamentrekkingen

Stop de behandeling onmiddellijk als een van deze bijwerkingen optreedt. Een lichte roodheid en opwarming van de huid is geen reden tot bezorgdheid. Dit is een gewenst effect van geluidsgolftherapie vanwege de verhoogde bloedsomloop.

EQUINICS