

Caution

Not for use in unstable, distal leg or ankle fractures.

Ne pas utiliser dans les fractures de la jambe.

Do not overinflate aircells as this may result in skin irritation.

Ne pas surgonfler aircells car cela peut provoquer une irritation de la peau.

Check your skin frequently. If rash develops please contact your health care professional.

Examinez votre peau régulièrement. En cas d'éruption se développe s'il vous plaît communiquer avec votre professionnel de la santé.

Patients with known neuropathic circulatory disorders (i.e. diabetics) should be monitored closely.

Les patients souffrant de troubles circulatoires neuropathiques diabétiques connus à savoir doivent être étroitement surveillés.

Use extra caution when walking on stairs or in slippery or wet conditions.

Redoubler de prudence lors de la marche dans les escaliers ou dans des conditions glissantes ou humides.

Intended for single patient use only.

Conçu pour une utilisation sur un seul patient



 LANDMARK
MEDICAL
SYSTEMS

Richmond Hill, ON, L4B 1H4, Canada

www.lmedsys.com

LDK2


AIR WALKER

Application Instructions



LANDMARK MEDICAL SYSTEMS


Instructions for use



1. Apply cast sock (included) to limb.
Appliquer couléés (inclus) pour l'ébrancher.

2. Unfasten boot closure straps, remove front panel & open inner liner.


Détachez les sangles de fermeture de démarrage, enlever le panneau avant et doublure ouverte.



3. While seated, place limb into liner, pushing heel to rear of boot. Fold liner & secure. Use pad kit for pressure points.

Bien assis dans endroit membre doublure, poussant le talon à l'arrière de



la chaussure. Pliez doublure et sécurisé. Utiliser les kits de plaquettes pour les points de pression.



4. Re-apply front panel and secure the straps from bottom to top until comfortable.

Ré-appliquer le panneau avant et attacher les sangles de bas en haut jusqu'à ce que confortable.

How to adjust aircell pressure



1. Insert clear tip of inflation bulb firmly into air-port and squeeze to inflate.
Insérez la pointe claire sur l'ampoule d'inflation fermement en l'air-port et serrer à gonfler.
2. Add equal amounts of air to each side until snug. Do not overinflate.
Ajouter des quantités égales d'air de chaque côté jusqu'à ce que confortable. Ne pas surgonfler.
3. To deflate boot insert black tip of inflation bulb into air-port and squeeze.
Pour dégonfler insert boot pointe noire de poire de gonflage à l'air-port et squeeze.
4. When removing boot always deflate aircells first.
Lors du retrait de démarrage toujours dégonfler aircells premier.

Indications

Non displaced or stable postoperative forefoot and metatarsal fractures
Bunionectomy, Acute ankle sprains and soft tissue injury.

L'avant-pied et du métatarse fractures postopératoires non déplacées ou stables
Hallux valgus, entorses de la cheville aiguës et lésions des tissus mous.

Size information

Size	Shoe size	
	Female	Male
Small	6 – 8	4.5 – 7
Medium	8.5 – 11.5	7.5 – 10.5
Large	11.5 – 13.5	10.5 – 12.5
X-Large	13.5+	12.5+

All walking brace are available for 11" & 17"

Cleaning instructions

Connect Velcro and hand wash liner in cold water with mild detergent.

Connectez Velcro et lavage à la main doublure dans l'eau froide avec un détergent doux.

Do not bleach.

Ne pas javelliser.

Air dry only.

Sécher à l'air seulement.

Wipe shell down with damp cloth.

Essuyez la coquille vers le bas avec un chiffon humide.