

7. Por favor, deje que su solución auditiva se mantenga alejado de golpes, caídas, humedad, altas temperaturas y la luz solar directa.

8. Haga que su solución auditiva se mantengan alejados de campos magnéticos fuertes, la fuente del ruido, productos químicos, etc.

9. Mantenga al hablante lo más cerca posible.

10. Si tiene alguna duda, consulte a un audiólogo u otólogo calificado.

11. Cambie su solución auditiva regularmente, por lo general es de 3 a 6 meses para adaptarse.

12. Mantenga su solución auditiva, las baterías y los accesorios fuera del alcance de los niños.

Pasos de operación

1. Abra el compartimiento de la batería con la uña como se muestra en la ilustración.



2. El pivote abre la puerta del compartimiento de la batería, si no está abierta. Coloque la batería de tamaño adecuado para que el símbolo "+" en la batería coincida con la "+" marcada en el compartimiento de la batería.

3. Cierre suavemente el compartimiento de la batería presionando la parte inferior de la puerta hacia arriba con la punta del dedo.

4. No fuerce la puerta para cerrarla. Si no se cierra fácilmente, verifique si la batería se insertó correctamente. Cuando la tapa de la batería está completamente cerrada, su solución auditiva está listo para su uso.

5. Coloque el interruptor de encendido en la posición "ON".

6. Ajuste el botón de volumen "-" a la más baja antes de usar.

7. Elija tapones auditivos de tamaño adecuado y use su solución auditiva detrás de la oreja como se muestra en la Figura 1.

8. Regule el volumen al nivel apropiado lentamente.

9. Control de volumen:

a) Manténgalo presionado para subir (+) el volumen de forma continua, y escuchará el sonido de las sugerencias "Pitido Cuando el sonido alcance el pico, escuchará el sonido de las puntas" Beep-Beep".

b) Mantenga presionado (-) para bajar el volumen de forma continua, y escuchará consejos que suenan "Beep". Cuando el sonido llega a la parte inferior, oírás las sugerencias emitir un sonido "Beep-Beep".

c) Botón de programa "M" Hay cuatro opciones de modos, modos de ajuste para una mejor audición. El modo 1 suena como "Beep", el sonido del modo 2 como "Beep-Beep", el sonido del modo 3 como "Beep-Beep-Beep", el sonido del modo 4 como "Beep-Beep-Beep-Beep".

VHP-220T: Al encender el estado, está en un entorno normal. Presione el botón ("M") para cambiar al modo de telebobina, también escuchará que los consejos suenan "Bip", y presione nuevamente para cambiar a la base, también escuchará que las puntas suenan "Bip-Bip".

Mantenimiento

1. Limpie su solución auditiva con un paño suave y seco todos los días
2. Retire con cuidado la cerradura del oído taponando el tapón del oído o el vapor de agua (cuentas), usando herramientas especiales para limpiar el tapón para el oído de su solución auditiva.

Solución de problemas

Problema	Posible solución
El sonido está distorsionado.	Disminuya el volumen. Reemplace la pila vacía. Tapón de oído limpio.
El sonido es débil.	Reemplace la pila. Reemplace el micrófono. Compruebe si el tapón del oído está bloqueado o no.
El Amplificador auditivo emite sonidos de pitido.	Vuelva a insertar el tapón para los oídos hasta que encaje de forma segura. Disminuya el volumen. Tapón de oído limpio.
Amplificador auditivo emite tonos de Señal.	Cerrar el compartimiento de la pila y reemplazar.

El amplificador auditivo no funciona

Disminuya el volumen. Encienda el amplificador de sonido. Cierre suavemente el compartimiento de la pila por completo. Reemplace la pila vacía. Asegúrese de que la pila esté insertada correctamente. Aumente el volumen. Tapón de oído limpio. Compruebe si el micrófono está dañado o no.

Consulte a su profesional de atención auditiva o póngase en contacto directamente con nosotros si tiene más problemas.

Etiqueta



Nivel de seguridad



Advertencia

ON — Encendido

OFF — Apagado

- Polaridad positiva de la batería
- Polaridad negativa
- Volumen de la batería
- Botón del programa M

Todas las fotos son sólo para referencia