


NYÚJTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS KIJELEZŐ



1 A PAPIRHÁT ELTÁVOLÍTÁSA - VÉGE



Csavarja és húzza szakadásig A papírt 5 cm-re a végétől.




Távolítsa el az 5 cm-t A papír végétől.

A PAPIR HÁTULSÓ RÉSZ ELTÁVOLÍTÁSA - KÖZÉP



Csavarja és húzza szakadásig a papírt középre.



Húzza le a papírt, hagyjon 5 cm-nyi papírt mindkettő oldalon a kezeléshez.

2 SZALAG FELHASZNÁLÁSA - VÉGE



Alkalmazza a képen látható módon

Használja szükség szerint. Akár 8 napig viselhető.

- A. HORGONY először 2 hüvelyk (5 cm) nyújtás nélkül.
- B. Alkalmazza a nyújtást Az alkalmazás alapján
- C. HORGONY utolsó 5 cm nyújtás nélkül.
- D. Felhordás után dörzsölje be a szalaggal A legjobb tapadás érdekében.

HOGYAN HASZNÁLJA A SZALAGOT - KÖZÉP





Ragassza fel a kép szerint.

Olvasson el minden figyelmeztetést a dobozon.

- A. Feszítse ki a használat szerint
- B. Rögzítse az első 5 cm-t feszítés nélkül.
- C. Rögzítse az utolsó 2 cm-t feszítés nélkül.
- D. A ragasztás után a legjobb tapadás érdekében dörzsölje rá a szalagot.

3 HOGYAN KELL ELTÁVOLÍTNI A SZALAGOT



Kezdje az azzal, hogy egy sarokban húzza le a ragasztószalagot. Egyik kezével tartsa lenyomva a bőrt ott, ahol a szalagot lehúzza, míg a másik kezével óvatosan húzza le a szalagot. Lassan távolítsa el.

Tekintse meg weboldalunkon az erős ragasztószalag eltávolítására vonatkozó utasításokat

NÉZZE MEG LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE VONATKOZÓ VIDEÓINKAT



[KT TAPE.COM/INSTRUCTIONS](https://www.ktape.com/instructions)

KT TAPE.COM

TIPPEK A LEGJOBB EREDMÉNYHEZ



HELYEZZE FEL A TEVÉKENYSÉG ELŐTT

Ragassa fel a szalagot a kezdeti tevékenységhez képest egy órával korábban a legjobb tapadás érdekében.



HAJ VÁGÁSA

Vágja le a hosszú szőrszálakat a jobb tapadás érdekében.



TISZTA BŐR

Tisztítsa meg a szennyeződéseket, testzsírokat és testápolókat a területről alkohollal.



NE TÉPJ KI!

Óvatosan távolítsa el a szalagot a bőrről, használjon babaolajat, ha szükséges, és lassan távolítsa el.



NE NYÚLJON TÚL




A szalag túlnyúlása eredményezhet bőrirritációt és/vagy horzsolást.







A VÉGE A BŐRÖN, NEM A SZALAGON

Vigye fel közvetlenül a bőrre, ha lehetséges, főleg a végeit.

HOGYAN VÁLASSZON KT SZALAGOT MINDEN PILLANATRA

TERMÉKNÉV	FŐ ELŐNY
 KÖNNYŰ ELTÁVOLÍTÁS LÁGY	KÖNNYŰ TEVÉKENYSÉG >>> KÖZEPES INTENZITÁSÚ TEVÉKENYSÉG >>> INTENZÍV TEVÉKENYSÉG
 TELJESEN TERMÉSZETES PAMUT PAMUT	
 LÉGZŐKÉPESSÉG PRO®	

TERMÉKNÉV	FŐ ELŐNY
 NAGY TERÜLETEK PRO® WIDE	KÖNNYŰ TEVÉKENYSÉG >>> KÖZEPES INTENZITÁSÚ TEVÉKENYSÉG >>> INTENZÍV TEVÉKENYSÉG
 PÁRAS KÖRÜLMÉNYEK PRO EXTREME®	
 NÖVELT SEJT OXIGÉNÁLTATÁS PRO® OXYGEN	



ELŐKÉSZÍTÉS

Használja a KT-termékeket edzés közben a hosszú távú céljainak elérése érdekében, az edzésekre való bemelegítéshez és a mindennapi támogatáshoz, hogy izmait, inait és szalagjait mozgásra készen tartsa.

ELŐADÁS

A KT minőségi termékei biztosítják azt a rugalmas, könnyű segítségnyújtást, amelyre testének szüksége van az előadáshoz, anélkül, hogy visszatartaná.

FELÉPÜLÉS

A felépülés minden fitness rutinban prioritást élvez. A KT termékek felerősítik a szervezet helyreállítási folyamatát, így Ön a következő edzésére koncentrálni tud.

VIGYÁZAT: A helytelen alkalmazás, túlfeszítés vagy érzékeny bőrfelületekre történő felhordás, valamint a helytelen vagy gyors eltávolítás bőrirritációt, hólyagokat vagy bőrkopást okozhat. Ne helyezze a KT TAPE®-t közvetlenül vágásokra vagy nyílt sebekre. Ennek a terméknek egy vagy több összetevője festett anyag. Előfordulhat, hogy használat közben némi színvándorlás lép fel. A mellékelt utasítások kizárólag oktatási célokat szolgálnak. A KT TAPE® nem helyettesíti a professzionális orvosi ellátást. A jóállás és jogorvoslat a termék csereköltésére korlátozódik.

NÉZZE MEG TOVÁBBI TERMÉKEINKET A KTTAPE.COM oldalon

ELŐKÉSZÍTÉS	ELŐADÁS	VISSZASZERZÉS	FŐ ELŐNY
✓	✓	✓	PRO®
	✓	✓	VÍZHÓLYAG-MEGELŐZŐ SZALAG
		✓	FÁJDALOMC-SILLAPÍTÓ GÉL

KT TAPE

ÚJ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ



MÁS NYELVEK KERESÉSE