

SQUEASE™

Manuel de l'utilisateur



Un gilet gonflable de pression profonde qui vous aide à faire face au stress, à l'anxiété et à la surcharge sensorielle



INTRODUCTION

Cher utilisateur Squease,

Nous vous remercions d'avoir choisi un gilet à pression Squease.

Le gilet à pression Squease est facile à utiliser, mais avant de commencer à l'utiliser, il est important de lire attentivement ce manuel d'utilisation. Pour tirer le meilleur parti de votre vêtement, veuillez suivre les instructions et recommandations de ce manuel, et utiliser le livret d'accompagnement d'évaluation pour vous aider à suivre et à évaluer l'effet bénéfique du gilet de pression lors de vos défis au quotidien.

Profitez pleinement de votre gilet de pression !

L'équipe Squease

REMARQUE IMPORTANTE

Si vous avez des doutes, ou débutez dans la pression profonde, nous vous recommandons de consulter un ergothérapeute (OT) ou un professionnel de la santé familier avec la pression profonde et l'intégration sensorielle (SI) avant de commencer à utiliser le gilet de pression.

Si vous avez des conditions médicales ou physiques, qui peuvent être affectées par l'application de la pression, il est recommandé de vérifier avec votre médecin avant d'utiliser le gilet.

SOMMAIRE

- 2 Introduction
- 5 Avant d'utiliser le gilet de pression Squease
- 6 Utilisation du gilet de pression Squease
- 9 Evaluation de l'effet du gilet de pression Squease
- 13 Caractéristiques du produit
- 14 Comment régler et utiliser votre gilet de pression Squease
- 18 Instructions d'utilisation



« Tout le monde connaît l'histoire de la paille qui a cassé le dos du chameau. Grâce au gilet, Willem peut empêcher de casser le dos du chameau dans des situations d'augmentation de stress et de surcharge sensorielle. Il possède maintenant un moyen de retirer un peu de poids du dos du chameau, ce qui aide à éviter beaucoup de frustration et d'anxiété chaque jour.

- La mère de Willem



À l'école, je suis maintenant capable d'effectuer des tâches que je n'aurais pas osé faire en temps normal, et je peux les mener à bien !

Le gilet me fait me sentir moins stressée lors du travail à l'école. »

- Chris



« La pression profonde aide à soulager mon anxiété. J'ai porté le vêtement en conduisant ma voiture (toujours une activité très stressante), ce qui m'a permis d'être très détendu.

Je gonfle le gilet deux fois par jour pendant environ 20 minutes à la fois. Après 10 minutes, je commence à me calmer et profiter du gilet pour un peu plus longtemps. »

- Marije

AVANT D'UTILISER LE GILET DE PRESSION SQUEASE

Pression profonde - améliore l'intégration sensorielle

Lorsqu'il est gonflé, le gilet devient plus serré et applique une pression ferme. La pression profonde peut avoir pour effet de vous donner un sentiment de sûreté et de sécurité. Pour les personnes ayant des problèmes sensoriels, l'utilisation de la pression profonde sur les muscles et les articulations peut aider à améliorer le traitement et l'intégration sensorielle. La pression profonde a un effet de régulation. Il peut calmer et apaiser un système nerveux trop stimulé, désorganisé ou « craintif » et peut accroître la vigilance et se concentrer dans un système nerveux insuffisamment stimulé.

Les défis quotidiens peuvent être atténués grâce à l'utilisation de votre gilet de pression

Votre gilet Squease peut vous aider à réguler les réponses aux défis de la vie quotidienne. Par exemple, dans des situations où vous :

1. êtes trop stimulé (par ex, lorsque vous vous sentez stressé, anxieux ou frustré), une pression profonde peut vous aider à ressentir le calme et à vous retrouver plus rapidement dans un état émotionnel équilibré.
2. éprouvez une tension croissante, appliquer une pression profonde, avant ou pendant l'événement de déclenchement peut vous aider à éviter la sur-stimulation résultante.
3. êtes sous stimulé (par exemple, des réponses telles qu'une faible concentration ou un engagement), une pression profonde peut vous aider à vous sentir plus alerte et capable de vous concentrer.

Exemples spécifiques de scénarios où le gilet de pression Squease peut vous aider

Votre gilet de pression Squease peut être utilisé pour contrer les réponses négatives dans une variété de scénarios quotidiens et vous aider à :

- Vous sentir plus calme et récupérer plus rapidement de la sur-stimulation, du stress ou de l'anxiété
- Faire face à la tension ou à la frustration (par exemple, déclenchée par l'attente, la préparation ou la volonté de terminer une activité, des désaccords ou des changements inattendus)
- Réduire les comportements complexes (par exemple, arrêt, agression, brûlure ou auto-blessure)
- Vous endormir et / ou rester endormi
- Améliorer la conscience corporelle et les déséquilibres posturaux
- Réduire la distractibilité, entraînant une concentration accrue et la capacité de suivre les instructions et compléter les tâches de façon indépendante
- Faire des transitions entre les activités
- Être plus à l'aise dans des environnements riches en stimuli tels que les supermarchés, lors d'une fête d'anniversaire, dans les transports en commun, dans un groupe ou un couloir bondé
- Participer à des situations sociales telles que des discussions en groupe ou des réunions
- Vous sentir plus en sécurité, plus à l'aise et plus sécurisé en général

Les effets apaisants et réconfortants qui surviennent lors de l'utilisation de votre gilet de pression peuvent également améliorer votre humeur et vous faire sentir plus heureux.

Pour les récits de première expérience des utilisateurs sur la façon dont le gilet de pression les a aidés, veuillez vous référer aux témoignages de ce manuel aux pages [4] et [12]. Vous pouvez trouver plus d'exemples de commentaires des utilisateurs en visitant www.ablenetinc.com.



UTILISATION DE VOTRE GILET DE PRESSION SQUEASE

Présentation du gilet de pression

Prenez le temps de vous habituer à porter le gilet et à vous familiariser avec la pression sur le haut du corps lorsque le gilet est gonflé. Commencez par le porter et pratiquez le gonflement et le dégonflement du gilet plusieurs fois lorsque vous êtes détendu et à l'aise avant de l'utiliser dans une situation que vous pourriez trouver plus difficile.

Le gilet de pression complètement gonflé peut constituer un fort stimulant. Les utilisateurs qui répondent de manière prononcée à la pression profonde sont invités à commencer par un faible niveau de pression (gonflement) et à augmenter progressivement la quantité de stimulation dans le temps jusqu'à ce qu'un niveau optimal de pression (gonflement) soit trouvé. Les utilisateurs qui préfèrent des niveaux élevés de stimulation de pression peuvent vouloir gonfler et dégonfler plusieurs fois leur gilet avant de le laisser gonflé pendant une période plus longue. Nous avons observé ce comportement chez de nombreux utilisateurs et reconnaissons qu'il peut aider à l'auto-contrôle.

Durée de gonflage recommandée

Pour de meilleurs résultats, gonflez le gilet de pression 20 minutes à la fois et dégonflez-le pendant au moins 20 minutes avant de le gonfler à nouveau.

Cela empêchera votre corps de devenir désensibilisé à la pression. En alternant entre les périodes de gonflement et de dégonflement, vous garantirez à votre corps de subir une réponse similaire aux pressions profondes à chaque fois.

20 minutes de gonflement est une ligne directrice basée sur les observations faites par les thérapeutes d'Occupation, mais vous pouvez préférer que la pression soit appliquée pour des périodes plus courtes ou plus longues. Expérimentez la durée d'application de la pression pour déterminer une durée optimale pour vous.

Si vous souhaitez garder votre gilet gonflé pendant plus de 20 minutes - par exemple pour la durée d'une activité de stress plus sévère - vous n'aurez aucun mal à garder le gilet gonflé pour une période plus longue.

L'effet continu de la pression profonde

L'effet régulateur de la pression profonde durera jusqu'à 2 heures après le dégonflement du gilet. Les jours où vous faites face à de nombreux moments stressants, nous vous recommandons de gonfler le gilet à des intervalles de 2 heures, pendant environ 20 minutes à chaque fois, quel que soit votre niveau de stress à ce moment-là. Cela réduira la probabilité et la gravité de la surcharge de votre système sensoriel pendant la période de deux heures.

Notez que si vous utilisez votre gilet conformément au paragraphe ci-dessus, vous pouvez également gonfler le gilet de pression en réponse à des déclencheurs de contraintes supplémentaires dans les 2 heures suivant le gonflement.

Portez le gilet toute la journée par rapport à une base « seulement si nécessaire »

Le gilet de pression peut être porté toute la journée dans un état dégonflé, ce qui rend très pratique l'application de la pression au besoin. Cependant, porter le gilet par temps chaud peut vous amener une sensation de chaleur désagréable et dans ce cas, nous vous recommandons de ne pas le porter si nécessaire.

Présentation du gilet - lors de l'aide à un utilisateur

Si vous aidez un utilisateur, présentez le gilet lorsqu'il est détendu et donnez-lui beaucoup de temps pour être habitué à le porter dans un état dégonflé. Gonflez doucement le gilet pour appliquer un faible niveau de pression uniquement lorsque vous pensez que l'utilisateur s'y est familiarisé. Surveillez son comportement lorsque vous augmentez la pression, progressivement jusqu'à un niveau désiré.

Une fois que vous êtes convaincu que l'utilisateur s'est habitué à la pression du gilet dans des environnements détendus, vous pouvez ensuite l'introduire dans des moments de tension, de stress ou d'anxiété.

Gonfler et dégonfler le gilet- en aidant un utilisateur

Le soutien requis pour aider quelqu'un à utiliser son gilet sera évidemment différent d'une personne à l'autre. Selon la capacité d'un individu à communiquer et à comprendre ses propres besoins, ainsi que sa capacité à agir.

Par exemple, un utilisateur peut ou non être capable de :

- comprendre ses propres déclencheurs de stress ;
- comprendre le soulagement fourni par la pression profonde de Squease ;
- vous indiquer à quel moment il souhaite ressentir une pression profonde ; ou
- gonfler de manière indépendante et / ou dégonfler le gilet quand il en a besoin,

Dans tous les cas, nous vous recommandons de travailler sur l'utilisateur qui déclenche l'utilisation du gilet de pression autant que possible. Même si cela ne consiste pas à l'aider ou à l'encourager, à utiliser la pompe manuelle de manière indépendante. Il s'agit d'aider à procurer à l'utilisateur un sentiment de contrôle et de l'aider à établir le lien entre les pressions profondes et ses besoins.

Image ou pictogramme du gilet de pression

Si le gilet de pression n'est pas porté toute la journée, créez la possibilité pour l'utilisateur de demander le gilet, par exemple en montrant le gilet ou une image ou un pictogramme du gilet de pression.



Image et pictogramme du gilet à pression profonde Squease

EVALUER L'EFFET DU GILET DE PRESSION SQUEASE

SQUEASE™
Manuel de l'utilisateur



Dimensions:
XS/XS

Un gilet gonflable de pression profonde qui vous aide à faire face au stress, à l'anxiété et à la surcharge sensorielle



Dimensions:
S/M/L

 www.ablenetinc.com

Commencer - choisir des défis à cibler avec votre gilet de pression Squease

Utilisez le livret d'évaluation pour surveiller la progression de votre gilet de pression. Cette brochure vous aidera à identifier certains des scénarios difficiles, dans lesquels l'efficacité du gilet de pression Squease peut être évaluée, en notant les symptômes au cours du mois précédant l'utilisation du gilet et ensuite, pendant ou après l'utilisation du gilet. Une liste des défis qui sont communément trouvés est fournie dans la brochure où vous pouvez effectuer la sélection et ajouter d'autres personnes que vous souhaitez surveiller.

Nous vous recommandons de ne sélectionner que plusieurs défis lorsque vous commencez à utiliser le gilet et à travailler sur l'établissement d'une routine d'utilisation du gilet pendant une longue période, plutôt que d'essayer d'utiliser le gilet pour faire face à tous vos défis dès le début. Cela vous aidera à évaluer l'impact du gilet sur les réponses négatives ou les symptômes que vous rencontrez plus précisément lors de ces défis.

Une fois que vous devenez plus à l'aise avec le gilet et que vous comprenez vos réponses à la pression fournie par le gilet, vous pouvez l'utiliser à différents moments de la journée et au cours de plusieurs défis.

Chaque utilisateur est unique - déterminer le moment d'utilisation de votre gilet

Après avoir lu ce manuel, utilisez la Brochure d'évaluation pour planifier quand vous pourriez utiliser votre gilet de la meilleure façon. Considérez vos situations les plus difficiles et la façon dont vous pourriez introduire le gilet afin que vous soyez prêt pour ces moments.

Le gilet doit être gonflé lorsque vous ressentez un besoin de pression profonde. Certains utilisateurs préfèrent gonfler le gilet dans des circonstances où ils ont tendance à se sentir sous ou trop stimulés. D'autres utilisateurs trouvent qu'ils ont un besoin constant de pression et ces utilisateurs en profitent le plus lorsque le gilet est gonflé à des heures prédéterminées tout au long de la journée. Familiarisez-vous avec votre gilet pour trouver ce qui vous convient le mieux.

L'utilisation de votre gilet de pression peut être :

- 1] liée à la durée: le gilet est utilisé (gonflé) pendant un certain temps
- 2] liée à l'activité: le gilet est utilisé (gonflé) pendant certaines activités
- 3] liée au niveau d'excitation: le gilet est utilisé (gonflé) en cas de sur ou sous stimulation, ou toute combinaison citée ci-dessus répondant au mieux à vos besoins.

Les exemples sont montrés dans le tableau ci-dessous. Lisez également les articles aux pages [4] et [12] de ce manuel afin d'avoir des idées de l'utilisation d'autres utilisateurs.

A quel moment le gilet sera-t-il porté ?	A quel moment le gilet sera-t-il gonflé ?	Pendant combien de temps le gilet sera-t-il gonflé ?
Par exemple, durée correspondante : De 14h00 - 20h00	Toutes les 2 heures	Pendant 20 minutes
Par exemple, activité correspondante : Dans la classe	Pour se concentrer sur le professeur et terminer le travail de classe	Du début à la fin de l'activité
Par exemple, niveau d'excitation correspondant Lorsque trop stimulé	Lorsque trop stimulé, stressé ou anxieux	Jusqu'à 20 minutes ou jusqu'à un état de calme

Créez votre propre plan dans le tableau fourni dans le livret d'évaluation. Notez toute modification apportée à votre plan au fur et à mesure. A essayer avec soin - les changements apportés à votre plan doivent être progressifs et votre objectif principal doit être une utilisation cohérente au fil du temps.

Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que tous les membres de votre groupe de soutien - y compris les parents, les thérapeutes, les travailleurs de soutien et les enseignants - connaissent le plan. Laissez chaque personne de votre réseau de soutien voir et, si possible, essayer le gilet sur soi. Assurez-vous que tout le monde sache clairement où le gilet doit être entreposé lorsque vous ne le portez pas et quand, et comment il doit être utilisé.

Évaluez l'utilisation du gilet à l'aide du livret d'évaluation

Utilisez le livret d'évaluation ci-joint pour noter les défis que vous souhaitez cibler, avant la première utilisation du gilet, et après avoir utilisé le gilet de pression pendant plusieurs semaines : la période d'évaluation. Complétez les sections d'analyse pour aider à évaluer les différences résultant du gilet de pression Squease.



« Je pense que vous disposez d'un produit qui pourrait aider beaucoup de personnes atteintes d'autisme.

- Dr. Temple Grandin



« Ma mère était en colère contre moi, alors j'ai mis mon gilet et ça m'a calmé. Je n'étais pas content, mais calme. Ensuite, j'ai parlé avec maman et tout était à nouveau rentré dans l'ordre. »



- Bart



« Je l'adore, j'ai l'impression qu'il y a un champ de force autour de moi. Je me sens « vivant » dans mon Squease et j'aime vraiment ses avantages. Dans un centre commercial ou dans un avion - là où il y a beaucoup de bruit ou de chaos, j'apprécie vraiment le Squease.


- Dr. Wendy Lawson

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT



Gilet de pression profonde Squeeze

- 1 Côté velcro et sangles à épaule
- 2 Pièces élastiques
- 3 Etiquette de la marque et instructions d'entretien
- 4 Couverture de fermeture
- 5 Fermeture
- 6 Trous de ventilation
- 7 Tuyau d'air
- 8 Vanne de relâchement rapide
- 9 Bouton d'évacuation d'air
- 10 Pompe manuelle
- 11 Sangles d'extension



Dessus à capuche Squeeze

- A [A l'intérieur] Boucles d'épaule avec boutons Popper
- B Fermeture principale
- C [A l'intérieur] Fermetures pour sécuriser le gilet de pression profonde vers le haut
- D [A l'intérieur] Fente de poche pour pompe manuelle


COMMENT REGLER ET UTILISER VOTRE GILET DE PRESSION

Mettre votre gilet



Pour votre confort, nous vous recommandons de porter votre gilet de pression Squease sur un tee-shirt fin. Pour obtenir le bon ajustement et les meilleurs résultats, configurez votre gilet de pression Squease tout en restant debout. Mettez le gilet et fermez-le complètement. Placez la fermeture à glissière sous le couvercle de fermeture pour éviter toute irritation de la peau. Vérifiez que le gilet est entièrement dégonflé avant de régler les sangles latérales.

Sangles d'extension en velcro



Si vous avez besoin d'élargir le gilet, les quatre sangles d'extension velcro peuvent être facilement attachées aux sangles latérales en velcro. Les deux plus grandes sangles d'extension s'attachent aux sangles supérieures, et les deux plus petites sangles se fixent aux sangles latérales inférieures.


Gonfler le gilet



Gonflez le gilet en appuyant à plusieurs reprises sur la pompe manuelle jusqu'à ce que vous sentiez une pression confortable et ferme.

Vanne de sécurité

Pour la sécurité de l'utilisateur, la pompe manuelle possède une vanne intégrée qui limite le niveau de pression maximum du gilet. Les gilets pour enfants Squease ont une deuxième vanne de sécurité qui libère une surpression.



Dégonfler le gilet

Dégonflez le gilet en maintenant le bouton de dégagement d'air sur la pompe à main. La pression peut également être relâchée à tout moment en décompressant le gilet ou en dévissant les sangles velcro.

Réglage de votre gilet à l'aide des sangles velcro

Commencez par régler toutes les sangles velcro au réglage le plus large.

Si votre gilet possède des bretelles en velcro, tirez le gilet, attachez les sangles latérales, gonflez le gilet et ajustez les bretelles pour un meilleur ajustement. Si votre gilet a deux sangles latérales, abaissez le gilet et attachez les sangles supérieures avant les sangles inférieures.



Pour trouver le meilleur ajustement, vérifiez que :

- Le gilet s'arrête légèrement autour de votre torse lorsqu'il est totalement dégonflé. Laissez un écart de deux à trois doigts entre votre corps et le gilet dégonflé. Cela vous donnera un bon point de départ.
- Les sangles latérales velcro sont attachées de manière similaire sur les deux côtés pour un ajustement symétrique,
- Les crochets velcro sont entièrement recouverts, et
- le gilet vous procure une pression profonde confortable et ferme lorsqu'il est gonflé.

Mise en place du gilet de pression pour quelqu'un d'autre

Si vous aidez un utilisateur, qui est incapable d'exprimer son niveau de pression préféré, laissez un écart de deux à trois largeurs de doigts entre son corps et le gilet dégonflé. Faites toujours attention à la réaction de l'utilisateur tout en gonflant le gilet. Si l'utilisateur semble répondre négativement, nous recommandons aux personnes impliquées dans la prise en charge de l'utilisateur - y compris les parents, les thérapeutes et les travailleurs de soutien - d'évaluer s'il faut poursuivre l'utilisation du gilet ou réessayer à un moment ultérieur.

Trouver le meilleur ajustement pour une pression confortable et profonde

Gonflez le gilet jusqu'à ce que vous sentiez une pression confortable sur le haut de votre corps. La quantité de pression adéquate dépend de votre sensibilité à la pression et vous devrez prendre le temps de trouver ce niveau et de s'assurer que vous ne gonflez pas le gilet au-delà de ce qui vous conviendra.


Si vous avez complètement gonflé le gilet et que vous souhaitez plus de pression, dégonflez complètement le gilet, desserrez les sangles latérales et attachez-les à nouveau pour un ajustement au plus près de votre corps. Au contraire, si vous trouvez que le gilet applique trop de pression lorsqu'il est gonflé, dégonflez-le complètement et attachez à nouveau les sangles latérales pour un ajustement plus large. Répétez ce processus jusqu'à ce que vous soyez satisfait du bon ajustement. Maintenant, votre gilet de pression Squease est configuré et prêt à l'emploi. Avec les sangles réglées, vous pouvez utiliser la fermeture zip pour mettre et retirer le gilet et changer le niveau de pression désiré en utilisant la pompe manuelle.



Porter le gilet à pression à l'envers

La fermeture à glissière spéciale vous permet de porter le gilet de pression à l'envers. Cela peut être plus confortable pour vous si vous avez besoin de sangles velcro pour être serré. Si vous retournez le gilet à l'envers, cela empêchera les sangles de se retirer, mais notez que la pompe manuelle sera alors basculée vers le côté gauche.

Fixation de votre gilet de pression sur une extrémité à capuche (actuellement uniquement pour gilets sans bandoulière velcro)





Le gilet s'enclenche dans un sommet à capuche pour que vous puissiez le porter comme un vêtement unique. Avant cela, vous devez configurer le gilet de pression conformément aux instructions des pages [14-15]. Une fois que vous êtes satisfait de l'ajustement de votre gilet :

- serrez les sangles latérales velcro de 2 cm supplémentaires de chaque côté,
- utilisez les fermetures à glissière intérieures et les boucles d'épaule du dessus à capuche pour l'attacher au gilet, et
- enfoncez la pompe manuelle dans la fente de poche à l'intérieur du top à capuche et placez-la dans la poche avant pour un accès facile.

Que pouvez-vous porter sur le gilet de pression ?

Vous êtes libre de porter un vêtement sur votre gilet de pression. Le design discret et compact du gilet signifie que même lorsqu'il est gonflé, il sera à peine visible si vous le portez sous un pull ou un top à capuche.




Notre top à capuche Squease est conçu pour permettre à la pompe manuelle de s'adapter commodément à la poche avant. Si vous souhaitez porter votre gilet sous un autre haut avec des poches avant et souhaitez placer la pompe manuelle dans sa poche, vous pouvez créer votre propre trou à l'intérieur de la poche. Faites soit :

- un petit trou, pour alimenter les tubes d'air, ou
- un trou plus grand, pour alimenter la pompe manuelle sans la débrancher.

Positionnement de votre pompe manuelle

La pompe manuelle peut être positionnée pour être utilisée de la manière suivante :


- dans la poche avant de votre haut à capuche Squease (ou un autre haut suivant les instructions à gauche),
- cachée dans la poche de votre pantalon ou short,
- serrée sur votre gilet en enfilant le tube d'air sous l'étiquette Squease et en fixant le bouton Popper.



Si, sous tension, le tube d'air est détaché du gilet, vous pouvez le rattacher au connecteur au bas de la veste. Si vous désirez réduire la longueur du tube d'air en permanence, vous pouvez couper le tube d'air avec des ciseaux à la longueur souhaitée.


Retirer la pompe manuelle

Pour retirer la pompe manuelle après avoir gonflé le gilet, appuyez complètement sur le bouton-poussoir de la prise de relâchement rapide et tirez. Le gilet reste gonflé ! Pour gonfler ou dégonfler le gilet, reconnectez la prise de déverrouillage rapide en la poussant fermement sur la fiche jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ». Le gilet peut être gonflé ou dégonflé selon les instructions de la page [14]. Si vous ne parvenez pas à reconnecter la prise de sortie rapide, assurez-vous que le bouton-poussoir est complètement enfoncé, puis essayez de la relier.



Si votre gilet de pression Squease n'a pas encore été fourni avec une vanne de déverrouillage rapide, suivez les instructions d'assemblage dans le manuel fourni avec celui-ci.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN



Gilet de pression profonde Squease



Le gilet de pression peut être essuyé avec un chiffon humide ou lavé à la main avec du savon doux dans de l'eau tiède. Air sec dans un lieu ombragé. Avant de commencer à nettoyer votre gilet, débranchez la pompe manuelle avec la soupape de dégagement rapide, de sorte qu'aucune eau ne puisse accidentellement pénétrer dans le gilet.

NE PAS laver à la machine, ni sécher au sèche-linge.

NE PAS laver avec du détergent, des solvants ou de l'eau chaude.

NE PAS nettoyer à sec ou repasser.


NE PAS accrocher le vêtement sur les radiateurs, exposer aux flammes ou utiliser de la chaleur artificielle pour le séchage.

NE PAS coudre à travers ou faire des modifications sur le gilet de pression.

NE PAS coudre, surpiquer ou réparer. Tenir éloigné d'objets coupants.



Haut à capuche Squease



Avant de laver le haut à capuche, détachez le gilet de pression du haut à capuche et videz les poches. Lavez à l'envers avec des couleurs similaires avec un cycle de lavage en machine délicat avec une température de l'eau ne dépassant pas les 30 degrés Celsius. Air sec dans un lieu ombragé.

NE PAS mettre d'eau de javel
NE PAS faire sécher au sèche-linge.

Pompe manuelle et tuyau à air

La pompe et le tuyau à air peuvent être nettoyés avec un chiffon micro-fibre. Ne pas immerger la pompe dans l'eau.

Sangles d'extension

Les sangles d'extension peuvent être essuyées avec un chiffon humide ou lavées à la main avec du savon doux dans de l'eau tiède. Air sec dans un lieu ombragé.



NE PAS gonfler le gilet à pression avec un autre outil qu'une pompe fournie par AbleNet, Inc. ou Squease Ltd.

Ce document

Un soin particulier a été pris lors de la préparation de ce manuel. Un développement constant des produits peut signifier que certaines informations ne sont pas entièrement à jour. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

AbleNet, Inc. ou Squease ne seront pas tenus pour responsables des erreurs techniques ou éditoriales ou des omissions contenues dans ce document ; ni des dommages accessoires ou consécutifs résultant de la performance ou de l'utilisation de ce matériel. Ce document contient des informations protégées par les droits d'auteur. Aucune partie de ce document ne peut être photocopiée ou reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation préalable de Squease Ltd.

Ce manuel a été préparé avec la coopération de :

Monique Thoosen - *Physiothérapeute, thérapeute SI, pédagogue*

Robert de Hoog - *Physiothérapeute, thérapeute SI, employé Squease*


Déclaration de conformité

Squease Ltd
Certifie que les produits

gilet de pression profonde Squease
DPV- A 152-166
DPV- B 164-178
DPV- C 176-192
DPV- XXS 110-134
DPV- XS 128-152

sont conformes aux dispositions applicables de la directive 93/42/CEE du Conseil des Communautés européennes telle que modifiées par 2007/47/CE concernant les dispositifs médicaux.

Andrew Brand



Directeur technique

Mai 2013



SQUEASE™

North America Distribution by AbleNet, Inc
2625 Patton Road
Roseville, MN 55113
USA

www.ablenetinc.com
(800) 322-0956



www.ablenetinc.com

*Mis à jour
juin 2, 2017 3:07 PM*