

Garantie 100% sur trois ans

Perspectis, Inc. ("Perspectis") garantit, sujet aux conditions énumérés ci-dessous, que si ce produit est défectueux n'importe quand au cours de la période spécifique de garantie, Perspectis réparera ou remplacera le dit produit par le dernier modèle sans aucun frais au niveau des pièces comme de la main d'oeuvre. Des frais d'expédition peuvent s'appliquer. La période de garantie est de TROIS ans à partir de la date de l'achat du produit.

CONDITIONS

1. **Enregistrement** : La fiche de garantie ci-jointe doit être soumise à Perspectis au cours des quarante-cinq (45) jours suivant la date de l'achat original.
2. **Preuve de la date d'achat** : Cette garantie s'applique au produit à partir de la date de l'achat original. Par conséquent, le propriétaire doit fournir la preuve de l'achat original, si la fiche de garantie n'est pas retournée.
3. **Abus, réparations non autorisés, etc.**: L'unité ne doit pas avoir été changée, modifiée ou réparée. L'unité ne doit pas avoir été sujette à un accident, un abus, une utilisation commerciale, une location ou avoir été utilisé contrairement aux instructions d'utilisation.
4. **Utilisation normale** : Cette garantie ne concerne pas l'usage normal et les dommages provoqués par l'abus ou le manque de soin, ne couvre pas l'entretien régulier du produit tel que le nettoyage ou le lissage de la surface, et est valide seulement dans le pays où l'unité est achetée à l'origine.
5. **La livraison appropriée** : Le propriétaire doit appeler ou envoyer un email à Perspectis pour autorisation et instructions avant de renvoyer le produit défectueux pour l'inspection de garantie. Tous les retours non autorisés seront refusés ou/et renvoyés aux frais du propriétaire. Après avoir reçu l'autorisation et les instructions de la garantie de Perspectis, l'unité défectueuse doit être envoyée, fret payé d'avance, au service indiqué par Perspectis dans son paquet original ou un tout paquet semblable ayant un niveau égal de protection. Le propriétaire doit inclure une note avec son nom, adresse et numéro de téléphone ainsi qu'une description du défaut.

EXCEPTION FAIT JUSQU'AU DEGRÉ INTERDIT PAR LA LOI APPLICABLE, PERSPECTIS, INC. DÉMENT EXPRESSIVEMENT TOUTES AUTRES GARANTIES ET CONDITIONS, EXPRES OU LIMITÉ, ET SI SUR MENTION DE LA LOI, BY STATUTE, EN COURS OU RELATIVE A L'USAGE DE COMMERCE, EN INCLUANT SANS GARANTIES OU ÉTATS IMPLICITES PAR LIMITATION DE QUALITÉ ET DE FORME PHYSIQUE VENDABLES POUR UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS PERSPECTIS, INC. OU SES FOURNISSEURS, LEURS FOURNISSEURS OU DISTRIBUTEURS NE SERONT RESPONSABLES A TITRE D'UNE SOMME PLUS IMPORTANTE QUE LE PRIX D'ACHAT RÉEL DE L'UNITÉ OU DE MANIÈRE, INDIRECT, SPÉCIALE, PUNITIVE, FORTUITE, EXEMPLAIRE OU DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS, OU N'IMPORTE QUELS DOMMAGES QUELCONQUES, RÉSULTANT DE TOUTE UTILISATION DE CE PRODUIT, OU DE TOUTES LES AUTRES CAUSES, DE BASE RELATIVE A LA RESPONSABILITÉ DE LA FABRICATION DES PRODUITS, OU AUTREMENT, PROVENANT OU DE QUELQUE FAÇON LIÉ À L'UTILISATION OU À L'EXÉCUTION DE CE PRODUIT, À L'INCAPACITÉ D'EMPLOYER CE PRODUIT, OU À LA FOURNITURE DE OU AU MANQUE DE RENDRE DISPONIBLE DE SES OU LEURS PRODUITS, MARCHANDISES, OU SERVICES, MÊME SI CONSEILLÉ, LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. ET PERSPECTIS, INC. N'ASSUMERA, NI N'AUTORISERA N'IMPORTE QUEL REPRÉSENTANT OU TOUTE AUTRE PERSONNE À ASSUMER POUR LUI UN ENGAGEMENT OU RESPONSABILITÉ AUTRE QUE CELLE QUI SOIT EXPRESSIVEMENT DÉTERMINÉ CI-DESSUS. CE PRODUIT EST CONDITIONNEL A SON ACCEPTATION SANS MODIFICATION DES LIMITATIONS DÉTERMINÉES CI-DESSUS. L'ESSAI ET/OU L'UTILISATION DE CE PRODUIT IMPLIQUE L'ACCEPTATION DE TELLES LIMITATIONS.



LUMBAR DECOMPRESSOR™

Instructions d'utilisation & Garantie 100% sur trois ans (Doit être lu au préalable)



Clients situés aux Etats-Unis et au Canada:

Veuillez ne pas entrer en contact avec le lieu de l'achat pour l'aide à la garantie

Appelez gratuitement le 1-855-BodyRyzm pour toutes questions ou services de garantie.

BodyRyzm LifeSciences / Perspectis, Inc.

1 First Canadian Place, Bureau 350

Toronto, ON, Canada, M5X 1C1

www.BodyRyzm.com

Toll free: 1-855-BodyRyzm (263-9799), Tel: 1-416-595-1575

Fax: 1-416-595-6438

Courriel: CustomerService@BodyRyzm.com



AVERTISSEMENT



- Ce produit est simple mais non simpliste. Tous les utilisateurs doivent lire et comprendre toutes les instructions dans ce document avant d'utiliser ou d'examiner ce produit.
- Ne sautez pas sur ce produit.
- Ne vous reposez pas ni ne marchez sur ce produit à moins que vous ne puissiez contrôler l'équilibre de votre corps.
- N'employez pas ce produit ou ne faites aucun exercice sur ou avec ce produit, si vous avez une douleur aiguë, des dommages corporels, une chirurgie récente, une grossesse ou n'importe quel autre état peu commun. Consultez un professionnel de santé, autorisé et qualifié, (ci-après « conseiller ») pour toute question.
- Ne faites aucun exercice ci-après suggéré sans permission antérieure de votre conseiller.
- Utilisez ce produit derrière votre dos seulement, dans un environnement mobile tel que dans les véhicules motorisés ou les avions.
- Alignez votre coccyx avec le bord arrière du *Back Vitalizer*, les pieds à terre et le corps loin du dos de la chaise, en vous asseyant dessus.
- Alternez entre les positions (assises et adossées), particulièrement lors des 3 premiers mois.
- Soulevez-le pour bien placer la région lombaire chaque fois que vous vous y adossez – utilisez-le comme soutien lombaire.
- Évitez de traîner la chaise avec les fesses tout en vous asseyant sur le *Back Vitalizer*.
- Commencez par l'inflation - pas plus de $\frac{3}{4}$ de pouce de l'épaisseur totale du *Back Vitalizer*, particulièrement lorsque vous commencez tout juste à l'utiliser. Moins il y a d'air, mieux c'est !
- N'inclinez pas le siège de votre chaise en avant en vous asseyant sur ce produit.
- N'inclinez pas votre chaise en avant en vous asseyant sur ce produit.


COMMENT AJUSTER ...

Comment régler le niveau de la décompression lombaire fourni par décompresseur

1. L'augmentation de l'inflation / pression: tournez le bouton de valve vers la droite à l'extrémité fermement. Presser la poire de gonflage pour gonfler plusieurs reprises. Arrêtez hausse de l'inflation / la pression dès que vous sentez que votre mal de dos causés par la compression des nerfs s'est dissipée.

Selon le modèle spécifique que vous avez acheté, votre appareil peut avoir de pompe ampoule seulement, ou peut-être la pompe ampoule avec moniteur de pression, comme le montre l'image sur la droite.

2. Baisse de l'inflation / pression: tournez le bouton de la valve dans le sens antihoraire. Puis appuyez sur le coussin d'air se dégonfler.



POUR PROFITER DE ...

Réduire les douleurs dorsales par décompression du rachis lombaire

Decompress Your Lower Back



- Placez votre plat décompresseur lombaire sur une surface plane comme un lit, sol, canapé, etc
- Allongez-vous doucement sur votre décompresseur lombaire. Assurez-vous que votre décompresseur lombaire est centrée sur le bas de votre dos inférieur.
- Tourner le robinet dans le sens horaire jusqu'à la fin fermement. Pressez la pompe poire de gonflage à plusieurs reprises pour pomper l'air dans
- Arrêtez de pomper dès que vous sentez que votre mal de dos causés par la compression des nerfs s'est dissipée.
- Continuer couché sur le Décompresseur lombaire pendant 30 - 60 min. ou jusqu'à ce que vous vous sentez à l'aise de se lever, selon la première éventualité.
- Whiling couché sur le décompresseur lombaire, vous pouvez répéter la déflation et re-gonfler de façon intermittente, pour de
- Whiling couché sur le décompresseur lombaire, vous pouvez choisir de plier les jambes, les pieds reposant sur la surface, pour plus de confort.

Réduire les maux de dos en soutenant le bas du dos

Support Your Lower Back



- Placez votre décompresseur lombaire derrière votre dos dans le lit, un canapé ou des chaises.
- Penchez-vous ou allongez doucement sur votre décompresseur lombaire. Assurez-vous que votre décompresseur lombaire est centrée sur le bas de votre dos inférieur.
- Tourner le robinet dans le sens horaire jusqu'à la fin fermement. Pressez la pompe poire de gonflage à plusieurs reprises pour pomper l'air dans
- Arrêtez de pomper dès que vous sentez que le support est suffisante ou que votre mal de dos causés par la compression des nerfs s'est dissipée.
- Continuer penchée ou couchée sur le décompresseur lombaire pour soulager support pour le dos.

COMMENT PRENDRE SOIN DE DÉPANNAGE ET ...

Soins simples:

- Nettoyez décompresseur lombaire en l'essuyant avec un chiffon doux ou de l'eau chaude savonneuse si nécessaire.

Dépannage simple:

- Tourner le robinet dans le sens horaire fermement pour prévenir la perte de pression lors du gonflage du dispositif.
- Test des bulles d'eau savonneuse: appliquer de l'eau savonneuse sur place fuite présumée d'une décompresseur gonflé lombaire et appuyez dessus. Une formation de bulles indique une fuite, pas de bulles, pas de fuite. Contactez-nous dans la période de garantie.