


## MĒRAPARĀTS IZŠĶĪDUŠĀ SKĀBEKĻA SATURA NOTEIKŠANAI



### Tehniskā palīdzība un konsultācijas

LATVIJĀ:

SIA ECOPLUS

Karja Ulmaņa Gatve, RĪGA, LV1004

Tālr. (+371) -67 361382

Mob. Tālr. (+371) 29471624

e-mail: [ecoplus.ltd@gmail.com](mailto:ecoplus.ltd@gmail.com), [www.termometri.lv](http://www.termometri.lv)

9802-DO-5509



Procesu fizikālo parametru kontroles iekārtas  
Mērišanas, testēšanas un kontroles iekārtas  
Termometri, manometri, svari u.c. ierices  
Konsultācijas vides aizsardzības jomā

# ECOPLUS

SIA ECOPLUS  
Karja Ulmaņa Gatve 3,  
Rīga, LV1004  
LATVJĀ

Mob. tālr.: (+371) 29471624, 29226597 –  
Tālr./fakss: (+371) 67361382  
e-mail: [ecoplus.ltd@gmail.com](mailto:ecoplus.ltd@gmail.com)  
[www.jumo.lv](http://www.jumo.lv), [www.termometri.lv](http://www.termometri.lv)

## SATURA RĀDĪTĀJS

1. VISPĀRĒJAIS APRAKSTS.....	1
2. SPECIFIKĀCIJAS.....	2
3. PRIEKŠĒJĀ PANEĻA APRAKSTS.....	3
3-1 Displejs .....	4
3-2 Ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzis.....	4
3-3 Darba/kalibrēšanas režīmu pārslēgšanas slēdzis....	4
3-4 Nulles iereglēšanas VR.....	4
3-5 Kalibrēšanas (CAL) VR.....	4
3-6 Kontaktligzda.....	4
3-7 Bateriju nodalījums/ Vāks.....	4
3-8 SKĀBEKĻA ZONDE.....	4
3-9 SKĀBEKĻA ZONDES kontaktdakša.....	4
4. MĒRĪŠANAS PROCEDŪRA.....	4
4-1 Kalibrēšana.....	4
4-2 Izšķīdušā skābekļa satura (DO) mērīšana.....	5
4-3 Apsvērumi, kas jāņem vērā, ja veic mērīšanu pie dažādiem atmosfēras spiedieniem.....	6
4-4 Apsvērumi, kas jāievēro, ja veic mērīšanu dažādu sāļu šķīdumos.....	6
5. APKOPE.....	7
5-1 Baterijas nomainīšana.....	7
5-2 Diafragmas nomainīšana.....	7

## 1. VISPĀRĒJAIS APRAKSTS

Digitālais skābekļa saturā mēritājs tiek piegādāts ar zondi, kas darbojas pēc polarogrāfiskā principa, ar zondē iebūvētu temperatūras sensoru, kas kalpo precizai izšķidušā skābekļa saturā (DO) mērišanai.

Tiek izmantots akvārijos, medicīniskos pētījumos, zemkopībā, zivju audzētavās, laboratorijās, ūdens sagatavošanas uzņēmumos, kalnrūpniecības uzņēmumos, skolās un koledžās, kvalitātes kontrolei...

## 2. SPECIFIKAJAS


Displejs	13 mm (0,5") LCD, 3 ½ zīmes.
Mērišanas diapazons	Izšķidušajam skābeklim- 0 ÷ 20,0 mg/l
Izšķiršanas spēja	0,1 mg/l
Precizitāte	± 0,4 mg/l (pēc kalibrēšanas pie 23 ± 5 °C)
Sensora temperatūras kompensācija	Automātiska pie 0 ÷ 40 °C,
Paneļa ieregulēšanas poga	Nulles (ZERO) poga, kalibrēšanas (CAL) poga
Baterija	006P DC 9V baterija (heavy duty).
Strāvas patēriņš	Apmēram 3,5 mA līdzstrāvas
Darba temperatūra	0 °C ÷ 50 °C ( 32 °F + 122 °F).
Gaisa mitrums, pie kura var strādāt	Mazāk kā 80 % RH.
Izmēri	Pamatmērinstrumenti: 131 x 70 x 25 mm
	Skābekļa zonde: 125mm x 20mm diametrs
Svars	260 g kopā ar zondi un bateriju.

2

Klāt pievienotie piederumi	Skābekļa sensora zonde .....1 gb. Lietošanas instrukcija .....1 gb. Rezerves diafragmas (5 gb pakā) OXDP – 02 .....1 kompl. Elektroīts iepildīšanai zondē OXEL – 03 .....1 kompl.
Papildus komplektācija	Skābekļa zonde .....OXPB-01B Rezerves diafragmas(5 gb pakā) .....OXDP – 02 Elektroīts iepildīšanai zondē .....OXEL – 03 Futlāris aparāta pārnēsāšanai...CA-03

3

- 1) Iepilda jaunu elektroītu (OXEL-03) "Elektroīta konteinerā" (2. zīm. 5-4).
- 2) Pieskrūvē elektroīta konteineru kopā ar tam pievienotajām detaļām (2. zīm. 5-4, 5-5, 5-5, un 5-7) pie "Elektroda turētāja" (2. zīm. 5-3).
- 3) Uzmanīgi paklaudzina diafragmu pret galda virsmu, lai jautu izķūt ārā visiem gaisa pūstīšiem



1. zīmējums

- 5-1 Zondes rokturis  
5-2 Metāls, kas reaģē uz temperatūras izmaiņām  
5-3 Elektroda turētājs  
5-4 Elektroīta konteiners  
5-5 Diafragma  
5-6 O-veida gredzens  
5-7 Zondes galviņa

2. zīmējums

#### **4-2 Izšķidušā skābekļa (DO) mērišana**

- 1) Pēc tam, kad mērinstruments ir kalibrēts (skatīt 4-1 p.), nedrīkst regulēt "CAL Adj. VR" un "ZERO Adj. VR" pogas līdz nākošai kalibrēšanai.
- 2) Pārslēdz "DO/CAL slēdzi" (1. zīm. 3-3 pozīcijā "DO").
3. a. Zondi iemērc parauga šķidrumā vismaz 10 cm dziļumā, lai temperatūras sensors zondē varētu izmērīt temperatūru un veikt temperatūras kompensēšanu.  
b. Ja temperatūras starpība starp zondi un paraugu ir vairāki grādi, tad, lai šī starpība izlīdzinātos, ir nepieciešams zondi paturēt paraugā vairākas minūtes.
4. a. Lai izmērītu izšķidušā skābekļa saturu jebkurā šķidrā paraugā, ir pietiekami iemērkt paraugā zondes galvīgu, nodrošinot, lai ar zondi kontaktā esošā šķidruma kustības ātrums būtu vismaz 0,2 - 0,3 m/s vai arī ir nepieciešams paraugu krāfti.  
b. Veicot mērījumus laboratorijā, ir ieteicams lietot magnētisko maisījāju, lai nodrošinātu nepieciešamo šķidruma kustības ātrumu. Šādi var samazināt līdz minimumam kļūdas, ko izraisa šķidrumā esošā skābekļa nepietiekama difūzija virzienā uz zondi.
- 5) Pēc katras mērījumu sērijas veikšanas zondi ir rūpīgi jānoskalo ar krāna ūdeni.

#### **4-3 Mērišana, nemot vērā atšķirīgu atmosfēras spiedienu.**

Jāpatur prātā, ka augstāk aprakstīto kalibrēšanu attiecībā uz DO mērījumiem ir paredzēts veikt jūras līmenī, un, ja tas tā nav, tad ir nepieciešams izdarīt korekciju, izmantojot sekojošu formulu:

$$DO' = DO \times P / 760$$

DO'	izšķidušā skābekļa vērtības (mg/l) pie atmosfēras spiediena P mmHg.
DO	izšķidušā skābekļa vērtības (mg/l) pie atmosfēras spiediena 760 mmHg (jūras līmenī).
P	atmosfēras spiediens (mmHg) vidē, kur notiek mērišana.

#### **4-4 Mērišana dažādu sāļu šķidumos**

Vērtības, kas parādās uz displeja atbilst izšķidušā skābekļa mērījumiem šķidrumos, kas nesatur sālus. Ja paraugs tomēr satur sālus ( $Cl^-$ ), reālo izšķidušā skābekļa saturu var noteikt, veicot pārrēķinu, saskaņā ar sekojošu formulu:

$$DO = DO' \times (1 - (A \text{ ppm} / 100 000))$$

DO'	izšķidušā skābekļa vērtība, kas ir redzama uz displeja
DO	reāla izšķidušā skābekļa saturā vērtība pēc pārrēķina
A ppm	$Cl^-$ daudzums (mērvienība ir ppm), ko satur mērāmais šķidrums.

Piemēram, ja šķidumā ir 5000 ppm  $Cl^-$  un uz displeja ir redzama vērtība 5,01 mg/l, reālais izšķidušā skābekļa saturs ir:

$$5,01 \times (1 - (5000 / 100 000)) = 4,76 \text{ mg/l}$$

## 5. APKOPĒ

### 5-1 Bateriju nomaiņa.

- 1) Ja displeja kreisajā malā parādās uzraksts "LO BAT", tas parasti norāda, ka strāva no baterijas ir mazāka par 6,5 ÷ 7,5 V. Bateriju ir jānomaina. Tomēr "in-spec" mēriņumus ir iespējams veikt vēl vairākas stundas ar pazeminātu strāvu no baterijas, nezaudējot mēriņumu precizitāti.
- 2) Nobīda bateriju nodalījuma vāciņu no mērinstrumenta un izņem bateriju.
- 3) Nomaina 9V bateriju (Alkaline vai Heavy duty veida) un uzliek atpakaļ vāciņu.
- 4) Pārliecinās, ka vāks pēc baterijas nomaiņas ir droši uzlikts.

### 5-2 Diafragmas nomaiņa

Skābekļa zondes sastāvdaļa ir plāna teflona diafragma, kas ir ievietota zondes galviņā. Diafragma laiž cauri skābekļa molekulām, bet nelaiž cauri ievērojami lielākās elektrolīta sastāvā esošās molekulām. Pateicoties šai diafragmas īpašībai, skābeklis var difundēt tai cauri no elektrolīta šķiduma, kas atrodas zondē. Tāpēc izšķidušā skābekļa saturu var kvantitatīvi noteikt, izmērot strāvas plūsmu mikroshēmā.

Diafragma ir samērā vārīga un to var viegli sabojāt kontaktā ar cietām vielām vai arī, ja tā tiek pakauta plūsmu iedarbībai. Ja diafragma ir bojāta, vai arī no zondes iztek elektrolīts, diafragma ir jānomaina. To dara sekojošā veidā:

- 4) a. Noskrūvē "Elektrolīta turētāju" (2. zīm. 5-3) no "Elektrolīta konteineru" (2. zīm. 5-4).
- b. Izlej veco elektrolītu no "Elektrolīta konteineru" (2. zīm. 5-4).
- 5) Noskrūvē "Elektrolīta konteineru" (2. zīm. 5-4) no "Zondes galviņas" (2. zīm. 5-7).

- 6) Piestiprina jaunu "Diafragmu" (2. zīm. 5-5) uz "Elektrolīta konteineru" (2. zīm. 5-4) malas ar "O-veida gredzena" (2. zīm. 5-5) palīdzību un uzmontē uz "Zondes galviņas" (2. zīm. 5-7).

3	7
3-1 Displejs	3-5 Kalibrēšanas (CAL) VR
3-2 Ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzis	3-6 Kontaktligzda
3-3 Darba/kalibrēšanas režīmu pārslēgšanas slēdzis	3-7 Bateriju nodalījums/ Vāks
3-4 Nulles ieregelēšanas VR	3-8 SKĀBEKLĀ ZONDE
	3-9 SKĀBEKLĀ ZONDES kontaktdakša

## 4. MĒRĪŠANAS PROCEDŪRA

### 4-1 Kalibrēšana

Pirms mērīšanas ir jāveic sekojoša kalibrēšanas procedūra:

- 1) Atvieno "SKĀBEKLĀ ZONDES kontaktdakšu" (1. zīm. 3-9) no mēraparāta "Kontakligzdas" (1. zīm. 3-6).
- 2) Ieslēdz aparātu, ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzi (1. zīm. 3-2) pārslēdzot "On" pozīcijā. Pārslēdz "DO/CAL Slēdzi" (1. zīm. 3-3) pozīcijā "CAL". Regulē ar "ZERO Adj. VR" (1. zīm. 3-4) kamēr displejs rāda nulles vērtību.
- 3) Izslēdz, pievieno "SKĀBEKLĀ ZONDES kontaktdakšu" (1. zīm. 3-9) pie mēraparāta "Kontakligzdas" (1. zīm. 3-6) un ieslēdz mēraparātu. Pagaidā 5 minūtes vismaz līdz brīdim, līdz rādījumi uz displeja būs stabili un nesvārstīsies. Regulē ar "CAL Adj. VR" (1. zīm. 3-5) kamēr displejs rāda vērtību 20,9 %. (Tā kā skābekļa koncentrācija gaisā parasti ir 20,9%, šo vērtību var lietot ātrai un precīzai kalibrēšanai.)
- 4) Apsvērumi, kas jāņem vērā, veicot kalibrēšanu:  
*Lai kalibrēšana būtu veiksmīga, tā ir jāveic plašā un labi ventilējamā telpā.*