

Behandlingsforslag af NOVAFON på dyr og mennesker

NOVAFON-behandling, som har vist sig at være velegnet til mennesker i mange årtier, kan også anvendes til heste, hunde, katte og andre dyr. De målrettede lokale vibrationer reducerer smerter, lindrer spændinger og normaliserer bevægelsesmønstre, der er opstået som følge af en hvilestilling, f.eks. i forbindelse med ortopædiske eller neurologiske sygdomme. Dyr finder denne blide form for terapi meget behagelig og afslappende.

På Novafon Danmark hjemmeside finder du et antal forslag til behandling problemer vi ofte ser hos vores heste, hunde eller katte -eller problemer vi selv oplever.

Klik videre til mere info om brug af Novafon hos:

- [Hest](#)
- [Hund](#)
- [Kat](#)
- Og sidst men ikke mindst [dig selv!](#)

Anvendelse og kontraindikationer

NOVAFONs lydbølgeterapi er en enkel, sikker og effektiv behandling, som også kan anvendes i det tidlige forløb. NOVAFON-apparater kan anvendes på patienter fra 6 år og anvendes også på dyr (fra 3 kg kropsvægt). Brug dog IKKE selv (uden samråd med egen læge) apparaterne på patienter under 2 år. Behandling af personer med nedsatte kognitive evner bør også kun udføres under tilsyn. Bemærk venligst følgende kontraindikationer og oplysninger om bivirkninger.

ANVENDELSE

NOVAFON-apparater og -tilbehør lindrer smerter og hjælper med at afslappe musklerne (tonusregulering). Typiske anvendelsesområder er:

- Akutte muskel- og ledsmerter (epicondylitis, tendinitis)
- Kroniske smerter i muskel- og ledapparatet (fibromyalgi, komplekst regionalt smertesyndrom LMP, myofascielle smerter, craniomandibulær dysfunktion CMD)
- Neurologiske lidelser (spasticitet efter slagtilfælde, spasticitet ved cerebral parese, neglect efter slagtilfælde, sensomotoriske lidelser efter slagtilfælde, sensitivetsforstyrrelser)
- Stemme- og synkebehandling (dysfagi, dysfoni, synkeforstyrrelser efter slagtilfælde, synkeforstyrrelser ved cerebral parese)

NOVAFON anvendes med succes af mange patienter og terapeuter til disse indikationer:

- Muskelsmerter
- Tennisalbue / Golfalbue
- Senebetændelse
- Fantomsmerter
- Fibromyalgi

LOGOPÆDI

- Stemmeforstyrrelser
- Synkeforstyrrelser
- Myofunktionel lidelser
- Taleforstyrrelser

ERGOTERAPI

- Håndterapi
- Sensibilitetsforstyrrelser / opfattelsesforstyrrelser
- Spasticitet / lammelse
- Neglect = rumlig opfattelsesforstyrrelser
- Ledsmarter / nervesmerter

FYSIOTERAPI

- Craniomandibulær dysfunktion (CMD)
- Spasticitet / lammelse
- Ledsmarter / nervesmerter

HVORNÅR SKAL DU IKKE BRUGE NOVAFON?

- Direkte på åbne sår/eksem (i det område af kroppen, der skal behandles)
- I tilfælde af åreforkalkning (i det område af kroppen, der skal behandles)
- Ved nylige epilepsianfald
- Under graviditet eller på det veterinære område under graviditet
- Ved implantater (i det område af kroppen, der skal behandles)
- Ved pacemakere
- Ved trombose (i det område af kroppen, der skal behandles)
- Ved hjernepacemakere
- Ved hjerterytmeforstyrrelser
- Ved tumorer (kræft og ikke-kræft)
- Til akutte betændelsessteder (i det område af kroppen, der skal behandles)
- Ved akutte episoder af betændelsesrelaterede sygdomme

VED BRUG PÅ DYR

Følgende brugsanvisninger til dyr skal overholdes af anatomiske årsager og bør kun anvendes efter dyrlæge/terapeutisk rådgivning eller afklaring:

- Udeladelse af ørespytkirtlen
- Udeladelse af drosselkanalen / drosselåren
- Ingen behandling af føl / hvalpe uden kliniske fund
- Må ikke behandles direkte på galde
- Må ikke behandles direkte på friske brud/knogleskader/ledspåner
- Behandl ikke direkte på gamle eller helede skader på støttebenet/senerne
- Uforklarlige hævelser
- RAOs (Recurrent Airway Obstructions: COPD, COB, dæmpning)
- Headshaker, Shivering, Hanegang
- PSSM, EMS
- Laminatis

Apparatet må ikke anvendes til behandling af pludselige smerter og hævelse af ukendt oprindelse. I et sådant tilfælde skal du først kontakte din behandlende læge for at få diagnosen afklaret.

BIVIRKNINGER

Bemærk venligst, at følgende bivirkninger kan forekomme i sjældne tilfælde:

- Smerteforstærkning / ubehagelig fornemmelse
- Utilpashed / svimmelhed
- Hudirritationer
- Reflekser / ufrivillige muskelsammentrækninger

Afbryd straks behandlingen, hvis en af disse bivirkninger opstår. Bemærk venligst, at en let rødme og opvarmning af huden ikke giver anledning til bekymring. Dette er en ønsket effekt af lydbølgeterapi, som skyldes den øgede blodcirkulation.