

KÄYTTÖOHJE

ENVIRON® COSMETIC ROLL-CIT™

Environ® Cosmetic Roll-CIT™ koostuu muovisesta käsikahvasta, pehmeästi pyörivästä muovisesta telasta sekä kestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetuista 0,1 millimetrin mikroneuloista. Lyhyet neulat mahdollistavat miellyttävämmän kokemuksen neulaamisesta, jolloin aluetta tulee neulattua pidempään ja rullaa voi käyttää jopa kaksi kertaa vuorokaudessa.

Laite tulisi säilyttää muovikotelossaan hygienian ja turvallisuuden vuoksi sekä poissa lasten ulottuvilta. Tuote on tarkoitettu vain yhden henkilön henkilökohtaiseen käyttöön ja sillä on 12 kk:n takuu normaalikäytössä.

Roll-CIT™ läpäisee ihon pinnan tehden mikrokanavia sarveiskerrokseen. Nämä mikrokanavat iholla mahdollistavat ihohoitotuotteen A-, C- ja E-vitamiinin sekä beetakaroteenin tehokkaan imeytymisen ihon alempiin kerroksiin.

Korkeat A- ja C-vitamiinipitoisuudet epidermisen alemmissa kerroksissa edesauttavat kollageenin muodostumista. Näin ihon neulaus auttaa luonnollista kollageenisynteesiä.

Ennen Roll-CIT™ -neulausta iho tulisi totuttaa riittäviin määriin A-, C- ja E-vitamiinia sekä beetakaroteenia käyttämällä Environ® AVST-, Intensive- tai Ionzyme-sarjan tuotteita.

VAIHE 1

- ☒ Poista Roll-CIT™ -tela varovasti kotelostaan, jotteivät neulat vahingoitu.
- ☒ Käytä Roll-CIT™ -puhdistusnestettä tai apteekin desinfiointinestettä kerran viikossa.
- ☒ Puhdistaaksesi telan, upota se varovasti korkkiin, joka on täytetty merkkiin asti puhdistusaineella ja varmista, että tela on kokonaan aineessa.
- ☒ Anna aineen vaikuttaa enintään kymmenen minuuttia. Heitä käytetty aine pois ja huuhtelee tela vedellä ennen käyttöä.
- ☒ Viikoittaisen desinfioinnin välillä huuhtelee tela aina lämpimällä vedellä ennen ja jälkeen käytön.

VAIHE 2

- ☒ Jaa kasvojen käsiteltävät alueet osa-alueisiin: otsa, nenä, posket, suun ympäristö, kaulan oikea ja vasen puoli unohtamatta dekoltee-aluetta.
- ☒ Aloita otsasta ja rullaa pystysuuntaan. Rullaa kulmakarvojen yli, jotta käsittely olisi mahdollisimman tarkkaa. Älä ”pakota” telaa ihon läpi, mutta käytä kevyttä painallusta ja siirry asteittain neulaamaan koko otsan alue neljä tai viisi kertaa pystysuuntaan.
- ☒ Rullaa sitten samalla tavalla otsan alue vinottain sekä lopuksi vaakasuoraan neljästä viiteen kertaan joka suuntaan.

- ☒ Käsittele jokainen kasvojen osa-alue yllä mainitulla tavalla kunnes koko kasvot ja kaula on käsitelty huolellisesti ja tarkasti.
- ☒ 5-10 minuutin käsittelyaika on riittävä mikäli rullaat vain kasvot ja kaulan, riippuen nopeudestasi ja tarkkuudestasi.
- ☒ Roll-CIT™:iä tulee käyttää silmäluomilla varoen. Telaa ei voi käyttää yläluomella luun alapuolella ellei yläluomen ihoa nosta ylöspäin luun ”päälle”.
- ☒ Yllä on kuvattu kasvojen ja kaulan rullausta, mutta Roll-CIT™ -käsittely on erinomaista myös käsivarsille, vatsalle, pakaraille ja reisille, joiden löysä iho halutaan kiinteämmäksi.

VAIHE 3

- ☒ Kun olet lopettanut rullauksen halutulla alueella, levitä iholle käyttämäsi Environ® -tuotetta, jossa on A-, C- ja E-vitamiinia sekä beetakaroteenia.
- ☒ Käsittely tulisi toistaa 2-7 kertaa viikossa. Mitä tiheämpi käsittelyjakso, sitä paremmat tulokset. Ihon totuttua voit neulata kaksi kertaa vuorokaudessa, aamuin illoin.
- ☒ Käytä Roll-CIT™:iä puhdistuksen jälkeen (esipuhdistus, puhdistus ja kasvovesi) ja ennen AVST-, Intensive- tai Ionzyme-sarjan voiteita.
- ☒ Laitteen liiallisesta käytöstä ei tarvitse huolestua, sillä neulat pysyvät terävinä pitkään.
- ☒ Jos iho tuntuu käsittelyn jälkeen aralta, telaa ei tule käyttää kuin vasta sitten, kun iho tuntuu jälleen normaalilta. Rullauksen aiheuttamat mikroskooppisen pienet reiät sarveiskerroksessa umpeutuvat itsestään vuorokauden kuluessa.
- ☒ Jos käsittely laitteella aiheuttaa ihottumaa tai ärsytystä, lopeta käyttö ja käänny kosmetologiisi tai lääkäriisi puoleen.
- ☒ Environ® Kosmeettinen Roll-CIT™ käy kaikille ihotyypeille.
- ☒ Tuote on suunniteltu vain henkilökohtaiseen käyttöön.

Mahdolliset sivuvaikutukset

- ☒ Lievä ”väsynyt” ilme kasvoilla johtuen lievästä ihon turpoamisesta. Tämä menee ohi 7-10 päivässä.
- ☒ Mahdollinen A-vitamiinireaktio (ihon punoitus, hilseily, näpyt), joka johtuu tehostuneesta A-vitamiinin imeytymisestä ihoon.

Vasta-aiheet

- ☒ Älä käytä Environ® Roll-CIT™:iä seuraavissa tapauksissa: aktiivinen akne, ekseema, rosacea, psoriasis, vakava solaarikeratoosi, ihosyöpä, kohollaan olevat luomet ja syylät tai jos olet muuten epävarma tuotteen käyttämisestä.

Valmistaja: Vivida SA, Kapkaupunki, Etelä-Afrikka, www.vivida.co.za

Maahantuojaja: Vitamion Oy
Reelinki 17, 00890 HELSINKI
p. 040 7402066 Minna Heikkilä
www.vitamion.fi