

Resultados



Transformando  
**Cicatrices**  
—  
Antes y Después

CicaLux<sup>®</sup>  
energized scar-care

**MF medifácil**  
Productos médicos a un clic

[cicalux.medifacil.com](http://cicalux.medifacil.com)

# Redefiniendo la apariencia y sensación de las cicatrices nuevas

**CicaLux** es un dispositivo no invasivo que reduce las apariencias de cicatrices recientes sin dolor

## Antes y Después de Cicatrices Nuevas:

cicatrices recientes de menos de tres meses donde la mejora es más notable



## Tipo de Cicatriz: Cicatriz de Cesárea

### Antes de CicaLux:

Elevada y Ancha

### Tiempo de la Cicatriz:

1 mes

### Resultados Después de 60 Días de CicaLux

Casi Invisible, completamente plana y bien curada



**Antes**



**Después**

## Tipo de Cicatriz: Cicatriz de Cesárea

### Antes de CicaLux:

elevada, roja, con picor,  
dolorosa

### Tiempo de la Cicatriz:

1 mes

### Resultados Después de 60 Días de CicaLux

Casi invisible, completamente  
plana, ya no roja, sin picor ni dolor



**Antes**



**Después**

## Tipo de Cicatriz: Cicatriz de Cesárea

### Antes de CicaLux:

elevada, con picor, dolorosa

### Tiempo de la Cicatriz:

1 mes

### Resultados Después de 60 Días de CicaLux

Casi invisible, completamente plana, ya no presenta picor o dolor



Antes



Después

## Tipo de Cicatriz: Abdominoplastia

### Antes de CicaLux:

dolorosa, roja, sensible, con pigmentación fuerte

### Tiempo de la Cicatriz:

2 semanas

### Resultados Después de 5 semanas de CicaLux

Lisa, sin dolor, sin hipertrofia,  
con una pigmentación clara



**Antes**



**Después**

## Tipo de Cicatriz: Abdominoplastia - Cicatriz de Ombligo

### Antes de CicaLux:

muy roja

### Tiempo de la Cicatriz:

1 mes

### Resultados Después de 1 Mes de CicaLux

Lisa, sin dolor, sin hipertrofia,  
menos roja



**Antes**



**Después**



## Tipo de Cicatriz: abdominoplastia

### Antes de CicaLux:

muy roja

### Tiempo de la Cicatriz:


1 mes

### Resultados Después de 60 Días de CicaLux

Lisa, sin dolor, sin hipertrofia,  
menos roja



**Antes**



**Después**



## Tipo de Cicatriz: Cicatriz de Cesárea

### Antes de CicaLux:

con picor, incómoda, roja y ligeramente elevada

### Tiempo de la Cicatriz:

1 mes

### Resultados Después de 60 Días de CicaLux

Mucho menos roja, plana, ya no tiene picor ni incomodidad



**Antes**



**Después**

Mejorando la apariencia y sensación de una

# cicatriz antigua

**Antes y Después de  
Cicatrices Antiguas:**  
cicatrices de entre 3 meses  
y un año donde es más lento  
la muestra de resultado



## Tipo de Cicatriz: Cicatriz de Cesárea

### Antes de CicaLux:

con picor, incómoda, roja  
y ligeramente elevada

### Tiempo de la Cicatriz:

3 meses

### Resultados Después de 60 Días de CicaLux

Mucho menos roja, plana, ya no  
tiene picor ni incomodidad



**Antes**



**Después**

## Tipo de Cicatriz: Cicatriz de Cirugía de Pecho

**Antes de CicaLux:**  
con picor, incómoda, roja

**Tiempo de la Cicatriz:**  
3 meses

**Resultados Después de  
60 Días de CicaLux**  
Mucho menos roja, ya no tiene  
picor ni incomodidad



**Antes**



**Después**

## Tipo de Cicatriz: Cicatriz de Cirugía de Pecho

**Antes de CicaLux:**  
con picor, incómodas, rojas

**Tiempo de la Cicatriz:**  
3 meses

**Resultados Después de  
60 Días de CicaLux**  
Mucho menos rojas, ya no tienen  
picor ni incomodidad



**Antes**



**Después**

## Tipo de Cicatriz: Cicatriz de Cesárea

### Antes de CicaLux:

con picor, incómoda, roja y ligeramente elevada

### Tiempo de la Cicatriz:

5 meses

### Resultados Después de 60 Días de CicaLux

Mucho menos roja, plana, ya no tiene picor ni incomodidad



Antes



Después

## Tipo de Cicatriz: 3 cicatrices (hernia umbilical + quiste

**Antes de CicaLux:**  
con picor, incómodas, rojas  
y ligeramente elevadas

**Tiempo de la Cicatriz:**  
6, 7 y 2 meses

**Resultados Después de  
60 Días de CicaLux**  
Mucho menos rojas, planas, ya no  
tienen picor ni incomodidad



**Antes**



**Después**



## Tipo de Cicatriz: Cirugía de Espalda

### Antes de CicaLux:

con picor, incómoda, roja y ligeramente elevada

### Tiempo de la Cicatriz:

2 meses

### Resultados Después de 30 Días de CicaLux

Mucho menos roja, plana, ya no tiene picor ni incomodidad



**Antes**



**Después**

## Tipo de Cicatriz: Cirugía de Tobillo

### Antes de CicaLux:

elevada, roja, inflamada

### Tiempo de la Cicatriz:

4 meses

### Resultados Después de Una Semana de CicaLux

Más plana, más delgada,  
menos roja



**Antes**



**Después**

## Tipo de Cicatriz: Cicatriz de Cesárea

### Antes de CicaLux:

roja, tensa, dolorosa, abultada,  
incómoda

### Tiempo de la Cicatriz:

4 meses

### Resultados Después de 60 Días de CicaLux

Menos roja, relajada, y sin dolor  
para el paciente



**Antes**



**Después**

## Tipo de Cicatriz: Cicatriz de Cesárea

### Antes de CicaLux:

hinchada, roja, adormecida

### Tiempo de la Cicatriz:

6 meses

### Resultados Después de 30 Días de CicaLux

La sensación de adormecimiento  
ha desaparecido, más suave,  
menos roja



## Tipo de Cicatriz: Cirugía de Corazón

### Antes de CicaLux:

queloide, elevada, roja, incómoda

### Tiempo de la Cicatriz:

6 meses

### Resultados Después de 60 Días de CicaLux

Mucho más plana y blanca



**Antes**



**Después**

## Tipo de Cicatriz: Cicatriz de Cesárea

### Antes de CicaLux:

un poco roja, inflamada

### Tiempo de la Cicatriz:

8 meses

### Resultados Después de 30 Días de CicaLux

Mucho menos visible, más plana,  
sin dolor



**Antes**



**Después**

## Tipo de Cicatriz: Cicatriz de Cirugía de Pecho

### Antes de CicaLux:

rojo oscuro/morado, inflamado, incómodo

### Tiempo de la Cicatriz:

8 meses

### Resultados Después de 60 Días de CicaLux

Mucho menos visible, más planas, sin dolor



**Antes**



**Después**



## Tipo de Cicatriz: Cicatriz de Cesárea

### Antes de CicaLux:

dolorosa, roja, con picor, sensible

### Tiempo de la Cicatriz:

8 meses

### Resultados Después de 60 Días de CicaLux

Mucho menos roja, ya no es sensible ni tiene picor



**Antes**



**Después**

## Tipo de Cicatriz: Cicatriz de Cesárea

### Antes de CicaLux:

elevada, roja, incómoda con unos jeans puestos

### Tiempo de la Cicatriz:

9 meses

### Resultados Después de 60 Días de CicaLux

Más plana, mucho menos roja



**Antes**



**Después**

## Tipo de Cicatriz: Cicatriz de Cesárea

### Antes de CicaLux:

gruesa, inflamada, hipertrófica,  
incómoda

### Tiempo de la Cicatriz:

10 meses

### Resultados Después de 6 Semanas de CicaLux

Menos pigmentación, sin  
inflamación, más plana, más  
delgada



**Antes**



**Después**

## Tipo de Cicatriz: Queloides de abdominoplastia

### Antes de CicaLux:

gruesa, inflamada, hipertrófica,  
incómoda

### Tiempo de la Cicatriz:

11 meses

### Resultados Después de dos Semanas de CicaLux

Más suave y más plana



**Antes**



**Después**

Mejorando la apariencia y sensación de una

# cicatriz muy antigua

**Antes y Después de  
Cicatrices muy Antiguas:**

cicatrices de más de un año, donde es más difícil generar una mejoría en la apariencia de la cicatriz



## Tipo de Cicatriz: Cicatriz de Cesárea

### Antes de CicaLux:

dolorosa, hematoma interno, ligeramente elevada



### Tiempo de la Cicatriz:

1 año

### Resultados Después de 60 Días de CicaLux

Más plana y el dolor ha desaparecido



## Tipo de Cicatriz: Cicatriz de Cesárea

**Antes de CicaLux:**  
hipertrófica, muy roja

**Tiempo de la Cicatriz:**  
1 año

**Resultados Después de  
60 Días de CicaLux**  
Más plana y mucho menos roja



**Antes**



**Después**



## Tipo de Cicatriz: Cicatriz de Cirugía de Pecho

### Antes de CicaLux:

muy roja

### Tiempo de la Cicatriz:

1 y 3 años

### Resultados Después de 60 Días de CicaLux

Mucho menos roja



**Antes**



**Después**

## Tipo de Cicatriz: Cicatriz de Cesárea

**Antes de CicaLux:**  
muy hipertrófica, roja

**Tiempo de la Cicatriz:**  
1 año

**Resultados Después de  
60 Días de CicaLux**  
Más plana, más suave y menos roja



**Antes**



**Después**

## Tipo de Cicatriz: Cicatriz de Reconstrucción Mamaria

### Antes de CicaLux:

Hipertrofia, hiperpigmentación

### Tiempo de la Cicatriz:

1 año

### Resultados Después de 21 Días de CicaLux

Más plana, menos pigmentada  
y más delgada



**Antes**



**Después**

## Tipo de Cicatriz: Cicatriz de Cesárea

### Antes de CicaLux:


con picor, incómoda, roja y ligeramente elevada

### Tiempo de la Cicatriz:

1 año y medio

### Resultados Después de 60 Días de CicaLux

Totalmente curada, casi invisible, ya no tiene picor ni incomodidad



**Antes**



**Después**

## Tipo de Cicatriz: Cicatriz de Manga Gástrica

### Antes de CicaLux:

con picor, un poco roja y ligeramente elevada

### Tiempo de la Cicatriz:


1 año y medio

### Resultados Después de 60 Días de CicaLux

Casi invisible, ya no tiene picor, es blanca, lisa y plana



**Antes**



**Después**

## Tipo de Cicatriz: Cicatriz de Cesárea

**Antes de CicaLux:**  
con pigmentación y dolorosa

**Tiempo de la Cicatriz:**  
1 año y medio

**Resultados Después de  
90 Días de CicaLux**  
La pigmentación ha desaparecido  
por completo, ya no es dolorosa



## Tipo de Cicatriz: Cicatriz de Cesárea

**Antes de CicaLux:**  
incómoda y con pigmentación

**Tiempo de la Cicatriz:**  
2 años

**Resultados Después de  
60 Días de CicaLux**  
Lisa y plana



**Antes**



**Después**



## Tipo de Cicatriz: Cicatriz de Cesárea

### Antes de CicaLux:

incómoda, con pigmentación

### Tiempo de la Cicatriz:

2 años

### Resultados Después de 60 Días de CicaLux

Lisa y plana, menos pigmentada,  
y sin dolor



**Antes**



**Después**

## Tipo de Cicatriz: Queloides de Cesárea

### Antes de CicaLux:

con picor, incómoda, con pigmentación y muy elevada y abultada

### Tiempo de la Cicatriz:

2 años

### Resultados Después de 90 Días de CicaLux

Lisa y plana



**Antes**



**Después**

## Tipo de Cicatriz: Cicatriz de Cesárea

**Antes de CicaLux:**  
con pigmentación

**Tiempo de la Cicatriz:**  
2 años

## Resultados Después de 90 Días de CicaLux

La pigmentación ha desaparecido  
por completo



**Antes**



**Después**

## Tipo de Cicatriz: Cicatriz de Cesárea

### Antes de CicaLux:

elevada, roja

### Tiempo de la Cicatriz:

3 años

### Resultados Después de 60 Días de CicaLux

Más plana y mucho menos roja



**Antes**



**Después**

## Tipo de Cicatriz: Cicatriz de Cesárea

### Antes de CicaLux:

ligera hipertrofia y pigmentación

### Tiempo de la Cicatriz:

3 años

### Resultados Después de 60 Días de CicaLux

Lisa, más plana y mucho  
menos roja



**Antes**



**Después**

## Tipo de Cicatriz: Cicatriz de Reducción de Senos

**Antes de CicaLux:**  
celevada, muy roja

**Tiempo de la Cicatriz:**  
3 años

**Resultados Después de  
30 Días de CicaLux**  
Más plana y el enrojecimiento  
ha desaparecido



**Antes**



**Después**

## Tipo de Cicatriz: Cicatrices Hiperpigmentadas de Cirugía de Pecho

**Antes de CicaLux:**  
muy rojas, moradas

**Tiempo de la Cicatriz:**  
3 años

**Resultados Después de  
30 Días de CicaLux**  
Mucho menos rojas



**Antes**



**Después**

## Tipo de Cicatriz: Cicatriz de Cirugía de Pecho

### Antes de CicaLux:

Hipertrofia, rosadas

### Tiempo de la Cicatriz:

4 años

### Resultados Después de 30 Días de CicaLux

Mucho más plana y de  
color blanco



**Antes**



**Después**



## Tipo de Cicatriz: Queloides en Seno

### Antes de CicaLux:

elevada, muy roja, 6 cm de largo

### Tiempo de la Cicatriz:

4 años

### Resultados Después de 30 Días de CicaLux

Más plana y mucho menos roja



**Antes**



**Después**

## Tipo de Cicatriz: Cicatriz Hipertrófica en Hombro

**Antes de CicaLux:**  
roja y elevada

**Tiempo de la Cicatriz:**  
5 años

**Resultados Después de  
30 Días de CicaLux**  
Más plana y menos roja



**Antes**



**Después**

## Tipo de Cicatriz: Cicatriz de Cesárea

### Antes de CicaLux:

leve hipertrofia y pigmentación

### Tiempo de la Cicatriz:

6 años

### Resultados Después de 60 Días de CicaLux

Más lisa, más plana y menos pigmentada



**Antes**



**Después**

Cicalux<sup>®</sup>  
energized scar-care

No tienes que vivir  
**con esa cicatriz**  
para siempre

---

[cicalux.medifacil.com](http://cicalux.medifacil.com)

**MF medifácil**  
Productos médicos a un clic