

## 1. Fontos biztonsági óvintézkedések:

- Soha ne használja az akupunktúrás tollat, ha szívritmus-szabályozója, mesterséges szíve, gépi légzőkészüléke van, vagy ha más orvosi eszközöket használ az élet megőrzése érdekében.
- Soha ne használja a készüléket a zuhanyzóban, a fürdőkádban, a medencében vagy egy magas nedv tartalmú helyiségben.
- Ne használja a készüléket a nyálkahártya, nyílt sebek vagy a testnyílások közelében.
- Tartsa távol a készüléket a gyermekektől és az állatoktól. Ne használja az eszközt olyan személyen, aki nem tud beszélni, vagy eszméletlen.
- Ha terhes, súlyos szívproblémái vagy más súlyos betegsége van, használat előtt kérdezze meg kezelőorvosát.
- Ha nem használja rendszeresen a készüléket, vegye ki az elemet.

Figyelmeztetés: az akupunktúrás toll az Ön karját úgy használja földelés kialakítására, hogy elektromos áramkört köt. Ezért esetenként elektromos áramot érezhet abban a kezében is, amelyben az akupunktúrás tollat tartja. Ha ez zavarja Önt, egyszerűen tartsa a készüléket másképp, például úgy, hogy nagyobb tenyér felületen tartja. Ez enyhíti a hatást.

## 2. Utasítások:

1. Helyezze be megfelelően az AA elemet az elemtartó rekeszbe.
2. Kapcsolja be a készüléket úgy, hogy a készüléket a kezében tartja, és nyomja meg a fekete gomb alsó részét. Az 1-es számnak meg kell jelennie a készüléken. Több + megnyomásával a készülék teljesítménye vagy erőssége legfeljebb 9-re nő.
3. Ajánljuk, hogy a készüléket először a csukló belső oldalán használja alacsony (1-2) vagy közepes (3-6) erősséggel. Tegye a tollat a csuklójára. Ha nem érez semmit, mozdítsa a hegyét kissé a csuklón, amíg nem érzi az impulzusokat. Abban az esetben, ha még mindig nem érzi az impulzusokat növelje a készülék erejének a teljesítményét. A jobb hatás érdekében használhat kontaktgél (gyógyszertár). Ha kényelmetlen szúrásokat érez, akkor nincs jó érintkezés a toll hegye és a bőr között. Ebben az esetben javasoljuk a gél használatát.
4. Továbbra is mozgassa a készülék fejét a bőrön, amíg erős impulzust nem érez. Ha az impulzus erős, azt jelenti, hogy akupunktúrás pontot talált. Az akupunktúrás toll fejét közvetlenül az akupunktúrás ponton tarthatja, vagy stimulálja a bőrt a meridián mentén, amelyen az akupunktúrás pont elhelyezkedik. Gyakran egy másik akupunktúrás ponton érzi majd az impulzust, mint amelyiket stimulálja, vagy az egész meridián mentén érezni fogja az impulzusokat.

## Mit kap a csomagban:

- Eredeti Pros akupunktúrás toll
- 2xTartozék
- Magyar nyelvű használati utasítás \*Az angol nyelvű használati utasítások tájékoztató jellegűek

## 3. A készülék használata:

1. Az akupunktúrás toll hordozható TENS eszközként is használható, az izom összehúzódásának automatikus kezelésére, különösen akkor, ha az izmot nehéz elszigetelni, vagy ha az izom gipszbe vagy rögzítőelembe van rögzítve. A pulmonális összehúzódás hatékonyan hat az izomra, ami megakadályozza az atrófiát.
2. A tollat arra is használják, hogy megszüntesse a fájdalmat azáltal, hogy blokkolja a fájdalomjeleket, amelyek a fájdalom helyéről az idegrendszerben az agyig terjednek. Az impulzusnak nyugtató hatása van a feszült izmokra, és hasonló hatása van, mint a mély masszázsnak.
3. Kozmetikai segédeszközként is használható az arc és a test izmainak a stimulálására. A toll kisimíthatja és helyreállíthatja a bőrt és a szubkutánait, a bőr alatti kötőszövetet, ami csökkenti a ráncokat és megszünteti az öregedéssel járó megereszkedő bőrt.
4. Az akupunktúrás toll használható az akupunktúrás pontok stimulálására. A stimulációval kiküszöbölhetjük a qi meridiánok elzáródását, vagy erősíthetjük a belső szerveket, amelyek különböző akupunktúrás pontokhoz kapcsolódnak. A gyenge elektromos impulzusok hasonló módon működnek, mint az akupunktúrás tűk. A kutatások kimutatták, hogy az alacsony elektromos terápia kiküszöböli a szabadgyököket a vérben, eltávolítja a szervezet vírusos és bakteriális fertőzéseit, és még regenerálja is a halott sejteket, amelyek összefüggésben vannak a rákkal.

## 4. Az akupunktúrás pontok a mellékelt füzetben található:

- 6. oldal: szív meridián (szívritmus rendellenesség, túlzott izzadás, fáradtság, rossz vérkeringés, álmatlanság ...)
- 7. oldal: vékonybél meridián (láz, krónikus megfázás, váll- és nyaki fájdalom, száraz torok ...)
- 8. oldal: a húgyhólyag meridiánja (arthritis, ízületi gyulladás, ízületi fájdalom, alsó hátfájás, fáradtság, húgyhólyaggyulladás ...)
- 9. oldal: vese meridián (örökletes gyengeség, szexuális problémák, impotencia, osteoporosis, anorexia, ...)
- 10. oldal: szív meridián (angina, szorongásos rohamok, hányinger, reggeli rosszullét, menstruációs problémák, magas láz, ...)
- 11. oldal: háromrészes melegítő meridián (depresszió, hangulatváltozások, fülfájás, herpesz, száraz torok ...)
- 12. oldal: az epehólyag meridiánja (fejfájás, migrénes fejfájás, dagadt térd, rosszullét, hányinger, szorongásos rohamok, krónikus fáradtság, ...)
- 13. oldal: máj meridián (fejfájás, hányinger, láz, agyvérzés, meningitis, hangulatváltozások, ...)
- 14. oldal: tüdő meridián (asztma, megfázás, influenza, allergia, láz, depresszió, stressz, szinuszfertőzés ...)
- 15. oldal: a vastagbél meridiánja (láz, allergia, fejfájás, megfázás, influenza, viszketés, arthritis, ízületi gyulladás, felső hátfájás ...)
- 16. oldal: gyomor-meridián (anorexia, menstruációs görcsök, hasmenés, izomgörcsök, ...)
- 17. oldal: lép meridián (gyomor-bélrendszeri problémák, hányinger, reflux, anorexia, cukorbetegség, hasmenés, ...)