

# LA \* FORETT

REVEAL YOURSELF



**600.000**  
Pulsaciones



Disparo  
automático



6 niveles de  
intensidad



## MIA

### Mini Depiladora IPL

Lea atentamente este manual de usuario antes de utilizar el dispositivo y consérvelo para futuras consultas.

## Descripción del producto



## Precaución

1. Está prohibido utilizar este dispositivo en los ojos. ¡Es peligroso!
2. Cuando utilice el producto por primera vez o después de un tratamiento de blanqueamiento de la piel reciente, le sugerimos que realice una prueba cutánea en las partes a depilar antes del tratamiento de depilación.

Elija un nivel cómodo y adecuado y realice 3-5 veces la irradiación de ondas de luz para comprobar la respuesta de la piel a esta irradiación. Después de 24 horas, observe si su piel tiene una reacción incómoda. Si no hay enrojecimiento, hinchazón u otras reacciones adversas en la piel, se pueden iniciar grandes áreas de depilación. Si hay alguna reacción adversa, reduzca la intensidad de la luz y pruebe nuevamente.

## Precauciones al utilizar

1. Antes de usar el dispositivo, use una navaja para afeitar el área de la piel donde desea realizar la depilación, limpie y seque su piel.
2. No utilice este dispositivo si hay una herida o infección en la piel donde se realizará la depilación.
3. Para evitar quemaduras en la piel NO emita pulsos de luz en la misma posición más de 2 veces en un corto periodo de tiempo.
4. Cuando lo utilice por primera vez, no utilice directamente el nivel de mayor intensidad. Inicie la prueba desde el primer nivel.
5. Preste atención al cuidado después de la depilación: No se exponga al sol dentro de las 48 horas posteriores a la depilación, y aplique protector solar al salir.
6. Después de la depilación, utilice una crema hidratante sin fragancia y de baja estimulación, como gel de aloe vera, para evitar la piel seca. Un ligero enrojecimiento y picazón son fenómenos normales.
7. Después de la depilación, use alcohol y un hisopo de algodón para limpiar la ventana de pulsaciones del cabezal de la lámpara. Cuando no esté en uso, guárdela en un ambiente seco.
8. No use este producto en un ambiente húmedo. Por ejemplo, al bañarse o ducharse. Mantenga el producto y el adaptador de corriente secos.
9. Si el producto está dañado, no toque ninguna pieza interna para evitar descargas eléctricas.
10. No inserte ningún objeto en el producto.

## Tecnología IPL profesional

IPL es una tecnología óptica llamada **"luz pulsada intensa"**. La depilación pulsada es una de las formas más efectivas de eliminar el exceso de vello del cuerpo y su efecto es más duradero. Se diferencia de otros métodos actuales de depilación ya que reduce significativamente la regeneración del cabello.

Nuestra investigación muestra que después de solo dos exposiciones, el cabello se reduce significativamente. Generalmente se obtienen buenos resultados después de cuatro a cinco exposiciones. Con cada depilación completa, la densidad del cabello se reduce significativamente.

Nuestro dispositivo de depilación está equipado con bombillas de alto rendimiento que no necesitan ser reemplazadas. La bombilla tiene una vida útil de **600.000** pulsos de luz y puede soportar más de 5 años de exposición, lo que le ahorra el costo de comprar bombillas de repuesto caras.

## Principio de la tecnología de depilación IPL

Primero entendamos el crecimiento del cabello. La tasa de crecimiento del cabello varía de persona a persona, dependiendo de la edad, el metabolismo y otros factores. Sin embargo, el crecimiento del cabello de cada persona generalmente se divide en tres etapas.

### 1. Período de crecimiento

El cabello crece activamente desde las raíces. En esta etapa, la concentración de melanina es la más alta. La melanina determina el color del cabello. La concentración de melanina también es un factor decisivo para la eficacia de la técnica de luz pulsada intensa. Solo el cabello en la fase de crecimiento responde al proceso de irradiación de luz.

### 2. Período de recesión

El cabello deja de crecer en período de recesión. Las raíces se encogen y luego el cabello se cae.

### 3. Período intermitente

El cabello viejo se desprende de su folículo piloso y cae. Los folículos pilosos permanecen inactivos hasta que el reloj circadiano les recuerda que deben reactivarse y hacer crecer cabello nuevo.

## Principio de depilación IPL con fotones

Este producto actúa calentando el cabello y las raíces del cabello debajo de la piel. La melanina en el cabello y en las raíces del cabello absorbe los pulsos de luz del dispositivo. Cuanto más oscuro es el cabello, más luz absorbe. Este proceso puede estimular el cabello a un período de inactividad.

Durante la irradiación, el cabello se caerá naturalmente y se inhibirá su regeneración. La caída del cabello puede tardar una o dos semanas. No se puede lograr un buen efecto de depilación en un solo paso, porque solo el vello en la fase de crecimiento responderá al proceso de depilación con luz pulsada intensa. Durante la depilación, el vello en el área a depilar generalmente se encuentra en diferentes etapas del ciclo de crecimiento del cabello. Para actuar eficazmente en todo el cabello, el proceso de irradiación debe repetirse cada dos semanas durante los dos primeros meses.

Este producto tiene un filtro óptico integrado para garantizar que los rayos UV no lleguen a la piel y para garantizar que el producto sea seguro para su piel. Si la lente del filtro está dañada, deje de usar el producto inmediatamente y devuélvalo al comerciante para su reparación.

## Preparación antes de la depilación

Antes de usar este producto, si ha utilizado otros métodos para eliminar el vello (como crema depilatoria, depilación con cera, etc.), debe esperar hasta que el cabello crezca y se recupere. Antes de usar este producto, asegúrese de afeitarse la zona a depilar.

Es necesario afeitarse el cabello para garantizar que la energía luminosa se dirija a las raíces de la manera más eficiente. Recuerda no utilizar una crema depilatoria antes de la depilación IPL.

### Limpiar la piel

Mantenga la piel limpia y sin pelo, completamente seca y libre de sustancias grasas (como desodorante cosmético, loción, perfume, bronceador, protector solar, etc.)

## Compruebe si la ventana de pulsaciones está limpia

Verifique el producto, en particular, si hay cabello, polvo y fibra adheridos a la ventana de pulsos de luz. Si está sucio, limpie el producto con un hisopo de algodón humedecido en alcohol.

## Ajuste de intensidad de luz

Este producto debe ajustarse a una intensidad de luz cómoda de acuerdo con el color de la piel y el cabello del usuario.

Las personas con piel más oscura pueden tener un mayor riesgo de sufrir alergias cutáneas, ya que su piel absorbe más energía de ondas de luz. Se recomiendan ondas de luz de baja intensidad para personas con tonos de piel más oscuros.

Si es necesario depilar varias partes del cuerpo, seleccione una intensidad de luz adecuada dentro del rango recomendado e intente que sea la de mayor intensidad posible con la condición de asegurarse de que la piel no tenga ninguna molestia.

Cada área del cuerpo puede requerir una única intensidad de luz adecuada. Si hay alguna molestia en algún lugar, es necesario bajar la intensidad de la luz. En la siguiente tabla, la intensidad de luz recomendada es 1-5 (6) y "x" indica inadecuada.

Color de Piel	Blanco	Beige	Morena clara	Morena	Morena oscura	Oscura
<b>Carta de Color</b>						
<b>Color de pelo:</b> Rubio oscuro Castaño claro Castaño oscuro Negro	Nivel 4/5	Nivel 4/5	Nivel 4/5	Nivel 3/4	Nivel 1/2/3	X
<b>Color de pelo:</b> Blanco, Gris, Rojo, Rubio claro	X	X	X	X	X	X

La energía del sexto nivel es la más fuerte. Úsela solo cuando haya usado el quinto nivel, no se sienta incómodo en todas las partes de su cuerpo donde la aplique, y necesite más energía para depilarse.

## Primer uso y prueba cutánea

Cuando utilice este producto por primera vez o después de un tratamiento reciente de blanqueamiento de la piel, le sugerimos que realice una prueba cutánea en las partes a depilar antes del tratamiento.

## Cómo utilizar

- 1.** Conecte el adaptador a la fuente de alimentación doméstica, luego conecte el conector de CC de la fuente de alimentación a la toma de corriente del dispositivo de depilación y la luz indicadora del anillo parpadeará lentamente en rojo, la depiladora entrará en el estado de espera.
- 2.** Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos, el indicador de funcionamiento se ilumina en rojo y el instrumento entra en modo de funcionamiento.
- 3.** Coloque el cabezal de la lámpara del depilador verticalmente cerca del área de la piel a depilar, la luz indicadora de funcionamiento se vuelve verde y luego el depilador dispara automáticamente, sin presionar el botón, el proceso de depilación se ha completado automáticamente. La función de disparo automático de depilación es sencilla y cómoda de usar.
- 4.** Cuando el depilador esté en estado de funcionamiento, opere el botón de encendido para ajustar la intensidad de 1 a 6 niveles, correspondientes a 1-6 piezas de luces indicadoras de intensidad. Cada vez que presiona el botón, los niveles de regulación de ciclo son 1-2-3-4-5-6-5-4-3-2-1.
- 5.** Después del tratamiento de depilación, mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos, luego apague el depilador y desenchufe el adaptador de corriente.
- 6.** Después de la prueba cutánea, espere 24 horas para comprobar si la piel tiene alguna molestia. Si se produce alguna molestia en la piel, seleccione la marcha más alta en la prueba cutánea que no le cause ninguna molestia.
- 7.** El ventilador de enfriamiento de la depiladora adopta un diseño de conversión de frecuencia. El volumen de aire del ventilador cambiará con la frecuencia de uso de la máquina y la temperatura del cuerpo. Cuando lo usa continuamente durante un período mayor de tiempo, el volumen de aire y el ruido del ventilador aumentarán, lo cual es un fenómeno normal.

## Ciclo de depilación

De la primera a la cuarta vez, se recomienda usarlo una vez a la semana. También puede configurar el tiempo de depilación de acuerdo con la velocidad de crecimiento del cabello de la persona, pero el intervalo de tiempo mínimo no debe ser inferior a 5 días.

De la quinta a la octava vez, le recomendamos que lo use una vez cada 2 semanas.

De la novena a la duodécima vez, le recomendamos que lo use una vez cada 4 semanas.

Después de la 13ª vez, configure el tiempo de depilación de acuerdo con su situación específica. Puede depilarse una vez cada 1-2 meses, y es mejor que todo el proceso dure un año.

## Parámetros

Voltaje nominal: 12V

Corriente nominal: 3A

Potencia máxima: 36 W

Temperatura de almacenamiento: -20°C a 60°C

Temperatura de funcionamiento: 0°C a 40°C

Área de cobertura de ondas de luz: 3.0cm x 1.0cm

Tecnología: Luz Pulsada Intensa

Vida útil: 600.000 pulsaciones.



## Problemas y soluciones

Problema	Posibles causas	Soluciones
El dispositivo se calienta cuando se usa	Esto es normal. La máquina se calentará cuando funcione.	No se requiere acción.
Olores al usar	Suciedad en la ventana de pulsos de luz.	Limpie la ventana de pulsaciones cuidadosamente con un hisopo de algodón + alcohol
	El pelo de la zona tratada no está totalmente afeitado.	Afeite el cabello por completo antes de usar el dispositivo.
Las áreas de depilación de la piel se vuelven rojas después de la depilación	Un ligero enrojecimiento es normal y pronto desaparecerá.	No se requiere acción
La piel lleva mucho tiempo con reacciones adversas después de la depilación.	La intensidad de la onda de luz utilizada es demasiado fuerte	Baja la intensidad a un nivel cómodo. Si la reacción cutánea adversa dura más de 3 días, se recomienda consultar a un médico.
El efecto de la depilación no es obvio	La intensidad de la luz utilizada es demasiado débil	Intenta elegir un nivel de intensidad de luz más fuerte
	Hay zonas que no quedan expuestas	Tenga cuidado de no dejar zonas sin exponer al depilar
	No usar el producto a tiempo	Consulte el ciclo de crecimiento del cabello.
	No apto para cabello o color de piel.	Consulte la configuración de intensidad de la onda de luz

LA \* FORETT

REVEAL YOURSELF

[www.laforett.com](http://www.laforett.com)