



CELLULITIS

MASSAGE APPARAAT

Algemene informatie

Welkom bij de handleiding voor het Zoluko Cellulitis Massage Apparaat. We waarderen jouw keuze voor ons product en zijn ervan overtuigd dat je er veel baat bij zult hebben.

Retourneren en Hygiëne

Houd er rekening mee dat we, om hygiënische redenen, geen retourzendingen kunnen accepteren wanneer het Cellulitis Massage Apparaat is gebruikt. De gezondheid en veiligheid van onze klanten staan bij ons voorop.

Overzicht van de voordelen en belangrijkste kenmerken

- **Effectieve Cellulitisvermindering:** maak gebruik van geavanceerde massagetechnieken om de bloedcirculatie te verbeteren
- **12 Massagestanden en Temperaturen:** Stel in op basis van jouw persoonlijke voorkeur en behoeften
- **Veilig en Comfortabel:** Ons apparaat is ontworpen met jouw veiligheid en comfort in gedachten
- **Compact en Draagbaar:** Het slanke en compacte ontwerp maakt het gemakkelijk om het apparaat overal mee naartoe te nemen

Gebruiksaanwijzingen

Aan/uit schakelaar

Schakel het apparaat aan/uit of wissel van modus.

Zuigkracht

Bepaal de zuigkracht van stand 0 tot 12.

Temperatuur

Bepaal de temperatuur van stand 0 tot 12.

Drukverlichting / pauze

Druk deze knop om het apparaat te pauzeren wanneer je van positie wilt wijzigen.



Gebruiksaanwijzingen

Aan/uit schakelen en wisselen van modus

1. **Druk gedurende 1,5 seconden om het apparaat te starten.** Het LCD-scherm geeft een aftelling van 20 minuten weer en het temperatuurindicatorlampje gaat aan. Het apparaat is uitgerust met een 20-minuten timer en schakelt automatisch uit, zodra de timer op 0 staat.
2. **Druk gedurende 1,5 seconden om het apparaat uit te schakelen.** Het LCD-scherm en het temperatuurindicatorlampje zullen uitgaan.
3. **Druk kort (wanneer ingeschakeld) om van modus te wisselen.** Het apparaat heeft twee modi: de diepe negatieve drukmodus en de kalmerende modus met ademhaling.
4. **De standaard startmodus is de diepe negatieve drukmodus.** De actieve modus wordt aangegeven met - voor de diepe negatieve modus of -- voor de kalmerende modus met ademhaling.

Gebruiksaanwijzingen

Zuigkracht instellen

1. Na opstarten schakelt het apparaat in met de zuigkracht op stand 3.
2. Druk de knop in om de zuigkracht te regelen van stand 0 tot 12.
3. Elke korte druk verhoogt de zuigkracht met 1 stand omhoog. Het LCD-scherm geeft de overeenkomstige zuigkrachtstand weer. Vervolgens wordt opnieuw de 20-minuten countdown weergegeven.
4. Wanneer intensiteit stand 12 wordt bereikt, druk je opnieuw om terug te keren naar 0. Stand 0 betekent dat de functie is uitgeschakeld.
5. We raden aan om te beginnen met stand 1 wanneer je het apparaat voor de eerste keer gebruikt of wanneer de huid nog niet gewend is.

Gebruiksaanwijzingen

Temperatuurregeling

1. Na opstarten schakelt het apparaat in met de temperatuur op stand 3.
2. Het rode lampje aan de onderkant is ingeschakeld.
3. Druk de knop in om de temperatuur te regelen van stand 0 tot 12.
4. Wanneer temperatuur stand 12 wordt bereikt, druk je opnieuw om terug te keren naar 0. Stand 0 betekent dat de functie is uitgeschakeld.



Gebruiksaanwijzingen

Drukverlichting / Pauze

1. Als je het apparaat wilt stoppen druk dan kort op de knop om het cuppen te onderbreken. De zuigfunctie wordt onderbroken en je kunt het apparaat eenvoudig optillen. Ook gebruik je deze functie op de stand-bymodus te activeren.

Oplaadinstructies

1. Verbind de type-C-oplaadkabel met een adapter-aansluiting om te beginnen met opladen.
2. Houd tijdens het opladen de type-C-oplaadpoort droog en schoon. Laad niet langer dan 8 uur op.
3. Het product kan niet worden gebruikt tijdens het opladen.

Gebruiksadvies

Hoe te gebruiken

1. Breng een dunne laag massagegel of -olie aan op het gebied dat je wilt behandelen. Dit kan de wrijving verminderen en de massage soepeler maken.
2. Kies een intensiteit niveau dat comfortabel aanvoelt en past bij je behoeften.
3. Plaats de massagekop van het apparaat op het te behandelen gebied van je huid. Zorg ervoor dat het goed in contact komt met je huid zonder te hard te drukken.
4. Het apparaat plaats je op één plek voor de gewenste duur. Wissel regelmatig van positie door de pauze knop in te drukken.

Belangrijke informatie

Volg deze algemene veiligheidsaanbevelingen op om ervoor te zorgen dat jouw trainingssessies optimaal verlopen:

1. **Oververhitting van de huid:** Gebruik het apparaat niet onafgebroken gedurende lange perioden op één plek om oververhitting te voorkomen.
2. **Medisch Advies:** Als je twijfelt over jouw vermogen om de trainer veilig te gebruiken, raadpleeg dan een arts voordat je met de training begint.
3. **Raadpleeg de Gedetailleerde Handleiding:** Voor verdere assistentie en specifieke details met betrekking tot het Cellulitus Apparaat, raadpleeg altijd onze gedetailleerde handleiding.

Opmerking: Het correct volgen van deze veiligheidsaanbevelingen garandeert een veilige en effectieve massage ervaring met het Zoluko Cellulitis Apparaat. Houd er rekening mee dat Zoluko niet aansprakelijk is voor eventuele ongevallen of letsel dat voortkomt uit onjuist gebruik van het product. Raadpleeg altijd de volledige handleiding voor uitgebreide instructies en veiligheidsrichtlijnen.

Ontdek onze gratis e-boeken!

Bij Zoluko geloven we in het delen van kennis en het stimuleren van jouw gezondheids- en fitnessreis. Daarom bieden we onze gewaardeerde klanten gratis toegang tot onze uitgebreide e-boekenpagina!

Wat kun je verwachten?

- Een schat aan waardevolle informatie
- Specifieke sportoefeningen met producten uit het Zoluko assortiment
- Tips voor afvallen, fit blijven en spiermassa opbouwen

Benieuwd naar wat onze e-boeken te bieden hebben? Klik hieronder op het e-boek of scan de QR-code en krijg direct toegang tot deze waardevolle bron van kennis.

Jouw reis naar een gezondere en actievere levensstijl begint hier!



Veel plezier met jouw product

Bezoek ons op



Website



Facebook



Instagram