

## Erste Schritte

1. Bitte laden Sie die OM-Go vor der ersten Nutzung für 5 Stunden auf.
2. Schalten Sie die OM-Go während des Ladevorgangs nicht an.
3. Wählen Sie den passenden Massagekopf und achten Sie beim Aufsetzen darauf, dass sich die nach aussen gerichtete Ecke in die Kerbe fügt.
4. Halten Sie den Knopf gedrückt, bis das Licht angeht und die OM-Go zu pulsieren beginnt.
5. Erneutes Drücken, um den Gang zu wechseln.
6. Um das Gerät auszuschalten, halten Sie den Knopf erneut gedrückt.
7. Achten Sie beim Massieren auf unsere "Warnhinweise zur Anwendung" (letzte Seite).

## Erste Schritte

### An- und Ausschalten


\*Drücken Sie den Funktionsknopf (OM-Go-Boden) bis die OM-Go angeht.  
\*Halten Sie den Funktionsknopf 3 Sekunden gedrückt um die OM-Go auszuschalten.

### Wechseln des Ganges

\*Funktionsknopf kurz drücken, um den Gang zu wechseln.

### Aufladen des Akkus


\*Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel, um ihre OM-Go zu laden. Sie können dazu den USB-Anschluss ihres Laptops nutzen oder einen anderen Adapter (z.B. von ihrem Handy) benutzen.



### Kontrollleuchte

\*Während des Ladevorgangs leuchtet das Licht rot.  
\*Wenn die OM-Go am Netzteil angeschlossen ist und das Licht verlischt, ist das Gerät voll geladen.  
\*Ist die Batterie mehr als 50% geladen leuchtet das Licht grün auf. Bei unter 50% ist es rot.


## OM-Go Inhalt



## OM-Go




## OM-Go



Modell	KB, OM-Go
Akkuleistung	2600mah
Leistung	5-96w
Frequenz	25hz 36hz 46hz
Akkulaufzeit	1.5h-10h
Drehmomente	0-6.5kg/cm
Tiefe der Massage	8 mm
Ausschaltmechanik	10 min
Gewicht	450g

4



### Flacher-Aufsatz

Minimal-tiefe Massage, geeignet zur Aktivierung und zum Aufwärmen großer Muskelgruppen.

### Runder-Aufsatz

Moderat-tiefe Massage, geeignet für große Muskelgruppen.

### Noppen-Aufsatz


Moderat-tiefe Massage, geeignet für große Muskelgruppen.

### Kegel-Aufsatz

Tiefe Massage, geeignet zur Lockerung von tiefen Knoten bei großen und kleinen Muskelgruppen.


### Ladekabel

Das mitgelieferte USB-Kabel kann in Ihren Laptop oder einen Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) wie z.B. von Ihrem Handy, gesteckt werden. Der USB Type-C Stecker (wird mit dem kleineren Ende) in die OM-Go gesteckt.



5

## Wechseln des Aufsatzes



6

## Warnhinweise zur Anwendung

- Nur für Erwachsene.
- Wenn Sie Schmerzen oder Beschwerden verspüren, brechen Sie die Behandlung sofort ab.
- Wenden Sie sich vor der Anwendung an Ihren Arzt, wenn Sie zu folgender Personengruppe gehören: Osteoporose-Patienten, Personen mit Herzproblemen, die ein elektronisches medizinisches Gerät tragen, schwangere Frauen, Personen mit Körpertrauma oder sonstige medizinische Komplikationen.
- Verwendung nur auf trockener und sauberer Oberfläche, am besten über der Kleidung. Bewegen Sie die OM-Go langsam und nicht länger als 60 Sekunden über die jeweilige Muskelgruppe.
- Verwenden Sie die OM-Go nur auf dem Weichgewebe des Körpers. Nicht am Kopf oder auf den Knochen anwenden.
- Prellungen oder Quetschungen können bereits bei niedriger Frequenz und niedrigem Druck auftreten. Überprüfen Sie die behandelten Stellen häufig und stoppen Sie die Behandlung sofort, wenn Sie erste Anzeichen von Schmerzen oder Beschwerden bemerken.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Finger, Haare oder andere Körperteile nicht in die Nähe des Schafts des Gerätes kommen.

7