

ORTHOHANDS - RÜCKEN

RÜCKENMASSAGEGERÄT

BEDIENUNGSANLEITUNG



CE RoHS



BRAUCHEN SIE HILFE?
Besuchen Sie unsere Website für
Videos, Blogartikel und Q&A
www.orthomechanik.de



KONTAKTIEREN SIE UNS
info@orthomechanik.de

INHALT

Lieferumfang	— — — — — — — — — — — — — — —	3
Erste Schritte	— — — — — — — — — — — — — — —	4
Pflege und Aufbewahrung	— — — — — — — — — — — — — — —	5
Warnhinweise	— — — — — — — — — — — — — — —	6
Technische Spezifikationen	— — — — — — — — — — — — — — —	7
Entsorgung	— — — — — — — — — — — — — — —	7
Garantie	— — — — — — — — — — — — — — —	8



BRAUCHEN SIE HILFE?
Besuchen Sie unsere Website für
Videos, Blogartikel und Q&A
www.orthomechanik.de



KONTAKTIEREN SIE UNS
info@orthomechanik.de

DANKE FÜR IHR VERTRAUEN

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für unser Rückenmassagegerät entschieden haben, Dieses wird Ihnen helfen, Verspannungen zu lösen und Schmerzen zu lindern, aber auch Stress abzubauen und so zu Ihrem allgemeinen Wohlbefinden beizutragen.

Das Rückenmassagegerät wurde auf dem Prinzip von Druck- und Berührungstechniken, wie Sie häufig in japanischen Massagetechniken verwendet werden, entwickelt. Erweitert wurde es dann mit einer Infrarot-Wärmefunktion, welche Ihre Muskeln aufwärmt und zu Ihrem Wohlbefinden beitragen kann.

Bevor Sie jedoch loslegen und Ihrem Körper etwas Gutes tun, lesen Sie sich diese Gebrauchsanleitung genau durch. Es ist wichtig, dass Sie unser Rückenmassagegerät wie beschrieben anwenden und unsere Sicherheitshinweise beachten.

Weitere Hinweise zur Anwendung unserer Geräte finden Sie auf unserer Webseite www.orthomechanik.de

Bei Fragen, Wünschen oder Anregungen freuen wir uns auf Ihre Mail an info@orthomechanik.de

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Entspannung mit Ihrem neuen **Orthomechanik Rückenmassagegerät.**

Liebe Grüße,
Ihr OrthoTeam

LIEFERUMFANG

1 x	Rückenmassagegerät
1 x	Netzteil mit langem Kabel (Länge 2,8 m)
1 x	Netzteil für Ihr Auto
1 x	Bedienungsanleitung



BRAUCHEN SIE HILFE?
Besuchen Sie unsere Website für
Videos, Blogartikel und Q&A
www.orthomechanik.de



KONTAKTIEREN SIE UNS
info@orthomechanik.de

ERSTE SCHRITTE

1. Platzieren Sie das Massagegerät auf einem Stuhl oder Sofa, sodass Sie sich gemütlich daran zurücklehnen können. Achten Sie darauf, dass das Gerät aufrecht steht und nicht zur Seite kippt.
2. Drücken Sie auf den Ein (🔴) Knopf, um das Gerät einzuschalten.
3. Setzen Sie sich auf den Stuhl / Sofa und lehnen Sie sich auf das Gerät zurück.
4. Positionieren Sie sich so, dass die Kugeln Ihre Muskeln massieren und nicht auf die Wirbelsäule stoßen.
5. Optional können Sie Ihren Rücken zusätzlich wärmen, drücken Sie hierzu auf den Wärme (🔴🔴🔴)-Knopf.
6. Sollten Sie etwas Abwechslung wünschen, dann wechseln Sie die Drehrichtung der Bälle, indem Sie auf den Rotations (🔄)-Knopf drücken.



Wärme-Knopf
Massage-Richtung
An/Aus Knopf

WICHTIG: Der Massage-Zyklus dauert 15 Minuten. Danach schaltet das OrthoMechanik Rückenmassagegerät automatisch ab. Sie können jedoch die Massage jederzeit verkürzen oder nach 15 Minuten das Gerät wieder neu starten. Die von uns eingebaute Abschaltautomatik soll Ihnen als Erinnerung dienen.

ACHTUNG: Sollten während der Massage Schmerzen oder Unbehagen auftreten, ändern Sie die Position des Rückenmassagegerätes, indem Sie es aufrichten, sodass Ihre Wirbelsäule genau mittig platziert ist.



BRAUCHEN SIE HILFE?
Besuchen Sie unsere Website für
Videos, Blogartikel und Q&A
www.orthomechanik.de



KONTAKTIEREN SIE UNS
info@orthomechanik.de

PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG

ACHTUNG: Wenn Sie das Gerät nicht anwenden bzw. reinigen wollen, stellen Sie sicher, dass es ausgeschaltet ist und das Netzteil von der Steckdose getrennt wird!

- Reinigen Sie das Gerät prinzipiell mit einem trockenen Tuch -> Flüssigkeiten dürfen unter keinen Umständen in das Gerät oder dem Zubehör gelangen.
- Bei kleinen Verschmutzungen auf dem Gerät, empfehlen wir Ihnen diese mit einem leicht feuchten Schwamm oder Tuch zu entfernen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht mit lösungsmittelhaltigen Reiniger in Kontakt kommt. Dies kann zu Schäden am Material führen.
- Lassen Sie das Gerät vor dem erneuten Benutzung vollständig trocknen.

WICHTIG: Bitte belassen Sie es ausschließlich bei Reinigungen des Gerätes. Versuchen Sie es bei Defekten NICHT selbst zu reparieren. Denn dadurch erlischt Ihr Garantieanspruch



BRAUCHEN SIE HILFE?
Besuchen Sie unsere Website für
Videos, Blogartikel und Q&A
www.orthomechanik.de



KONTAKTIEREN SIE UNS
info@orthomechanik.de

WARNHINWEISE – FÜR WEN IST DAS GERÄT GEEIGNET BZW. NICHT GEEIGNET

Das Gerät ist ausschließlich zur Privatanwendung, nicht für den kommerziellen Gebrauch, vorgesehen.

Folgende Personen sollten den Gebrauch vorher mit Ihrem Arzt / Physiotherapeuten besprechen:

- Schwangere
- Menschen mit Diabetes oder Neuropathien
- Menschen mit chronischen Krankheiten
- Trägern von Herzschrittmachern
- Trägern von künstlichen Gelenken oder Metallplatten
- Wenn Sie Durchblutungsstörungen, Krampfadern, offene Wunden, Prellungen, Hautrisse, Venenentzündungen haben

Kinder unter 8 Jahren / Personen mit eingeschränkten physischen oder mentalen Fähigkeiten sollten das Gerät ausschließlich unter Aufsicht verwenden.

ACHTUNG: Die Massage sollte sich zu keiner Zeit unangenehm anfühlen! Ist dies der Fall, brechen Sie die Behandlung ab und sprechen Sie mit Ihrem Arzt!

WARNHINWEISE – UMGANG MIT DEM GERÄT SELBST

Überprüfen Sie vor der Anwendung das Massagegerät, das Kabel sowie das Netzteil auf mögliche Beschädigungen. Ist eines dieser Teile defekt, darf die Anwendung nicht gestartet werden. Wenden Sie sich an unseren Support über info@orthomechanik.de

- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzteil
- Halten Sie das Gerät inkl. Kabel von Wasser, Dampf und anderen Flüssigkeiten fern
- Verwenden Sie das Gerät nicht unter Decken oder Kissen
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn in der Nähe Sauerstoff verabreicht wird
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Sauna oder der Badewanne
- Stellen Sie sicher, dass das Kabel gerade ist und nicht geknickt, eingedreht oder eingeklemmt wird
- Bei nicht Verwendung, trennen Sie das Massagegerät von der Steckdose

ACHTUNG: Bitte beachten Sie diese Warnhinweise, um das Risiko einer Verletzung, eines Brandes oder Stromschlages auszuschließen.

WICHTIG: Versuchen Sie es bei Defekten NICHT selbst zu reparieren. Denn dadurch erlischt Ihr Garantieanspruch



BRAUCHEN SIE HILFE?
Besuchen Sie unsere Website für
Videos, Blogartikel und Q&A
www.orthomechanik.de



KONTAKTIEREN SIE UNS
info@orthomechanik.de

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Produktname	OM-back 2
Nennleistung	36 W
Eingangsspannung	12 V / 3 A
Abschaltautomatik	15 min

INFORMATIONEN FÜR PRIVATE HAUSHALTE ZUM ENTSORGEN VON ELEKTRONISCHEN GERÄTEN

Durch die 2018 verabschiedeten Regulationen zur Entsorgung von elektronischen Geräten (WEEE) unterliegen Sie folgenden Bestimmungen:

Die durchgestrichene Mülltonne weist darauf hin, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen.

Entsorgungen über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne sind untersagt.

Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

Ihre Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Altgeräte können bei den durch öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten abgegeben werden. Damit kann eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt werden.

Unter dem folgenden Link besteht die Möglichkeit, sich ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen anzeigen zu lassen:

www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen

Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.

Wir sind unter der Registrierungsnummer DE53771343 bei der Stiftung Elektroaltgeräten, Nordostpark 72, 90411 Nürnberg, als Hersteller von Elektro- und/ oder Elektronikgeräten registriert.



BRAUCHEN SIE HILFE?
Besuchen Sie unsere Website für
Videos, Blogartikel und Q&A
www.orthomechanik.de



KONTAKTIEREN SIE UNS
info@orthomechanik.de

GARANTIE

Für das Rückenmassagegerät erhalten Sie von der OrthoMechanik GmbH ab Kaufdatum eine **30-Tage-Geld-zurück-Garantie** sowie eine **2-jährige Garantie** auf Teile und Verarbeitung.

Diese Garantieleistungen sind nicht übertragbar und gelten nur für den Käufer.

Die Orthomechanik GmbH ist berechtigt Bilder, Videos oder andere Materialien, welche den Mangel aufzeigen, einzufordern.

Alle Garantieansprüche müssen sofort nach Auftreten des Mangels an info@orthomechanik.de angemeldet werden. Die E-Mail muss den vollständigen Namen, sowie die Bestell- bzw. Rechnungsnummer enthalten.

Für Ersatzteile und Austauschprodukte gilt die verbleibende ursprüngliche Garantiezeit oder ein Garantiezeitraum von dreißig (30) Tagen, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist.

Garantieansprüche können NICHT geltend gemacht werden, wenn der Defekt durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurde.

Hinweis: Bei Verwendung nicht genehmigter Produkte Dritter (z. B. Akkus) verlieren Sie sofort jeglichen Garantieanspruch. Fremdteile können dazu führen, dass das Produkt nicht richtig oder überhaupt nicht mehr funktioniert, und Schäden am Produkt und angeschlossenen Geräten (z. B. Ladegerät) verursachen.

HINWEIS: Diese befristete Garantie berührt nicht die Ihnen zustehenden gesetzlichen Rechte im Rahmen der Gesetze über den Verkauf von Konsumgütern.

Orthomechanik GmbH
Rheinstraße 11
14513 Teltow
Germany
WEEE-REG-Nr. DE 35679811



BRAUCHEN SIE HILFE?
Besuchen Sie unsere Website für
Videos, Blogartikel und Q&A
www.orthomechanik.de



KONTAKTIEREN SIE UNS
info@orthomechanik.de