

Neck & Shoulder Massager

melt away muscle tension in an instant



Bodi-Tek[®]



WAARSCHUWINGEN

- **Neem alle instructies grondig door en bewaar deze ter referentie.**
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies ontvangen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en als ze de mogelijke gevaren kennen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen worden uitgevoerd tenzij ze onder toezicht staan.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Niet gebruiken op zones die een cosmetische ingreep hebben ondergaan.
- NIET onderdompelen in water.
- Dit apparaat mag alleen gebruikt worden voor het beoogde doel zoals in deze gebruikershandleiding beschreven.

KEN UW APPARAAT

- 1 Geleidende platen
- 2 Luidspreker
- 3 Verwarming
- 4 Massage- & oplaadindicator
- 5 Aan/Uit- & verwarmingsknop
- 6 (+) Verhogen
- 7 Massage-/programmaknop
- 8 (-) Verlagen
- 9 USB-oplaadpunt
- 10 USB-oplaadkabel

OPLADEN

Bij een laag batterijniveau zal het apparaat drie keer piepen.

- 1 Verwijder de afdekking van het oplaadpunt.
 - 2 Sluit de USB-kabel aan op het apparaat en plaats deze vervolgens in een USB-poort. Een knipperend groen lampje geeft aan dat het apparaat wordt opgeladen.
 - 3 Het duurt twee uur om het apparaat volledig op te laden en een volledige lading gaat vijf dagen mee (als het apparaat twee keer per dag wordt gebruikt).
- Tip:** Laad de batterij minstens één keer per maand volledig op om de levensduur te verlengen.

GEBRUIKSIINSTRUCTIES

- 1 Maak de achterkant van de nek nat
- 2 Druk één keer kort op de Aan/Uit-knop. Plaats het massageapparaat rond de nek en zorg ervoor dat de geleidende platen in contact zijn met de huid.
- 3 **Verwarmingsoptie:** druk op de Aan/Uit- & verwarmingsknop op de verwarming te activeren. Druk herhaaldelijk op de knop om Hoog, Gemiddeld, Laag of Uit te selecteren.
- 4 **Massage:** Selecteer een van de zes massageprogramma's door middel van de Massage-/Programmaknop.

Opmerking: De behandeling zal automatisch starten op Massageprogramma 1. Elk massageprogramma duurt 15 minuten.

Massage-intensiteit

- Gebruik de knoppen + / - om de massage-intensiteit te wijzigen. Er zijn 16 intensiteitsniveaus. Als het apparaat niet reageert, controleer dan of de geleidende platen in contact zijn met de huid en bevochtig de huid.

Opmerking: Als de geleidende platen contact met de huid verliezen, zal de intensiteit terugvallen naar niveau 1.

De spraakbegeleiding uitschakelen

- Houd de Massage-/Programmaknop gedurende twee seconden ingedrukt om de spraakbegeleiding uit te schakelen. Het apparaat zal nu piepen wanneer u functies selecteert.
- Houd de Massage-/Programmaknop gedurende twee seconden ingedrukt om de spraakbegeleiding opnieuw in te schakelen.

Het apparaat uitschakelen

- Houd de Aan/Uit-knop gedurende twee seconden ingedrukt.

Massageprogramma's

1 Massageprogramma 1

Behandeling van 15 minuten met elke 60 seconden een andere massageactie.

2 Massageprogramma 2

Tweede behandeling van 15 minuten met elke 60 seconden een andere massageactie.

3 Diepe rolmassage

Een krachtige massage om pijnlijke of gespannen spieren te verlichten.

4 Zachte massage

Een zachte knedende actie.

5 Pulsmassage

Ritmische pulsen om stress en spanning te verwijderen.

6 Klopmassage

Een variabele kloppende actie.

NA GEBRUIK

- Op een koele en droge plaats bewaren.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en reinig met een zachte vochtige doek.
 - Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
 - Droog het apparaat grondig af voor u het opbergt.

SPECIFICATIE

Model: BT-NEMA

Input: 5 V  1000 mA 

Batterij: Li-ion 3.7 V 1100 mAh

 Dit apparaat voldoet aan de huidige EU-productwetgeving.




Lees deze instructies zorgvuldig voor gebruik en bewaar ze voor later gebruik.



Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.

VERWIJDERING

 De richtlijn betreffende het afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (2012/19/EC) werd ingevoerd om apparaten te recyclen volgens de beste recuperatie- en recyclingtechnieken, om het milieu te beschermen, gevaarlijke stoffen te behandelen en de steeds groter wordende stortplaatsen te vermijden. Dit apparaat is geklasseerd als Elektrisch of Elektronisch toestel. Zorg er dus voor dat het apparaat op de juiste manier wordt verwijderd, in overeenstemming met de bepalingen van uw plaatselijke overheid. Het mag NIET met het huisvuil worden weggegooid.

KLANTENSERVICE

Mocht u vragen hebben, kunt u zich wenden tot: online@bodi-tek.co.uk

GARANTIE

Om u online te registreren voor uw 2 jaar garantie, gaat u naar: www.bodi-tek.co.uk/warranty