

Apparaat en bediening



- 1 Batterijvak
- 2 Afneembare hoes
- 3 MESSAGE-knop - schakelt de massagefunctie in/uit en stelt de massage-intensiteit in
- 4 HEAT-knop - schakelt de warmtefunctie in/uit
- 5 Aansluiting voor adapter
- 6 Handlussen (1 rechts & 1 links)

**Legenda**

- Steek geen naalden in het apparaat!
- Gebruik het apparaat alleen in overdekte ruimtes!
- De hoes kan op max. 30°C met een fijnwasprogramma worden gewassen!
- Niet bleken!
- De hoes mag niet in de droogtrommel worden gedroogd!
- Niet strijken!
- Niet chemisch reinigen!
- BELANGRIJK!**  
Het niet-nakomen van deze gebruiksaanwijzing kan leiden tot ernstig letsel of schade aan het product.

**WAARSCHUWING**  
Deze waarschuwingen moeten worden nageleefd om mogelijk letsel van de gebruiker te voorkomen.

**ATTENTIE**  
Deze instructies moeten worden nageleefd om mogelijke beschadigingen aan het product te voorkomen.

**TIP**  
Deze tips geven u nuttige aanvullende informatie over de installatie of de werking.

Beschermingsklasse II

**LOT** LOT-nummer

Producent

**NL Veiligheidsinstructies**

**Lees de gebruiksaanwijzing en met name de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voor u het apparaat gaat gebruiken en bewaar de gebruiksaanwijzing. Geef deze gebruiksaanwijzing ook altijd mee als u het apparaat aan iemand anders geeft.**

**over de voeding**

- Controleer als u het apparaat aansluit op het stopcontact of de op het typeplaatje vermelde netspanning overeenkomt met de spanning van uw elektriciteitsnetwerk.
- Steek de adapter alleen in het stopcontact als het apparaat uitgeschakeld is.
- Gebruik alleen de adapter die met het massageapparaat is meegeleverd.
- Stel de adapter, het snoer en het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen, hete oppervlakken, vocht of vloeistoffen.
- Raak de adapter niet aan als u in het water staat en raak de stekker altijd met droge handen aan.
- Pak een apparaat dat in het water is gevallen niet vast. Trek onmiddellijk de stekker, resp. adapter uit het stopcontact.
- Schakel het apparaat altijd direct na gebruik uit met de knop op het apparaat en haal de adapter uit het stopcontact.
- Trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen.
- Trek, draai of til het apparaat niet op aan het snoer of de adapter.
- Als de kabel beschadigd is, mag het apparaat niet meer worden gebruikt. Om veiligheidsredenen moet dan de adapter worden vervangen.
- Let op dat er niet over het snoer kan worden gestruikelend. Het mag niet worden geknikt, afgeknelnd of in de knoop raken.

**voor bijzondere personen**

- Dit product kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis. Houd wel toezicht op deze personen en begeleid ze wat betreft het veilige gebruik van het product en de mogelijke gevaren.
- Houd kinderen in de gaten en laat ze niet met het apparaat spelen.
- Gebruik dit apparaat niet ter aanvulling of op vervanging van medische toepassingen. Chronische aandoeningen en symptomen zouden kunnen verergeren.
- Gebruik het nekmassageapparaat NM 868 niet of overleg eerst met uw arts als:
  - u zwanger bent;
  - u een pacemaker, protheses of elektronische implantaten heeft;
  - u lijdt aan een of meerdere van de volgende aandoeningen: doorbloedingsstoornissen, spataderen, open wonden, kneuzingen, kloven of aderontstekingen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van uw ogen of van andere kwetsbare lichaamsdelen.
- Stop met het gebruik wanneer u pijn voelt of de massage als onaangenaam ervaart en overleg met uw arts.
- Sommige delen van het apparaat worden warm. Personen die ongevoelig zijn voor warmte, moeten bij het gebruik van dit apparaat voorzichtig zijn.
- Raadpleeg voor gebruik van het massageapparaat uw arts bij onverklaarbare pijn en wanneer u onder medische behandeling bent en/of medische apparaten gebruikt.

**vóór het gebruik van het apparaat**

- Controleer de adapter, het snoer en het massageapparaat voor ieder gebruik zorgvuldig op beschadigingen. Wanneer het apparaat mankementen vertoont, mag hij niet worden gebruikt.
- Gebruik het apparaat niet wanneer er beschadigingen aan het apparaat of aan het snoer te zien zijn, wanneer hij niet correct werkt of wanneer hij gevallen is of vochtig is geworden. Om risico's te voorkomen, kunt u het apparaat voor reparatie naar de servicedienst sturen.

**het gebruik van het apparaat**

- Het apparaat is niet bedoeld voor commerciële doeleinden of de medische sector.
- Als u twijfels heeft omtrent uw gezondheid, overleg dan met uw arts voor u het massageapparaat gaat gebruiken.
- Gebruik het massageapparaat uitsluitend in overdekte ruimtes.
- Gebruik het massageapparaat niet in vochtige ruimtes (bijv. tijdens het baden of douchen).
- Gebruik het apparaat alleen waarvoor het is bedoeld, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.
- Wanneer hij voor andere doeleinden wordt gebruikt, vervalt de garantie.
- Gebruik het apparaat alleen in de juiste positie, d.w.z. om de nek heen en steunend op de schouders.
- Gebruik het apparaat niet als u slaapt of in bed ligt.
- Gebruik het apparaat niet vlak voor u gaat slapen. De nekmassage heeft een stimulerende werking.

- Gebruik het apparaat nooit tijdens het besturen van een voertuig of het bedienen van een machine.
- Het apparaat mag maximaal 15 minuten achterelkaar worden gebruikt. Langer gebruik verkort de levensduur van het apparaat.
- Te lang gebruik kan leiden tot oververhitting. Laat het apparaat eerst afkoelen voor u het weer opnieuw gebruikt.
- Plaats en gebruik het apparaat nooit direct naast een elektrische kachel of andere warmtebronnen.
- Houd toezicht op het apparaat als de stekker in het stopcontact zit.
- Voorkom dat het apparaat in aanraking komt met puntige of scherpe voorwerpen.
- Bedek het apparaat niet als het ingeschakeld is. Gebruik hem in geen geval onder dekens of kussens. Er is kans op brand, een elektrische schok en letsel.

**onderhoud en schoonmaken**

- Het apparaat heeft geen onderhoud nodig. Als er toch een storing zou optreden, kunt u controleren of de adapter goed is aangesloten.
- U mag het apparaat alleen zelf schoonmaken. In geval van storingen of beschadigingen mag u het apparaat niet zelf repareren, u verliest dan elke aanspraak op garantie. Vraag advies aan uw verkoper en laat reparaties alleen door een erkende reparateur uitvoeren om risico's te voorkomen.
- Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Trek meteen de stekker uit het stopcontact als er toch vloeistof in het apparaat komt.
- Kinderen mogen het product niet schoonmaken zonder toezicht van een volwassene.

**Levering en verpakking**

Controleer eerst of het product compleet en onbeschadigd is. Gebruik het product bij twijfel niet en neem contact op met uw verkoper of de servicedienst. Meegeleverd:

- 1 medisana nekmassageapparaat NM 868
- 1 adapter
- 1 gebruiksaanwijzing

De verpakkingen kunnen worden hergebruikt of worden gerecycled. Scheid het verpakkingsmateriaal dat niet meer nodig is. Wanneer u bij het uitpakken transportschade ontdekt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw verkoper.

**WAARSCHUWING**  
Let erop dat er geen verpakkingsfolie in de handen van kinderen terecht komt. Er is kans op verstikking!

Het massageapparaat NM 868 is bestemd voor het doelgericht behandelen van de nek en de schouders. De aangename vibratiemassage kan worden ingesteld in twee intensiteiten. De massage kan worden aangevuld met een warmtebehandeling. Het apparaat kan ook worden gebruikt met batterijen, zodat het overal en onafhankelijk van een stopcontact kan worden gebruikt.

**ATTENTIE**  
Let op dat het apparaat niet langer dan 15 minuten achterelkaar wordt gebruikt!

**Gebruik met adapter**

1. Steek de verbindingsstekker van de adapter in de aansluiting .
2. Steek de stekker van de adapter in het stopcontact.
3. Leg het massageapparaat om de nek, zodat het voldoende steunt op de schouders.
4. Druk op de MESSAGE-knop om de massagefunctie in te schakelen. Het apparaat begint meteen met een hoge massage-intensiteit. Wanneer voor de tweede keer op de MESSAGE-knop wordt gedrukt, verandert de massage-intensiteit naar het lage niveau. Door nogmaals op de MESSAGE-knop te drukken, schakelt u de massagefunctie resp. het apparaat uit.
5. Wanneer u op de HEAT-knop drukt, schakelt de warmtefunctie in. De controlelampjes van de HEAT-knop gaan rood branden. Druk nogmaals op de HEAT-knop om de warmtefunctie uit te schakelen.
6. Steek uw handen links en rechts door de handlussen . Door naar beneden te trekken kunt u het massageapparaat op zijn plaats houden en afhankelijk van hoe hard u trekt kunt u de massage-intensiteit individueel reguleren (harder trekken aan de handlussen = hogere massage-intensiteit).
7. Als het apparaat 15 minuten ononderbroken is gebruikt, schakelt het automatisch uit.

**TIP**  
De massage-intensiteit neemt af als de warmtefunctie wordt ingeschakeld.

**Gebruik met batterijen**  
**Batterijen vervangen**

Open de rits aan de achterkant van het apparaat om bij het batterijvak te komen. Verwijder de deksel van het batterijvak. Plaats 4 batterijen (1,5 V, type AA LR6). Let op hoe u de batterijen moet plaatsen (afbeelding in het batterijvak). Sluit het batterijvak weer af met de deksel en sluit vervolgens voorzichtig de rits.

Volg de aanwijzingen, zoals beschreven in het hoofdstuk **Gebruik met adapter** om de massage- of warmtefunctie te activeren.

**TIP**  
Ook wanneer het apparaat wordt gebruikt met batterijen kan de warmtefunctie tegelijk met de massage worden ingeschakeld. Wij adviseren echter de warmtefunctie alleen te gebruiken als het apparaat wordt gevoed via de adapter, omdat deze functie veel energie kost.

**WAARSCHUWING - VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN T.A.V. DE BATTERIJ**

- Batterien niet uit elkaar halen!
- Batterij- en toestelcontacten voor het plaatsen van de batterijen indien nodig reinigen!
- Leg de batterijen onmiddellijk uit het toestel verwijderen!
- Verhoogd uitlooptgevaar, contact met huid, ogen en slijmvlies vermijden! Bij contact met accu's de betreffende plaatsen onmiddellijk met overvloedig helder water spoelen en onmiddellijk een arts opzoeken!
- Mocht er een batterij ingeslikt zijn, dan moet onmiddellijk een arts opgezocht worden!
- Altijd alle batterijen tegelijk vervangen!
- Alleen batterijen van hetzelfde type gebruiken, geen verschillende types of gebruikte en nieuwe batterijen door elkaar gebruiken!
- Plaats de batterijen correct, neem de polariteit in acht!
- Houd het batterijvak goed gesloten!
- Batterijen bij langer niet-gebruik uit het toestel verwijderen!
- Batterijen uit de buurt van kinderen houden!
- Batterijen niet heropladen! Er bestaat explosiegevaar!
- Niet kortsluiten! Er bestaat explosiegevaar!
- Niet in het vuur werpen! Er bestaat explosiegevaar!
- Bewaar onverbruikte batterijen in de verpakking en niet in de buurt van metalen voorwerpen om een kortsluiting te vermijden!
- Geef verbruikte batterijen en accu's niet met het gewone huisvuil mee, maar met het speciale afval of in een batterijverzamelstation in de vakhandel!

**Schoonmaken en onderhoud**

- Controleer voor u het apparaat schoonmaakt of het apparaat is uitgeschakeld en de adapter uit het stopcontact is. Laat het apparaat afkoelen.
- Maak het massageapparaat alleen schoon met een licht vochtige spons, Gebruik nooit borstels, bijtende schoonmaakmiddelen, benzine, verdunningsmiddelen of alcohol. Wrijf het massageapparaat droog met een schone, zachte doek.
- De hoes kan worden losgemaakt (ritssluiting) en in de wasmachine op een fijnwasprogramma met een mild wasmiddel op 30°C worden gewassen.
- Mag niet worden gebleekt, gestreken of chemisch worden gereinigd!
- Dompel het apparaat nooit onder in water om het apparaat te maken en het goed op dat er geen water of andere vloeistof in het apparaat komt.
- Gebruik het apparaat pas weer als hij helemaal droog is.
- Haal het snoer zo nodig uit de knoop.
- Rol het snoer voorzichtig op om een breuk in het snoer te voorkomen.
- Berg het apparaat bij voorkeur in de originele verpakking op en bewaar hem op een veilige, schone, koele en droge plaats.



**Afvalbeheer**

Dit apparaat mag niet samen met het huishoudelijk afval worden aangeboden. Iedere consument is verplicht, alle elektrische of elektronische apparaten, ongeacht of die schadelijke stoffen bevatten of niet, bij een milieudepot in zijn stad of bij de handelaar af te geven, zodat ze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd. Haal de batterijen uit het apparaat voordat u het apparaat verwijderd. Gooi gebruikte batterijen niet bij het huisvuil, maar breng deze naar de daarvoor bestemde afvalverwerking of lever deze in bij een speciaal daarvoor bestemd inzamelstation bij de supermarkt of elektrawinkelier. Wendt u zich betreffende het afvalbeheer tot uw gemeente of handelaar.

<b>Technische specificaties</b>	
Naam en model:	medisana nekmassageapparaat NM 868
Stroomvoorziening:	100-240V ~ 50/60Hz, 5,9V= 1,2A
Batterijen:	4 x 1,5 V, type AA LR6 (niet meegeleverd)
Automatische uitschakelijid:	Na ca. 15 minuten
Gebruiksomstandigheden:	alleen in droge ruimtes
Opbergvoorwaarden:	droog en koel
Afmetingen:	ca. 41 x 27 x 12,5 cm
Gewicht:	ca. 0,38 kg (zonder voeding en batterijen)
Artikelnummer:	88962
EAN-nummer:	40 15588 88962 2

**In het kader van onze voortdurende inspanningen naar verbeteringen, behouden wij ons het recht voor op o.a. vormgeving en op technisch gebied veranderingen aan ons product door te voeren.**

De actuele versie van deze gebruiksaanwijzing vindt u op [www.medisana.com](http://www.medisana.com)

**Garantie- en reparatiebepalingen**  
Neem voor garantiegevallen altijd contact op met uw leverancier of met ons servicecentrum. Geef aan wat het defect is en voeg een kopie van het betalingsbewijs toe als het apparaat moet worden opgestuurd. De volgende garantievoorwaarden zijn van kracht:

1. Op producten van medisana geldt een garantietermijn van drie jaar vanaf de datum van aankoop. De verkoopdatum kan door middel van het betalingsbewijs of factuur worden aangetoond.
2. Alle klachten, die het gevolg zijn van materiaal- en/of fabricagefouten worden binnen de garantietermijn kosteloos verholpen.
3. Door het verlenen van garantie wordt de garantietermijn voor het apparaat of de vervangen onderdelen niet verlengd.
4. Uitgesloten van garantie zijn:
  - a. alle schade die is ontstaan door ondeskundig gebruik, b.v. het niet op de juiste wijze volgen van de gebruiksaanwijzing.
  - b. Beschadigingen die zijn ontstaan door reparaties door de koper of een ander onbevoegd persoon.
  - c. Transportschade, die is ontstaan op weg van de verkoper naar de gebruiker of tijdens het opsturen naar het servicecentrum.
  - d. Onderdelen die normale slijtage vertonen.
5. De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid voor directe of indirecte vervolgschade die door het apparaat wordt veroorzaakt. Ook niet als de schade aan het apparaat als garantiegeval erkend is.

medisana GmbH, Jagenbergstr. 19, 41468 NEUSS, DUITSLAND

Het serviceadres vindt u op het afzonderlijk bijgevoegde blad.