



- 1 Controle-unit
- 2 Aansluiting voor adaptersnoer
- 3 Aan-/uitschakelaar
- 4 Warmtekop

**Legenda**

- Gebruik het product niet als het verfrommeld of gevouwen is!
- Steek geen naalden in het product!
- Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar!
- Gebruik het product alleen in overdekte ruimtes!
- De hoes mag met de hand worden gewassen zoals aangegeven op het etiket!
- Niet wassen! (met uitzondering van afneembare hoes)
- Niet bleken!
- Het artikel mag niet in de droogtrommel worden gedroogd!
- Niet strijken!
- Niet chemisch reinigen!
- BELANGRIJK!**  
Wanneer deze gebruiksaanwijzing niet in acht wordt genomen, kan dit leiden tot ernstig letsel of schade aan het product.

**WAARSCHUWING**  
Deze waarschuwingen moeten worden nageleefd om mogelijk letsel van de gebruiker te voorkomen.

**ATTENTIE**  
Deze instructies moeten worden nageleefd om mogelijke beschadigingen aan het product te voorkomen.

**TIP**  
Deze tips geven u nuttige aanvullende informatie over de installatie of de werking.

Beschermingsklasse II

**LOT** LOT-nummer

Producent



**NL Veiligheidsinstructies**

Lees de gebruiksaanwijzing en met name de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product gaat gebruiken en bewaar de gebruiksaanwijzing. Geef deze gebruiksaanwijzing ook altijd mee als u het product aan iemand anders geeft.



*over de voeding*

- Let op dat het product is uitgeschakeld voor u het aansluit op de stroomtoevoer en dat de op het etiket vermelde elektrische spanning overeenkomt met de spanning van uw elektriciteitsnet.
- Het product mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde adapter.
- Stel de adapter, het snoer en het product niet bloot aan hoge temperaturen, hete oppervlakken, vocht of vloeistoffen.
- Raak de adapter niet aan als u in het water staat of als u natte of vochtige handen heeft.
- Steek de adapter alleen in een goed toegankelijk stopcontact.
- Schakel het product na gebruik altijd uit met de knop op de bedieningsunit en haal de stekker uit het stopcontact of de stekker uit de voedingsaansluiting 2. Trek niet aan snoeren!
- Trek, draai of til het product niet op aan het snoer of de adapter.
- Zorg dat niemand over het snoer kan struikelen. Het snoer mag niet geknikt of verdraaid worden of bekneeld raken.

*voor bijzondere personen*

- Gebruik het product niet bij kinderen, mindervaliden of slapende personen en evenmin bij mensen die ongevoelig zijn voor warmte en niet kunnen reageren op een oververhitting.
- Dit product kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis. Houd wel toezicht op deze personen en begeleid ze wat betreft het veilige gebruik van het product en de mogelijke gevaren.
- Kinderen mogen niet met het product spelen.
- Kinderen die jonger dan 3 jaar zijn, mogen dit product niet gebruiken, omdat ze niet in staat zijn te reageren op oververhitting.
- De elektromagnetische velden die afkomstig zijn van dit elektrische product kunnen in bepaalde omstandigheden de werking van uw pacemaker storen. Overleg daarom met uw arts en de fabrikant van uw pacemaker voor u dit product gaat gebruiken.
- Als u twijfels heeft omtrent uw gezondheid, overleg dan met uw arts voor u het product gaat gebruiken.

*het gebruik van het product*

- Gebruik het product alleen waarvoor het is bedoeld, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.
- Wanneer het voor andere doeleinden wordt gebruikt, vervalt de garantie.
- Het product is uitsluitend geschikt voor gebruik in overdekte ruimtes.
- Controleer voor elk gebruik zorgvuldig of er sporen van slijtage en/of beschadigingen zichtbaar zijn. Gebruik het product niet als u slijtage, beschadigingen of tekenen van onjuist gebruik constateert.
- Controleer of de voeding goed is aangesloten in geval van een storing. Open het product niet. Het bevat geen onderdelen die door de consument moeten worden schoongemaakt of onderhouden.
- Gebruik het product alleen op de juiste plaats, zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
- Het product is niet geschikt voor commercieel of medisch gebruik (bijv. in ziekenhuizen).

- Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Haal direct de stekker uit het stopcontact als er toech vocht in het product is gekomen.
- Gebruik het product niet als het nat is, gebruik het alleen in een droge omgeving (niet in de badkamer e.d.).
- Zet geen elektrische apparaten op plaatsen waar ze in een badkuip of een wastafel zouden kunnen vallen.
- Gebruik het product niet als u slaapt of in bed ligt.
- Zeer lang ononderbroken gebruik kan leiden tot oververhitting. Laat het product eerst afkoelen voor u het weer opnieuw gebruikt.
- Zet het product nooit aan zonder toezicht.
- Er mogen geen veiligheidsspelden of andere spitse of scherpe voorwerpen worden aangebracht of ingestoken.
- Bedek het product niet als het ingeschakeld is. Gebruik het in geen geval onder dekens of kussens. Dat zou kunnen leiden tot brand, een elektrische schok of letsel.
- Gebruik of bewaar het product nooit naast een fornuis of een andere warmtebron.

*onderhoud en schoonmaken*

- Repareer het product niet zelf wanneer er zich een storing voordoet. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een erkende specialzaak of een daartoe gekwalificeerde persoon.
- Kinderen mogen het product niet schoonmaken zonder toezicht van een volwassene.
- Om gevaarlijke situaties te voorkomen mag een beschadigd snoer of een beschadigde adapter alleen worden vervangen door **medisana**, een erkende specialzaak of een daartoe gekwalificeerde persoon.
- Laat het product eerst afkoelen voor u het opbergt.
- Plaats tijdens de opslag geen voorwerpen op het artikel om scherpe knikken te voorkomen.

**Levering**

Controleer eerst of het product compleet en onbeschadigd is. Gebruik het product bij twijfel niet en neem contact op met uw verkoper of de servicedienst.

Meegeleverd:

- 1 **medisana** wigkussen OL 300
- 1 adapter
- 1 gebruiksaanwijzing

Wanneer u bij het uitpakken transportschade ontdekt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw verkoper.

**WAARSCHUWING**  
Houd verpakkingsfolie buiten het bereik van kinderen!  
Er is kans op verstikking!

**Gebruik**

1. Steek de adapter in het stopcontact en verbind de stekker aan het uiteinde van het snoer met de voedingsaansluiting 2.
2. Het wigkussen kan op twee manieren worden gebruikt: om op te zitten liggend op de zitting van een stoel en als steun voor de lendenwervels staand tegen de rugleuning van een stoel (m.b.v. klittenband).
3. Druk op de aan-/uitknop 3 om het kussen in te schakelen. De warmte schakelt op het hoogste of laagste gebruikte niveau in.
4. Door op de warmtekop 4 te drukken, kunt u wisselen tussen de warmteniveaus 1, 2 en 3. Na 120 minuten schakelt het kussen automatisch uit.
5. Druk op de aan-/uitknop 5 om het kussen handmatig uit te schakelen.

**Problemen en oplossingen**

Controleer of de voeding goed is aangesloten als het product, nadat het is ingeschakeld, helemaal GEEN reactie laat zien. Wanneer dit goed is aangesloten, is het artikel defect. Gebruik het in dat geval niet en neem contact op met een servicedienst.

**Schoonmaken en onderhoud**

- Haal eerst de stekker uit het stopcontact en laat het kussen minstens 10 min. afkoelen voor u het gaat schoonmaken.
- De hoes kan worden losgehaald en als volgt met de hand worden gewassen: 15 minuten laten inweken in koud water en een mild wasmiddel, daarna uitspoelen met schoon, koud water.
- Mag niet worden gebleekt, gestreken of chemisch worden gereinigd!
- Gebruik het artikel pas weer als het helemaal droog is.
- Haal het snoer zo nodig uit de knoop.
- Bewaar het artikel op een schone en droge plaats, vouw het niet dubbel en leg er niets bovenop.

**Weggooiën**

Dit product mag niet bij het huisvuil worden weggegooid. Elke consument is verplicht om alle elektrische of elektronische apparaten, om het even of ze schadelijke stoffen bevatten of niet, in te leveren bij een milieustraat of bij een winkel waar een vergelijkbaar product wordt aangeschaft, zodat ze milieuvriendelijk kunnen worden afgevoerd en verwerkt. Neem over de afvoer en verwerking contact op met uw gemeente of uw verkoper.

**Technische gegevens**

Naam en model: **medisana wigkussen OL 300**  
Voeding: 100-240 V~, 50/60 Hz, 12 V 1A  
Verwarmingcapaciteit: ca. 14 W  
Autom. uitschakeling: 120 minuten  
Temperatuurniveaus: 1: 40°C±5°C; 2: 50°C±5°C; 3: 60°C±5°C;

Gebruiksvoorwaarden: alleen gebruiken in droge ruimtes en overeenkomstig de gebruiksaanwijzing

Bewaaramstandigheden: niet dubbelvouwen, schoon en droog

Afmetingen ca.: 45 x 37 x 7 cm  
Gewicht ca.: 735 g  
Artikelnr.: 60273  
EAN-nr.: 40 15588 60273 3

In het kader van continue productverbeteringen behouden wij ons technische wijzigingen en wijzigingen qua vormgeving voor.

De meest actuele versie van deze gebruiksaanwijzing kunt u vinden op [www.medisana.com](http://www.medisana.com)

**Garantie- en reparatievoorwaarden**

Neem voor aanspraak op de garantie contact op met uw specialzaak of direct met de servicedienst. Geef aan wat het defect is en voeg een kopie van de aankoopbon toe als het apparaat moet worden opgestuurd.

De volgende garantievoorwaarden zijn van kracht:

1. Op producten van **medisana** geldt vanaf de verkoopdatum een garantie van 3 jaar. De verkoopdatum moet in het geval van garantie kunnen worden aangetoond met een aankoopbon of factuur.
2. Gebreken als gevolg van materiaal- of productiefouten worden binnen de garantieperiode gratis verholpen.
3. Door het verlenen van garantie wordt de garantieperiode van het product of de vervangende onderdelen niet verlengd.
4. Van garantie zijn uitgesloten:
  - a. alle schades die zijn ontstaan door onjuist gebruik, bijv. door het niet naleven van de gebruiksaanwijzing.
  - b. schades die het gevolg zijn van een reparatie of interventie door de koper of een onbevoegde derde.
  - c. transportschades die zijn ontstaan op weg van de fabrikant naar de gebruiker of bij het opsturen naar de servicedienst.
  - d. onderdelen die normale slijtage vertonen.
5. Een aansprakelijkheid voor directe of indirecte gevolgschade die is veroorzaakt door het product is ook uitgesloten, wanneer de schade aan het product wordt erkend als garantie.

**medisana GmbH**  
Jagenbergstr. 19  
41468 NEUSS  
DUITSLAND

De contactgegevens van de servicedienst staan vermeld op de losse bijlage.