

NOTICE D'UTILISATION

DU BLANCHISSEUR DENTAIRE A ULTRASON

- Ne pas placer le blanchisseur à la lumière directe. Le placer dans un endroit entre -10° et 40°.
- Ne pas laver le manche au savon ou sous l'eau.
- Produit réservé à l'adulte.
- Notre blanchisseur contient une batterie. Ne pas exposer à des températures élevées ou près d'une source de chaleur.
- En cas de problème, ne pas ouvrir le blanchisseur par vous même.
- Ne pas charger près d'une source d'eau.

> Lors la première utilisation, vous aurez une autonomie d'environ 2 heures.

Laissez votre blanchisseur se décharger complètement.

> Pour mettre notre blanchisseur en route, pressez sur le bouton ON.

> Vous pouvez augmenter ou diminuer l'intensité de fonctionnement du blanchisseur, avec les flèches situées au-dessus et en-dessous du bouton ON.

> Après vous être lavé les dents, placez le haut du blanchisseur (la partie en métal), à 45° de votre dent. Commencez le nettoyage sur votre dent.

> Une fois terminé, vous pouvez nettoyer la partie métallique sous l'eau.

> Pour recharger notre blanchisseur, il suffit d'utiliser le câble fournit et de l'insérer dans l'embout situé à l'arrière du blanchisseur.

Le blanchisseur sera en charge tant que la lumière reste rouge.

Il sera complètement chargé, quand la lumière sera verte.