



# PAINHUNTER

 Brugermanual for Painhunter Pro

**01** Produktintroduktion

02 Specifikationer

**03** Mundstykker

04 Instruktioner

**05** Funktion

06 Advarsler

**07** Forsigtighedsregler

08 Vedligeholdelse

**09** Opladning

10 Reklamationsret



# 01 PRODUKTINTRODUKTION

---

Painhunter massagepistol er en ledningsfri massageapparat som kan bruges af alle. Massagepistolen kommer med 4 forskellige udskiftelige hoveder, en rejsetaske og en oplader.

Massagepistolen har et display og en tænde/slukke knap.

Det hele styres ved at trykke på den sorte knap.

Hovederne er nemme at tage på og af, da det kun kræver at man skubber dem i og så er massagepistolen klar til brug.

Massagepistolen hjælper på ømme muskler, forøger blodcirkulationen, forebygger knuder og myoser - og ikke mindst, hjælper den med afslapning.



## 02 SPECIFIKATIONER



**Battery type:** Lithium Ion Battery

**Batteri kapacitet:** 11,1V, 2000 mAh/22.2Wh

**Hastighed:** 1600 – 3200 RPM/min

**Charging time:** 180 min

**Batteri tid:** 360 min

**Input:** DC 5v/2A

## 03 MUNDSTYKKER

**A** Fladt hoved er specielt godt til de store muskelgrupper som f.eks lår og baller

**B** Passer godt til lår, lægge og ankler. Derudover er det perfekt til rygsøjlen

**C** Bruges til almindelig massage over hele kroppen og det er meget behageligt at bruge

**D** Bruges mest til lokale smerter eftersom det er et mindre hived, og rammer mere præcist



Fladt hoved

Gaffel hoved

Kugle hoved

Bullet hoved

PAINHUNTER

**A**

**B**

**C**

**D**



## **04 INSTRUKTIONER**

---

1. Vælg et af de fire forskellige hoveder og sæt det på.  
Du kan forsigtigt dreje hovedet når du tager det af og på.
2. Du skal starte med at holde på den lille sorte knap i 3 sekunder.  
Massagepistolen går bagefter i gang, ved den laveste hastighed.
3. Brug knappen til at vælge en af de fire hastigheder.
4. Efter den 5. hastighedsindstilling er massagepistolen på standby, og det betyder at den ikke er slukket.
5. Når du er færdig med at bruge massagepistolen, skal du blot holde den sorte knap nede i 3 sekunder så slukker den automatisk.



## **05 FUNKTION**

---

Start med at slukke for massagepistolen når du vil justere for armens vinkel.

Tryk og hold armjusteringsknappen, juster massagearmen til den ønskede position, og slip knappen.

Der er tre forskellige vinkel justeringer fra 0, 45 og 90 grader.

Brug de forskellige vinkler for at kunne massere præcis på de punkter og områder du har lyst til.

### **Hastighedsindstillinger**

1. Hastighed → 26Hz - 1800 rpm
2. Hastighed → 33Hz - 2000 rpm
3. Hastighed → 40Hz - 2400 rpm
4. Hastighed → 46Hz - 2800 rpm
5. Hastighed → 53Hz - 3200 rpm



## **06 ADVARSLER**

---

1. Brug ikke massagepistolen under vand eller i forbindelse med vand.
2. Hold væk fra væsker og varmekilder.
3. Hold udluftningshullerne fri for støv og snavs.
4. Skru ikke skruerne ud og forsøg ikke at skille massagepistolen ad.
5. Brug ikke massagepistolen i mere end 1 time ad gangen.
6. Lad massagepistolen være slukket lidt, før du bruger den igen.
7. Misbrug ikke massagepistolen.
8. Aldrig lad massagepistolen være uden opsyn, imens den er i brug eller til opladning.
9. Anbring ikke objekter eller andet i massagepistolens ventilationshuller.
10. Brug ikke massagepistolen mere end 60 sek. pr. område.





## 07 FORSIGTIGHEDSREGLER

---

### Sikkerhedsanvisninger

1. Kun til brug for voksne.
2. Brug altid massagepistolen under opsyn.
3. Må ikke bruges på hovedet, knogler og led.
4. Der kan opstå blå mærker, uanset hvordan du styrer hastigheden eller trykket.
5. Kontakt din læge hvis der er tegn på smerter eller om du må bruge den i forbindelse med skader.

### Ansvarsfraskrivelse

*BRUG IKKE MASSAGEPISTOLEN UDEN FØRST AT HAVE FÅET DIN LÆGES TILLADELSE, HVIS NOGET AF NEDENSTÅENDE GÆLDER  
(Dette betyder ikke at du ikke må bruge massagepistolen, men vi råder dig til at kontakte din læge først)*

Gravide, personer med diabetes, komplikationer, nethindeskader, nylig operation, epilepsi, migræne, diskusprolaps, brug af pacemaker, spondylolistese, spondylyose eller spondylolysis, nylige ledudskiftninger eller IOU'er, metalstifter eller -plader eller enhver bekymring omkring dit fysiske heldbred. Svage personer og børn skal følges af en voksen når de bruger apparatet.



## **08 VEDLIGEHOLDELSE**

---

Hvis du skal rengøre massagepistolen, sluk den først og tag den ud af opladeren, hvis den er til opladning.

Brug en fugtig klud til at rengøre massagepistolen og tør efter med en blød klud.

Brug rejsetasken til rejser, for sikker opbevaring.



## **09 OPLADNING**

---

Når du skal oplade massagepistolen, skal du tilslutte USB ledningen til en opladnings adapter og bagefter til en stikkontakt.

Når massagepistolen oplader, så blinker batteriindikatoren, så du kan følge med i hvor meget strøm den har.

Når massagepistolen er færdig med at blinke, ville batteriindikatoren lyse op.

Det tager omkring 120–360 minutter for massagepistolen at være fuldt opladt.

Du kan ikke bruge massagepistolen under opladning.

Batteriet kan genoplades, uanset batteriniveau.



# 10 REKLAMATIONSRET

---

Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven.

Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation.

Du kan få varen repareret, ombyttet, pengene retur eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert håndtering af produktet/ydelsen.

Du skal reklamere i "rimelig tid" efter du har opdaget manglen/fejlen.

Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at fejlen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger.

Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage.

Husk også at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Ved returnering, reklamationer og benyttelse af fortrydelsesretten, skal varen sendes til:

**ShopMovers ApS | Karupvej 7, st. | 8000 Aarhus C**

Der modtages ikke forsendelser pr. efterkrav.

