

# Manuel d'utilisation

## BeautyMask LED



- 192 LED
- 7 Couleurs
- 1 Extension pour le cou
- 1 Mode galvanique
- 1 Télécommande
- 1 Chargeur
- 100% naturel
- Sans danger
- Sans UV
- Non-envahissant
- Discret
- Soin professionnel à domicile
- Améliore la texture de la peau



MyBeautyRitual

## BeautyMask LED

## 1 – Principe d'action et fonctions

Notre BeautyMask LED utilise le principe de la thérapie photodynamique, la stimulation des cellules profondes et améliore le métabolisme de la peau.

Quand la lumière est absorbée par la peau, l'énergie de la lumière LED est convertie en énergie à l'intérieur des cellules de la peau. Ainsi la peau produit une réaction photochimique, enzymatique qui augmente l'oxygénation de la peau.

L'augmentation du glycogène et de la teneur en protéine assure un effet antioxydant qui favorise le renouvellement cellulaire.

Les fibres de collagènes sont renforcées et permettent de bloquer et d'éliminer les taches brunes liées à la production de mélanine.

Notre BeautyMask LED accélère la croissance des cellules, augmente la circulation sanguine, stimule la production de collagène et améliore l'élasticité de la peau. Il a un effet important sur le renouvellement cellulaire favorisant la diminution des rides et ridules, les peaux acnéiques, les taches pigmentaires, pores dilatés, aide à l'apaisement des coups de soleil.

## 2 – Sept couleurs LED pour résoudre vos problèmes de peau

### **Lumière rouge :**

Le rouge est la couleur qui pénètre le plus profondément dans la peau (longueur d'onde 630 nm). Elle va stimuler les fibroblastes de la peau et ainsi augmenter la production de collagène et d'élastine responsables de la fermeté du visage.

### **Lumière bleue :**

S'attaque aux bactéries que l'on retrouve dans les boutons d'acné, puisque l'acné est une maladie bactérienne. Pour la traiter il faut éradiquer la bactérie bacilliforme qui cause les lésions : Propionibacterium acnés. Totalement indolore, la photomodulation par LED peut s'utiliser en complément des traitements prescrits sans risque d'effets secondaires.

C'est une méthode non invasive.

De nombreuses études scientifiques ont démontré l'efficacité de la longueur d'onde correspondante au bleu (450 nm) comme traitement naturel contre l'acné. La lumière pénètre la peau induisant une réaction différente en fonction de la couleur employée.

Le traitement LED pour l'acné repose sur 2 couleurs selon la phase acnéique :

A - Pendant la phase éruptive, vous utiliserez d'abord la couleur bleue pour ses propriétés antibactériennes et antiseptiques. La photomodulation vous permettra de vous débarrasser de la bactérie responsable de l'acné, prenant le problème à la source. Vous complétez votre séance par un traitement LED rouge afin de diminuer l'inflammation de la peau.

B - Une fois la peau nettoyée de la bactérie, les LED rouges aident à la cicatrisation des lésions, limitant ainsi les cicatrices disgracieuses. Pour soigner un problème d'acné l'utilisation conjointe du bleu et du rouge au cours d'une même séance est indispensable et garanti des résultats rapides.

### **Lumière verte :**

Agit sur l'éclat du teint en atténuant les taches mélaniques ou taches brunes. (longueur d'onde 550 nm)

### **Lumière violette :**

Utilisée pour potentialiser les effets des injections de polyvitamine et d'acide hyaluronique. Totalement indolore et sans effet secondaire, la chromo stimulation se pratique en toutes saisons sur toutes les peaux. Elle ne procure ni chaleur, ni effets secondaires, ni éviction sociale. Elle procure un effet relaxant, calmant et anti-inflammatoire. (longueur d'onde Rouge + Bleu, 415 + 630 nm)

### **Lumière jaune :**

Calme les rougeurs. Elle améliore la circulation sanguine et lymphatique et a ainsi un effet drainant stimulant et anti-gonflement. (longueur d'onde 580 nm)

### **Lumière Cyan :**

Cette combinaison de deux couleurs (vert + bleu) agit à la fois sur les problèmes d'acné légère, les taches brunes, le teint brouillé. Elle permet aussi de réguler la production de sébum et d'affiner le grain de peau en atténuant les pores dilatés. Cette couleur est aussi utilisée pour le traitement du psoriasis. (longueur d'onde Verte + Bleue, 415 + 520 nm)

### **Lumière Blanche :**

Pénètre profondément la peau, augmente progressivement l'énergie des cellules, améliore l'apparence des ridules et détend la peau.

Pour optimiser l'effet anti-âge et perfecteur de peau, le masque est équipé 7 ports galvaniques micro-courants (amovibles). Stimulés électriquement à basse fréquence, les muscles se contractent et aident à tonifier et "lifter" un peu plus la peau.

## 3 – Conseils d'utilisation

### Étape 1

Bien nettoyer votre visage et laisser sécher naturellement afin de ne pas irriter votre peau avant votre séance.

### Étape 2

- Prenez la télécommande
  - Branchez le cordon d'alimentation (noir) sur le secteur ainsi que les deux câbles USB (blancs) sur la télécommande et le masque.
  - Démarrez le masque
  - Choisissez la couleur de votre soin, le temps par défaut est de 30 mn
- Vous pouvez choisir l'intensité lumineuse sur le bouton 5
- Le bouton Flicker n°2 vous permet de choisir le mode flash du masque
  - Si vous souhaitez combiner avec la micro stimulation électrique avec les électrodes, vous pouvez régler l'intensité avec les boutons 1



### Étape 3

Une fois vos réglages effectués, positionnez votre BeautyMask LED sur votre visage et mettez-vous dans une position confortable et propice à la détente pour profiter pleinement de votre séance. De préférence en position allongée si vous utilisez la stimulation par micro-courant. À la fin de la séance (généralement entre 15 à 30 minutes), le boîtier de commande éteint automatiquement les LED, c'est le moment d'enlever votre BeautyMask LED.

## 4 – IMPORTANT

### DANGER

- Évitez de mouiller l'adaptateur.
- Si l'appareil est endommagé ne touchez aucun de ses composants internes afin d'éviter tout risque d'électrocution,
- L'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. N'utilisez jamais cet appareil dans un environnement humide (p. ex. près d'une baignoire remplie d'eau d'une douche en fonctionnement ou d'une piscine).

### Avertissement

- Ces appareils ne sont pas destinés à être utilisés par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites à moins qu'elles ne soient sous surveillance ou qu'elles n'aient reçu des instructions quant à l'utilisation des appareils par une personne responsable de leur sécurité.
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- L'appareil n'est pas destiné à des enfants de moins de 15 ans. Les adolescents de 15 à 18 ans peuvent l'utiliser avec l'autorisation et/ou l'aide de leurs parents ou des personnes qui exercent sur eux l'autorité parentale. Les adultes de plus de 18 ans peuvent utiliser cet appareil en toute liberté.
- Vérifiez toujours l'appareil avant utilisation N'utilisez pas l'appareil ou l'adaptateur s'il est endommagé Remplacez toujours une pièce endommagée par une pièce du même type.
- L'adaptateur contient un transformateur N'essayez pas de connecter un autre type d'adaptateur an d'éviter tout accident
- Cet appareil n'est pas lavable. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau et ne le rincez pas sous le robinet.
- Pour des raisons d'hygiène, l'appareil doit être utilisé par une seule personne
- N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles Il a été conçu (voir le mode d'emploi).
- N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil.
- La lumière diffusée produite par l'appareil est sans danger pour vos yeux. Ne regardez pas le flash en cours d'utilisation de l'appareil, il n'est pas nécessaire de porter des lunettes pendant l'utilisation. Utilisez l'appareil dans une pièce bien éclairée afin que la lumière soit moins éblouissante pour vos yeux.

## 4 - Qui ne doit pas utiliser le BeautyMask LED

N'utilisez pas l'appareil si vous êtes enceinte ou allaitez, car il n'a pas été testé sur les femmes enceintes ou allaitant.

N'utilisez jamais l'appareil si vous portez un implant actif quelconque tel qu'un stimulateur cardiaque, un neurostimulateur, une pompe à insuline, etc.

Médicaments/historique

N'utilisez jamais l'appareil si vous êtes dans l'un des cas suivants :

Si vous suivez ou avez suivi la semaine précédente un traitement à base d'acides alpha hydroxylés (AHA) d'acides bêta hydroxylés (BHA), d'isotrétinoïne topique et d'acide azélaïque

Si vous avez pris de l'Accutane ou du Roaccutane\*à

l'isotrétinoïne sous toute forme que ce soit au cours des six derniers mois. Ce traitement rend la peau plus susceptible aux déchirures plates et irritations

## 5- Garantie de satisfaction :

Vous êtes couvert par une garantie complète du fabricant d'un an et notre garantie de satisfaction de 14 jours. Notre équipe du service client traitera toutes vos demandes dans un délai de 12 heures ouvrables.



copyright (©) My Beauty Ritual - all rights reserved  
[www.mybeautyritual.fr](http://www.mybeautyritual.fr)

[contact@mybeautyritual.fr](mailto:contact@mybeautyritual.fr)

