

# BEDIENUNGSANLEITUNG

## MASSAGEPISTOLE MINI

### Bedienungsanweisung

1. Austausch des Massagekopfes: Stecken Sie einen beliebigen Massagekopf Ihrer Wahl in den Lochbereich an der Vorderseite der Massagepistole. Achten Sie beim Austausch des Massagekopfes darauf, dass Sie diesen nur bei ausgeschalteter Pistole austauschen.
2. Drücken Sie den Start-Knopf (Power Knopf unten am Griff der Pistole) für 3 Sekunden, um die Massagepistole zu starten. Die Kontrolllichter zeigen, in welchem Gang (Stärke) sich die Pistole befindet. Das erste blaue Licht leuchtet, wenn die Pistole eingeschalten wird, und zeigt den ersten Gang auf. Drücken Sie den Start-Knopf nun noch einmal, um in den Gang 2 zu schalten, der durch zwei blaue Lichter angezeigt wird. Drücken Sie den Start-Knopf erneut, drei blaue Lichter leuchten auf, was den Gang 3 darstellt. Drücken Sie den Start-Knopf ein viertes Mal, vier blaue Lichter leuchten auf, was den Gang 4 anzeigt. Drücken Sie den Start-Knopf erneut, leuchtet wieder 1 blaues Licht, also Gang 1.
3. Drücken Sie den Start-Knopf für 3 Sekunden, alle Lichter gehen aus und die Pistole ist ausgeschaltet.
4. Um das Gerät zu schützen, schaltet sich das Gerät nach 10min Gebrauch automatisch aus.

### Hinweise zum Akku

1. Der Akku kann in 2,5-3 Stunden vollständig aufgeladen werden. Die Akkulaufzeit kann sich je nach Gangeinstellung ändern. Wenn die Batterieleuchte blinkt, ist die Massagepistole vollständig geladen.
2. Das Starten des Geräts während des Ladevorgangs ist aus Sicherheitsgründen nicht möglich.

### Sicherheitshinweise

Um die Gefahr von Stromschlägen, Bränden und Verletzungen zu verringern, muss dieses Produkt gemäß den folgenden Anweisungen verwendet werden:

1. Nur Erwachsene dürfen das Gerät benutzen (18 Jahre +)
2. Das Gerät sollte nicht direkt auf der Haut angewendet werden, um so die Haut nicht zu verletzen. Tragen Sie Kleidung oder legen Sie ein Handtuch auf Ihren Körper, wenn Sie das Gerät verwenden. Erzeugen Sie bei der Verwendung des Geräts nicht zu viel Druck auf den Körper und halten Sie das Gerät ständig in Bewegung. Das Gerät sollte nicht länger als 20 Sekunden auf demselben Körperteil/Zone genutzt werden.
3. Das Gerät darf nur an weichen Körperteilen angewendet werden. Es sollte nicht am Kopf, an einem Knochen oder an einem anderen harten Körperteil angewendet werden.

4. Häufige Anwendung an der gleichen Körperstelle kann Juckreiz verursachen. Sollten Sie bei der Anwendung ein schlechtes oder unangenehmes Gefühl oder Schmerzen spüren, stoppen Sie die Anwendung am betroffenen Körperteil sofort.
5. Halten Sie Ihre Finger, Haare oder andere Körperteile von der Seite des bewegenden Aufsatzes bei laufender Maschine und der Kühlöffnung des Ladeanschlusses fern, um Verletzungen zu vermeiden.
6. Halten Sie das Gerät von Wasser und Flüssigkeiten fern. Es darf niemals Wasser oder Flüssigkeiten durch die Öffnung beim Aufsatz oder die Kühlöffnung des Ladeanschlusses in das Gerät gelangen.
7. Überprüfen Sie das Gerät und den Akku jedes Mal sorgfältig, bevor Sie es verwenden, um sicherzustellen, dass diese in normalem Zustand sind.
8. Verwenden Sie kein anderes als das mitgelieferte Ladekabel.
9. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor.
10. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt laufen.

## **Wartung**

1. Wischen Sie die Oberfläche des Geräts mit einem leicht feuchten Tuch ab und trocknen Sie es anschließend mit einem weichen, trockenen Tuch.
2. Bei längerer Nichtbenutzung oder auf Reisen legen Sie das Gerät bitte in die Originalverpackung versorgen Sie das Gerät innerhalb 30 Tage wieder mit Strom.

## **Warnung**

1. Entfernen Sie keine Schrauben und nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät und an den Zusatzteilen vor.
2. Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch von maximal 1 Stunde aus, halten Sie es danach für mindestens 30min ausgeschaltet.
3. Während des Ladevorgangs darf das Gerät nicht benutzt werden.
4. Es ist verboten, das Gerät bei verletzten Körperteilen zu verwenden, ohne vorher einen Arzt zu konsultieren.

## **Haftungsausschluss & Kontraindikationen**

Vor der Verwendung des Geräts ist es notwendig, die Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen und das Gerät gemäß den Anweisungen zu verwenden. Wenn ein Kunde durch den falschen Gebrauch des Geräts (Verwendung nicht gemäß den Anweisungen) verletzt wird oder einen Schaden erleidet, übernimmt das Unternehmen keine rechtliche Verpflichtung. Ohne die Genehmigung eines Arztes zur Verwendung des Geräts mit hohen Geschwindigkeiten, hohem Druck oder wenn ein Arzt die Verwendung des Geräts verbietet, darf das Gerät unter folgenden Bedingungen nicht verwendet werden: Diabetes, Schwangerschaft, Neuropathie, Netzhautschäden, Verwendung von Herzschrittmachern, kürzliche Operationen, Epilepsie, Migräne, Bandscheibenvorfall, Spondylitis,

kürzlicher Gelenkersatz, Intrauterinpeppar, jegliche Probleme/Schmerzen am Körper, Schwäche bei Erwachsenen sowie Kindern. Wenn ein Arzt die Verwendung unter den genannten Bedingungen genehmigt, muss das Gerät vorsichtig und in Begleitung eines Erwachsenen verwendet werden.

Diese Kontraindikationen bedeuten nicht, dass Sie dieses Gerät nicht verwenden können, jedoch empfehlen wir Ihnen, einen Arzt zu konsultieren, bevor Sie das Gerät verwenden und es nur mit der Erlaubnis des Arztes zu verwenden.

## **Garantie**

Innerhalb eines Jahres nach dem Kauf des Produkts wird das Unternehmen bei Produktfehlern, die auf Konstruktions- oder Materialfehler zurückzuführen sind, Teile kostenlos reparieren oder ersetzen oder das gesamte Produkt austauschen.

Umstände, unter denen das Gerät oder Teile des Geräts nicht kostenlos ersetzt werden:

1. Geräteschäden, die durch unsachgemäße Bedienung oder Transport entstanden sind
2. Zerlegen und Reparieren des Geräts ohne Genehmigung
3. Nichtbeachtung der Betriebsanleitung
4. Überlastung der Auslegungsparameter des Produkts
5. Beschädigung des Produkts durch eine abnormale und schlechte Lager- oder Wartungsumgebung
6. Zeitpunkt des Kaufs: mehr als 1 Jahr