

Lumina One

Shine On.



Flume



DUELE?

Lumina One tiene 5 niveles, ninguno es doloroso. Dependiendo de la zona en la que vaya a utilizarlo puede utilizar la intensidad de acuerdo a la sensibilidad. Solo sentirá un poco de calor en cada pulsación.



ES DEFINITIVO?

Si, los resultados son definitivos.

Durante el proceso el vello comenzará a crecer más lento y será más delgado. Eventualmente dejará de crecer por completo desde la raíz.



TIEMPO PARA RESULTADOS

Los resultados se ven a partir de la 3ra/4ta semana y los resultados finales a partir de la 12va semana.

Estos resultados pueden variar.



DONDE SE UTILIZA

Lumina One se puede utilizar en todo el cuerpo, incluyendo las áreas sensibles como cara, bikini y axilas!

ES SEGURO?

Si, el laser IPL es seguro para la piel. y no representa ningun riesgo para la piel. Flume cuenta con varias certificaciones de seguridad internacional.





TIPO DE PIEL

Se puede utilizar en todo tipo de piel, se recomienda seguir la siguiente escala.

Las pieles mas oscuras tienen mas melanina y absorbe mas energia luz esto puede llegar a ser peligroso.



SESIONES Y FRECUENCIA

Primer mes: 2 a 3 veces a la semana.

Segundo mes: 1 a 2 veces a la semana.

Tercer mes: 1 vez a la semana.

En cada sesion la maquina debe pasar por la misma zona 2 a 3 veces.



COMO FUNCIONA?

El tratamiento es fototérmico, no invasivo e indoloro. la luz pulsada intensa (ipl) actúa debajo de la superficie de la piel calentando la raíz del vello. la melanina del vello absorbe las pulsaciones emitidas y ayuda a romper el ciclo de crecimiento.

COMO COMENZAR?

- Conecta tu dispositivo a la corriente y comienza tu tratamiento.
- Acerque la máquina a la zona deseada para que quede vertical a la piel y aplique el tratamiento láser.
- Rasure el área antes de cada sesión, de esta manera es más fácil llegar a la raíz.
- No requiere baterías ni cargas.





INFORMACION Y PRECAUCIONES

QUE SUCEDE DESPUES DE LOS 3 MESES DE USO?

A partir del tercer mes solo tendrá que realizar retoques



NO UTILIZAR EN:

- Lunares (pero si alrededor)
- Tatuajes (pero sí alrededor)
- Piel recientemente bronceada (2 semanas)
- Piel con cremas o aceites
- No recomendamos el uso en personas embarazadas
- Si tienes casos de piel hipersensible por favor consulta con tu médico antes
- Cerca de los ojos
- En manchas oscuras, como pecas grandes, marcas de nacimiento o verrugas, en la zona que va a tratar.
- Si tiene estados de la piel anormales debido a diabetes u otra enfermedad sistémica o metabólica.
- Si tiene antecedentes de brotes de herpes en la zona que va a tratar, a menos que haya consultado a un médico y haya recibido tratamiento preventivo.
- Si tiene una enfermedad que provoque sensibilidad a la luz, como porfiria, erupción lumínica polimórfica, lupus, urticaria solar, etc.
- Si padece epilepsia con sensibilidad a la luz parpadeante.
- Si ha recibido radioterapia o quimioterapia en los últimos 3 meses.
- Si tiene un implante, como un marcapasos o una bomba de insulina, en la zona que va a tratar.
- No utilice el aparato en los pezones, las areolas,
- Los hombres no deben utilizarlo en el escroto.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

Sistema de seguridad integrado: lumina one tiene un sistema de seguridad integrado que protege los ojos. este sistema evita que se produzcan pulsos de luz accidentales sin estar en contacto con la piel.

VENTAJAS

- tecnología “luz pulsada intensa” (intense pulsed light, ipl) para uso doméstico.
- IPL es uno de los métodos más efectivos para eliminar el vello corporal no deseado. produce resultados a largo plazo ya que reduce y elimina el crecimiento del vello.
- No necesita piezas de repuesto, por lo que no hay gastos ocultos
- De acuerdo con un uso regular y régimen de tratamiento recomendado para un usuario
- Lumina One incorpora una lámpara de alto rendimiento que no requiere sustitución. esta lámpara puede generar más de 900.000 pulsos permitiendo mantener los resultados de manera continua durante más de 12 años, al mismo tiempo que le ahorra dinero en costosas sustituciones de la lámpara.

PELIGRO

- Mantenga el aparato y el adaptador siempre secos.
- No utilice el aparato en ambientes húmedos (por ejemplo, cerca de una bañera llena o una piscina, o en una ducha abierta).
- Si el aparato se rompe, no toque ninguna pieza interior para evitar una descarga eléctrica.
- No inserte nunca ningún objeto en el aparato.

ADVERTENCIA

- Este aparato no debe usarse por personas (adultos o niños) con capacidad física, psíquica o sensorial reducida, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del mismo por una persona responsable de su seguridad.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
- Utilice únicamente el adaptador que se suministra.
- No utilice el aparato ni el adaptador si están dañados.
- El aparato no está indicado para el uso en menores de 15 años. los adolescentes de entre 15 y 18 años pueden utilizarlo con el consentimiento y ayuda de sus padres o de las personas que ejerzan la autoridad parental sobre ellas. los adultos a partir de 19 años pueden utilizar este aparato sin problemas.
- El adaptador incorpora un transformador. no corte el adaptador para sustituirlo por otra clavija, ya que podría provocar situaciones de peligro.
- Si el adaptador está dañado, sustitúyalo siempre por otro del modelo original para evitar situaciones de peligro.
- No utilice el aparato si el cristal de la ventanilla de salida de luz está roto

PARA EVITAR DAÑOS

- Compruebe que nada impida el paso del aire por las ranuras de ventilación.
- Evite golpes fuertes en el aparato, no lo sacuda ni lo deje caer.
- Si cambia el aparato de un entorno muy frío a otro muy cálido o al revés, espere al menos tres horas antes de usarlo.
- Almacene el aparato en su caja original para que no se llene de polvo.
- No exponga el aparato a temperaturas inferiores a 10 °c o superiores a 35 °c durante su uso.
- Para evitar daños, no exponga el aparato a la luz solar directa ni a la luz uv durante varias horas.
- No enfoque hacia superficies que no sean la piel ya que puede causar daños graves en la ventanilla de salida de luz o el sensor de color de piel. active el aparato solamente cuando esté enfocando a la piel

ESPECIFICACIONES

Nombre del Producto	Depilacion Laser IPL, para uso domestico
Energia de Frecuencia	1.9 - 4.5 J/cm2
Longitud de Onda	470nm ~ 1100nm
Enfoque Tamaño	33 x 10mm2
Vida Util de Lampara	900000 veces
Adaptador	Entrada CA 100 - 240V, Salida CC 12V 3a
Peso	186g
Tamaño	134 x 83 x 48.5 mm
Modos de Tratamiento	Flash Manual / Flash Automatica
Tubo de la Lampara	Xenon tubo de cuarzo
Fuente de Luz	Luz Pulsada Intensa