





目次
本体パーツ説明
充電ケーブルの接続方法
フル充電料の使用可能時間
注意
充電ケーブルの接続方法
製品仕様
使用方法




















■歯ブラシヘッドの交換について
・ブラシヘッドの交換目安は約3か月です。
・3か月未満であっても、毛の先端が折れていると感じる場合は交換してください。


製品仕様
商品名 音波電動歯ブラシ
製品モデル EPEI003
入力電圧 DC 5V 1A
充電タイプ Type-C
充電容量 2200mAh



フル充電料の使用可能時間
注意
・初めて使用する際、長期使用していない場合は、充電の開始前によく充電のインジケータが点灯している場合があります。



目次
製品仕様
充電ケーブルの接続方法
フル充電料の使用可能時間
注意
充電ケーブルの接続方法
製品仕様
使用方法



■歯ブラシヘッドの交換について
・ブラシヘッドの交換目安は約3か月です。
・3か月未満であっても、毛の先端が折れていると感じる場合は交換してください。

製品仕様
商品名 音波電動歯ブラシ
製品モデル EPEI003
入力電圧 DC 5V 1A
充電タイプ Type-C
充電容量 2200mAh

