

Inhoud

1. Paklijst:.....	2
2. Productkenmerken:.....	2
3. Productspecificaties:.....	2
4. Voorzorgsmaatregelen voor gebruik:.....	2
5. Gebruiksaanwijzingen:	2
6. Veelvoorkomende problemen en oplossingen:	3
7. Overzicht van nekmassager:.....	3



Welkom bij de NeckMassager Pro™! Deze handleiding begeleidt je door het gebruik van dit innovatieve apparaat voor nekverlichting en -ontspanning. Volg deze instructies zorgvuldig om het maximale uit je ervaring te halen.

1. Paklijst:

- NeckMassager Pro™ apparaat
- Oplaadkabel
- Handleiding

2. Productkenmerken:

- Biedt luchtdrukmassage, hete kompressen en tractie.
- Uitgerust met een 2023 mAh lithiumbatterij voor draadloos gebruik.
- Gebruikt geavanceerde technologieën zoals infraroodwarmte voor diepe spierontspanning.

3. Productspecificaties:

- **Massageprincipe:** Vibratie, warmtekompres
- **Voedingsmodus:** USB
- **Nominale stroom:** 1A
- **Vermogen:** 5W
- **Kleur:** Wit
- **Functie:** APP-besturing
- **Lanceringstijd:** 2024
- **Product afmetingen:** 20x18x16cm
- **Product gewicht:** 0,6 Kg
- **Temperatuur instellingen:** Laag: +/-45 °C Middel: +/- 50 °C Hoog: +/- 55 °C
- **Tijd instellingen:** 15, 20, 25 of 30 minuten
- **Artikelnummer:** HY2022-1
- **After-sales service:** 14 dagen retourtermijn
- **Gewicht:** 1 kg
- **Geschikt voor:** Volwassenen van 18+
- **Certificering:** Voldoet aan GB4706.1-2005 en GB4706.10-2005

4. Voorzorgsmaatregelen voor gebruik:

- Gebruik het product niet overmatig en vermijd blootstelling aan water.
- Controleer het product op beschadigingen voor gebruik.
- Gebruik alleen de meegeleverde oplaadkabel.

5. Gebruiksaanwijzingen:

1. Draagmethoden:

- Bevestig het product stevig om je nek.
- Hoe strakker de bevestiging, hoe effectiever de massage.

2. Modus aanpassen:

- Houd de aan/uit-knop ingedrukt om het product te activeren.
- Wissel tussen verschillende modi en intensiteiten met de aan/uit-knop.

6. Veelvoorkomende problemen en oplossingen:

- **Onvoldoende strakheid:** Controleer de stroomaansluiting en laad het product volledig op.
- **Geen stroom:** Controleer de aansluiting en stroomtoevoer.

7. Overzicht van nekmassager:

- Opladen
- Verwarmingsknop
- Afstandsbediening
- Infrarood verwarmingselementen

Deze handleiding bevat essentiële informatie voor het veilig en effectief gebruik van de NeckMassager Pro™. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat je het product gebruikt en bewaar deze voor toekomstige referentie. Veel plezier en geniet van je ontspannende ervaring!



- M**
Verzachtende modus
Trekkenmodus
Fixatiemodus
- SSS**
Verwarmingsmodus:
laag ($45 \pm 3 \text{ }^\circ\text{C}$),
gemiddeld ($50 \pm 3 \text{ }^\circ\text{C}$),
hoog ($55 \pm 3 \text{ }^\circ\text{C}$),
- Power**
Tijdstellingen:
15, 20, 25 of 30
minuten (Klik om
tijd toe te voegen
of af te trekken)