

SIZEN 8^{PRO}

SMART RECOVERY SYSTEMS

MANUALE D'USO

3, 2, 1... Start Recovery!

- 4 Introduzione**
- 5 Caratteristiche**
- 6 Sizen 8 PRO**
- 8 Funzionamento**
 - Avviamento di base
 - Assemblaggio
 - Dispositivo
 - Configurazione
- 14 Applicazioni**
- 15 Modalità di massaggio**
 - Modalità 1: Relax
 - Modalità 2: Sequenziale
 - Modalità 3: Doppio relax
 - Modalità 4: Full recovery
 - Modalità 5: Doppia onda
 - Modalità 6: Triplo impulso
- 22 Collegamento all'APP**
- 23 Corretta gestione**
- 24 Manutenzione e Pulizia**
- 25 Specifiche Tecniche**

SIZEN

La tecnica della pressione dell'aria (pressoterapia) è un sistema comunemente utilizzato in ambito estetico e sportivo per alleviare gofiori, affaticamento muscolare e migliorare il drenaggio linfatico, tra le altre applicazioni.

La compressione applica un massaggio delicato a partire dai piedi, aumentando il flusso sanguigno del corpo, ed è anche in grado di produrre un effetto drenante, riducendo il peso, le cellule di grasso o i depositi di sostanze smaltite dall'organismo.

Il suo utilizzo contribuisce a migliorare la circolazione della linfa (un fluido trasparente, povero di proteine ma ricco di lipidi, che si raccoglie nei vasi del sistema linfatico) producendo un effetto che "spreme" in maniera sequenziale questi vasi dai punti distali a quelli prossimali, prevenendo i disturbi alle gambe e alla respirazione e alleviando gli effetti del gonfiore.

In breve...
Ti rimette in sesto!

Introduzione

Caratteristiche

1. Display digitale a LED grande e intuitivo.
2. Massaggio regolabile, con 6 modalità dinamiche in base alla pressione dell'aria.
3. 8 camere d'aria indipendenti che si collegano a 8 canali d'aria in ciascun accessorio..
4. Durata massima per trattamento 60 minuti, regolabile da 5' a 5'.
5. Gli accessori sono realizzati in TPU e nylon di alta qualità a 4 strati.
6. Pressione regolabile di 10 in 10. Da 30 a 250 mmHg.
7. Connessione allo smartphone tramite Bluetooth e funzionamento tramite APP.
8. Spegnimento automatico in caso di mancato utilizzo e al termine del programma di massaggio.
9. Batteria ricaricabile interna da 6 ore agli ioni di litio a lunga durata. Indicazione rossa di batteria scarica
10. Non richiede il collegamento di tubi.

SIZEN



2



3



4



6



5



1. Unità principale
2. Un paio di stivali
3. Pantaloni interi (Pants)
4. Caricabatteria
5. Custodia per il trasporto
6. QR download del manuale.

Elementi

6

Elementi

7



8



9



7. Fascia addominale
8. Connettore doppio
9. Pantaloncini per fianchi e glutei
10. Manicotto braccio

10



7

SIZEN

Prima di utilizzare l'apparecchiatura per la prima volta, effettuare una prima carica completa.

Questa carica dovrebbe durare circa 6 ore. Quando la batteria è scarica, viene visualizzato un indicatore rosso. La ricarica può essere effettuata con il dispositivo spento o acceso, in modo da poterlo utilizzare mentre è collegato alla rete elettrica (a condizione che abbia un minimo di autonomia). Se non si intende utilizzarlo durante la ricarica, è possibile spegnerlo, poiché in entrambi i casi si vedranno il livello e l'avanzamento della ricarica.


Utilizzare sempre il caricabatterie originale, altrimenti si rischia di danneggiare l'apparecchio.

- 1.** Collegare l'accessorio al tubo di collegamento e quest'ultimo al dispositivo. (vedi pag. 9)
- 2.** Collegare l'accessorio al connettore doppio solo se si devono utilizzare due accessori contemporaneamente e il connettore doppio al dispositivo..
- 3.** Posizionare gli accessori in posizione sdraiata o seduta, con le gambe distese.
- 4.** Premere il pulsante di accensione del dispositivo per 3 secondi.
- 5.** Impostare il tempo desiderato, il livello di pressione, la modalità e premere il pulsante di avvio.

Avviamento di base
Funzionamento

Funzionamento Montaggio

Collegare le apparecchiature tra loro come segue:



SIZEN

SIZEN

Dettagli del pannello di:

- A** Collegamento accessori
- B** Tempo
- C** Pressione
- D** Selezione accessorio collegato
- E** Modalità di massaggio
- F** Batteria
- G** Selezione camere attive
- H** Avvio/ Pausa
- I** Pulsante di Accensione



Dispositivo
Funzionamento

Funzionamento
Dispositivo

Pulsante di Accensione (I):

Premere il pulsante di accensione per 3 secondi (pulsante I) per avviare il dispositivo. Se l'apparecchiatura non viene utilizzata per un certo periodo di tempo, si spegne automaticamente per salvaguardare la durata della batteria; si spegne anche al termine della sessione.

Selezione accessorio (D):

Selezionare l'accessorio da utilizzare, cioè l'area da massaggiare. Selezionare Legs, se si dispone di un paio di stivali; Arms per le braccia; Waist per la fascia addominale; Pants per i pantaloni interi o Shorts per i pantaloncini per fianchi e glutei. Ogni accessorio memorizzerà la pressione, il tempo e il programma precedentemente utilizzati e non sarà necessario reinserire i parametri.

Avvio / Pausa (H):

Premendo questo pulsante si avvia il programma desiderato. Premendo nuovamente si mette in pausa la sessione. Dopo alcuni secondi, se non si interviene, l'apparecchiatura si spegnerà automaticamente.

SIZEN

Modalità di massaggio:

Sull'indicatore **MODE**, selezionare **1, 2, 3, 4, 5, 6** utilizzando lo stesso pulsante per raggiungere il tipo di massaggio desiderato. I programmi **5** e **6** sono esclusivi del modello 8 PRO...

Tempo:

Impostare la durata della sessione sull'indicatore **TIME** utilizzando i pulsanti **+** e **-**. Dispone di un intervallo di tempo compreso tra 5 e 60'. L'impostazione della durata utilizzata nell'ultima sessione è quella che apparirà di default nella sessione successiva. Premendo i pulsanti **+** o **-** il tempo aumenta o diminuisce con incrementi di 5' ad ogni pressione. Allo scadere del tempo selezionato, il dispositivo si spegne automaticamente.

Pressione:

L'intervallo di pressione iniziale è di 90 mmHg, selezionabile da 25 a 250 mmHg.

Sull'indicatore **PRESSURE**: Premendo l'opzione **+** o **-** si aumenta o si diminuisce la pressione con incrementi di 10 mmHg. L'ultima pressione utilizzata sarà quella che apparirà di default nell'apparecchiatura.

Camere di trattamento:

Gli indicatori **①②③④⑤⑥⑦⑧** rappresentano le 8 camere degli accessori Sizen. L'impostazione iniziale usa di default tutte le camere, mostrate con gli indicatori illuminati. Quando una camera viene gonfiata/sgonfiata, la relativa spia lampeggia. Per annullare una camera specifica, è sufficiente premere sul suo indicatore così smetterà di funzionare. Per riavviarlo, è sufficiente fare nuovamente clic su di esso.

_ Sistema di tecnica compressiva delle estremità:

Migliora il flusso corporeo e linfatico nelle braccia e nelle gambe, migliorando la pressione sui tessuti muscolari e riducendo significativamente il gonfiore e il fastidio. Aiuta anche le persone con determinate disabilità e gli anziani.

_ Massaggio sportivo:

Aiuta a sciogliere i muscoli prima e dopo le sessioni di allenamento, favorendo l'eliminazione dell'acido lattico.

_ Uso preventivo:

Aiuta a ridurre la possibilità di avere alcuni fastidi e l'accumulo di liquidi.

_ Flusso corporeo:

Linf e altri fluidi corporei mediante massaggi con aria compressa.

- Modalità 1:** Relax gambe: Adatto per applicazioni sportive ed estetiche.
- Modalità 2:** Sequenziale: Adatto per applicazioni sportive.
- Modalità 3:** Doppio Relax Gambe: Adatto per applicazioni sportive ed estetiche.
- Modalità 4:** Full Recovery: Adatto per applicazioni sportive ed estetiche.
- Modalità 5:** Doppia Onda: Adatto per applicazioni sportive ed estetiche.
- Modalità 6:** Triplo impulso: Adatto per applicazioni sportive.

Nota: La spiegazione delle modalità di massaggio riguarda tutti gli accessori Sizen 8 PRO.

SIZEN

Modalità 1: Relax gambe



“Relax gambe” Esegue un massaggio eccellente e rilassante iniziando con la camera 1 sui piedi. Camera dopo camera si arriva alla 8, l’ultima camera, fino a rivitalizzare le gambe, dopo una lunga giornata di lavoro.

Modalità di massaggio
Modalità 1

Modalità di massaggio
Modalità 2

Modalità 2: Sequenziale



“Sequenziale” Osserva come ciascuna delle camere, una per una, si gonfia avvolgendoti le gambe. Dal piede, nella camera 1, fino all’inguine, nella numero 8. È altamente consigliato per il drenaggio linfatico o per diluire l’acido lattico dopo l’allenamento.

SIZEN

SIZEN

Modalità 3: Doppio Relax gambe



“Doppio Relax gambe” Utilizza la stessa tecnica del programma 1, solo che in questo caso si riempiono 2 camere contemporaneamente. Adatto per sessioni di allenamento intense o per un rilassamento superiore delle gambe

Modalità 3
Modalità di massaggio

Modalità di massaggio
Modalità 4

Modalità 4: Full Recovery



“Full recovery” Esegue il massaggio riempiendo tutte le 8 camere contemporaneamente e poi sgonfiandole, ripetendo il procedimento fino alla scadenza del tempo. Per una sensazione di massaggio rapida ed evidente. Applicabile in ambito estetico o sportivo

SIZEN

SIZEN

Modalità 5: Doppia onda

Esclusivo per le apparecchiature B PRO



“Doppia onda” Esegue un massaggio usando 2 camere alla volta, risalendo le gambe poco alla volta, camera per camera, ed eseguendo una doppia compressione. Procura un intenso rilassamento muscolare, adatto all'estetica o allo sport.

Modalità di massaggio
Modalità 5

Modalità di massaggio
Modalità 6

Modalità 6: Triplo Impulso

Esclusivo per le apparecchiature B PRO



“Triplo impulso” Diluisce l'acido lattico e rilassa il muscolo riempiendo 3 camere e procedendo lentamente. Uno dei tanti vantaggi di avere 8 camere. Adatto all'uso dopo lunghe sessioni di allenamento.

SIZEN

Connessione Bluetooth per controllare il tuo Sizen con l'APP, dal tuo smartphone e in modo molto semplice.


Ti basterà seguire questi passaggi:

- 1 Vai su Google Play o App Store, a seconda che abbia un dispositivo Android o Apple, e scarica l'applicazione "Tuya Smart".
 - 2 Una volta scaricata, apri l'applicazione e crea il tuo account.
 - 3 Una volta effettuata la registrazione, seleziona il Paese "Spagna", inserisci il nome utente (e-mail), la password e accedi.
 - 4 In alto a destra è presente il simbolo "+", su cui fare clic. Con questa azione si aggiunge il dispositivo SIZEN.
 - 5 L'applicazione cercherà il nuovo dispositivo Sizen tramite Bluetooth. È necessario consentire l'accesso di "Tuya Smart" al Bluetooth e accoppiare i dispositivi.
 - 6 Aggiungi il dispositivo di pressoterapia trovato.
- e... Ora potrai controllare l'apparecchiatura Sizen!

Collegamento
all'APP

_Quando si conserva l'apparecchiatura, fare attenzione a scollegare la spina che va dal dispositivo all'accessorio, staccandola delicatamente.

_Conservare i tubi in modo da evitare forme indesiderate, che potrebbero danneggiare il materiale e ridurne la durata.



_Collegare sempre i connettori dei tubi facendo coincidere i segni di connessione (freccia e scanalatura), altrimenti si potrebbe danneggiare il collegamento e invalidare la garanzia.

_Non smontare o staccare in nessun caso i tubi dal loro accessorio, in nessun caso.

_Non aprire la cerniera dell'accessorio quando l'apparecchiatura è in funzione o l'accessorio è gonfiato. Potrebbe causare l'apertura completa dell'accessorio, con conseguenti danni alla parte del corpo che si sta trattando e al materiale.

Manutenzione e pulizia

- _Spegnere il dispositivo prima di pulirlo.
- _Utilizzare un panno asciutto per il dispositivo e un panno leggermente umido per gli accessori.
- _Conservare l'apparecchiatura in un luogo pulito e asciutto.
- _Proteggere l'apparecchiatura dalla luce solare diretta e dalle fonti di calore.

Avvertenze:

- _Posizionare il dispositivo su una superficie piana.
- _L'apparecchiatura può essere riparata solo dal servizio di assistenza SIZEN, pena la perdita della garanzia.
- _In caso di dubbi sull'uso di Sizen, si consiglia di consultare il proprio medico prima dell'utilizzo. Non è stato concepito per diagnosticare, trattare o curare alcuna malattia. **Non è un dispositivo medico.**
- _Le controindicazioni includono (ma non sono limitate a): Malattie infiammatorie acute della pelle, aritmia, erisipela, tromboflebite profonda, edema polmonare, trombosi venosa acuta, ipertensione instabile, uso di pacemaker.

SIZEN

SIZEN



Camere: 8 camere

Dimensioni: 271 x 123 x 96 mm

Peso: 1,7 kg

Consumo di energia: 45 W

Intervallo di pressione: 25-250 mmHg

Tempo di regolazione: 0-60 min.

Sonorità: 45 dB.

Batteria al litio: 5200 mAh

Carica della batteria: 4-5 Ore

Utilizzo della batteria: 6 Ore

Entrata: AC 100V-240V; 50Hz-60Hz

Uscita: DC 12.6 V; 2a



Specifiche



Sistema di pressoterapia a
8 camere con batteria al
litio ricaricabile e connessione
Bluetooth

sizensrs.com