

Lernen Sie Ihr neues MITO LIGHT® kennen

STARTER 4.0

EXPERT 4.0

BIOHACKER 4.0 MITOHACKER
4.0

BEDIENUNGSANLEITUNG

Danke!

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Herzlichen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für ein von WeCare+ ausgewähltes Produkt entschieden haben.

Bei WeCare+ verstehen wir uns als Ihre Licht-Experten, die mit größter Sorgfalt und fundiertem Fachwissen die herausragendsten Produkte auswählen.

Unsere Empfehlung von Mitolight stützt sich auf seine innovative Ausrichtung und das smarte Design, das die neueste Technologie im Bereich der Lichttherapie nutzt. Es ist unser Anspruch, Ihnen durch unsere Expertise die besten Lichttherapielösungen zur Verfügung zu stellen, unterstützt durch eine informative Kundenberatung.

Bevor Sie Ihr von uns ausgewähltes Lichttherapie-Gerät in Betrieb nehmen, bitten wir Sie, die beiliegende Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen. Bitte bewahren Sie sie für zukünftige Referenzen auf, teilen Sie sie mit anderen Nutzern und folgen Sie den darin enthaltenen Anweisungen sorgfältig.

Ihr WeCare+ Team

Inhaltsübersicht

01

Verpackungsinhalt

02

Beschreibung

03

Wie funktioniert das?

04

Zubehör

05

Wie man das Gerät benutzt

06

Erklärung der Symbole

07

Sicherheitshinweise

08

Technische daten

09

Likvidation

10

Garantie und Ansprüche

Verpackungsinhalt

1x LED-Licht

1x Netzkabel

1x Netzverlängerungskabel

1x Schutzbrille

1x Aufhängesystem

1x Bedienungsanleitung

Überprüfen Sie zunächst, ob die LED-Licht vollständig und nicht beschädigt ist. Verwenden Sie das Gerät im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler.

Die Verpackungen sind recycelbar oder können dem Rohstoffrecycling zugeführt werden.

Bitte entsorgen Sie nicht mehr benötigtes Verpackungsmaterial vorschriftsmäßig. Sollten Sie beim Auspacken Transportschäden feststellen, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler.

Beschreibung

MITO LIGHT® LED-LICHT 4.0

(im Folgenden als "Gerät" bezeichnet)

Die technischen Daten des Geräts, die Anordnung der einzelnen Elemente in den verschiedenen Modellen oder der Inhalt dieses Handbuchs können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um die Funktionen des Produkts zu verbessern. Die Fotos zur Veranschaulichung zeigen den MITO LIGHT® Biohacker 4.0.

Das MITO LIGHT®-Gerät emittiert Licht im **roten und nahen Infrarotspektrum**. Es ist mit **Hochleistungs-Doppelchip-LEDs** mit einer optimalen Auswahl an Wellenlängen ausgestattet, die sechs Spitzenwerte aufweisen: **630, 660, 670, 810, 830, 850 nm**.

Alle Wellenlängen sind im gleichen Verhältnis vertreten. Jede LED enthält einen roten und einen Nahinfrarot-Chip. Durch dieses Verhältnis wird eine **große Synergie** in Form von roten und nahinfraroten Spektren erreicht.




Wie funktioniert das?

Rotes und nahinfrarotes Licht wird von Chromophoren in den Mitochondrien (insbesondere Cytochrom c Oxidase) absorbiert, was zu einem **Anstieg** des mitochondrialen Membranpotenzials, des Sauerstoffverbrauchs, des **Adenosintriphosphats (ATP)** und einem vorübergehenden Anstieg der reaktiven Sauerstoffspezies (ROS) führt, was wiederum eine **erhöhte antioxidative Aktivität zur Folge hat**.

Es kann daher helfen, **die Energie zu steigern, die Regeneration von Muskeln, Gelenken und Sehnen zu beschleunigen, die Kollagenproduktion zu erhöhen, die Hautqualität zu verbessern, die Blutzirkulation zu verbessern** und andere positive Effekte zu erzielen.

Unterschiede bei der Verwendung von rotem (RED) und nahinfrarotem (NIR) Licht

- **Rotes Licht** wird von der Haut absorbiert. Es kann dazu beitragen, die Qualität und das Aussehen der Haut zu verbessern und die Heilung von Wunden und Narben zu beschleunigen.
- **Nahinfrarotlicht** dringt tiefer in den Körper ein. Es kann dazu beitragen, die Regeneration von Muskeln, Gelenken und Sehnen zu verbessern oder die kognitiven Funktionen zu steigern.
- Das rote und das nahe Infrarotspektrum werden am häufigsten zusammen verwendet und haben synergistische Effekte.



Zubehör

Netzkabel

- Sie ist für den Anschluss des Geräts an eine Steckdose vorgesehen.

Netzverlängerungskabel

- Es ist für den elektrischen Anschluss an ein anderes Gerät vorgesehen.
- Wenn Sie mehr als ein Gerät verwenden, schließen Sie es mit dem Netzkabel an das Gerät an, das an eine Steckdose angeschlossen ist, und schließen Sie es dann an das nächste Gerät an. Schließen Sie jedes weitere Gerät über das Verbindungskabel an. Die Leistungsgrenze der Steckdose bestimmt die maximale Anzahl der Geräte, die auf diese Weise angeschlossen werden können.

Schutzbrille

- Den Rückmeldungen von Kunden zufolge verwenden die meisten Benutzer keine Schutzbrille und halten nur die Augen während des Glanzes geschlossen. Tragen Sie jedoch immer eine Schutzbrille, sofern Ihr Arzt nichts anderes anordnet.

Aufhängesystem

- **Schraube mit Auge, Dübel**
 - Er ist für die Wandmontage als fester Punkt zum Aufhängen von Geräten vorgesehen.
 - Bohren Sie ein Loch in eine ausreichend tragfähige Wand, setzen Sie den Dübel ein und schrauben Sie die Ringschraube ein.
- **Verstellbarer Türhaken**
 - Er ist für die Montage an der Tür als fester Punkt zum Aufhängen des Geräts vorgesehen.
 - Setzen Sie den Haken auf die geöffnete Tür und ziehen Sie das Gewinde fest an, um ihn zu sichern.
- **Stahlseile mit Gewinde und Karabiner, doppelseitige Schrauben**
 - Sie sind so konstruiert, dass sie die Ausrüstung mit einem Seil an einer Rolle befestigen, um die Ausrüstung aufzuhängen oder um zwei Ausrüstungen untereinander zu verbinden.
 - Anschluss der Umlenkrolle - Schrauben Sie die doppelseitigen Schrauben in die Gewinde auf der Oberseite und schrauben Sie dann die Stahlseilgewinde darauf.
- **Umlenkrolle mit Seil und Karabinerhaken**
 - Hängen Sie den Karabinerhaken der Umlenkrolle in den Türhaken oder die Ösenschraube ein. Befestigen Sie dann den anderen Karabinerhaken an demjenigen der Stahlseile.
 - Stellen Sie den Karabinerhaken auf die gewünschte Höhe der Aufhängevorrichtung ein.

Wie man das Gerät benutzt

- **Beachten Sie die Sicherheitshinweise.**
- **Befestigen** Sie das vollständig ausgepackte Gerät in der **stabilen Position**, die Sie verwenden werden.
- **Stecken Sie das Netzkabel** in das Gerät, stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose und **schalten Sie den Netzschalter ein** (Position "I").
- **Drücken Sie die Taste "TIME"** auf dem Touchscreen und stellen Sie die **Leuchtdauer** im Bereich von **1 - 20 MIN.** Nach der Einstellung der Zeit, drücken Sie die Taste **"BACK"** mit dem Pfeilsymbol für um zum Hauptmenü zurückzukehren.
- **Drücken Sie die Taste "LIGHT"** und stellen Sie die **Modi RED und NIR** ein. Wählen Sie mit den Schiebereglern die gewünschte Intensität der beiden Modi zwischen **0 und 100%.**
- **Drücken Sie die Bestätigungstaste "CHECK"**, um das Licht zu **starten.**




- **Setzen Sie sich täglich 10 - 20 Minuten** lang unbedeckt in einem **Abstand von 15 - 50 cm** zum Licht aus.
 - Den Rückmeldungen von Kunden zufolge verwenden die meisten Benutzer keine Schutzbrille und halten nur die Augen während des Glanzes geschlossen. Tragen Sie jedoch immer eine Schutzbrille, sofern Ihr Arzt nichts anderes anordnet.
 - Je kürzer der Abstand zum Licht, desto kürzer ist die Beleuchtungszeit und umgekehrt.
 - Diese eine Lichtenwendung gilt für einen beleuchteten Bereich. Ein Bereich kann 1 - 2 Mal pro Tag beleuchtet werden. Wenn dieselbe Fläche beleuchtet wird, empfehlen wir eine Gesamtzeit von nicht mehr als 30 Minuten pro Tag.

- **Um zum Hauptmenü zurückzukehren**, berühren Sie die Anzeige außerhalb des Zeitkreises. Während der Beleuchtung können Sie die Zeit oder die Intensität des RED- und NIR-Modus einstellen.
- **Drücken Sie die obere rote Taste** des Hauptmenüs, um zum Bildschirm YOUR SESSION.
- **Das Licht schaltet sich nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch aus.** Um es auszuschalten schalten Sie es manuell aus, indem Sie auf die Zeit im Kreis drücken.
 - Wenn die Zeit auf 0 MIN eingestellt ist, bleibt das Licht an, bis Sie es manuell ausschalten.
- **Wenn Sie das Gerät nicht mehr benutzen, schalten Sie zuerst den Netzschalter aus** (Position "0") und ziehen Sie dann den Netzstecker aus der Steckdose. Dadurch wird das Gerät vollständig vom Stromnetz getrennt.

Verknüpfung mehrerer Geräte

- Drücken Sie die Taste "**CONNECT**" und wählen Sie den Modus "**PRIMARY**" oder "**SECONDARY**" für alle Geräte, die Sie anschließen möchten. **Das als "PRIMARY" ausgewählte Gerät steuert alle** anderen als "SECONDARY" ausgewählten Geräte. Das Gerät, das als "**SOLO**" ausgewählt wurde, arbeitet **unabhängig**.



Leiser Modus

- **Drücken Sie die Taste "SOUND"** in der rechten unteren Ecke, um den Display-Ton ein-/auszuschalten.

Bluetooth-Verbindung

- **Drücken Sie die Taste "BLUETOOTH"** in der unteren linken Ecke, um Bluetooth ein-/auszuschalten. Diese Funktion ist nur für die Verbindung mit der mobilen App gedacht.

Mobile Anwendungen

- **Laden Sie die App "MITO LIGHT"** aus dem App Store oder von Google Play herunter.
- **Schalten Sie Bluetooth** an Ihrem Gerät ein, um es sichtbar zu machen, und koppeln Sie es in der App.
- **Verwenden Sie die App**, um das Gerät aus **der Ferne** mit Ihrem Smartphone **zu steuern**.

Erklärung der Symbole

Im Benutzerhandbuch werden die folgenden Symbole verwendet:



Warnung vor Verletzungsgefahr oder Gesundheitsgefährdung.



Sicherheitswarnung für mögliche Schäden am Gerät/Zubehör.



Sicherheitshinweise



- Stellen Sie das Gerät auf eine feste und ebene Unterlage oder hängen Sie es sicher auf.
- Das Gerät ist nicht stabil, wenn es ohne Stütze steht. Verwenden Sie es nur an eine Wand oder einen anderen festen Punkt gelehnt, um sicherzustellen, dass es nicht herunterfällt.
- Verwenden Sie zum Aufhängen des Geräts nur das im Lieferumfang enthaltene Zubehör. Der Hersteller ist nur für die Sicherheit des in der Verpackung enthaltenen Zubehörs verantwortlich, nicht für anderes Zubehör oder die Orte, an denen es aufgehängt wird.
- Wenn Sie das Gerät mit einem Ständer aus unserem Sortiment verwenden, installieren Sie ihn bitte gemäß der Bedienungsanleitung des Ständers und sichern Sie das Gerät am Ständer, um es vor dem Herunterfallen zu schützen.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Verwendungszweck.
- Das Gerät darf nicht auf der Vorderseite mit den LEDs liegen.
- Der Mindestabstand zwischen brennbaren Gegenständen und dem Gerät muss mindestens einen Meter betragen.
- Stellen Sie keine leicht entflammaren oder schmelzenden Gegenstände in der Nähe des Geräts ab.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung, in der Nähe einer Badewanne oder Dusche, in der Nähe eines nassen Waschbeckens oder mit nassen Händen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Schützen Sie das Gerät vor Stößen und Vibrationen.
- Eine unsachgemäße Installation kann dazu führen, dass das Gerät umkippt oder herunterfällt, was zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch die Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör oder unsachgemäße Installation verursacht werden.
- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Geräts, dass es sicher installiert ist. Wenn Sie sich bei der Installation unsicher sind, wenden Sie sich an Ihren Händler oder den aufgeführten Kundenbetreuung.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät an Stellen aufzuhängen, die nicht stabil genug sind, um sein Gewicht zu tragen.
- Überprüfen Sie Ihre Anlage regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie langfristig sicher bleibt. Wenn irgendein Teil der Installation nachlässt oder sich verschlechtert, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den angegebenen Kundenbetreuung.
- Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es sich viel bewegt und wo es versehentlich umgestoßen werden könnte.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um versehentliches Herunterfallen oder Beschädigungen zu vermeiden.

VOR DER INBETRIEBSETZUNG



- Entfernen Sie die gesamte Verpackung, bevor Sie das Gerät benutzen.
- Überprüfen Sie das Gerät auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung. Wenn Sie Zweifel an der Beschädigung des Geräts haben, wenden Sie sich nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den angegebenen Kundenbetreuung.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen oder falschen Gebrauch entstehen.
- Schützen Sie das Gerät vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT



- Jede unsachgemäße Verwendung kann gefährlich sein!
- Das Gerät darf nur an die Netzspannung angeschlossen werden, deren Wert auf dem Typenschild angegeben ist.
- Verwenden Sie einen leicht zugänglichen Netzanschluss, damit Sie bei Bedarf schnell den Netzstecker ziehen können.
- Berühren Sie den Netzstecker und das Gerät nicht mit nassen Händen. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags!
- Schützen Sie das Netzkabel vor dem Kontakt mit heißen Gegenständen und offenen Flammen.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darüber stolpern kann.
- Achten Sie darauf, dass Sie das Netzkabel nicht einklemmen.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, es reinigen oder wenn eine Störung, Rauch oder Geruch auftritt. Ziehen Sie beim Herausziehen des Netzsteckers nur am Stecker, nicht am Kabel!
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich der Netzschalter in der Position "I" befindet und das Gerät mit dem Netzstecker verbunden ist.
- Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass das Gerät und sein Zubehör nicht sichtbar beschädigt sind. Verwenden Sie das Gerät im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den angegebenen Kundenbetreuung.
- Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder der Abdeckung an Ihren Händler oder den angegebenen Kundenbetreuung. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Netzstecker beschädigt ist.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist.
- Es besteht die Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schläges.
- Das Gerät ist nur dann sicher vom Netz getrennt, wenn der Netzstecker aus der Steckdose gezogen wird.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG



- Das Gerät ist nur für die Beleuchtung bestimmt.
- Jede andere Verwendung ist als nicht konform zu betrachten.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Erstreckungsgefahr - kleine Teile.
- Das Gerät darf im eingeschalteten Zustand nicht abgedeckt oder in eine Verpackung eingewickelt sein.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von Wasser.
- Wenn das Gerät auf den Boden gefallen ist, übermäßiger Feuchtigkeit ausgesetzt war oder anderweitig beschädigt wurde, darf es nicht verwendet werden.
- Das Gerät darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden, und es darf keine Flüssigkeit in das Gerät eindringen.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs und bei eingeschalteter Lichtalarmfunktion nicht unbeaufsichtigt.
- Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn es defekt ist oder wenn das Netzkabel beschädigt ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Gegenwart von entflammaren Mischungen aus Narkosegasen und Luft, Sauerstoff oder Stickstoffoxid.
- Verändern Sie nichts am Gerät ohne die Zustimmung des Herstellers.
- Es besteht Verletzungsgefahr, die Gefahr eines elektrischen Schlags, Brandgefahr oder die Gefahr einer Beschädigung des Geräts.
- Dieses Gerät ist in erster Linie für den Heimgebrauch bestimmt.

ANWEISUNGEN ZUR SICHEREN VERWENDUNG DES GERÄTS



- Schauen Sie nicht in die Lichtquelle, wenn Sie leuchten, und tragen Sie eine Schutzbrille.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen, wenn es eingeschaltet ist.
- Wasser darf nicht auf das Gerät spritzen.
- Das Gerät darf nur in völlig trockenem Zustand verwendet werden.
- Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial, bevor Sie das Gerät benutzen.
- Wenn Sie das Gerät nicht mehr benutzen, schalten Sie den Netzschalter aus (Position "O") und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich der Netzschalter in der Position "I" befindet und das Gerät mit dem Netzstecker verbunden ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es ins Wasser gefallen ist oder beschädigt wurde.
- Entfernen Sie brennbare Gegenstände aus der Reichweite des Geräts.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne oder Dusche, über einem nassen Waschbecken oder mit nassen Händen.

WANN DARF DAS GERÄT NICHT VERWENDET WERDEN?



- Bei akuten Entzündungsprozessen kann das Gerät nur nach Rücksprache mit einem Arzt eingesetzt werden.
- Bei schwangeren Frauen kann das Gerät nur nach Rücksprache mit einem Arzt verwendet werden.
- Bei Krebspatienten kann das Gerät nur nach Rücksprache mit einem Arzt verwendet werden.
- Bei Menschen mit Schilddrüsenüberfunktion kann das Gerät nur nach Rücksprache mit einem Arzt verwendet werden.
- Wenn eine Person Medikamente einnimmt, die die Lichtempfindlichkeit beeinträchtigen können, darf das Gerät nur nach Rücksprache mit einem Arzt verwendet werden.
- Bei Kindern darf das Gerät nur nach Rücksprache mit einem Arzt und unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden.
- Nicht anwenden bei hilflosen Personen, Kindern unter 3 Jahren, hitzeunempfindlichen Personen (Personen mit Hautkrankheiten), nach Einnahme von Schmerzmitteln, Alkohol oder Drogen.

- Konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie gesundheitliche Bedenken haben!
- Die Anwendung nach Verletzungen oder Operationen ist nur nach Rücksprache mit einem Arzt erlaubt.
- Das Gerät ist nicht für Personen mit verminderter Wärmeempfindlichkeit geeignet.
- Setzen Sie keine geschwollenen, verbrannten oder entzündeten Körperteile, Bereiche mit Hautausschlägen, Wunden oder andere empfindliche Bereiche aus.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Ihre Haut brennt oder unempfindlich ist.
- Wenn eine Hautreizung auftritt, beenden Sie die Anwendung und suchen Sie einen Arzt auf.

WICHTIGE HINWEISE



- Der Abstand zum Gerät hängt von der individuellen Lichtempfindlichkeit und dem jeweiligen Bedarf ab. Achten Sie immer darauf, dass der Mindestabstand von 15 cm zwischen dem Gerät und dem zu beleuchtenden Körperteil nicht überschritten wird.
- Beleuchten Sie einen Bereich nicht länger als 30 Minuten pro Tag.
- Beleuchten Sie einen Bereich nicht länger als 20 Minuten am Stück aus einer Entfernung von weniger als 30 cm.
- Achten Sie immer auf Haut- und Augenreaktionen. Wenn das Licht Ihre Haut oder Augen verbrennt, schalten Sie das Gerät sofort aus und verwenden Sie es nicht.
- Medikamente, Kosmetika oder Lebensmittel können unter Umständen zu Überempfindlichkeiten oder allergischen Hautreaktionen führen. In diesem Fall muss die Beleuchtung sofort abgestellt werden.
- Bei der Bedienung des Geräts ist besondere Vorsicht und Sorgfalt geboten.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind und die Gefahr besteht, bei eingeschaltetem Licht einzuschlafen.
- Eine zu starke Lichtexposition kann zu Zellstress führen und ist potenziell gefährlich.
- Kinder kennen die mit elektrischen Geräten verbundenen Gefahren nicht. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht von unbeaufsichtigten Kindern benutzt wird.

REINIGUNG UND REPARATUR



- Sie dürfen das Gerät unter keinen Umständen öffnen oder anderweitig reparieren. Andernfalls ist die einwandfreie Funktion nicht gewährleistet. Bei Nichtbeachtung dieser Vorschrift erlischt die Garantie.
- Für Reparaturen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den angegebenen Kundenbetreuung.
- Unsachgemäße Handhabung kann zu Verletzungen, elektrischem Schlag, Brand oder Beschädigung des Geräts führen.
- Sie dürfen das Gerät nicht selbst reparieren. Es enthält keine Teile, die Sie selbst reparieren können.
- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus, trennen Sie es vom Stromnetz und lassen Sie es abkühlen.
- Reinigen Sie das Gerät nicht in der Spülmaschine!
- Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel.
- Ziehen Sie zur Reinigung das Netzkabel ab und wischen Sie das Gerät vorsichtig mit einem Tuch ab.
- Spritzen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten direkt auf das Gerät. Andernfalls kann es zu einem Stromschlag oder einer Beschädigung des Geräts kommen.

LAGERUNG UND TRANSPORT



- Bevor Sie das Gerät bewegen, schalten Sie es aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es berühren.
- Lagern Sie das Gerät vorzugsweise in der Originalverpackung und an einem trockenen Ort.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es einlagern.
- Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht an Orten, an denen es giftigen Dämpfen oder flüchtigen Substanzen ausgesetzt ist.
- Achten Sie beim Transport darauf, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist und dass alle Kabel abgezogen wurden.
- Verhindern Sie, dass Gegenstände auf das Gerät treffen und herunterfallen.

IM FALLE EINES NOTFALLS



- Versuchen Sie im Falle eines Brandes des Gerätes nicht, diesen mit Wasser zu löschen. Verwenden Sie einen für elektrische Brände geeigneten Feuerlöscher.
- Wenn das Gerät Rauch, Funken oder einen starken Brandgeruch entwickelt, trennen Sie es sofort vom Stromnetz und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den angegebenen Kundenbetreuung.
- Versuchen Sie in solchen Fällen nicht, das Gerät selbst zu reparieren oder zu zerlegen. Dies könnte zu weiteren Schäden oder Verletzungen führen.
- Sollte das Gerät einen elektrischen Schlag verursachen, trennen Sie es sofort vom Stromnetz. Berühren Sie eine an die Stromquelle angeschlossene Person nicht direkt. Verwenden Sie einen nicht leitenden Gegenstand, um die Person von der Stromquelle zu trennen, und suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.

HINWEIS

- Für die hier aufgeführten Anwendungen sind keine Nebenwirkungen bekannt, vorausgesetzt, alle Sicherheitshinweise in dieser Gebrauchsanweisung werden befolgt.
- Für alle anderen Anwendungen, die nicht in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind, dürfen Sie dieses Gerät nur nach Rücksprache mit einem Arzt verwenden.
- Dieses Gerät ist nicht für den industriellen oder klinischen Gebrauch bestimmt.
- Wenden Sie sich bei gesundheitlichen Problemen jeglicher Art an Ihren Arzt!

Woran erkenne ich, dass das Licht nicht richtig funktioniert?

- Die roten (RED) oder Nah-Infrarot (NIR) LEDs leuchten oder blinken nicht, wenn sie eingeschaltet sind.
- Nur ein Teil der roten (RED) oder Nahinfrarot-LEDs (NIR) leuchtet, wenn das rote oder Nahinfrarot-Licht eingeschaltet ist.
- Ein ungewöhnliches Lüftergeräusch ist zu hören, wenn das Rot- oder Nahinfrarotlicht eingeschaltet wird.

Wie kann ich feststellen, ob das Licht richtig funktioniert?

- Wenn das rote Spektrum (RED) eingeschaltet wird, leuchten die LEDs auf und geben ein sichtbares, intensives rotes Licht ab. Gleichzeitig schalten sich die Lüfter ein.
- Wenn das Nahinfrarotspektrum (NIR) eingeschaltet wird, leuchten die LEDs auf und senden unsichtbares Nahinfrarotlicht aus. Dieses Spektrum ist für das menschliche Auge unsichtbar. Der ordnungsgemäße Betrieb kann über die Kamera eines Mobiltelefons überprüft werden. Das Objektiv der Kamera kann dieses Licht erkennen. Gleichzeitig schalten sich auch die Lüfter ein.
- Wenn sowohl das rote (RED) als auch das Nahinfrarotspektrum (NIR) eingeschaltet sind, leuchten alle LEDs gleichzeitig auf. Gleichzeitig schalten sich auch die Lüfter ein.

Technische daten

Name und Modell: MITO LIGHT® Starter 4.0 / Expert 4.0 / Biohacker 4.0 / Mitohacker 4.0

Leistungsaufnahme: Starter 4.0 - 109 W / Expert 4.0 - 277 W /

Biohacker 4.0 - 366 W / Mitohacker 4.0 - 720 W

Verbrauch: Starter 4.0 - 0,109 kWh / Expert 4.0 - 0,277 kWh /

Biohacker 4.0 - 0,366 kWh / Mitohacker 4.0 - 0,720 kWh

Abmessungen (H x B x T): Starter 4.0 - 35 x 25 x 6,5 cm / Expert 4.0 - 66 x 25 x 6,5 cm /

Biohacker 4.0 - 92 x 25 x 6,5 cm / Mitohacker 4.0 - 92 x 41 x 6,5 cm

Gewicht: Starter 4.0 - 5,4 kg / Expert 4.0 - 6,9 kg /

Biohacker 4.0 - 9,1 kg / Mitohacker 4.0 - 15,7 kg

Stromeingang: AC 100-277V, 50/60Hz

Wellenlängen: 630, 660, 670, 810, 830, 850 nm (1:1:1:1:1:1)

Betriebsbedingungen: Temperatur zwischen 10°C und 30°C, Luftfeuchtigkeit

zwischen 40% und 60% (nicht kondensierend), Luftdruck zwischen

980 hPa und 1050 hPa, Höhe zwischen 0 und 2000 m über dem Meeresspiegel

Lagerbedingungen: Temperatur zwischen 0°C und 40°C, Luftfeuchtigkeit zwischen

40% und 60% (nicht kondensierend)

LED-Lebensdauer: 50 000 Beleuchtungsstunden

IP-Bewertung: IP20

Materialien: Metall, Kunststoff

Abstrahlwinkel: 30 Grad

Zertifizierungen: CE, UKCA, RoHS

Likvidation

Um die Umwelt zu schützen, darf das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Die Entsorgung muss in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften erfolgen.

Die umweltgerechte Entsorgung von Elektroschrott wird durch das Sammelsystem REMA System, a.s. gewährleistet. Wenn Sie Ihr Gerät entsorgen möchten, kontaktieren Sie uns unter hello@mitolight.com, und wir werden eine kostenlose weltweite Abholung Ihres Geräts an Ihrer Adresse und eine Übergabe des Geräts an eine Sammelstelle von REMA System, a.s. veranlassen.

Garantie und Ansprüche

Für MITO LIGHT® Starter 4.0, MITO LIGHT® Expert 4.0, MITO LIGHT® Biohacker 4.0, MITO LIGHT® Mitohacker 4.0 gilt eine **3-jährige Garantie**.

Wenn Sie die Ware bereits funktionsunfähig erhalten haben oder ein Problem bei der Nutzung aufgetreten ist, befolgen Sie bitte die Anweisungen auf der Seite:

www.mitolight.com/complaints-and-returns

Wir werden Ihre Beschwerde in Rekordzeit lösen!

Die Beschwerdebedingungen sind zu finden unter:

www.mitolight.com/complaint-conditions

EU-Konformitätserklärung

Produkt: MITO LIGHT®

Modelle: Starter 4.0, Expert 4.0, Biohacker 4.0, Mitohacker 4.0

Hersteller: MITO LIGHT Logistics s.r.o.

Simerova 428/3, Doudlevice, 301 00 Pilsen, Tschechische Republik

Diese Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

Der Gegenstand der oben beschriebenen Erklärung steht im Einklang mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:

RICHTLINIE 2014/30/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (EMC)

RICHTLINIE 2014/35/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt (LVD)

RICHTLINIE 2014/53/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/5/EG (RED)

Der vollständige Wortlaut der Konformitätserklärung mit Fundstellen der angewandten harmonisierten Normen, einschließlich des Datums der Norm, oder sonstiger technischer Spezifikationen, einschließlich des Datums der Spezifikationen, auf deren Grundlage die Konformität erklärt wird, ist abrufbar unter:

www.mitolight.com/compliance

Diese Konformitätserklärung wird ungültig, wenn Änderungen am genannten Produkt vorgenommen werden, die nicht vom Hersteller genehmigt wurden.

Unterzeichnet für und im Namen von: MITO LIGHT Logistics s.r.o.

Karel Mencl, der Geschäftsführer

In Pilsen, 10/8/2023


MITO LIGHT Logistics s.r.o.
Simerova 428/3, 301 00 Plzeň
Česká republika
IČO: 19262680

WeCare *Plus*

KUNDENSERVICE

kontakt@wecareplus.de

0521 759 8370

WeCare+ GmbH
Detmolder Str. 596-598,
33699 Bielefeld