



ENVIRON[®]

**Focus Care™ Skin Tech+
DF Mobile Skincare Device**

**Wichtige Hinweise zum Gebrauch Ihres neuen
DF Mobile Geräts**

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZU IHREM NEUEN DF MOBILE!

Zusammen mit den Hautpflegeprodukten von ENVIRON kann das DF Mobile spezielle Hautprobleme wie feine Linien, Narbengewebe, ungleichmäßige Hautstruktur und lichtbedingte Hautschäden gezielt behandeln und somit den Teint, die Struktur und die Leuchtkraft der Haut deutlich verbessern.

Auf den Folgeseiten finden Sie die zu Ihrer Hautkondition passenden Produkte inkl. Anwendungshinweisen.



FOCUS CARE YOUTH+ (ANTI AGING)

Peptide Enriched Frown Serum

Verringert die Erscheinung von Mimikfalten



Standardprogramm: 1

Alternativprogramm:
3 (bei Kontraindikation Iontophorese)

FOCUS CARE YOUTH+ (ANTI AGING)

Tri-Peptide Complex+ Avance Elixir

Für eine jung aussehende Haut



Standardprogramm: 1

Alternativprogramme:

3 (bei Kontraindikation Iontophorese)

4 (bei Kontraindikation Sonophorese)



FOCUS CARE YOUTH+ (ANTI AGING)

Concentrated Retinol Serum 1-3

Für die Verbesserung des gesamten Erscheinungsbildes der Haut



Standardprogramm: 1

Alternativprogramme:

3 (bei Kontraindikation Iontophorese)

5 (bei Kontraindikation Sonophorese)



FOCUS CARE MOISTURE+ (TROCKENE HAUT)

HA Intensive Hydrating Serum

Für eine prallere, glatter aussehende Haut



Standardprogramm: 1

Alternativprogramm:
3 (bei Kontraindikation Iontophorese)



FOCUS CARE COMFORT+ (SENSIBLE HAUT)

Vita-Enriched Colostrum Gel

Für ein besseres Hautgefühl



Standardprogramm: 3



BODY RANGE (FÜR DEN KÖRPER)

Tri-Complex Contouring Cream

Für eine festere, glatter aussehende Haut



Standardprogramm: 1

Alternativprogramme:

3 (bei Kontraindikation Iontophorese)

4 (bei Kontraindikation Sonophorese)



ANWENDUNG

Bei der Sonophorese (Programme 1, 3) die Sonde für mindestens 15 Sekunden auf einer Stelle halten bis ein Piepton zu hören ist. Dann die Sonde auf das nächste zu behandelnde Areal halten.

Bei der Iontophorese (Programme 4, 5) sollte die gesamte Behandlungszeit mindestens 10 Minuten bis maximal 30 Minuten betragen.

Bei der Sonophorese wird ein Ton erzeugt, der für manche Personen unangenehm sein kann. Ist dies der Fall, verwenden Sie die empfohlenen Alternativprogramme.

KONTRAINDIKATIONEN


Bitte beachten Sie die in der Gebrauchsanweisung aufgeführten Kontraindikationen. Sämtlicher Schmuck (inkl. Piercings) sollte vor Gebrauch entfernt werden bzw. während der Behandlung nicht mit der Sonde der DF Mobile in Berührung kommen.

SIE HABEN FRAGEN?

Wenden Sie sich bitte an Ihre/n Kosmetiker/ in oder Arzt/Ärztin, von dem/der Sie das Gerät bezogen haben.



FACHHÄNDLER INFORMATION



Wichtig: ENVIRON ist Salon-exklusiv und nur im autorisierten Fachhandel erhältlich. Lassen Sie sich von Ihrem ENVIRON Skin Care Experten beraten, welche Produkte für Sie geeignet sind und wann Sie die nächste Stufe des Vitamin STEP-UP SYSTEMS™ nutzen können.



ENVIRON®

a beautiful skin for a lifetime

www.environskincare.com  EnvironSkinCare

 EnvironSkinCare  @Environ_Global

Für Wiederverkäufer:
www.careconcept.com