

SARLISI

毛穴吸引器取扱説明書



製品の説明

本製品は美顔、リフトアップ、毛穴クレンジング、ニキビ改善、黒ずみ吸い出し、水分と油分を理想的なバランスに整えるなど、一台で多数の役割を果たせる美顔器となります。フトンライトによるスキんケアに加え、毛穴を改善し、肌のシワを防ぎ、ハリをアップさせることができます。

真空吸引

ユニークな真空吸引システムを搭載しており、肌のハリをアップし、血液やリンパの循環及び真皮組織の代謝を促進することができます。そして、美容液の有効成分を真皮層下まで浸透させ、水分と油分のバランスをよく整えて、肌のたるみと肌荒れを改善し、肌のハリとツヤを取り戻します。

フトンライトによるスキんケア

赤 LED:

周波数 620nm の赤 LED は肌の奥深くまで直接照射します。繊維芽細胞を刺激し、温熱で血行が促進され、コラーゲンを生成させ、シワをだんだん改善し、肌のハリとツヤを取り戻します。

緑 LED:

周波数 530nm の緑 LED は肌のツヤを取り戻し、水分と油分を理想的なバランスに整えることができます。

青 LED:

周波数 415nm の青 LED はニキビなどの発生を抑制し、傷、肌荒れを改善する働きが備えられています。

使い方

*電源ボタンを押し、本製品を ON にします。電源ボタンをもう一度押すと、モードが 1 から 5 までのレベルを調整することができます。

*M ボタンを押すとフトンライトが起動します。もう一度押すと、赤 LED、青 LED、緑 LED に切り替えることができます。

*充電中の場合は、赤 LED が点灯し、充電が完了すると、青 LED が点灯します。



5つのヘッド

•大円型ヘッド

特徴: 吸引力が強い、黒ずみのケアやリフトアップに最適です。黒ずみのケアをしている際に一部あたり約10分間当てて、顔の前から後ろへできるだけゆっくり動かしてください。リフトアップをしている際に顎から上にゆっくり動かしてください。

•中円型ヘッド 1

特徴: 円型ヘッド(小)より吸引力がやや強い。お肌の特性によって小~大のヘッドを試してください。油性肌の方にお勧めです。

•中円型ヘッド 2

特徴: 円型ヘッド 1(中)より吸引力が強い。お肌の特性によって小~大のヘッドを試してください。混合肌の方にお勧めです。

•小円型ヘッド

特徴: 吸引力が弱い。黒ずみのケアや皮膚の薄い部分のケアに最適で敏感肌の方にお勧めです。

•楕円形ヘッド

特徴: 肌のたるみに対応できます。繰り返し顔を当てて、吸って離すことにより、血行を促進し、肌のハリが取り戻せます。

使用のご注意

1. リフトアップ機能は皮膚を引上げる働きがあるので、傷や痕がある肌には使用しないでください。
2. 本機器には強く引上げる力が付いているので、ヘッドを肌に強く当てないでください。
ご利用になった後、お肌に多少な刺激をもたらすので、ご利用になった部位は少し赤くなる場合があります。予めご了承ください。
3. ご利用後には、保湿マスクを使用するなど、保湿対策を行ってください。
4. ご利用する直前、またはご利用後は、角質除去などの商品を使用しないでください。
5. 肌の持ち上げやシワ取りには低いモードをご使用してください。肌に接触する時間を短くさせて、一度に同じ部位に長く使用しないでください。
6. 吸引ヘッドを取り付け、顔に沿って、止めずにゆっくり下から上の方向を動かしてください。同じ部位にデバイスを維持する時間が3秒以上超えると肌が赤く又は紫色になる恐れがあるのでご注意ください。

この度、弊社の製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本取扱説明書の内容をよくお読みいただき、正しくお使いください。

お手入れ

・吸引ヘッド

使用後、吸引ヘッドは時計回りに引き抜いて、アルコールまたはぬるま湯で付着した汚れを取り除いてください。

※熱湯(70℃以上)で洗わないでください。

※洗剤などは使わないでください。

・本体

本体スイッチをOFFにして、水で湿らせた布でふき取り、十分に乾燥させてから使用してください。

※洗剤などは使わないでください。洗剤を使用すると、変色・劣化およびヒビが入るおそれがあります。

※本体は防水ではないので、水洗いしないでください。

※長時間使用しない場合は(約3ヵ月ほど)、本体を十分充電して保存してください。電池の長時間断電は故障の原因になります。

・部品の交換

スポンジとゴムの交換は下記通り：

1、時計回りに吸引ヘッドを引き抜く。

2、本体に装着したスポンジとゴムを交換してください。

3、交換が完了しましたら、吸引ヘッドを本体に差し込む。



※スポンジは使用状況によって約3ヵ月ほどで交換することをお勧めします。

※ゴムは約半年くらいに交換することをお勧めします。

使用の手順



1、毛穴を開かせる
ホットスプレースチーマー
またはホットタオルを5分
程度使用して、毛穴を開か
せてください。



2、美容液を塗る
黒ずみに対策用の美容
液を付けたコットンを
お鼻に3分間当てます。



3、レベルを調節する
用途によってヘッドを
使い分け、自分に合
うレベルを設定して
ください。



4、顔に当てる
本製品を黒ずみ部位に
当ててゆっくり移動して
ください(約2分間)。



5、顔を洗う
ご利用になった後、
水で顔を洗います。



6、日常ケア
化粧水を塗る、又は
保湿マスクを付けて
ください。

各機能の使い方

・黒ずみや汚れを取り除き

①お肌の状況によって、小へ大のヘッドを使い分けます。

②ヘッドを黒ずみ部位に当ててゆっくり美顔器を移動します。5段階レベルで、自分に合うレベルを調節することができます。

※黒ずみのケアをしている際、黒ずみ部位に一方方向でゆっくり移動してください。

・リフトアップ・マッサージ、シワ改善

①楕円形ヘッドを取り付けます。

②状況による適当なレベルに調節し、目じり、鼻、口元の周りに当ててゆっくり美顔器を動かします。

※ケアしたい部位を吸ったらずく離す動作を繰り返すことにより、血液循環を促進し、肌のハリを取り戻し、シワを改善することができます。

(ご注意：皮膚の赤みや腫れを引き起す恐れがありますので、ヘッドを同じ部位に3秒以上当てないでください。上記の症状が現れた場合、しばらく使用しないでください。)肌の持ち上げやシワ取りには低いモードをご使用してください。肌に接触する時間を短くし、一回に同じ部位を長く使用しないでください。

・フトンライトによるケア

①電源をONにして、ライトが点灯した後、まるを描きながら当ててください。

②内から外へ、上から下へ30秒以内に面部全体に移動します。

③スキンケアをする場合は、フトンライトは同時に起動することでできます。

仕様

連続使用時間:約2時間	充電時間:約1時間
効率:1.5W	本体重量:約135g
サイズ:約175*45*45mm	機能:3つモード&5段階レベル
パッケージ内容:吸引器本体*1、吸引ヘッド*5、交換用スポンジ*5、交換用ゴム*5、USB充電ケーブル*1、取扱説明書*1	

注意事項:

ご利用になる前に、濾過用スポンジを濾過カップに入れてあるか、スポンジが乾いているかを確認してください。

*水で本製品を洗浄しないでください。

*以下の場合に、本製品を使用しないでください。

(1)医師の治療を受けている方、及び体に異常を感じる方

(2)悪性腫瘍にかかったことが方

(3)妊娠、産婦、児童。

(4)感染病にかかったことが方

(5)皮膚知覚障害者、或は皮膚異常者

(6)急性病にかかったことが方

*本体が破れた、又は本体の機械的な故障が起きた場合には、本製品を使用しないでください。

*本製品を日の当たる場所に放置しないでください。風通しが良く、乾燥している場所に保存してください。