

## Veiligheidsinformatie

1. Niet onderdompelen in water. Dit product is niet bedoeld voor gebruik onder de douche of in bad.
2. We raden het gebruik op het gezicht, de kin of de nek af.
3. Raadpleeg voor gebruik een arts als u huidaandoeningen heeft.
4. Stop met het gebruik van het product als u enig ongemak ervaart.
5. Zorg ervoor dat u bij het vervangen van de accessoires eerst de machine uitschakelt.
6. Houd haar en losse kleding uit de buurt van bewegende delen. Druk niet te hard op de huid.
7. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik, niet voor commercieel of industrieel gebruik.
8. Probeer het product niet zelf te openen of te repareren. Er zijn geen bruikbare onderdelen aanwezig.

## Schoonmaak

De ZELVA Sculpt kan worden gereinigd met een natte handdoek om overtollige gel, crème of olie te verwijderen en vervolgens droogdeppen met een droge handdoek. De pads kunnen met de hand worden gewassen met zachte zeep of in een herbruikbare waszak worden gedaan, zodat ze met een delicate cyclus in de wasmachine kunnen worden gewassen.

## ZELVA SCULPT

**Handleiding**  
**Nederlands**



## Productintroductie

De ZELVA Sculpt is een handmassageapparaat dat is ontworpen voor thuisgebruik. De ZELVA Sculpt maakt gebruik van unieke technologie met krachtige maar zachte microvibratie- en microcompressietechnologie om de huid een boodschap te geven. Het ergonomische ontwerp van de ZELVA Sculpt maakt het gemakkelijk vast te houden en te gebruiken.

Voor het beste resultaat raden wij aan om de ZELVA Sculpt vier keer per week gedurende 15 minuten op het doelgebied te gebruiken en daarbij een gezonde levensstijl te handhaven.

### Pakket omvat:

1x ZELVA Sculpt  
3x schoonheidspads  
1x Handleiding

## Hoe te gebruiken

- Kies een stoffen kussentje dat u mooi vindt en bedek de kop van het apparaat.
- Voor extra effectiviteit kunt u wat afslankgel of vochtinbrengende crème op de huid van het beoogde gebied aanbrengen (dit is niet vereist en is optioneel).
- Sluit de ZELVA Sculpt aan op een beschikbaar stopcontact. Schakel het apparaat in.
- Kies en pas de trillingsintensiteit naar wens aan. Begin met niveau 1 en verhoog geleidelijk totdat de gewenste intensiteit is bereikt (pas aan door de knop naar links of rechts te draaien, van zachte vibratiemodus tot krachtige vibratiemodus).
- Richt het apparaat op het beoogde gebied.
- Masseer het beoogde gebied (niet meer dan 30 minuten per dag in één gebied).
- Schakel het apparaat uit door de knop helemaal naar links te draaien.
- Let op: Gebruik het niet op het gezicht, de kin of de nek.