

cellpod silver(Ag) mask & SKINZAP

MICROCURRENT MASK PACK



cellpod es una marca de dispositivos de belleza de Ecowell, diseñada para hacer que el cuidado estético sea fácilmente accesible en casa.





It's different when cellpod makes it

cellpod es la marca de dispositivos de belleza de Ecowell Co., Ltd., una compañía orientada a la investigación especializada en tecnología de la piel. Hemos desarrollado tecnologías para abordar las preocupaciones de los clientes sobre la piel a través de una investigación sistemática e innovadora liderada por varios expertos con títulos de doctorado.

Con nuestra experiencia y potencia tecnológica, no solo ofrecemos soluciones bajo la marca cellpod, sino que también proporcionamos soluciones personalizadas para socios de la industria para implementar sus propios dispositivos de belleza especializados.

A través de la colaboración con socios de la industria, nuestro objetivo es crecer juntos y proporcionar soluciones de cuidado de la piel optimizadas a una gama más amplia de clientes.





PARA AQUELLOS QUE

- ✓ Aquellos que no han visto resultados del cuidado facial profesional.
- ✓ Individuos que luchan con productos para el cuidado de la piel debido a la sensibilidad de la misma.
- ✓ Quienes buscan soluciones simples para el cuidado de la piel en casa sin atención profesional.
- ✓ Cualquiera que desee experimentar mejoras notables como la reducción de arrugas y el aumento de la elasticidad de la piel.
- ✓ Personas ocupadas que necesitan opciones de cuidado de la piel convenientes.
- ✓ Aquellos que requieren soluciones de cuidado de la piel rápidas y efectivas en un corto período de tiempo.

La clave reside en la bioelectricidad y la absorción

Microcorriente

La microcorriente activa la bioelectricidad natural del cuerpo, promoviendo la regeneración de la piel. Esto conduce a una reducción de las arrugas y una mejora en la elasticidad.


Galvánica

La tecnología galvánica aumenta la absorción 6 veces, permitiendo que los ingredientes activos penetren profundamente en la piel.

Al usar una mascarilla facial común



Al usar la mascarilla con microcorriente + galvánica



CUIDADO DE LA PIEL EN CASA SIMILAR A UN SALÓN DE BELLEZA

La esencia EWG All Green se aplica en mascarillas sin costuras, penetrando profundamente en la piel con tecnología de microcorriente y galvánica.

Experimenta la misma calidad de cuidado de la piel que recibirías en un salón de belleza, justo en la comodidad de tu hogar.

Estabilidad de Frecuencia de Radio

Resistencia eléctrica mínima para estabilidad microcorriente

Pasta de plata al 99% + recubrimiento de vitamina C

Técnica de transferencia fílmica, contenido y recubrimiento de vitamina C

Patrón Ajustado


Para áreas de la piel finas y flácidas, se aplica un patrón de alta densidad.

100% Tencel

Tejido hecho de materiales seguros y naturales sin sustancias nocivas



Aprovechando el ciclo de regeneración de la piel de 30 días



Diseñado para optimizar la salud de la piel de acuerdo con el ciclo de regeneración de 30 días.

Dependiendo de los objetivos de cuidado de la piel y la condición de la misma, elegir entre las opciones de Paquete Completo o Paquete Medio.

⚠ El "SkinZip" Black Mask Pack Multi-Care está disponible exclusivamente en Paquete Completo. Se puede usar con la misma frecuencia que el Paquete Completo del Microcurrent Silver Mask Pack.

Cuidado de 30 días

Paquete Completo (8 hojas) del Microcurrent Silver Mask Pack

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Mejora las arrugas y la luminosidad de la piel en 30 días. Se recomienda su uso dos veces por semana.

Cuidado de 15 días

Paquete Medio (4 hojas) del Microcurrent Silver Mask Pack

Semana 1 Semana 2

Hidrata y calma la piel sensible y áspera en 15 días. Se recomienda usar dos veces por semana.

HOJA DE MASCARILLA CON ESENCIA CALIFICADA EWG TODO VERDE

Soluciones a medida seleccionadas para satisfacer sus necesidades



Microcurrent Silver Mask

Mejora de los poros, las arrugas, la elasticidad y el blanqueamiento de la piel



Acido hialurónico
Hidratación



Niacinamida
Blanqueamiento




Adenosina
Mejora de Arrugas



Colageno
Mejora de la Elasticidad




SINCRONIZACIÓN
Mejora de Arrugas y Poros



Vitamina C
Blanqueamiento Colágeno




Centella Asiatica de Jeju
Alivio



Metacool
Refrescante



Houttuynia cordata
Supresión de la Inflamación
Mejora del Acné
Regeneración de la Piel



'SkinZip' Black Mask Pack Multi-Care

Acné, Piel Sensible, Alivio de la Sensibilidad al Calor



SÓLIDO Y METICULOSO

Envasado individual de esencia, soporte estable, conectores magnéticos de mínima irritación,

Máscara de microcorriente
Elaborada meticulosamente.




Embalaje individual

La esencia y las hojas de máscara están empaquetadas por separado para prevenir la contaminación y la corrosión, asegurando su calidad y efectividad.



Valve



Adherir etiquetas conectoras magnéticas

La piel se irrita mínimamente ya que el metal no entra en contacto directo con la piel.



Sujetador del dispositivo

Los conectores magnéticos de la sábana se sujetan de forma segura al soporte del dispositivo, garantizando estabilidad y facilidad de uso.

CÓMO USAR



1. Presiona el botón en el paquete de la mascarilla, luego exprime la ampolla debajo de la sábana para aplicarla.



2. Espera 2-3 minutos para una absorción completa antes de aplicar la mascarilla en tu rostro.




3. Coloca el dispositivo de microcorriente en el conector de la mascarilla ubicado en tu frente y actívalo.



4. Permite que el dispositivo de microcorriente funcione durante 20 minutos, facilitando la penetración de los ingredientes activos en las capas de la piel.



5. Después de 20 minutos, retira la mascarilla y da pequeños golpecitos con los dedos sobre tu piel para absorber cualquier esencia restante y terminar.



Modo de reconocimiento de sensores (5 segundos)

Suena la señal de reconocimiento del sensor, y la luz indicadora parpadea rápidamente.



Modo de Impulso (20 minutos)

Suena la señal de inicio, y la luz indicadora parpadea lentamente.



Modo de Espera (20 minutos)


Se reproduce el sonido de apagado y la luz indicadora se apaga. Para evitar el funcionamiento continuo debido a errores del sensor, la alimentación se apaga automáticamente durante 20 minutos. Presionar el botón nuevamente permite su reutilización después de 20 minutos.

RESULTADOS DE ENSAYOS CLÍNICOS

Centro de Investigación de la Piel P&K, Corea


Prueba 1. Aumento de la elasticidad de la piel de las mejillas

Comparado con el uso solo de una mascarilla de lámina, **Aumentado 107.8% en 4 semanas**




Prueba 2. Aumento de la elasticidad de la piel en la frente

Comparado con el uso solo de una mascarilla de lámina, **Aumentado 62.3% en 4 semanas**




Prueba 3. Aumento de la elasticidad de la piel alrededor de los ojos

Comparado con el uso solo de una mascarilla de lámina, **Aumentado 101.3% en 4 semanas**





Prueba 4. Aumento de la densidad de la piel

Comparado con el uso solo de una mascarilla de lámina, **Aumentado 53.2% en 4 semanas**



Prueba 5. Mejora del tono de la piel (Blanqueamiento)

Comparado con el uso solo de una mascarilla de lámina, **Aumentado 171.7% en 4 semanas**



Una mujer de 40 años con piel seca usando una Microcurrent Silver Mask junto con un dispositivo.



Una mujer de 40 años con piel normal usando una Microcurrent Silver Mask junto con un dispositivo.

CERTIFICACIÓN Y PRUEBAS DE SEGURIDAD



Aprobó las pruebas de irritación de la piel realizadas por el Centro de Investigación de la Piel P&L de Corea.

La Microcurrent Silver Mask ha sido probada como “no irritante” a través de notificaciones de observación del Ministerio de Seguridad Alimentaria y Farmacéutica en Corea.



Prueba de conductividad aprobada

Hoja de mascarilla:
Informe de prueba de conductividad
Dispositivo:
Certificación KC completada
(Número de registro: R-R-EcW-EBM-E12111)



Aprobó la prueba de seguridad oftálmica

Después de 4 semanas de uso, un oftalmólogo no se observó efectos secundarios relacionados con daños en la córnea con la 'Microcurrent Silver Mask', calificando su seguridad oftálmica como 'excelente'.

cellpod Microcurrent Maskpack RENACIDO BAJO TU MARCA

Fabricado como OEM/ODM y distribuido y vendido bajo tu propia marca

La personalización está disponible para alinearse con tu marca, incluida la impresión del logotipo de tu marca, cambiar los colores del producto y del paquete, y modificar la formulación de la esencia.

Para más detalles, por favor contacta a la persona encargada en el Departamento de Ventas de Ecowell por teléfono, correo electrónico o consulta a través de nuestro sitio web.

Correo electrónico : sales@ecowell.co.kr

Sitio web : ecowell.co.kr



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo	Microcurrent Silver Mask Sheets
Frecuencia de uso	8 Veces
Duración del uso	20 Minutos
Tamaño	34mm x 40.2mm x 7mm
Características clave	Adenosina (Mejora de Arrugas) Niacinamida (Blanqueamiento)
Material conductor	Pasta de Plata
Patrón de resistencia	Menos de 50 Ω
Embalaje	Envase individual de hojas de máscara y esencias en una sola bolsa

Ingredientes de la Esencia de la Hoja de Mascarilla

Agua purificada, Butilenglicol, Glicerina, Niacinamida, 1,2-Hexanodiol, Polideceno hidrogenado, Carbómero, Arginina, Etilhexilglicerina, Adenosina, Propanodiol, Tocoferol, Oleato de poliglicerilo-10, Aceite de semilla de girasol, Fitoato de sodio, Lecitina hidrogenada, Colágeno hidrolizado, Copolímero de acrilato de glicerilo/ácido acrílico, Extracto de goma de acacia senegal, Etilhexiltriazona, Escualano, Copolímero de PVM/MA, Extracto de raíz de Alkanna tinctoria, Extracto de semilla de Carthamus tinctorius (cártamo), Extracto de semilla de Centella asiatica, Extracto de flor de Crocus sativus, Ácido madecásico, Asiaticósido, Ácido asiático, Extracto de Centella asiatica, Extracto de Houttuynia cordata, Extracto de raíz de Scutellaria baicalensis, Vitamina C

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

P. Coloqué correctamente el dispositivo pero no funciona.

R. Presiona ligeramente el área de reconocimiento del sensor del dispositivo conectado hacia tu frente durante unos 5 segundos. Cuando la luz parpadee (modo de reconocimiento del sensor), el modo de refuerzo funcionará normalmente.

P. El dispositivo no se desprende fácilmente del terminal magnético.

R. Presiona suavemente y luego empuja hacia arriba para desprenderlo, y se separará fácilmente del conector magnético de la hoja de mascarilla.

P. El conector metálico del paquete de mascarilla se ha desprendido.

R. Al desprender el dispositivo, es posible que el conector metálico del paquete de mascarilla se desprenda. El paquete de mascarilla es desechable y no puede ser reutilizado.

P. ¿Qué debo hacer después de usar el dispositivo?

R. Después de 20 minutos de funcionamiento, el dispositivo se apagará automáticamente. En este punto, retire el dispositivo, limpie cualquier esencia restante y guárdelo por separado. Si no retira el dispositivo, puede reiniciarse automáticamente después de 20 minutos en modo de espera. Una vez que finaliza el modo de refuerzo, debe retirar tanto la mascarilla como el dispositivo para concluir la sesión de manera segura.

P. Quiero seguir usándolo.

R. Para garantizar el uso estable del dispositivo, está configurado en un modo de espera de 20 minutos. Por favor, espere 20 minutos después de que se complete el modo de refuerzo antes de volver a usarlo. (El indicador luminoso no parpadea en modo de espera).