





Manuale di istruzioni e Consigli d'uso

ROWALU

Slim-500



AVVERTENZE GENERALI

LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE L'APPARECCHIO.

Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente realizzato. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso, nonché far decadere la garanzia. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di cambio degli accessori o di pulizia disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica.

Non lasciare esposto l'apparecchio ad agenti atmosferici (pioggia, sole, etc.).

Non tenere l'apparecchio vicino a fonti di calore (es. termosifone).

Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, da persone che manchino di esperienza e conoscenza dell'apparecchio, a meno che siano attentamente sorvegliate o ben istruite relativamente all'utilizzo dell'apparecchio stesso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio.

Allorché si decida di smaltire come rifiuto questo apparecchio, si raccomanda di renderlo inoperante.

**QUESTO APPARECCHIO NON DEVE ESSERE UTILIZZATO DAI BAMBINI.
TENERE L'APPARECCHIO ED IL SUO CAVO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.**

• CONSULTARE IL PROPRIO MEDICO IN CASO DI PROBLEMI DI SALUTE, COME L'UTILIZZO DI BYPASS.

• NON UTILIZZARE IL MASSAGGIATORE DIRETTAMENTE IN PRESENZA DI INFIAMMAZIONI O ERUZIONI CUTANEE.

• NEL CASO IN CUI SI SOFFRA DI VENE VARICOSE, NON UTILIZZARE LA RADIAZIONE INFRAROSSA IN QUESTA ZONA, IN QUANTO QUEST'ULTIMA EMETTE UN LEGGERO CALORE CHE POTREBBE PEGGIORARE IL PROBLEMA.

• NON UTILIZZARE IL MASSAGGIATORE SULLA ZONA ADDOMINALE SE SI SOSPETTA DI ESSERE O SE SI È IN GRAVIDANZA.

Massaggiatore Anticellulite

Il massaggiatore Rowalu fa parte di una linea di massaggiatori elettrici professionali creati per ottenere **risultati efficaci**. É dimostrato che un uso costante del dispositivo anti cellulite per 15 minuti al giorno apporta al tuo corpo un effetto tonificante e linfodrenante, mentre i tessuti adiposi della cellulite si vedranno meno.



TESTINE FACILMENTE INTERCAMBIABILI

1



Ruota in senso antiorario
per rimuovere la cover protettiva

2




Sfila la testina
tirandola verso l'esterno

3



Spingi la nuova testina
fino a sentire un click

4




Riaggancia la cover protettiva
ruotandola in senso orario


Cambiare le testine




Con il tasto **SPEED** si possono scegliere fino a 6 velocità differenti in base alla sensibilità della pelle.



Con il tasto **MODE** si possono scegliere fino a 6 modalità di vibrazione e rotazione differenti, a seconda di quella che si preferisce, l'effetto che si vuole ottenere resta lo stesso.



ON/OFF



Grazie al Timer automatico il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 15 minuti.

É preferibile usare il massaggiatore per 15 minuti al giorno per non compromettere la vita utile dello stesso.

Come utilizzare il massaggiatore

Utilizzare il massaggiatore facendolo scorrere sempre nel senso della circolazione sanguigna, ovvero dal basso verso l'alto.

Posizionare l'apparecchio sulla **coscia**, vicino al ginocchio e farlo scorrere delicatamente in senso ascendente verso il fianco


Sui **glutei** combinare movimenti ascendenti con movimenti circolari. È possibile terminare il massaggio ascendente delle gambe con movimenti discendenti e circolari sui glutei.

Sull'**addome** posizionare l'apparecchio vicino all'ombelico e farlo scorrere delicatamente verso l'esterno.

Non effettuare mai movimenti circolari intorno all'ombelico.

Sulle **braccia** posizionare l'apparecchio vicino al gomito e farlo scorrere delicatamente verso l'ascella. Ripetere il massaggio dall'ascella fino al gomito.

Non effettuare MAI il massaggio sulle ossa (ginocchia, caviglia, gomito). Le parti sporgenti della testina potrebbero colpire l'osso causando una lesione.



Tipi e funzionamento delle testine



**Testina
shiatsu**

Ammorbidisce i depositi di grasso, attiva e rassoda i muscoli contribuendo a tonificare la pelle. Adatta per cosce, glutei e addome.



**Testina ad
onde**

Adatta per massaggiare, tonificare e rassodare la tua pelle. Ideale per tutte le zone del corpo. Applicare la testina protettiva quando usata su collo e schiena.



**Testina
roller**

Elimina la cellulite agendo contro il rilassamento dei tessuti, stimolando la circolazione e tonificando i muscoli. Non applicare sulla schiena.



**Cover
protettiva**

Da utilizzare esclusivamente con la testina ad onde per proteggere i capelli.

ROLLER MASSAGE

Elimina la cellulite
e stimola la circolazione



Tempo di utilizzo consigliato:
5 minuti

WAVE MASSAGE

Adatto per massaggiare,
rassodare e tonificare
la tua pelle.



Tempo di utilizzo consigliato:
3 minuti

ROLLER MASSAGE

Elimina la cellulite
e stimola la circolazione



Tempo di utilizzo consigliato:
5 minuti

SHIATSU MASSAGE

Ammorbidisce i depositi di grasso
e aiuta la circolazione sanguigna.



Tempo di utilizzo consigliato:
3 minuti


6 VELOCITÀ E 6 TIPOLOGIE DI MASSAGGIO

È possibile adattare l'intensità del massaggio ad ogni necessità. Iniziare sempre con una velocità moderata e aumentarla progressivamente in funzione della propria sensibilità al massaggio.

Utilizzare le creme specifiche di trattamento (rassodanti o anticellulite), dopo il massaggio, in modo che la pelle potrà assorbirne gli ingredienti.

Si consiglia di applicare sempre una crema idratante dopo il massaggio.

REGOLA L'INTENSITÀ DELLE VIBRAZIONI SECONDO L'EFFETTO DESIDERATO!



LOW

Agisce sul derma
Perfetto per zone a ridotta quantità di grasso e muscoli come collo e spalle

MEDIUM

Agisce sui tessuti adiposi
Perfetto per zone con eccessi di grasso come addome, fianchi e cosce

HIGH

Agisce sulla muscolatura
Perfetto per stimolare e tonificare gambe, glutei e braccia

Consigli sul trattamento

Il nostro massaggiatore è dotato dello spegnimento automatico dopo i 15 minuti, in quanto non è consigliato utilizzarlo per più tempo. Effettua un massaggio di 5 minuti sulle gambe e sui glutei e 3 minuti sull'addome e sulle braccia.

Puoi variare la durata del massaggio in base alla sensibilità della tua pelle.

Utilizzare l'apparecchio ogni giorno per 21 giorni, dopodiché consigliamo delle sessioni di mantenimento dalle 2 a 3 volte a settimana, in modo da avere dei risultati sul lungo periodo.

Non dimenticare di curare il tuo stile di vita e l'alimentazione.

*Relax and take care
of yourself!*

*Grazie per averci scelto.
Tutti i nostri prodotti sono stati
realizzati con grande attenzione per i
dettagli.
Speriamo che tu possa essere
soddisfatto dei risultati che otterrai.*

**PER QUALSIASI DUBBIO
CONTATTACI**



SUPPORT@ROWALU.COM

ROWALU