

warmNeck

Oppladbart varmeplagg for stive muskler og ledd



Er du plaget av stive muskler og ledd i nakke og skuldre - da er Warm Neck produktet som gir deg en bedre hverdag.

WarmNeck er en oppladbar fleece hals som gir god varme til muskler og ledd i nakke og skuldre i 3-10 timer.

Med ny teknologi og karbonfiber som varmekilde har du nå et vaskbart oppladbart velværeprodukt.

WarmNeck har 4 justerbare varmenivåer.
Leveres komplett med Li-ion batteri og lader. Størrelse M-L-XL

For teknisk info, se baksiden.

warmNeck

Oppladbart varmeplagg for stive muskler og ledd

Tekniske data

Flishals med varmetråder i karbonfiber innsydd i nakke og skuldere.

Kan vaskes på finvask, 30 grader. Husk å ta ut batteriet!

Batteri

Li-ion polymer 7,4V 22mAh. Maks 15W

Lader

220V DC 8,4V 1200mA

Importør

Glade Johan AS

marius.sommervold@gladejohan.no

www.gladejohan.no

Effekt

100% gir varme i ca. 3 timer

75% gir varme i ca. 5 timer

50% gir varme i ca. 7 timer

25% gir varme i ca. 10timer

Lading av batteri

1) Sett laderen i stikkkontakten og koble den ene ledningen til batteriet (den andre er hvis en ønsker å lade to batterier samtidig).

2) Trykk på «POWER» knappen. Det lyser nå grønt på batteriet og rødt på laderen.

3) Når lyset på laderen lyser grønt er batteriet fullt oppladet.

4) Ladetid ca. 4 timer.

Bruk

1) Ta på fleece halsen.

2) Koble til batteriet.

3) Trykk og hold «POWER» knappen inne ca. 5 sek. og grønt lys tennes på 100% effekt. Ønskes lavere temperatur trykk en gang til og lyset tennes på 75%, 50% eller 25% effekt.

4) For å slå av strømmen trykk en gang til etter 25%.

5) For best effekt anbefales en tynn trøye under fleece-halsen.

