

AbsFitPro®

Si prega di leggere e salvare le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

1. Specifiche

Nome prodotto	AbsFitPro
Tensione	AAA batteria alcalina
Come usarlo	A-F (6 livelli)
Frequenza	1-100 Hz
Grandezza	21 x 10 x 2,3 cm
Peso	57,4 g

2. Istruzioni per l'uso

- Inserire 2 batterie AAA (non sono incluse) nel vano batterie
- Attaccare il regolatore alla parte anteriore della cintura.
- Prima di applicare la cintura pulire/lavare la parte del corpo dove verrà applicato
- Per accendere la cintura, premere il pulsante ON. Premendo più volte il pulsante la forza dell'impulso aumenta. Selezionare il tipo di programma o esercizio premendo il pulsante PROGRAM.
- Premendo il pulsante OFF, il livello dell'impulso viene abbassato oppure il dispositivo si spegne.
- Il dispositivo si spegne automaticamente dopo 12 minuti di allenamento.

AVVERTENZE

1. L'unità può essere utilizzata su mani, vita, cosce, spade e glutei ma mai sul collo o sulla testa.
2. Utilizzare un'intensità di allenamento inferiore durante la prima settimana di utilizzo.
3. Spegnerlo prima di rimuovere il dispositivo.
4. Regola l'intensità dell'allenamento in base alle tue condizioni fisiche.
5. Non lavare la cintura, esporla a liquidi e non usare nessun tipo di ammorbidente. Utilizzare un panno leggermente umido e un panno asciutto per pulire la cintura.
6. L'unità non è adatta a persone con pacemaker o problemi cardiaci, epilessia, sclerosi multipla, flebiti, tessuti infiammati o cancro. Non usarlo subito dopo il parto.
7. L'unità non è adatta ai bambini, tranne se sotto la supervisione di un adulto.
8. La cintura non è un dispositivo medico.
9. Deposare il dispositivo quando non in uso.

