



MANUAL DE UTILIZARE

Ultra Dispozitiv pentru Ingrijire Ten & Par Electroderm On Beauty

MOD DE UTILIZARE:

1. **Curatare:** Incepeti prin a curata si a pregati pielea fetei folosind un produs de curatare delicat, potrivit tipului de ten. Asigurati-va ca fata este complet curata si uscata inainte de a continua.
2. **Aplicarea produsului:** Aplicati un strat subtire de gel sau crema de hidratare pe zona pe care doriti sa o tratati cu dispozitivul de lifting facial PROSKIN. Aceasta va ajuta dispozitivul sa alunece usor pe piele si sa maximizeze eficacitatea tratamentului.
3. **Activare Dispozitiv:** Porniti dispozitivul de lifting facial PROSKIN conform instructiunilor de utilizare furnizate de producator. Asigurati-va ca acesta este complet incarcat inainte de a incepe utilizarea si ca setarile sunt reglate conform preferintelor dumneavoastra.
4. **Utilizare:** Porniti dispozitivul si utilizati-l pe pielea fetei in miscari usoare si circulare. Concentrati-va asupra zonelor problematice sau pe zonele care necesita imbunatatire. Evitati ariile sensibile ale pielii, cum ar fi ochii si buzele, si respectati orice instructiuni specifice pentru utilizarea dispozitivului.
5. **Timpul de Tratament:** Respectati timpul recomandat de tratament pentru fiecare sesiune, conform instructiunilor dispozitivului. In general, timpul recomandat poate varia intre 5 si 15 minute, in functie de setarile si preferintele personale.
6. **Finalizare:** Dupa terminarea tratamentului, opriti dispozitivul si curatati-l conform instructiunilor de intretinere furnizate de producator. Aplicati o crema hidratanta sau un ser calmant pentru a completa tratamentul si pentru a ajuta la mentinerea rezultatelor obtinute.
7. **Frecventa Utilizarii:** Utilizati dispozitivul de lifting facial PROSKIN conform nevoilor si preferintelor personale. Pentru rezultate optime, este recomandat sa urmati un program de tratament regulat, respectand frecventa si durata recomandate de producator.
8. **Consultati un Specialist:** Inainte de a incepe un nou regim de ingrijire a pielii sau de a utiliza dispozitive de acest gen, este intotdeauna recomandat sa consultati un dermatolog sau un specialist in domeniul pielii pentru recomandari si sfaturi personalizate.
9. **Respectand** aceste etape si instructiuni, puteti obtine beneficiile dorite ale tratamentului cu dispozitivul de lifting facial cu micromasaj PROSKIN.

Diferite Culori pentru Diferite Moduri de Actiune:

Rosu-> Stimuleaza pielea, sporeste productia de colagen, amelioreaza petele intunecate si cearcanele si reduce liniile fine.

Verde-> Calmeaza si relaxeaza pielea in timp ce actioneaza microcirculatia la nivelul fetei, in special pe linia maxilarului.

Albastru -> Microcurentul albastru amelioreaza problemele pielii, reduce acneea si ajuta la distrugerea bacteriilor care provoaca punctele negre. Stimuleaza fermitatea si reintinerirea pielii.

PACHETUL CONTINE:

- 1 x Dispozitiv pentru lifting facial cu micromasaj Proskin
- 1 x Cablu USB pentru reincarcarea dispozitivului

ATENTIONARI:

A nu se lasa la indemana copiilor. Incetati utilizarea daca apare iritatie sau disconfort.