

Catálogo de productos 2021/2022

Opción
Sostenible



Fomentando la buena salud oral desde 1965

Nuestra visión de sonrisas sanas para toda la vida está presente a lo largo de nuestra historia. En 1965 el tallador de madera Henning Eklund encontró una solución innovadora para la limpieza interdental al desarrollar el palillo interdental triangular en colaboración con profesores de la Facultad de Odontología en Malmö, Suecia. La idea comercial de Henning Eklund, de fomentar una buena salud oral en colaboración con expertos en odontología, se convirtió en un concepto exitoso.

En la actualidad, los productos de TePe son recomendados por profesionales en odontología y utilizados por consumidores en más de 80 países. Continuamente hacemos evolucionar nuestra amplia gama en línea con las necesidades de los clientes y la investigación dentro de las ciencias de la salud. Estamos comprometidos con mejorar la calidad de vida de las personas y en asumir la responsabilidad medioambiental en todos los aspectos de nuestro trabajo.



 Made in Sweden

Índice

- 04 Productos Sostenibles
- 05 TePe Comparte
- 06 Limpieza interdental
- 16 Cepillos dentales
- 24 Productos especiales
- 28 Material de exposición y comercialización
- 30 Áreas de uso

Algunos productos tienen símbolos que describen para cuáles áreas de uso son adecuados y también en qué tipos de envases están disponibles.

Aquí se presenta una guía de referencia para todos los símbolos:

Áreas de uso:



Cuidado oral básico adecuado para pacientes sanos



Adecuado para niños pequeños y/o jóvenes



Adecuado para pacientes con aparatos de ortodoncia



Adecuado para pacientes con implantes



Adecuado para pacientes con gingivitis/periodontitis

Empaque



Blister



Bolsa



Caja

Productos sostenibles:



Todos nuestros productos sostenibles tienen la marca de una hoja verde.

¡Productos sostenibles con la misma calidad insuperable!

TePe ha asumido el reto de alcanzar la neutralidad de carbono en productos y envases en 2022. Con la introducción de material de base biológica en los cepillos de dientes GOOD y de material renovable certificado en nuestra gama de cepillos interdentales, hemos dado pasos sustanciales en la reducción de nuestra huella de carbono. Nos comprometemos a trasladar todos nuestros productos a materiales sostenibles y lo haremos sin sacrificar la calidad y la funcionalidad.

 Una elección que importa



TePe Comparte

Compartir y colaborar con la profesión odontológica ha sido un elemento clave de nuestro éxito desde el principio y queremos continuar esta colaboración para ofrecerle lo mejor en materia de salud oral. Creemos que el camino para aumentar la concientización sobre la importancia de la salud oral consiste en escuchar, aprender y compartir conocimientos.



Compartimos la pasión por el conocimiento

Desde nuestra fundación en 1965, hemos colaborado estrechamente con los profesionales dentales con la visión de crear sonrisas sanas para toda la vida al inspirar buena salud oral. Ahora invitamos a nuestros socios, clientes y usuarios a colaborar y compartir conocimientos y experiencias.

A través de TePe Comparte, le ofrecemos tutoriales, boletines, investigaciones odontológicas, seminarios web y mucho más. Es un lugar para informarse, inspirarse y formarse. Para su desarrollo personal y compartido por el bien de todos.



Artículos



Lecturas



Tutoriales



Eventos



Material compartido



Noticias

Limpieza interdental

TePe tiene una larga tradición de desarrollar productos para el cuidado oral preventivo con un enfoque especial en la limpieza interdental. Nuestra gama ofrece una variedad de opciones para facilitar el cuidado interdental diario de todos.



Cepillos interdentes TePe

Los cepillos interdentes son altamente efectivos para eliminar la placa dental entre los dientes. Hemos desarrollado los nuestros en colaboración con expertos dentales para certificar la mayor eficacia, comodidad y calidad.

La amplia gama de Cepillos interdentes TePe ofrece una opción para todos: múltiples tamaños, dos texturas de filamentos y dos longitudes de mango con un cabezal de cepillo recto o en ángulo



Los cepillos cumplen la norma internacional para cepillos interdentes manuales (ISO 16409) que estipula nueve tamaños, 0-8. Ofrecemos cepillos codificados por colores en los nueve tamaños para cubrir el amplio espectro de variedades de espacio interdental



Original									
Extrasuave									
Angulado									
Color	Rosa	Naranja	Rojo	Azul	Amarillo	Verde	Lila	Gris	Negro
tamaño ISO (0-8)	0	1	2	3	4	5	6	7	8
tamaño del alambre (mm)	0.4	0.45	0.5	0.6	0.7	0.8	1.1	1.3	1.5
PHD (mm)	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.6	2.0	2.6	3.4

El tamaño ISO está basado en las medidas del agujero más pequeño por el cual puede pasar el cepillo el diámetro del agujero de paso (PHD).


1 = Tamaño del alambre 2 = Tamaño PHD




Un cepillo interdental también limpia las superficies cóncavas entre los dientes y, por lo tanto, es más eficaz que otros productos de limpieza interdental.

98%

98% de cobertura máxima del filamento para una limpieza segura y eficiente.




Alambre recubierto con plástico y punta redonda para seguridad y comodidad.



Mango ergonómico para un agarre estable.

Cepillo interdental TePe® original

- La manera más efectiva de eliminar la placa entre los dientes.
- El mango de fácil manejo ofrece un agarre estable que permite limpiar con movimientos controlados.
- Los tamaños de cepillo más pequeños (0-3) tienen un cuello flexible para una mayor durabilidad y acceso. Los tamaños de cepillo más grandes (4-8) tienen un alambre flexible más grueso.



Interdental.



Tamaños 0-3, curve el cuello flexible para acceder entre los dientes posteriores



Diente faltante.



Tamaños 4-8: curve el alambre para acceder entre los dientes posteriores.



132 699

El cepillo TePe® Interdental original también está disponible en paquete mixto.



La tapa de plástico se puede usar para protección higiénica o para extender el mango.



Una elección que importa

Al sustituir la materia prima fósil por aceites de pinos sin fósiles, hemos reducido la huella de carbono de este cepillo interdental en un 80%, sin comprometer la calidad del producto.

Cepillo interdental TePe® Original



Color: Rosa
Tamaño ISO: 0
Tamaño del alambre: 0,4 mm



134 610



132 410



Cepillo interdental TePe® Original



Color: Naranja
Tamaño ISO: 1
Tamaño del alambre: 0,45 mm



134 620



132 420



Cepillo interdental TePe® Original



Color: Rojo
Tamaño ISO: 2
Tamaño del alambre: 0,5 mm



134 630



132 430



Cepillo interdental TePe® Original



Color: Azul
Tamaño ISO: 3
Tamaño del alambre: 0,6 mm



134 640



132 440



Cepillo interdental TePe® Original



Color: Amarillo
Tamaño ISO: 4
Tamaño del alambre: 0,7 mm



114 650



112 450



Cepillo interdental TePe® Original



Color: Verde
Tamaño ISO: 5
Tamaño del alambre: 0,8 mm



114 660



112 460



Cepillo interdental TePe® Original



Color: Lila
Tamaño ISO: 6
Tamaño del alambre: 1,1 mm



114 670



112 470



Cepillo interdental TePe® Original



Color: Gris
Tamaño ISO: 7
Tamaño del alambre: 1,3 mm



117 680



112 480



Cepillo interdental TePe® Original



Color: Negro
Tamaño ISO: 8
Tamaño del alambre: 1,5 mm



117 690



112 490





Cepillo interdental TePe® extrasuave

- Filamentos extrasuaves para una limpieza suave y segura.
- Seis tamaños, todos con alambre recubierto de plástico.
- Para pacientes con dientes sensibles, encías irritadas, boca seca o para después de cirugía oral.*



122 699

El cepillo interdental TePe extrasuave también está disponible en paquete mixto.



Cepillo interdental TePe® extrasuave

Color: Naranja
Tamaño ISO: 1
Tamaño del alambre: 0,45 mm



122 625

122 425



Cepillo interdental TePe® extrasuave

Color: Rojo
Tamaño ISO: 2
Tamaño del alambre: 0,5 mm



122 635

122 435



Cepillo interdental TePe® extrasuave

Color: Azul
Tamaño ISO: 3
Tamaño del alambre: 0,6 mm



122 645

122 245



Cepillo interdental TePe® extrasuave

Color: Amarillo
Tamaño ISO: 4
Tamaño del alambre: 0,7 mm



122 655

122 455



Cepillo interdental TePe® extrasuave

Color: Verde
Tamaño ISO: 5
Tamaño del alambre: 0,8 mm



122 665

122 465



Cepillo interdental TePe® extrasuave

Color: Lila
Tamaño ISO: 6
Tamaño del alambre: 1,1 mm



122 675

122 475



* Siempre es el profesional dental quien decide cuándo es conveniente empezar a cepillarse los dientes después de la cirugía oral.



TePe Angle™

- Cabezal de cepillo angulado para facilitar el acceso, especialmente entre los dientes posteriores.
- Alambre recubierto de plástico para un uso seguro. Mango largo y plano para un agarre estable.



Limpeza posterior desde el lado bucal




TePe Angle™ también está disponible en paquete mixto.

154 699



TePe Angle™

Color: Rosa
Tamaño ISO: 0
Tamaño del alambre: 0,4 mm




154 610 154 410



TePe Angle™

Color: Naranja
Tamaño ISO: 1
Tamaño del alambre: 0,45 mm



154 620 154 420



TePe Angle™

Color: Rojo
Tamaño ISO: 2
Tamaño del alambre: 0,5 mm



154 630 154 430



TePe Angle™

Color: Azul
Tamaño ISO: 3
Tamaño del alambre: 0,6 mm



154 640 154 440



TePe Angle™

Color: Amarillo
Tamaño ISO: 4
Tamaño del alambre: 0,7 mm




154 650 154 450



TePe Angle™

Color: Verde
Tamaño ISO: 5
Tamaño del alambre: 0,8 mm




154 660 154 460



TePe EasyPick™

- La forma más fácil y eficaz de limpiar entre los dientes, incluso con aparatos de ortodoncia.
- Tamaños cónicos superpuestos para adaptarse a todos los espacios interdientales.
- Las láminas especiales permiten una amplia zona de contacto con las superficies proximales.



Flexibles y durables con agarre antideslizante.



Recubrimiento de silicona con láminas anchas.




Gran longitud de trabajo.



TePe EasyPick™

Color: Naranja

Tamaño: extra pequeño/pequeño



TePe EasyPick™

Color: Azul


Tamaño: mediano/grande



TePe EasyPick™

Color: Lila

Tamaño: Extra grande





Ideal para llevar contigo

Se incluye un práctico estuche de bolsillo para TePe EasyPick™ para facilitar la limpieza sobre la marcha. Práctico y portátil para el uso diario.




TePe GOOD Mini Flosser™




Tamaño: Para espacios estrechos

- Soporte de hilo dental precargado para un uso fácil y cómodo.
- Hilo dental fuerte y fino, sin teflón, con un mango hecho de caña de azúcar fibras de madera.
- Nivel de mordida de diseño único que ayuda a insertar suavemente el hilo dental.




622553 622153



Inserte el hilo mordiendo suavemente el nivel de mordida.



Estamos comprometidos con un empaque sostenible



Utilizamos papel con denominación FSC y cartón reciclado. Nuestros empaques de plástico están hechos de material parcialmente reciclado o de material renovable. Todos los empaques son 100% reciclables.


Seda TePe® para puentes e implantes

Cantidad: 30 pzs

- Imprescindible para la limpieza de implantes y puentes, también es adecuado para los aparatos de ortodoncia.
- Su corta longitud y sus extremos robustos facilitan la inserción y el uso.
- Hilo dental de filamento esponjoso y flexible, también es adecuado para encías sensibles.



672 250



Puente sobre implante.



Seda dental TePe®

Tamaño: para espacios estrechos.

Longitud: 5 m / 40 m

- Hilo dental fuerte y duradero
- Hilo dental ancho, plano y encerado con sabor a menta fresca
- Se desliza fácilmente entre los dientes sin romperse



612 095
(5 m)



612 330
(40 m)



Mueva suavemente la cinta a lo largo de la superficie dental



Caja de práctica


- Almacenamiento práctico de los cepillos interdentales TePe en la consulta.
- 8 bandejas extraíbles para IDB original y Extrasuave, y 4 bandejas para TePe Angle. Cada bandeja tiene capacidad para 15 cepillos.
- En la caja se incluye una útil tabla informativa con los tamaños de los cepillos.



TePe® Gel Gingival

Tamaño: 20 ml

- Contiene clorhexidina para combatir las bacterias y fluor para fortalecer los dientes.
- Fácil de aplicar, no es abrasivo y protege las superficies sensibles de las raíces.
- Sabor menta y fórmula suave, agradable de usar.




Use la tapa como recipiente para aplicar el gel.



Estuche de viaje TePe®



- Práctico estuche de viaje para el cepillo interdental TePe®, el TePe GOOD Mini Flosser™ o TePe EasyPick™.
- Agujeros de ventilación para permitir que los filamentos se sequen.
- Para almacenamiento higiénico durante viajes o para llevar contigo.



Cepillos de dientes

Los cepillos dentales TePe, de uso sencillo, se han desarrollado para eliminar la placa de forma eficaz y suave. Una variedad de modelos y tamaños facilitan el cuidado bucal diario de niños y adultos.





TePe GOOD™ Regular



Tamaño: Regular

Cerdas: Suave

- Fabricado con un 96% de plástico de origen biológico.
- Cabezal de cepillo cónico para facilitar el acceso.
- Filamentos redondeados en los extremos para una limpieza suave y eficaz.



306 684



TePe GOOD™ Compact



Tamaño: Compacto

Cerdas: Suave

- Fabricado con un 96% de plástico de origen biológico.
- Cabezal de cepillo pequeño y cónico para facilitar el acceso.
- Filamentos redondeados en los extremos para una limpieza suave y eficaz.



306 685



TePe GOOD™ Mini



Tamaño: Mini

Cerdas: Extrasuaves


- Fabricado con un 96% de plástico de origen biológico.
- Adecuado desde el primer diente hasta los 3 años de edad.
- Filamentos redondeados en los extremos para una limpieza suave y eficaz.



306 686



Los materiales importan



La cuidadosa selección de los materiales tiene un gran impacto en nuestra huella de carbono. Al seleccionar materias primas renovables, como la caña de azúcar y el aceite de ricino, para TePe GOOD™ hemos conseguido recircular el 95% de las emisiones de CO₂ durante el ciclo de vida de los productos. Disponible en 6 colores: verde, rosa, amarillo, azul, naranja y lila.

TePe Select™ Regular

Tamaño: Regular

Cerdas: Extrasuave, suave y medio

- Cabezal de cepillo cónico para facilitar el acceso.
- Filamentos redondeados en los extremos para una limpieza suave y eficaz.
- Disponible en diferentes texturas de filamentos.



322 687 322 688 322 689
Extrasuave Suave Medio



TePe Select™ Compact

Tamaño: Compacto

Cerdas: Extrasuave, suave y medio

- Cabezal de cepillo pequeño y cónico para facilitar el acceso.
- Filamentos redondeados en los extremos para una limpieza suave y eficaz.
- Disponible en diferentes texturas de filamentos.



332 687 332 688 332 689
Extrasuave Suave Medio



TePe Kids™

Tamaño: Compacto

Cerdas: Extrasuave y suave

- Cepillo con estampado de colores adecuado a partir de los 3 años.
- Cabezal de cepillo pequeño y cónico para facilitar el acceso.
- Filamentos redondeados en los extremos para una limpieza suave y eficaz.



339 691 339 692
Extrasuave Suave



TePe Mini™

Tamaño: Mini

Cerdas: Extrasuave

- Recomendado desde el primer diente.
- Cabezal de cepillo pequeño cónico y filamentos redondeados en los extremos para una limpieza eficaz.
- Disponible con o sin encantadores estampados creados por la sueca Isa Form.



382 687
Extrasuave
(estampado)



Servicio de impresión

Diseñe su propio cepillo de dientes con el servicio de impresión de TePe, una excelente oportunidad de promoción para las clínicas.

Se pueden imprimir logotipos, imágenes y mensajes en nuestros cepillos GOOD, Select, Select Compact, Colour Compact y Mini. Elija entre una variedad de colores de mango y colores de diseño para obtener diseños sorprendentes.



NEWS! GOOD brushes for imprinting



TePe Supreme™

Tamaño: Regular

Cerdas: Extrasuaves y suaves

- Limpieza eficaz gracias a las cerdas más largas y cónicas.
- Diseño único de filamentos en dos niveles para un excelente alcance.
- Mango de fácil agarre con almohadilla para el pulgar para mayor comodidad.



352 688



TePe Supreme™ Compact

Tamaño: Compacto

Cerdas: Extrasuaves y suaves

- Diseño único de filamentos en dos niveles para un excelente alcance.
- Mango de fácil agarre con almohadilla para el pulgar para mayor comodidad.
- Adecuado para niños o para adultos que prefieren un cabezal de cepillo más pequeño.



392 688



TePe Nova™

Tamaño: Regular

Cerdas: Extrasuave (rosa), suave (amarillo) y medio (azul)

- Punta de fácil alcance para acceder a zonas de difícil acceso, especialmente alrededor de los dientes posteriores.
- Los filamentos redondeados en los extremos garantizan una limpieza suave.
- Mango de fácil agarre con almohadilla para el pulgar para mayor comodidad.



312 687
Extra suave



312 688
Suave



312 689
Medio



Puntas más largas para mejor acceso a los dientes posteriores..





TePe Colour™

Tamaño: Regular

Cerdas: Extrasuave y suave

- Cabezal de cepillo cónico para facilitar el acceso.
- Filamentos redondeados en los extremos para una limpieza suave y eficaz.
- Elija entre filamentos rosa, verde o azul en combinación con seis colores de mangos.



322 283



TePe Colour™ Compact

Tamaño: Compacto

Cerdas: Extrasuave

- Cabezal de cepillo cónico para facilitar el acceso.
- Filamentos redondeados en los extremos para una limpieza suave y eficaz.
- Adecuado para niños o para adultos que prefieren un cabezal de cepillo más pequeño.



332 482




TePe Classic™

Tamaño: Regular

Cerdas: Extrasuaves y suave

- Mango de fácil manejo.
- Filamentos redondeados.
- Para los que prefieren un cabezal de cepillo más grande.



TePe PlaqSearch™

Tamaño: 10 tabletas por paquete

- Un producto revelador para la identificación rápida y sencilla de la placa.
- Dos indicadores de colores diferentes.
- Ayuda pedagógica para mejorar la salud bucodental.



992 676



Diferencia la placa nueva (roja) de la antigua (azul).




Extra Grip



- Proporciona un agarre cómodo y estable que ayuda a los pacientes con destreza manual reducida.
- Pesa sólo 30 gramos. Se adapta a los cepillos TePe Select™, TePe GOOD™ y a la mayoría de nuestros cepillos especiales.
- Fácil de insertar y retirar golpeando el mango del cepillo de dientes sobre una superficie dura.



912 210



Inserte / retire el cepillo golpeando el mango contra una mesa, por ejemplo.



Tapa cabezal del cepillo



Tamaño: Se adapta a todos los cepillos de dientes y cepillos especiales

- Pequeña y práctica funda de viaje.
- Los agujeros de aire garantizan un secado rápido del cepillo.
- Se adapta a todos los cepillos de dientes TePe (excepto el cepillo para prótesis dentales).



921 029



Productos especiales

TePe ofrece una amplia gama de dispositivos de limpieza desarrollados para personas con necesidades específicas de higiene oral. La estrecha colaboración con los profesionales de la odontología garantiza una excelente funcionalidad y un alto nivel de calidad. Todos los productos han sido probados y evaluados clínicamente.





TePe Universal Care™



Tamaño: Regular

- Un ángulo único proporciona un fácil acceso a las superficies linguales y palatinas de los dientes e implantes.
- Facilita la limpieza en zonas estrechas y de difícil acceso.
- Filamentos redondeados en los extremos para garantizar una limpieza segura y suave.



472 368



El cuello en ángulo facilita la limpieza de las superficies interiores



TePe® Cepillo Implante Ortodoncia




Tamaño: Regular

- Cabezal de cepillo extrafino para un mejor acceso.
- Óptimo para la limpieza de superficies de implantes bucales o aparatos de ortodoncia.
- Cuello largo y fino para un mejor acceso.



442 368



Limpieza eficaz alrededor de los aparatos de ortodoncia y del alambre.



TePe Compact Tuft™



Tamaño: Regular

- Óptimo para la limpieza de precisión.
- Cabeza de cepillo en forma de cúpula con un mechón denso y redondeado.
- Ideal para la limpieza a lo largo de la línea de las encías, en las superficies oclusales de los dientes emergentes o en las muelas del juicio impactadas.



432 368



Limpieza a lo largo de la línea de las encías



TePe Interspace™



Tamaño: Regular

Cerdas: Suave (amarillo) y medio (azul)

- Limpieza detrás de las furcas, los implantes, los aparatos fijos o el último diente.
- La punta del cepillo puede fijarse a ambos lados del cuello para obtener diferentes ángulos.
- Viene con 12 puntas de cepillo reemplazables.




412 364
Suave



412 366
Medio



Ideal para la limpieza detrás del último diente.



TePe Special Care™



Tamaño: Regular y compacto

Cerdas: Ultrasuave

- 12.000 (Special Care) y 9.000 (Special Care Compact) filamentos ultrasuaves para una limpieza delicada.
- Primera etapa de cepillado después de la cirugía oral.
- Para pacientes con tejidos extremadamente irritados y delicados, como consecuencia de un traumatismo, un tratamiento de radioterapia y después de una intervención quirúrgica.*



452 357
Regular



452 151
Compacto

* Siempre es el profesional de la odontología quien decide cuándo es conveniente empezar a cepillarse los dientes después de una cirugía oral



TePe Gentle Care™



Tamaño: Regular y compacto

Cerdas: Supersuave

- Filamentos supersuaves para una limpieza delicada.
- Segunda etapa de cepillado después de la cirugía oral.
- Para pacientes con boca seca, superficies radiculares sensibles y tejidos orales sensibles.



462 368



TePe® Cuidado Prótesis



Tamaño: Regular

- Limpieza eficaz y segura de las prótesis dentales extraíbles.
- El cabezal del cepillo se puede doblar hacia atrás para mejorar el agarre y la accesibilidad.
- Diseñado para parecerse a un cepillo de dientes normal.



422 368



Filamentos largos y resistentes para una limpieza eficaz de las prótesis dentales.



TePe Modelo dental

- Para la demostración e instrucción del paciente.
- El modelo dental muestra apiñamiento, diferentes espacios interdentales, surcos, una muela del juicio en erupción y pérdida de dientes.

El TePe Compact Tuft de la imagen no está incluido. Se entrega en una caja de cartón color café.



952 051



Limpiador lingual TePe Good™



- Tres láminas para un triple efecto de limpieza.
- Ayuda a prevenir el mal aliento (halitosis).
- Elimina las bacterias en pocas pasadas.
- Apto para el lavavajillas.



942 385



Colóquelo muy atrás y deslice hacia adelante. Se recomiendan 1-2 pasadas.



Energía verde



Todos nuestros productos se fabrican utilizando energía verde procedente de recursos renovables, en parte de nuestros paneles solares en el tejado. En 2019 produjimos 2,8 millones de cepillos de dientes utilizando la energía de nuestros paneles solares.

Material de exposición y comercialización

TePe ofrece una gama de material de demostración e información para ayudar en los consejos de higiene bucal. Nuestros expositores de productos son perfectos para la exposición y el almacenamiento



1 Recetario

Artículo No: 116INT

2 Folletos para pacientes

Sencillos consejos para una sonrisa sana: 186INT
 Cuidado de sus implantes: 172INT
 Cuidado de sus aparatos de ortodoncia: 173INT
 Cuidado dental de los niños: 178INT
 Gingivitis y periodontitis: 184INT

3 Guía de farmacia

Artículo No: 250INT

4 Guía de cepillos interdentes

Artículo No: 169INT

5 Catálogo de productos

Artículo No: 132INT



Mini expositor

Artículo No: 931 031

Diseñado para seis cepillos de dientes y nueve cepillos interdentes. Material acrílico transparente.



Expositor de cepillos dentales

Artículo No: 931 029

Expositor para 13 cepillos de dientes (la gama Select). Material acrílico transparente. Apto para el lavavajillas.



Expositor de cepillos interdentes

Artículo No: 931 035

Apto para 15 cepillos interdentes. Material acrílico transparente.



Necesar

Artículo No: 227

Se puede rellenar con productos e información para su paciente. Alto: 14 cm. Ancho: 25 cm.



Estuche de presentación del producto

Artículo No: 952 054

Caja con la mayor parte de la gama TePe. El modelo dental no está incluido.



Bolsa de papel

Artículo No: 121

Alto: 31,5 cm. Ancho: 23 cm. Profundidad: 10 cm.



Bolsa de papel GOOD

Artículo No: 251 INT

Alto: 31,5 cm. Ancho: 23 cm. Profundidad: 10 cm.



Expositor de mesa GOOD

Artículo No: 931 086

Expositor de mesa de cartón apto para 2 SRP (envases listos para la venta) con cepillos de dientes. Alto: 29,5 cm. Ancho: 18 cm. Profundidad: 16 cm.



Caja de cartón GOOD

Artículo No: 252 INT

Se puede rellenar con productos e información para su paciente. Alto: 23,5 cm. Ancho: 12 cm. Profundidad: 2,3 cm.



Caja de muestras

Artículo No: 152

Contiene diversas muestras de productos e información. Alto: 35,5 cm. Ancho: 23,5 cm. Profundidad: 5 cm.



Expositor de suelo de metal

Artículo No: 931 054

Expositor de suelo con ruedas con 21 perchas, 1 estante y 2 expositores de folletos. Alto: 164,5 cm. Ancho: 50 cm. Profundidad: 37,5 cm.



Expositor de suelo de cartón

Artículo No: 931 060

Expositor de suelo de cartón con 16 perchas. Alto: 147 cm. Ancho: 50 cm. Profundidad: 33 cm.



Expositor de mesa cartón

Artículo No: 932 033

Expositor de mesa en cartón con 8 perchas. Alto: 63,5 cm. Ancho: 36,5 cm. Profundidad: 16 cm.



Expositor de pared, metal

Artículo No: 931 053

Expositor de pared con 12 ganchos y un estante. Alto: 80 cm. Ancho: 50 cm. Profundidad: 24,5 cm.



Expositor de mesa, metal

Artículo No: 931 055

Expositor de mesa con función giratoria, 8 perchas. Alto: 53 cm. Ancho: 20 cm. Profundidad: 34 cm.



Encías saludables


Una higiene oral minuciosa es esencial para mantener unas encías sanas y prevenir enfermedades periodontales. Motivar al paciente y recomendar los dispositivos de limpieza adecuados son factores clave para un autocuidado eficaz.



TePe® Cepillo interdental
Limpieza eficiente entre dientes.




TePe Angle™
Limpieza entre los dientes desde adentro.




TePe EasyPick™
Limpieza interdental para llevar contigo.



TePe GOOD Mini Flosser™
Facilita la limpieza de los espacios estrechos.



TePe® Seda Dental
Plana ancha y encerada para eliminar eficientemente la placa.



TePe® Gel Gingival
Use cuando la limpieza mecánica no sea suficiente.




TePe PlaqSearch™
Un producto revelador de dos tonos para visualizar la placa.




Cuidados de ortodoncia

Los aparatos de ortodoncia fijos complican la limpieza. La placa se acumula rápidamente alrededor de los brackets, las bandas y los alambres. Para prevenir la gingivitis y la caries, es esencial una limpieza sistemática.




TePe Angle™
Limpieza debajo del alambre.



TePe EasyPick™
Limpieza fácil bajo el alambre o el retenedor.



TePe Supreme™ Compact
Facilita el acceso alrededor de los aparatos de ortodoncia.




TePe® Implante Ortodoncia
Limpieza eficaz con un cabezal delgado.



TePe Compact Tuft™
El mechón redondeado se mueve alrededor de los brackets.



TePe Universal Care™
El cuello en ángulo facilita la limpieza de las superficies interiores.



TePe Interspace™
Fácil limpieza con la punta de cepillo cónica.




Cuidado de implantes

El cuidado adecuado de los implantes es vital para el éxito a largo plazo. La orientación profesional sobre los buenos hábitos de higiene bucal y los productos adecuados es de gran importancia para prevenir el desarrollo de mucositis periimplantaria y periimplantitis.



TePe® Cepillo interdental

Limpieza entre los implantes.



TePe EasyPick™

Resistente y flexible para una limpieza eficaz y suave.



TePe Compact Tuft™

Para una limpieza exhaustiva en el lugar del implante.



TePe Universal Care™

El cuello angulado facilita la limpieza desde los lados lingual/palatino.




TePe® Implante Ortodancia

Limpieza de un puente sobre implantes.



TePe® Cuidado Prótesis

Filamentos largos y resistentes para una limpieza eficaz de la prótesis dental.




TePe® Seda Implantes y puentes

Seda dental de filamento esponjoso para la limpieza alrededor de los implantes.



Cuidado pediátrico

Establecer unas buenas rutinas de higiene bucal a una edad temprana es el primer paso para tener una boca sana durante toda la vida. Una vez que sale el primer diente, es el momento de empezar a usar el cepillo de dientes.




TePe Mini™

Cepillo con cabezal extra pequeño, recomendado de 0 a 3 años.



TePe Select™ Compact

Para niños a partir de 3 años.



TePe Supreme™ Compact

Filamentos en dos niveles. Adecuado a partir de 6 años.



TePe Special Care Compact™

Filamentos ultrasuaves, recomendados después de un traumatismo.



TePe Compact Tuft™

Facilita la limpieza en los molares emergentes.



TePe GOOD Mini Flosser™

Los niños con alto riesgo de caries necesitan una limpieza interdental.



TePe PlaqSearch™

Práctica herramienta para enseñar el cepillado metódico a los niños.

Crear sonrisas sanas para toda la vida, inspirando una buena salud oral.

TePe Munhygienprodukter AB es una empresa sueca fundada en 1965. De acuerdo con nuestra visión de la salud oral a largo plazo, nuestro objetivo es concientizar sobre el cuidado dental preventivo y la conexión entre la salud oral y la general. Nuestros productos funcionales de alta calidad se desarrollan en colaboración con expertos en odontología. Todo el diseño, el desarrollo y la producción tienen lugar en la sede central de Malmö. Los productos se comercializan a través de filiales en ocho países y distribuidores en más de 80 países, y están disponibles principalmente en consultas dentales, farmacias y tiendas.



CCS Dental

Ronda Pau Vila 56, local 4
08204 Sabadell – España
T.93 137 02 06 / Móv. 655 076 085
info@ccsdental.es - <https://ccsdental.es>



Facebook
CCS Dental



LinkedIn
CCS Dental



Instagram
@ccs_dental



Intertek

TePe está certificada según la norma internacional de calidad ISO 9001:2015 y la norma medioambiental ISO 14001:2015.

ALL trademarks herein are the property of TePe Munhygienprodukter AB.