



Cleaning and Disinfection

Clean and air dry after every use.

Before each use

Wash hands well with soap and water.

If marked Sterile, contents are sterile and ready to use. Do not use if package is opened or damaged. If Non-sterile, place in boiling water for 20 minutes. Remove safely and air dry before use.

After each use

Unless otherwise directed by your Healthcare Professional, prepare the device using any option below. Do not use solvents or abrasives.

Hand Wash:

1. Clean using warm, soapy water.
2. Rinse using clean water.
3. Air dry on clean surface.

Dishwasher:

1. Use the upper rack of a standard household dishwasher.
2. If damp on removing from dishwasher, air dry on clean surface.

Boiling Water:

1. Place in boiling water for 20 minutes.
2. Remove safely from boiling water.
3. Air dry on clean surface.

These are general recommendations, and may be amended to meet hospital protocols.

Storage

After each Cleaning and Disinfection, place the dry device at room temperature in a clean container for storage.

Warnings and Cautions

Sterile package is opened. Do not use if damaged.

Discard according to local rules and regulations.

If uncomfortable during use, stop use and contact your Healthcare Professional.

Use product for its intended use only, as described in this Instructions for Use.

Store out of the reach of infants and children.

EN Ameda Nipple Shield

Breastfeeding Latching Aid with Cut-Out

Cut-out may allow increased mom and baby skin-to-skin contact.

Contents

If sterile box - 20 packs with

Instructions for Use.

If non-sterile box - 1 pack with Instructions for Use.

Indications for Use

For short-term use for babies with latching problems.

Precautions

Device

Use under the guidance of a Healthcare Professional.

Before each use

Wash hands well with soap and water immediately before breastfeeding. Follow Cleaning and Disinfection steps.

After each use

Follow Cleaning and Disinfection steps.

General

Not intended for use as a shield for sore and/or cracked nipples.

Single user only.

Read instructions before use.

Retain instructions as future reference.

Instructions for Use

- 1 Pull back rim to about half the tip.
- 2 Place opening over nipple.

- 3 Unfold on breast.

- 4 If necessary, use fingers to hold shield in place during use.

Remove from breast after feeding.

Follow cleaning and disinfection steps.

Lire les instructions avant l'utilisation.

Conserver les instructions à des fins de référence future.

Instructions d'utilisation

- 1 Relever le bord jusqu'à environ la moitié du bout de sein.
- 2 Placer l'ouverture sur le mamelon.
- 3 Dérouler sur le sein.

- 4 Si nécessaire, utiliser les doigts pour tenir le bout de sein en place pendant l'utilisation.

Retirer du sein après la tête.

Suivre les étapes de nettoyage et de désinfection

Nettoyage et désinfection

Nettoyer et sécher à l'air après chaque utilisation.

Avant chaque utilisation

Bien se laver les mains avec de l'eau et du savon.

Première utilisation

Si le produit est stérile, le contenu est stérile et prêt à l'emploi. Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé. Si le dispositif n'est pas stérile, le placer dans de l'eau bouillante pendant 20 minutes. Le retirer précautionneusement et sécher à l'air avant toute utilisation.

Après chaque utilisation

Sauf instruction contraire par un professionnel de la santé, préparer le dispositif en suivant l'une des méthodes suivantes. Ne pas utiliser de solvant ou de produit abrasif.

Para uso individual solamente.

Lea las instrucciones antes de utilizarlo. Conserve las instrucciones como referencia en el futuro.

Instrucciones de uso

- 1 Tire del borde hasta cerca de la mitad de la punta.
- 2 Coloque la abertura sobre el pezón.
- 3 Despliegue sobre el pecho.

- 4 Si es necesario, sostenga el protector con los dedos mientras lo este usando.

Lavage à la main :

1. Laver le dispositif à l'eau tiède savonneuse.
2. Le rincer à l'eau claire.
3. Le laisser sécher à l'air sur une surface propre.

Lavage au lave-vaisselle :

1. Placer le dispositif dans le panier du haut d'un lave-vaisselle standard.
2. S'il est humide à la sortie du lave-vaisselle, le laisser sécher à l'air sur une surface propre.

Lavage à l'eau bouillante :

1. Placer le dispositif dans de l'eau bouillante pendant 20 minutes.
2. Le retirer de l'eau bouillante de manière sécuritaire.
3. Le laisser sécher à l'air sur une surface propre.

Ces recommandations sont générales et peuvent être modifiées pour répondre aux protocoles des hôpitaux.

Indications d'utilisation

Pour une utilisation à court terme avec les bébés qui ont des problèmes de prise du sein. **Précautions d'utilisation**

Dispositif

Suivre les conseils d'utilisation d'un professionnel de la santé.

Avertissements et mises en garde

Bien se laver les mains avec de l'eau et du savon avant l'allaitement. Suivre les étapes de nettoyage et de désinfection.

Après chaque utilisation

Suivre les étapes de nettoyage et de désinfection.

Généralités

Ce produit n'est pas conçu pour une utilisation comme bout de sein pour mamelons endoloris ou gercés. Pour une seule utilisatrice.

Entreposer hors de la portée des enfants.

Lire les instructions avant l'utilisation.

ES Protector de pezón Ameda

Ayuda para prenderse al pecho con corte

El corte puede ayudar a que la mamá y el bebé tengan más contacto de piel a piel.

Contenido

Si es una caja esterilizada:

20 paquetes con Instrucciones de uso.

Si no es una caja esterilizada: 1 paquete con Instrucciones de uso.

Advertencias y precauciones

Permanece esterilizado hasta que se abre el paquete.

No use el producto si está dañado.

Deshéchelo de acuerdo con las normas y regulaciones locales.

Precavaciones

Dispositivo

Utilícelo según las indicaciones de un profesional de atención médica.

Nettoyage y desinfección

Nettoyer et sécher à l'air après chaque utilisation.

Antes de cada uso

Lávese bien las manos con agua y jabón inmediatamente antes de amamantar. Siga los pasos de limpieza y desinfección.

Después de cada uso

Siga los pasos de limpieza y desinfección.

Avant chaque utilisation

Bien se laver las manos con agua y jabón.

Después de cada uso

Siga los pasos de limpieza y desinfección.

Instrucciones de uso

- 1 Tire del borde hasta cerca de la mitad de la punta.
- 2 Coloque la abertura sobre el pezón.
- 3 Despliegue sobre el pecho.

- 4 Si es necesario, sostenga el protector con los dedos mientras lo este usando.

Lavage à la main :

1. Laver le dispositif à l'eau tiède savonneuse.
2. Le rincer à l'eau claire.
3. Le laisser sécher à l'air sur une surface propre.

Lavage au lave-vaisselle :

1. Placer le dispositif dans le panier du haut d'un lave-vaisselle standard.
2. S'il est humide à la sortie du lave-vaisselle, le laisser sécher à l'air sur une surface propre.

Lavage à l'eau bouillante :

1. Placer le dispositif dans de l'eau bouillante pendant 20 minutes.
2. Le retirer de l'eau bouillante de manière sécuritaire.
3. Le laisser sécher à l'air sur une surface propre.

Ces recommandations sont générales et peuvent être modifiées pour répondre aux protocoles des hôpitaux.

Indicaciones d'utilisation

Pour une utilisation à court terme avec les bébés qui ont des problèmes de prise du sein. **Précautions d'utilisation**

Dispositif

Suivre les conseils d'utilisation d'un professionnel de la santé.

Avertissements et mises en garde

Bien se laver les mains avec de l'eau et du savon avant l'allaitement. Suivre les étapes de nettoyage et de désinfection.

Après chaque utilisation

Suivre les étapes de nettoyage et de désinfection.

Généralités

Ce produit n'est pas conçu pour une utilisation comme bout de sein pour mamelons endoloris ou gercés. Pour une seule utilisatrice.

Entreposer hors de la portée des enfants.

Lire les instructions avant l'utilisation.

Estas son recomendaciones generales, y es posible que sean modificadas para cumplir con los protocolos hospitalarios.

trág, ist der Inhalt steril und gebrauchsfertig.

Nicht verwenden, wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist. Bei unsteriler Verpackung das Produkt 20 Minuten lang in kochendes Wasser legen. Sicher herausnehmen und an der Luft trocknen lassen.

Almacenamiento

Después de cada limpieza y desinfección, coloque el dispositivo seco a temperatura ambiente en un recipiente limpio para su almacenamiento.

Nach jedem Gebrauch

Sofern nicht anders durch das medizinische Fachpersonal angewiesen, Produkt gemäß den folgenden Anleitung vorbereiten. Keine Lösungs- oder Scheuermittel verwenden.

Instrukciones de uso

Para uso temporal en el caso de bebés con problemas para prenderse al pecho.

Precauciones

Para uso individual solamente.

Nettoyage y desinfección

Utilícelo según las indicaciones de un profesional de atención médica.

Antes de cada uso

Lávese bien las manos con agua y jabón inmediatamente antes de amamantar. Siga las instrucciones de uso previstas.

Después de cada uso

Siga los pasos de limpieza y desinfección.

Avant chaque utilisation

Lávese bien las manos con agua y jabón.

Después de cada uso

Siga los pasos de limpieza y desinfección.